



Thermo Scientific Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro / ST Plus

Gebrauchsanweisung

50158528-f • 06 / 2025

Vorwort

Über dieses Handbuch	ix
Wo finde ich Informationen über meine Zentrifuge?	ix
Bestimmungsgemäße Verwendung	ix
Signalwörter und Symbole	xi
Auf dem Gerät und den Zubehörteilen verwendete Symbole	xii
In der Gebrauchsanweisung verwendete Symbole	xii
Sicherheitsanweisungen	xii

1. Transport und Aufstellen

1. 1. Auspacken	1-1
1. 2. Aufstellungsort	1-1
1. 3. Transportieren	1-2
1. 4. Produktübersicht	1-7
1. 5. Anschlüsse	1-12
1. 6. Grundeinstellung	1-12

2. Betrieb

2. 1. Lage der Teile	2-1
2. 2. Zentrifuge ein-/ausschalten	2-4
2. 3. Zentrifugendeckel öffnen/schließen	2-4
2. 4. Vorgehensweise Rotor ein- und ausbauen	2-5
2. 5. Rotor beladen	2-7

2. 6. Identifizierung von Rotor und Bechern	2-10
2. 7. Die wichtigsten Zentrifugationsparameter einstellen	2-11
2. 8. Die Zentrifugationskammer vortemperieren	2-12
2. 9. Zentrifugation	2-12
2. 10. Aerosoldichte Anwendung	2-13

3. Grafische Benutzerschnittstelle

3. 1. Übersicht	3-1
3. 2. Die wichtigsten Zentrifugationsparameter einstellen	3-7
3. 3. Die Zentrifugationskammer vortemperieren	3-12
3. 4. Zentrifugation	3-13
3. 5. Status-, Alarm- und Warnmeldungen	3-15
3. 6. Einstellungen	3-30
3. 7. Display	3-43
3. 8. Protokolle	3-47

4. LCD-Bedienfeld

4. 1. Übersicht	4-1
4. 2. Die wichtigsten Zentrifugationsparameter einstellen	4-2
4. 3. Programme	4-6
4. 4. Zentrifugation	4-6
4. 5. Aktiven Zentrifugationslauf stoppen	4-7
4. 6. Systemmenü	4-8

5. Wartung und Pflege

5. 1. Reinigungsintervalle	5-1
5. 2. Grundlagen	5-1
5. 3. Reinigung	5-2
5. 4. Desinfizieren	5-4
5. 5. Dekontaminieren	5-4
5. 6. Autoklavierung	5-5
5. 7. Wartung und Instandhaltung	5-5
5. 8. Versenden	5-6
5. 9. Lagern	5-6
5. 10. Entsorgung	5-6

6. Fehlerbehandlung

6. 1. Notentriegelung des Zentrifugendeckels	6-1
6. 2. Eisbildung	6-2
6. 3. Fehlerbehebung	6-2
6. 4. Informationen für den Kundendienst	6-3

A. Technische Daten

B. Rotordaten

C. Chemische Beständigkeitstabelle

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1–1: Sicherheitszone	1-2
Abbildung 1–2: Anheben der Tischzentrifuge von beiden Seiten	1-3
Abbildung 1–3: Platzbedarf beim Entladen	1-3
Abbildung 1–4: Äußere Umreifungsbänder und Kartonverpackung entfernen	1-4
Abbildung 1–5: Innere Umreifungsbänder und Kantenschutz-Pappwinkel entfernen	1-4
Abbildung 1–6: Anschlagwinkel von der Palette abschrauben	1-5
Abbildung 1–7: Entladeschienen montieren	1-5
Abbildung 1–8: Zentrifuge von der Palette herunterrollen	1-6
Abbildung 1–9: Laufrollen der Zentrifuge sichern	1-6
Abbildung 1–10: Produktübersicht – gekühlte Tischzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (1 Liter-Ausführung)	1-7
Abbildung 1–11: Produktübersicht – gekühlte Tischzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (1 Liter-Ausführung)	1-7
Abbildung 1–12: Produktübersicht – luftgekühlte Tischzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (1 Liter-Ausführung)	1-7
Abbildung 1–13: Produktübersicht – luftgekühlte Tischzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (1 Liter-Ausführung)	1-8
Abbildung 1–14: Produktübersicht – gekühlte Tischzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (4 Liter-Ausführung)	1-8
Abbildung 1–15: Produktübersicht – gekühlte Tischzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (4 Liter-Ausführung)	1-8
Abbildung 1–16: Produktübersicht – luftgekühlte Tischzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (4 Liter-Ausführung)	1-9
Abbildung 1–17: Produktübersicht – luftgekühlte Tischzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (4 Liter-Ausführung)	1-9
Abbildung 1–18: Produktübersicht – gekühlte Standzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (4 Liter-Ausführung)	1-10
Abbildung 1–19: Produktübersicht – gekühlte Standzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (4 Liter-Ausführung)	1-10
Abbildung 1–20: Produktübersicht – luftgekühlte Standzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (4 Liter-Ausführung)	1-11
Abbildung 1–21: Produktübersicht – luftgekühlte Standzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (4 Liter-Ausführung)	1-11
Abbildung 2–1: Lage der Zentrifugenteile bei einer luftgekühlten Zentrifuge mit LCD-Bedienfeld	2-1
Abbildung 2–2: Lage der Rotorteile bei einem Festwinkelrotor	2-1
Abbildung 2–3: Lage des Becherschlitzes und der zugehörigen Adapternase	2-2
Abbildung 2–4: Lage der Rotorteile bei einem Ausschwingrotor	2-2
Abbildung 2–5: Lage der Rotorteile bei einem Ausschwingrotor mit Windschutzkessel	2-3
Abbildung 2–6: Rückansicht der Tischzentrifuge, Lage des Netzschalters	2-4
Abbildung 2–7: Rückansicht der Standzentrifuge, Lage des Netzschalters	2-4
Abbildung 2–8: Rotordeckel aufsetzen/abnehmen.	2-5
Abbildung 2–9: Rotorknauf drehen	2-6
Abbildung 2–10: Betätigung der Auto-Lock-Taste	2-6
Abbildung 2–11: Auto-Lock auf der Antriebswelle	2-7
Abbildung 2–12: Schlitz und Nase nach dem Einsetzen des Bechers in den Rotor	2-7
Abbildung 2–13: Beispiele für die richtige Beladung von Festwinkelrotoren	2-8
Abbildung 2–14: Beispiele für die richtige Beladung von Ausschwingrotoren	2-8
Abbildung 2–15: Beispiele für die falsche Beladung von Festwinkelrotoren	2-8
Abbildung 2–16: Beispiele für die falsche Beladung von Ausschwingrotoren	2-8
Abbildung 2–17: Rotorerkennung: Bechertyp für einen TX-750 Rotor auswählen	2-10
Abbildung 2–18: Korrekten Bechercode für den Rotor einstellen	2-11
Abbildung 2–19: Deckel eines aerosoldichten Rotors mit Dorn	2-13
Abbildung 2–20: Becher mit geöffnetem Deckel (links) und geschlossenem Deckel (rechts)	2-14
Abbildung 3–1: Seitenbereiche	3-1
Abbildung 3–2: Touchscreen-Display einer luftgekühlten Zentrifuge	3-1
Abbildung 3–3: Touchscreen-Display einer gekühlten Zentrifuge	3-2
Abbildung 3–4: Bereich Info und Betriebszustand	3-2

Abbildung 3-5: Startseite der Zentrifuge im Leerlaufbetrieb	3-3
Abbildung 3-6: Startseite einer luftgekühlten Zentrifuge im Betrieb	3-3
Abbildung 3-7: Startseite einer gekühlten Zentrifuge im Betrieb	3-4
Abbildung 3-8: Hauptseite Einstellungen	3-5
Abbildung 3-9: Bedienfeld einer luftgekühlten Zentrifuge	3-5
Abbildung 3-10: Bedienfeld einer gekühlten Zentrifuge	3-5
Abbildung 3-11: Navigationsleiste	3-7
Abbildung 3-12: Drehzahlfeld auf der Startseite	3-8
Abbildung 3-13: Seite Sollwerte: Standard einer gekühlten Zentrifuge	3-8
Abbildung 3-14: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Erweitert einer luftgekühlten Zentrifuge ..	3-8
Abbildung 3-15: Seite Sollwerte, Detailansicht der Zentrifugendrehzahl und des Bereichs	3-9
Abbildung 3-16: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Warnmeldung Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	3-9
Abbildung 3-17: Popup-Fenster Ungültige Rotordrehzahl	3-9
Abbildung 3-18: Laufzeitfeld auf der Startseite	3-10
Abbildung 3-19: Feld Laufzeit auf der Startseite	3-10
Abbildung 3-20: Feld Beschleunigungs- / Bremsprofil auf der Startseite	3-10
Abbildung 3-21: Temperaturfeld auf der Startseite	3-11
Abbildung 3-22: Temperaturfeld auf der Startseite	3-12
Abbildung 3-23: Popup-Fenster Vortemperierung abgeschlossen	3-12
Abbildung 3-24: Seite im Lighthouse-Modus	3-13
Abbildung 3-25: Pulse-Modus: Zentrifuge läuft eine Minute lang	3-14
Abbildung 3-26: Seite Status	3-15
Abbildung 3-27: Warnmeldung Ende der Rotor-Nutzungsdauer oben auf der Startseite	3-16
Abbildung 3-28: Startseite mit Warnmeldung	3-16
Abbildung 3-29: Seite Status – Warnmeldung mit Warnmeldungsliste	3-17
Abbildung 3-30: Seite Status – Warnmeldung: Erweiterte Ansicht der Betriebsdetails	3-17
Abbildung 3-31: Alarmmeldung oben auf der Startseite	3-18
Abbildung 3-32: Alarmmeldung nach dem Stummschalten	3-19
Abbildung 3-33: Ganzseitendarstellung der Alarmmeldung	3-19
Abbildung 3-34: Seite Status – Alarm mit Meldung Rotorunwucht	3-20
Abbildung 3-35: Seite Status – Alarmmeldung: Erweiterte Ansicht der Betriebsdetails	3-20
Abbildung 3-36: Seite Status	3-21
Abbildung 3-37: Leere Seite Programme (vor dem Erstellen von Programmen)	3-22
Abbildung 3-38: Programme -> Seite Neues Programm hinzufügen, erster Optionssatz	3-22
Abbildung 3-39: Durch das Tastenfeld verdeckte Seite Programme	3-22
Abbildung 3-40: Programme -> Seite Neues Programm hinzufügen, zweiter Optionssatz	3-23
Abbildung 3-41: Programme -> Seite Neues Programm hinzufügen, Drehzahl und Zeit für Schritt 1	3-23
Abbildung 3-42: Programme -> Seite Erweiterte Einstellungen	3-24
Abbildung 3-43: Programme -> Popup-Fenster Programm-Schnellansicht	3-24
Abbildung 3-44: Programme -> Seite Programm bearbeiten	3-25
Abbildung 3-45: Programme -> Fenster mit der Löschbestätigung für Programmschritte	3-25
Abbildung 3-46: Programme -> Fenster mit der Löschbestätigung für Programme	3-26
Abbildung 3-47: Seite Programme mit vorab gespeicherten Benutzerprogrammen	3-26
Abbildung 3-48: Programme -> Seite Programme exportieren	3-27
Abbildung 3-49: Programme -> Seite Programme importieren	3-27
Abbildung 3-50: Programme -> Popup-Fenster Programme exportieren mit Fortschrittsbalken	3-28
Abbildung 3-51: Programme -> Popup-Fenster Exportvorgang abgeschlossen	3-28
Abbildung 3-52: Programme -> Popup-Fenster Programme importieren mit Fortschrittsbalken	3-29
Abbildung 3-53: Programme -> Popup-Fenster Importvorgang abgeschlossen	3-29
Abbildung 3-54: Hauptseite Einstellungen	3-30
Abbildung 3-55: Alarmeinstellungen -> Schieberegler Alarmlautstärke	3-30

Abbildung 3-56: Einstellungen -> Seite Warnmeldungen	3-32
Abbildung 3-57: Einstellung Warnmeldungen -> Schieberegler Warntonlautstärke	3-32
Abbildung 3-58: Einstellungen -> Seite Zugangskontrolle	3-33
Abbildung 3-59: Einstellungen -> Zugangskontrolle: Seite Zugangskontrolle bei Betrieb mit Zugangskontrolle	3-35
Abbildung 3-60: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Standard bei einer gekühlten Zentrifuge	3-37
Abbildung 3-61: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Erweitert einer luftgekühlten Zentrifuge	3-37
Abbildung 3-62: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Warnmeldung Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	3-38
Abbildung 3-63: Einstellungen -> Seite Nutzungsplan (alle Nutzungspläne deaktiviert)	3-42
Abbildung 3-64: Einstellungen -> Seite Display	3-43
Abbildung 3-65: Einstellungen -> Seite Display -> Helligkeit	3-43
Abbildung 3-66: Hauptseite Protokolle	3-47
Abbildung 3-67: Seite Ereignisprotokoll	3-47
Abbildung 3-68: Seite Ereignisprotokoll mit erweiterter Ereignisanzeige	3-48
Abbildung 3-69: Seite Rotorprotokoll	3-50
Abbildung 3-70: Seite Diagramm	3-51
Abbildung 3-71: Seite Diagrammdetails	3-52
Abbildung 3-72: Seite Dateien und Info	3-53
Abbildung 4-1: Funktionen auf dem LCD-Bedienfeld	4-1
Abbildung 4-2: Auswahl zwischen RZB / U/min und Einstellen der Zentrifugendrehzahl	4-2
Abbildung 4-3: Laufzeit der Zentrifuge einstellen	4-3
Abbildung 4-4: Beschleunigungsprofil einstellen	4-3
Abbildung 4-5: Bremsprofil einstellen	4-4
Abbildung 4-6: Temperatur zur Vortemperierung einstellen (links)	4-4
Abbildung 4-7: Temperatur für den Zentrifugationslauf einstellen (rechts)	4-5
Abbildung 4-8: Korrekten Bechercode für den Rotor einstellen	4-5
Abbildung 5-1: Lüftungsgitter ausbauen	5-3
Abbildung 6-1: Notentriegelung des Deckels auf der Rückseite	6-1

Tabellenverzeichnis

Table i: Zentrifugenauswahl von Thermo Scientificxi
Table ii: Signalwörter und Symbolexi
Table iii: Auf dem Gerät und den Zubehörteilen verwendete Symbole	xii
Table iv: In der Gebrauchsanweisung verwendete Symbole	xii
Tabelle 1–1: Lieferumfang	1-1
Tabelle 3–1: Symbole auf der Navigationsleiste	3-7
Tabelle 3–2: Verbindliche Eingabe eines Zugangscodes bei Betrieb mit oder ohne Zugangskontrolle	3-34
Tabelle 3–3: Einstellungen -> Bedienelemente -> Erläuterung der Optionen der Seite Sollwerte	3-36
Tabelle 6–1: Fehlermeldungen	6-3
Table A–1: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall X Pro	A-1
Table A–2: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall X Pro	A-2
Table A–3: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall X Pro	A-3
Table A–4: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall ST Plus	A-4
Table A–5: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall ST Plus	A-5
Table A–6: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall ST Plus	A-6
Table A–7: Normen und Richtlinien für Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro / Sorvall ST Plus	A-7
Table A–8: Normen und Richtlinien für Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro-MD / Sorvall ST Plus-MD	A-8
Table A–9: Kühlmittel für Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro / Sorvall ST Plus	A-10
Table A–10: Elektrische Anschlussdaten für Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro / Sorvall ST Plus	A-12
Table A–11: Rotorauswahl - Allgemeine und IVD-Anwendung	A-14

Vorwort

Bevor Sie Arbeiten an der Zentrifuge durchführen, lesen Sie sich bitte diese Gebrauchsanweisung genau durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Die in dieser Anweisung enthaltenen Informationen sind Eigentum der Thermo Fisher Scientific; Vervielfältigung oder Weitergabe sind ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Eigentümers verboten.

Bei Nichtbefolgung der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anweisungen und Sicherheitsmaßnahmen erlischt die Gewährleistungspflicht.

Über dieses Handbuch

Diese Gebrauchsanweisung enthält folgende Kapitel:

- **Vorwort** (dieses Kapitel):
- **Transport und Aufstellen:** Enthält die Lieferliste, beschreibt die Vorgehensweise beim Transportieren der Zentrifuge zum vorgesehenen Aufstellungsort sowie beim Anschließen der Stromversorgungs- und Ethernetkabel und Einrichten der Grundfunktionen.
- **Betrieb:** Enthält Anweisungen zum Zentrifugieren und beschreibt allgemeine Vorgänge wie das Beladen und Einsetzen des Rotors, das Eingeben der Laufparameter und die Benutzung der Zentrifuge.
- **Grafische Benutzerschnittstelle:** Erläutert den berührungssensitiven Bildschirm und die Seiten.
- **LCD-Bedienfeld:** Erläutert die LCD-Anzeige und die Bedienelemente an der Vorderseite und beschreibt ihre Funktion.
- **Wartung und Pflege:** Erläutert die Vorgehensweise bei der Durchführung allgemeiner Wartungsmaßnahmen wie das Reinigen, Desinfizieren und Dekontaminieren der Zentrifuge und ihrer Rotoren und beschreibt, welche Teile autoklavierbar sind. Auch die regelmäßig durchzuführenden Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wie Sichtprüfungen, die Reinigung des Lüftungsgitters und besondere Wartungsmaßnahmen für den jeweils ausgewählten Rotor sowie die vom autorisierten Servicepersonal von Thermo Fisher Scientific im Zuge der vorbeugenden Wartung auszutauschenden Teile sind hier beschrieben. Ebenso sind allgemeine Hinweise zu Lagerung und Transport angegeben.
- **Fehlerbehandlung:** Dieser Abschnitt beschreibt die Nutzung der Deckel-Notentriegelung zum Öffnen des Zentrifugendeckels nach Ausfall der Stromversorgung, das Enteisen der Zentrifugenkammer, die Störungsbehebung nach Anzeige von Störungsmeldungen am Display und das Zusammenstellen von Geräteinformationen vor Kontaktaufnahme mit dem Service von Thermo Fisher Scientific.
- **Technische Daten:** In diesem Kapitel sind alle technischen Daten der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zentrifugenmodelle aufgeführt.
- **Rotoren:** Enthält Rotortabellen für alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zentrifugenmodelle sowie Spezifikationen und Informationen zu allen kompatiblen Rotoren und Zubehörteilen.
- **Chemische Beständigkeitstabelle:** Enthält eine Referenztafel mit Angaben zu den Auswirkungen häufig verwendeter chemischer Stoffe auf die Zentrifuge und die Rotormaterialien.
- **Index:** Alphabetische Auflistung aller Schlüsselbegriffe mit Verweis auf die Seiten, auf denen der Begriff verwendet wird.

Wo finde ich Informationen über meine Zentrifuge?

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf diverse Zentrifugenmodelle der Baureihen Sorvall X Pro / Sorvall ST Plus von Thermo Scientific.

Ihren Gerätetyp können Sie anhand von zwei Informationen eindeutig identifizieren:

- anhand der an der Vorderseite angegebenen Produktreihe—z.B. Thermo Scientific Sorvall X Pro
- anhand der Produktnummer und der Produktbezeichnung laut Typenschild —z.B. „75009900“ und „Thermo Scientific Sorvall X4 Pro“, wie dargestellt in „Zentrifugenauswahl von Thermo Scientific“ auf Seite xi.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung von Labor-Zentrifugen

Diese Zentrifuge wird eingesetzt, um Substanzgemische unterschiedlicher Dichte zu trennen, wie z.B. für Chemikalien, Umweltproben und anderen Proben nicht menschlichen Ursprungs.

Bestimmungsgemäße Verwendung von IVD-Zentrifugen

In Verbindung mit IVD-Röhrchen und diagnostischen IVD-Analysesystemen kann diese Zentrifuge als IVD-Laborgerät ((In-Vitro-Diagnostik) eingesetzt werden.

Die Zentrifuge dient zum Trennen von menschlichem Blut. Blut wird in zahllosen diagnostischen Untersuchungen wie beispielsweise beim hämatologischen Screening (z.B. zur Bestimmung des freien Hämoglobins), beim immunologischen Screening (z.B. zur Bestimmung des Thrombozytenspiegels) oder zur Bewertung des kardiovaskulären Systems (z.B. Analyse des Kaliumspiegels) eingesetzt.

Intendierte Benutzer

Diese Zentrifuge darf nur von geschultem Personal betrieben werden.

Zu geschultem Personal zählen klinische Labortechniker, medizinische Labortechniker oder Personen mit entsprechender Ausbildung.

Labor-Zentrifugen		In-Vitro-Diagnostik-Zentrifugen	
Artikelnr.	Tischzentrifuge	Artikelnr.	Tischzentrifuge
75009720	Sorvall X1 Pro 100–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009220	Sorvall X1 Pro-MD 100–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009760	Sorvall X1R Pro 220–230 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009260	Sorvall X1R Pro-MD 220–230 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009261	Sorvall X1R Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009763	Sorvall X1R Pro 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009263	Sorvall X1R Pro-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009905	Sorvall X4 Pro 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009505	Sorvall X4 Pro-MD 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009506	Sorvall X4 Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009907	Sorvall X4 Pro 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009507	Sorvall X4 Pro-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009920	Sorvall X4R Pro 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz	75009520	Sorvall X4R Pro-MD 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz
75009820	Sorvall X4R Pro 220 V \pm 10%, 60 Hz	75009620	Sorvall X4R Pro-MD 220 V \pm 10%, 60 Hz
		75009521	Sorvall X4R Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009922	Sorvall X4R Pro 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009522	Sorvall X4R Pro-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009932	Sorvall X4F Pro 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009532	Sorvall X4F Pro-MD 208–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009533	Sorvall X4F Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009934	Sorvall X4F Pro 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009534	Sorvall X4F Pro-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009941	Sorvall X4RF Pro 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz	75009541	Sorvall X4RF Pro-MD 220–240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz
75009027	Sorvall X4RF Pro 220 V \pm 10%, 60 Hz	75009026	Sorvall X4RF Pro-MD 220 V \pm 10%, 60 Hz
		75009539	Sorvall X4RF Pro-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009940	Sorvall X4RF Pro 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009540	Sorvall X4RF Pro-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009740	Sorvall ST1 Plus 100–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009240	Sorvall ST1 Plus-MD 100–240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009880	Sorvall ST1R Plus 220–230 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009380	Sorvall ST1R Plus-MD 220–230 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009381	Sorvall ST1R Plus-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz

Labor-Zentrifugen		In-Vitro-Diagnostik-Zentrifugen	
Artikelnr.	Tischzentrifuge	Artikelnr.	Tischzentrifuge
75009883	Sorvall ST1R Plus 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009383	Sorvall ST1R Plus-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009909	Sorvall ST4 Plus 208-240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009509	Sorvall ST4 Plus-MD 208-240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009510	Sorvall ST4 Plus-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009911	Sorvall ST4 Plus 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009511	Sorvall ST4 Plus-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009924	Sorvall ST4R Plus 220-240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz	75009524	Sorvall ST4R Plus-MD 220-240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz
75009824	Sorvall ST4R Plus 220 V \pm 10%, 60 Hz	75009624	Sorvall ST4R Plus-MD 220 V \pm 10%, 60 Hz
		75009525	Sorvall ST4R Plus-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009926	Sorvall ST4R Plus 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009526	Sorvall ST4R Plus-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009956	Sorvall ST4F Plus 208-240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009982	Sorvall ST4F Plus-MD 208-240 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
		75009981	Sorvall ST4F Plus-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009954	Sorvall ST4F Plus 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009980	Sorvall ST4F Plus-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz
75009959	Sorvall ST4RF Plus 220-240 V \pm 10%, 50 Hz 230 V \pm 10%, 60 Hz	75009985	Sorvall ST4RF Plus-MD 220-240 V \pm 10%, 50 Hz / 230 V \pm 10%, 60 Hz
75009025	Sorvall ST4RF Plus 220 V \pm 10%, 60 Hz	75009024	Sorvall ST4RF Plus-MD 220 V \pm 10%, 60 Hz
		75009984	Sorvall ST4RF Plus-MD 120 V \pm 10%, 60 Hz
75009957	Sorvall ST4RF Plus 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz	75009983	Sorvall ST4RF Plus-MD 100 V \pm 10%, 50 / 60 Hz

Table i: Zentrifugenauswahl von Thermo Scientific

Signalwörter und Symbole

Signalwörter und Farben	Gefahrenstufe
WARNUNG	Weist auf gefährliche Situationen hin, die zu tödlichen oder schwerwiegenden Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.
VORSICHT	Weist auf gefährliche Situationen hin, die zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.
HINWEIS	Weist auf wichtige Informationen hin, die nicht mit Gefahren verbunden sind.

Table ii: Signalwörter und Symbole

Auf dem Gerät und den Zubehörteilen verwendete Symbole

Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, um sich und Ihre Umgebung nicht zu gefährden.


	Allgemeine Gefährdung		Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Gebrauchsanweisung
	Biogefährdung		Ziehen Sie den Netzstecker.
	Schnittgefahr		Drehrichtung
	Prüfen Sie den korrekten Sitz des Rotors, indem Sie ihn am Griff leicht anheben.		Standzentrifugen: Verriegeln Sie die Laufrollen, bevor Sie die Zentrifuge in Betrieb nehmen.

Table iii: Auf dem Gerät und den Zubehörteilen verwendete Symbole

In der Gebrauchsanweisung verwendete Symbole

Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, um sich und Ihre Umgebung nicht zu gefährden.

	Allgemeine Gefährdung		Stromschlaggefahr
	Biogefährdung		Schnittgefahr
	Gefahr durch brennbare Materialien		Weist auf wichtige Informationen hin, die nicht mit Gefahren verbunden sind.
	Quetschgefahr		Schutzhandschuhe tragen
	Schutzbrille tragen		

Table iv: In der Gebrauchsanweisung verwendete Symbole

Sicherheitsanweisungen



WARNUNG

Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen kann es zu gefährlichen Situationen kommen, die zu tödlichen oder schwerwiegenden Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen.

Die Zentrifuge darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Ein nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Schäden, Kontamination und zu Verletzungen mit tödlichen Folgen führen.

Die Zentrifuge darf nur von geschultem Personal betrieben werden.

Es ist die Pflicht des Betreibers sicherzustellen, dass geeignete Schutzkleidung genutzt wird. Beachten Sie das Laboratory Biosafety Manual der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Bestimmungen ihres Landes.

Allseitige Sicherheitszone von mindestens 30 cm um die Zentrifuge. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt „Abbildung 1–1: Sicherheitszone“. Personen und gefährliche Stoffe müssen während des Zentrifugierens außerhalb dieser Sicherheitszone bleiben.

Keine Änderungen an der Zentrifuge oder an deren Zubehör vornehmen, wenn Sie hierzu nicht befugt sind.

Zentrifuge nicht mit geöffnetem oder unvollständig montiertem Gehäuse in Betrieb nehmen.



Schadensgefahr bei falscher Stromversorgung.

Stellen Sie sicher, dass die Zentrifuge nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen angeschlossen wird.

WARNUNG



Gefahr im Umgang mit gefährlichen Substanzen.

Wenn Sie mit korrosiven Proben (Salzlösungen, Säuren, Basen) arbeiten, reinigen Sie die Zubehörteile und die Zentrifuge sorgfältig.

WARNUNG

Lassen Sie äußerste Vorsicht mit stark korrosiven Substanzen walten, die Schaden verursachen und die mechanische Festigkeit des Rotors vermindern können. Diese dürfen nur in vollständig versiegelten Gefäßen zentrifugiert werden.

Die Zentrifuge ist weder inertisiert noch explosionsgeschützt. Verwenden Sie die Zentrifuge nie in einer explosionsgefährdeten Umgebung.

Zentrifugieren Sie keine toxischen oder radioaktiven Materialien sowie pathogene Mikroorganismen ohne geeignete Sicherheitsvorkehrungen.

Wenn Sie irgendwelche gefährlichen Materialien zentrifugieren, beachten Sie das „Laboratory Biosafety Manual“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Bestimmungen ihres Landes. Werden mikrobiologische Proben der Risikogruppe II (nach „Laboratory Biosafety Manual“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO)) zentrifugiert, müssen aerosoldichte Bioabdichtungen verwendet werden. Das Laboratory Biosafety Manual finden Sie auf der Internetseite der Weltgesundheitsorganisation (www.who.int). Bei Materialien mit einer höheren Risikogruppe müssen weitere Schutzvorkehrungen getroffen werden.

Falls Toxine oder pathogene Substanzen die Zentrifuge oder Teile von ihr kontaminiert haben, müssen Sie geeignete Desinfektionsmaßnahmen durchführen („Desinfizieren“ auf Seite 5-4).

Bei eintretender Gefahrensituation unterbrechen Sie die Stromversorgung der Zentrifuge und verlassen Sie den Bereich sofort.

Zur Vermeidung gefährlicher Kontaminationen verwenden Sie in Ihren Anwendungen ausschließlich ordnungsgemäßes Zubehör.

Bitte denken Sie daran, dass bei jeglicher Art von mechanischem Versagen, wie beispielsweise beim Bersten des Rotors oder der Flaschen, die Zentrifuge nicht aerosoldicht ist. Verlassen Sie sofort den Raum. Benachrichtigen Sie den Kundendienst. Nach einem mechanischen Versagen brauchen Aerosole etwas Zeit zum Setzen. Warten Sie bitte einen Moment, bis Sie den Zentrifugendeckel öffnen. Bei luftgekühlten Zentrifugen sind die Kontaminationsrisiken nach einem mechanischen Versagen höher als bei gekühlten Zentrifugen.



Kontaminationsrisiken.

Während eines Zentrifugationslaufs bleibt eine mögliche Kontamination nicht nur auf die Zentrifuge beschränkt.

WARNUNG

Treffen Sie daher entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, um eine Kontaminationsausbreitung zu verhindern.

Eine Zentrifuge ist kein abgeschlossener Raum.



Gesundheitsschäden durch das Zentrifugieren von explosiven oder brennbaren Materialien oder Substanzen.

Zentrifugieren Sie keine explosiven oder brennbaren Materialien oder Substanzen.

WARNUNG

**WARNUNG****Schwere Verletzungen sind möglich, wenn Sie einen sich drehenden Rotor mit ihren Händen oder Werkzeugen berühren.**

Bei Stromausfall kann ein Rotor sich immer noch drehen.

Öffnen Sie die Zentrifuge nicht bevor der Rotor stillsteht. Berühren Sie keinen sich drehenden Rotor. Die Zentrifuge ausschließlich bei stillstehendem Rotor öffnen.

Bremsen Sie den Rotor nicht mit den Händen oder irgendwelchem Werkzeug.

Die Notentriegelung darf nur im Notfall verwendet werden, z. B. bei unterbrochener Stromzufuhr, um die Proben aus der Zentrifuge zu entnehmen („Notentriegelung des Zentrifugendeckels“ auf Seite 6-1).

**WARNUNG**

Die im Rotor installierten Magneten können eingeschaltete Implantate, wie beispielsweise Herzschrittmacher, in ihrer Leistung beeinträchtigen.

Diese Magneten sind an der Rotorunterseite befestigt.

Da sie dauerhaft magnetische Felder erzeugen, muss zwischen dem Implantat und dem Rotor stets ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden. Bei Einhaltung eines Mindestabstands von 20 cm beträgt die magnetische Feldstärke weniger als 0,1 mT, sodass es zu keinen Interferenzen kommen dürfte.

**VORSICHT****Verletzungsgefahr durch defekte Gasfeder**

Achten Sie darauf, dass der Zentrifugendeckel vollständig geöffnet werden kann und auch in der geöffneten Stellung verbleibt.

Funktionsfähigkeit der Gasfedern regelmäßig kontrollieren.

Defekte Gasfedern immer nur von einem autorisierten Servicetechniker austauschen lassen.

**VORSICHT****Gefahr von Schnittverletzungen durch gebrochenes Displayglas**

Ein beschädigtes Display niemals berühren.

**VORSICHT****Die Sicherheit kann durch unsachgemäße Beladung und verschlissene Zubehörteile beeinträchtigt werden.**

Stellen Sie immer sicher, dass die Beladung möglichst gleichmäßig verteilt ist.

Benutzen Sie keine Rotoren oder Zubehörteile, die Korrosionspuren oder Risse aufweisen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Kundendienst.

Im Falle von Rotorunwucht darf die Zentrifuge nicht in Betrieb genommen werden. Verwenden Sie nur Rotoren, die korrekt beladen sind.

Überladen Sie den Rotor nie.

Stellen Sie sicher, dass Rotoren und Zubehörteile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie die Zentrifuge in Betrieb nehmen. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Vorgehensweise Rotor ein- und ausbauen“ auf Seite 2-5.

**VORSICHT****Verletzungsgefahr bei Nichtbeachtung der Betriebsgrundlagen.**

Zentrifuge stets nur mit ordnungsgemäß installiertem Rotor in Betrieb nehmen.

Bewegen Sie die Zentrifuge nicht, während sie läuft.

Stützen Sie sich nicht auf die Zentrifuge.

Legen Sie nichts auf die Zentrifuge, während sie läuft.

Das Gehäuse der Zentrifuge darf nicht vom Anwender geöffnet werden.

**VORSICHT****Verletzungsgefahr beim Fortbewegen von Standzentrifugen**

Zum Fortbewegen von Standzentrifugen sind stets mindestens zwei Personen vorzusehen. Die Personen müssen die Zentrifuge an beiden Seiten schieben und dürfen sich nicht in Bewegungsrichtung der Zentrifuge aufhalten.

**VORSICHT****Infolge von Luftreibung kann die Integrität der Proben beeinträchtigt werden.**

Die Rotortemperatur kann während des Zentrifugenbetriebs deutlich steigen.

Bei luftgekühlten Geräten kann der Rotor wärmer als die Umgebungstemperatur werden.

Bei gekühlten Geräten können die angezeigte Temperatur und die Solltemperatur von der Proben­temperatur abweichen.

Überprüfen Sie, ob das Regelvermögen der Zentrifugentemperatur zur Umsetzung der Anforderungen der jeweiligen Anwendung ausreichend ist. Führen Sie ggf. einen Probelauf durch.

**HINWEIS****Bei Einsatz nicht zugelassener Zubehörteile können die Schutzfunktionen beeinträchtigt sein.**

Verwenden Sie für diese Zentrifuge nur von Thermo Fisher Scientific zugelassenes Zubehör. Eine Liste der zugelassene Zubehörteile finden Sie im Abschnitt „Rotordaten“ auf Seite B-1.

Eine Ausnahme bilden nur die handelsüblichen Zentrifugenröhrchen aus Glas oder Kunststoff, sofern diese für die Rotor- bzw. Adapteraufnahmen ausgelegt sind und für die Drehzahlen bzw. RZB-Werte des Rotors zugelassen sind.

**HINWEIS****Beschädigung des Gerätes oder Fehlfunktion durch beschädigtes Bedienfeld.**

Gerät nicht in Betrieb nehmen.

Zentrifuge ausschalten. Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Bedienfeld durch autorisierten Servicetechniker austauschen lassen.

**HINWEIS****Um die Zentrifuge auszuschalten:**

Drücken Sie auf die Schaltfläche Stop. Schalten Sie die Zentrifuge am Hauptschalter aus. Den Netzstecker ziehen. Unterbrechen Sie im Notfall die Stromzufuhr.

Achten Sie beim Aufstellen der Zentrifuge darauf, dass der Netzschalter und der Netzstecker frei zugänglich sind. Die ordnungsgemäß geerdete Steckdose muss frei zugänglich sein und sich außerhalb der Sicherheitszone befinden.

**HINWEIS**

Bei Standzentrifugen ist die Benutzung der Benutzerschnittstelle über einen längeren Zeitraum nur eingeschränkt ergonomisch.

Wenn Sie die Benutzerschnittstelle voraussichtlich über einen längeren Zeitraum nutzen werden, empfehlen wir eine entsprechend geeignete Sitzgelegenheit.

1. Transport und Aufstellen

HINWEIS

Sie sind dafür verantwortlich, dass aus Sicherheitsgründen alle Anforderungen vollumfänglich erfüllt sind.

1.1. Auspacken

Der Versandkarton ist direkt bei Auslieferung zu prüfen. Prüfen Sie ihn nach Erhalt sorgfältig auf Transportschäden, bevor Sie die Lieferung auspacken. Wird ein Schaden festgestellt, sollte der Zusteller den Schaden auf ihrer Lieferscheinkopie angeben und unterschreiben.

Öffnen Sie den Karton vorsichtig und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (Tabelle 1–1) vorhanden sind, bevor Sie das Verpackungsmaterial entsorgen. Sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. Stellen Sie nach dem Auspacken eine Beschädigung fest, melden Sie diese bitte dem Spediteur und verlangen Sie eine Schadensuntersuchung. Verpackungsmaterial gemäß den vor Ort geltenden Entsorgungsbestimmungen entsorgen.

Wird nicht innerhalb weniger Tage nach Erhalt der Sendung eine Schadensuntersuchung verlangt, wird der Frachtführer von der Schadenshaftung entbunden. Sie müssen eine Schadensuntersuchung verlangen.

Lieferumfang

Zu beachten ist, dass die Zentrifuge ohne Rotor geliefert wird. In diesem Kapitel sind die Rotoren und die im Rotorlieferumfang enthaltenen Positionen aufgeführt „Rotordaten“ auf Seite B-1.

Artikel	Artikel-Nr.	Anz.
Thermo Scientific Zentrifuge		1
Netzanschlusskabel		1
Ausdruck der Gebrauchsanweisung	50158527	1
Gebrauchsanweisung auf USB-Stick	50158557	1
Korrosionsschutzöl	70009824	1

Tabelle 1–1: Lieferumfang

Sollten nicht alle Teile mitgeliefert worden sein, wenden Sie sich an die nächste Thermo Fisher Scientific-Vertretung.

1.2. Aufstellungsort

Die Zentrifuge ist ausschließlich für den Betrieb in Innenräumen vorgesehen.

Der Aufstellort muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Allseitige Sicherheitszone von mindestens 30 cm um die Zentrifuge. Weitere Informationen hierzu in „Sicherheitszone“ auf Seite 1-2.

Personen und gefährliche Stoffe müssen während des Zentrifugierens außerhalb dieser Sicherheitszone bleiben.

Zentrifugen verursachen Schwingungen. In der Sicherheitszone dürfen keine empfindlichen Geräte oder gefährlichen Gegenstände oder Stoffe gelagert werden.

⚠️ WARNUNG Risiko durch heftigen Stoß. Die Zentrifuge kann bei einer Fehlfunktion innerhalb eines Radius von 30 cm Objekte und Personen zerdrücken. Halten Sie für den sicheren Betrieb eine Sicherheitszone von 30 cm um die Zentrifuge ein. Stellen Sie sicher, dass sich während des Zentrifugierens niemand in der Sicherheitszone aufhält.

- Der Untergrund muss:
 - » stabil, robust, hart und resonanzfrei sein.
 - » ein horizontales Aufstellen der Zentrifuge ermöglichen.
Es darf nichts unter die Zentrifuge gelegt werden, um etwaige Bodenebenheiten auszugleichen.
Die Zentrifuge niemals auf Transportwagen oder Einzelregalen in Betrieb nehmen, wenn sich diese während des Betriebs in Bewegung setzen könnten oder für die Größe der Zentrifuge ungeeignet sind.
 - » das Gewicht der Zentrifuge tragen können.
- Die Zentrifuge selbst verfügt über keine Nivellier Vorrichtungen. Der Unterbau muss für eine ordnungsgemäße Aufstellung geeignet sein.

⚠ **VORSICHT** Wird die Zentrifuge nicht ausgerichtet, können Unwuchten auftreten und die Zentrifuge kann beschädigt werden. Wird die Zentrifuge bewegt, muss sie erneut nivelliert werden. Bewegen Sie die Zentrifuge nicht mit einem installierten Rotor, um Schaden am Antrieb zu vermeiden. Legen Sie nichts unter die Zentrifugenfüße, um die Zentrifuge zu nivellieren.

- Die Zentrifuge, das Zubehör und die Proben dürfen weder Wärme noch starkem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

⚠ **VORSICHT** UV-Strahlung mindert die Haltbarkeit von Kunststoffen. Setzen Sie Zentrifugen, Rotoren und Zubehör aus Kunststoff keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

- Der Aufstellungsort muss immer gut belüftet sein.
- Sowohl der Hauptschalter als auch der Netzstecker müssen jederzeit frei zugänglich sein. Die ordnungsgemäß geerdete Steckdose muss frei zugänglich sein und sich außerhalb der Sicherheitszone befinden.




Abbildung 1-1: Sicherheitszone

1. 3. Transportieren

Bevor die Zentrifuge an einen anderen Ort transportiert wird, müssen folgende Dinge sichergestellt sein:

- das Netzkabel muss aus der Steckdose gezogen und von der Zentrifuge getrennt worden sein.
- der Rotor muss ausgebaut worden sein.
 - ⚠ **VORSICHT** Wenn der Rotor eingebaut bleibt und sich dann bewegt, können die Zentrifuge oder die Antriebswelle beschädigt werden. Vor einem Transport der Zentrifuge immer erst den Rotor ausbauen.
- der Zentrifugendeckel muss geschlossen sein.
 - ⚠ **VORSICHT** Quetschgefahr bei geöffnetem Zentrifugendeckel. Vor dem Transport der Zentrifuge immer erst den Deckel schließen.

Bevor ein Rotor an einen anderen Ort geschafft wird, muss sichergestellt sein dass

- alle Komponenten einschließlich Adaptern und Becher ausgebaut werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

1. 3. 1. Handhaben von Tischzentrifugen

Achten Sie beim Handhaben einer Tischzentrifuge darauf, dass die

- Zentrifuge stets an ihren beiden Seiten und nicht an der Vorder- oder Rückblende angehoben.




Abbildung 1–2: Anheben der Tischzentrifuge von beiden Seiten

⚠ **WARNUNG** Heben Sie die Zentrifuge immer von beiden Seiten an. Heben Sie die Zentrifuge nie an der Front- oder Rückblende an. Die Zentrifuge ist schwer (siehe „Technische Daten“ auf Seite A-1). Zum Anheben und Tragen einer gekühlten Zentrifuge sind mindestens 4 Personen erforderlich. Zum Anheben und Tragen einer luftgekühlten Zentrifuge sind mindestens 2 Personen erforderlich.

1. 3. 2. Handhaben und Auspacken einer Standzentrifuge

Standzentrifugen sind im Lieferzustand mit Umreifungsbändern auf einer speziell für den Kunden angefertigten Transportpalette gesichert. An den vier Ecken der Palette ist die Zentrifuge mit Anschlagwinkeln gegen Herunterrollen gesichert. Im Lieferumfang jeder Palette ist ein Satz Schienen enthalten, auf denen die Zentrifuge von der Palette auf die Aufstellfläche heruntergefahren wird.

Wichtige Hinweise beim Fortbewegen einer Standzentrifuge

- bei längeren Transportwegen muss die Zentrifuge auf der ursprünglichen Transportpalette gelagert werden.
- vor dem Fortbewegen am Standort muss kontrolliert werden, ob die Laufrollen und Bremsen der Zentrifuge ordnungsgemäß funktionieren.

⚠ **VORSICHT** Die Zentrifuge ist schwer (siehe „Technische Daten“ auf Seite A-1). Die Zentrifuge niemals von Hand anheben. Sichern Sie die Zentrifuge mit Umreifungsbändern auf der ursprünglichen Transportpalette und verwenden Sie einen Gabelstapler, um die Zentrifuge anzuheben. Die Zentrifuge immer nur auf der ursprünglichen Transportpalette anheben.

⚠ **WARNUNG** Zum Fortbewegen der Zentrifuge sind mindestens 2 Personen erforderlich. Die Personen müssen die Zentrifuge an beiden Seiten schieben und dürfen sich nicht in Bewegungsrichtung der Zentrifuge aufhalten. Wenn sich die Zentrifuge unkontrolliert in Bewegung setzt, kann sie in ihrem Weg befindliche Personen zerquetschen und schwerwiegende oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.




Abbildung 1–3: Platzbedarf beim Entladen

1. Stellen Sie die Palette mit der darauf stehenden Zentrifuge so ab, dass sich vor der Zentrifuge mindestens 4 m Freiraum befinden. Siehe hierzu die rot schraffierte Fläche in Abbildung 1–3.




Abbildung 1-4: Äußere Umreifungsbänder und Kartonverpackung entfernen

2. Schneiden Sie die Umreifungsbänder des Versandkartons wie in Abbildung 1-4 links dargestellt mit einer Schere durch und entfernen Sie sie.
3. Mit einem Schraubendreher entfernen Sie dann die Holzschrauben, mit denen der Umkarton bzw. die Holzkiste unten befestigt ist (4x drei Schrauben, siehe Abbildung 1-4).
4. Heben Sie den Umkarton bzw. die Holzkiste wie in Abbildung 1-4 rechts dargestellt nach oben von der Zentrifuge ab.




Abbildung 1-5: Innere Umreifungsbänder und Kantenschutz-Pappwinkel entfernen

5. Schneiden Sie den zweiten Satz Umreifungsbänder, mit denen die Zentrifuge auf der Palette gesichert ist, wie in Abbildung 1-5 links dargestellt mit einer Schere durch.
6. Entfernen Sie die beiden Kantenschutz-Pappwinkel wie in Abbildung 1-5 rechts dargestellt.
7. Entfernen Sie die Schrumpffolie von der Zentrifuge.




Abbildung 1-6: Anschlagwinkel von der Palette abschrauben

8. Mit einem Schraubendreher entfernen Sie dann die Holzschrauben, mit denen die Anschlagwinkel an den hinteren Ecken der Palette verschraubt sind (2x zwei Stück, siehe Abbildung 1-6links).
9. Schrauben Sie die beiden hinteren Anschlagwinkel von der Palette ab. Siehe hierzu Abbildung 1-6 rechts.




Abbildung 1-7: Entladeschienen montieren

10. Schauen Sie nach den Schienen, die sich in der Palettenmitte unterhalb der Zentrifuge befinden. Siehe hierzu Abbildung 1-7 links.
11. Schrauben Sie die drei Holzschrauben, mit denen die Schienen auf der Palette verschraubt sind, mit einem Schraubendreher heraus. Die Schienen sind mit insgesamt drei Schrauben gesichert, von denen sich zwei auf der einen Seite und die dritte auf der gegenüberliegenden Seite befinden.
12. Ziehen Sie die Schienen unter der Zentrifuge hervor und platzieren Sie sie jeweils vor den beiden vorderen Laufrollen. Siehe hierzu Abbildung 1-7 rechts.
13. Achten Sie darauf, dass die Schienen richtig positioniert sind.
 - a. Sie müssen sich exakt mittig vor den Laufrollen befinden, sodass diese mittig über die Schiene rollen können.
 - b. Die Palette weist eine abgeschrägte Kante auf. Das Ende der Schiene müssen Sie so auf der abgeschrägten Kante positionieren, dass es bündig mit der Palettenoberfläche ist. Siehe rechteckiges Kästchen oben rechts in Abbildung 1-7.
14. Befestigen Sie die beiden Schienen mit den beiden verbliebenen Holzschrauben auf der Palette. Siehe Abbildung 1-7 rechts.




Abbildung 1–8: Zentrifuge von der Palette herunterrollen

15. Stellen Sie sich zu zweit links und rechts neben die Zentrifuge. Siehe Abbildung 1–8.

⚠ **VORSICHT** Achten Sie darauf, dass sich niemand in Bewegungsrichtung der Zentrifuge aufhält. Wenn sich die Zentrifuge unkontrolliert in Bewegung setzt, kann sie in ihrem Weg befindliche Personen zerquetschen und schwerwiegende Verletzungen verursachen.

16. Lösen Sie die beiden schwenkbaren Lenkrollen an der Vorderseite der Zentrifuge, indem Sie die beiden Feststeller wie im rechteckigen Kästchen unten in der Mitte von Abbildung 1–7 dargestellt nach oben schwenken.

17. Halten Sie die Zentrifuge zu zweit an den hinteren Ecken fest und lassen Sie das Gerät langsam und kontrolliert die Rampe herunterrollen.

18. Schieben Sie die Zentrifuge von der Palette herunter und lassen Sie sie langsam und kontrolliert auf den Boden herunterrollen.

19. Sobald Sie die Zentrifuge zum vorgesehenen Aufstellungsort bewegt haben, aktivieren Sie die Feststeller der beiden schwenkbaren Lenkrollen, um die Zentrifuge gegen weiteres Fortbewegen zu sichern.

HINWEIS

Die schwenkbaren Lenkrollen sind anhand der Feststeller zu erkennen. Falls Sie Feststeller nicht zu sehen sein sollten, weil sie sich unterhalb der Zentrifuge befinden, müssen Sie die Lenkrollen um 180 Grad drehen und die Feststeller somit nach vorne schwenken.




Abbildung 1–9: Laufrollen der Zentrifuge sichern


20. Zum Feststellen der Lenkrollen treten Sie wie in Abbildung 1–9 dargestellt mit dem Fuß auf den an der Vorderseite der Zentrifuge herausragenden Feststeller.

1.4. Produktübersicht

Dieses Kapitel beschreibt, wo sich die Signal- und Netzanschlüsse und der Netzschalter befinden.

1.4.1. Gekühlte Tischzentrifugen (1 Liter-Ausführung)


Mit grafischer Benutzerschnittstelle (GUI)



① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Netzanschluss; ⑤ Netzschalter

Abbildung 1-10: Produktübersicht — gekühlte Tischzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (1 Liter-Ausführung)

Mit LCD-Bedienfeld




① RS232; ② Netzanschluss; ③ Netzschalter

Abbildung 1-11: Produktübersicht — gekühlte Tischzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (1 Liter-Ausführung)

1.4.2. Luftgekühlte Tischzentrifugen (1 Liter-Ausführung)

Mit grafischer Benutzerschnittstelle




① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Netzanschluss; ⑤ Netzschalter

Abbildung 1-12: Produktübersicht — luftgekühlte Tischzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (1 Liter-Ausführung)

Mit LCD-Bedienfeld

Vorderseite

Rückseite



① RS232; ② Netzanschluss; ③ Netzschalter


Abbildung 1-13: Produktübersicht – luftgekühlte Tischzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (1 Liter-Ausführung)

1. 4. 3. Gekühlte Tischzentrifugen (4 Liter-Ausführung)

Mit grafischer Benutzerschnittstelle (GUI)

Vorderseite

Rückseite




① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Netzanschluss; ⑤ Netzschalter

Abbildung 1-14: Produktübersicht – gekühlte Tischzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (4 Liter-Ausführung)

Mit LCD-Bedienfeld

Vorderseite

Rückseite




① RS232; ② Netzanschluss; ③ Netzschalter

Abbildung 1-15: Produktübersicht – gekühlte Tischzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (4 Liter-Ausführung)

1. 4. 4. Luftgekühlte Tischzentrifugen (4 Liter-Ausführung)


Mit grafischer Benutzerschnittstelle



① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Netzanschluss; ⑤ Netzschalter

Abbildung 1-16: Produktübersicht – luftgekühlte Tischzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (4 Liter-Ausführung)

Mit LCD-Bedienfeld




① RS232; ② Netzanschluss; ③ Netzschalter

Abbildung 1-17: Produktübersicht – luftgekühlte Tischzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (4 Liter-Ausführung)

1. 4. 5. Gekühlte Standzentrifugen (4 Liter-Ausführung)


Mit grafischer Benutzerschnittstelle (GUI)



① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Netzanschluss; ⑤ Netzschalter

Abbildung 1-18: Produktübersicht – gekühlte Standzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (4 Liter-Ausführung)

Mit LCD-Bedienfeld




① RS232; ② Netzanschluss; ③ Netzschalter

Abbildung 1-19: Produktübersicht – gekühlte Standzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (4 Liter-Ausführung)


1. 4. 6. Luftgekühlte Standzentrifugen (4 Liter-Ausführung)

Mit grafischer Benutzerschnittstelle

Vorderseite



Rückseite




① USB; ② RS232; ③ Ethernet; ④ Netzanschluss; ⑤ Netzschalter


Abbildung 1-20: Produktübersicht – luftgekühlte Standzentrifuge mit grafischer Benutzerschnittstelle (4 Liter-Ausführung)

Mit LCD-Bedienfeld

Vorderseite



Rückseite



① RS232; ② Netzanschluss; ③ Netzschalter

Abbildung 1-21: Produktübersicht – luftgekühlte Standzentrifuge mit LCD-Bedienfeld (4 Liter-Ausführung)

1. 5. Anschlüsse

1. 5. 1. Netzanschluss

HINWEIS

Schließen Sie die Zentrifuge nur an eine geerdete Netzsteckdose an.

1. Schalten Sie den Netzschalter aus.
2. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel den Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes entspricht.
3. Stellen Sie sicher, dass Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
4. Achten Sie darauf, dass das Netzanschlusskabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.

1. 5. 2. RS232

Die Zentrifuge verfügt über eine RS232-Schnittstelle, an die ein Datenendgerät angeschlossen werden kann.

1. 5. 3. Ethernet

Einige Zentrifugen verfügen über eine RJ45-Ethernet-Schnittstelle, die für den Anschluss an ein lokales Netzwerk (LAN) verwendet werden kann. Es dürfen ausschließlich Geräte gemäß der Norm IEC 60950-1 mit RJ45-Ethernet-Schnittstelle verwendet werden.

1. 5. 4. USB

Die Zentrifuge verfügt über 1 USB-A 2.0-Anschluss, der für den Anschluss eines USB-Sticks verwendet werden kann. Für den USB-Anschluss dürfen ausschließlich Geräte eingesetzt werden, die dem Standard USB 2.0 entsprechen.

1. 6. Grundeinstellung

Zentrifugen mit grafischer Benutzerschnittstelle (GUI)

Im Zuge der Erstkonfiguration sind einige Einstellungen durchzuführen:

- Sprache
- Gerätebezeichnung
- Stadt und Land
- Datumsformat
- Aktuelles Datum


Diese Schritte sind vor der erstmaligen Benutzung des Gerätes durchzuführen. Alle Einstellungen können später wieder geändert werden. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt „Display“ auf Seite 3-43.

Zentrifugen mit LCD-Bedienfeld

Bei allen mit LCD-Bedienfeld ausgestatteten Zentrifugen ist die englische Sprache voreingestellt. Diese Einstellung kann später wieder geändert werden. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt „Systemmenü“ auf Seite 4-8.

2. Betrieb

2.1. Lage der Teile



① Partikelablenkdichtung; ② Gasfeder; ③ Zentrifugationskammer; ④ Benutzerschnittstelle;
⑤ Zentrifugendeckel; ⑥ Antriebswelle

Abbildung 2-1: Lage der Zentrifugenteile bei einer luftgekühlten Zentrifuge mit LCD-Bedienfeld



① Rotorkörper; ② Hohlraum; ③ Rotordeckelaufnahme

Abbildung 2-2: Lage der Rotorteile bei einem Festwinkelrotor




① Schlitz; ② Nase

Abbildung 2-3: Lage des Becherschlitzes und der zugehörigen Adapternase



① Becher; ② Kappenverriegelung; ③ Becherkappe; ④ Rotorknauf; ⑤ Auto-Lock-Taste; ⑥ Rotorkreuz

Abbildung 2-4: Lage der Rotorteile bei einem Ausschwingrotor



① Rotordeckel; ② Auto-Lock-Taste; ③ Rotordeckelknauf; ④ Rotorkreuz mit Bechern im Windschutzkessel; ⑤ Windschutzkessel

Abbildung 2-5: Lage der Rotorteile bei einem Ausschwingrotor mit Windschutzkessel

2. 2. Zentrifuge ein-/ausschalten




Abbildung 2-6: Rückansicht der Tischzentrifuge, Lage des Netzschalters




Abbildung 2-7: Rückansicht der Standzentrifuge, Lage des Netzschalters

Zum Einschalten der Zentrifuge gehen Sie wie folgt vor:

Zum Einschalten der Zentrifuge bringen Sie den Netzschalter in die Stellung 1.

Die Zentrifuge ist betriebsbereit, sobald sie komplett hochgelaufen ist.

Wenn Sie die Zentrifuge mit selbst konfigurierten Parametern gestartet haben, werden nach dem Einschalten die Einstellwerte der vorherigen Sitzung angezeigt.

HINWEIS

Standzentrifugen: Verriegeln Sie die Laufrollen, bevor Sie die Zentrifuge in Betrieb nehmen.

Zum Ausschalten der Zentrifuge gehen Sie wie folgt vor:

Zum Ausschalten der Zentrifuge bringen Sie den Netzschalter in die Stellung 0.

2. 3. Zentrifugendeckel öffnen/schließen

Zum Öffnen des Zentrifugendeckels gehen Sie wie folgt vor:

Tippen Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Deckel öffnen  oder auf dem LCD-Bedienfeld auf .

Zum Schließen des Zentrifugendeckels gehen Sie wie folgt vor:

Schließen Sie den Zentrifugendeckel, indem Sie den Deckel in der Mitte oder an beiden Seiten leicht nach unten drücken. Daraufhin greift der Verriegelungsmechanismus und sorgt für ein sicheres Schließen des Deckels. Der

Zentrifugendeckel muss hörbar einschnappen.

Zur Sicherheit überprüfen Sie bitte nochmals, dass der Verriegelungsmechanismus den Deckel sicher geschlossen hat.

⚠ WARNUNG Fassen Sie nicht in den Spalt zwischen Deckel und Gehäuse. Der Deckel wird automatisch zugezogen. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht gequetscht werden. **W** Warnung Verwenden Sie die Notentriegelung des Zentrifugendeckels nicht als reguläres Verfahren, um die Zentrifuge zu öffnen. Verwenden Sie die Notentriegelung nur bei Fehlfunktion oder Stromausfall und nur, wenn Sie sichergestellt haben, dass der Rotor zum Stillstand gekommen ist (siehe „Notentriegelung des Zentrifugendeckels“ auf Seite 6-1).

2. 4. Vorgehensweise Rotor ein- und ausbauen

Einen Rotor montieren:

1. Tippen Sie auf der Startseite der grafischen Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche Öffnen  bzw. auf dem LCD-Bedienfeld auf die Schaltfläche , um den Zentrifugendeckel zu öffnen.
2. Halten Sie den Rotor über der Welle und lassen Sie ihn langsam hinuntergleiten.
Der Rotor rastet automatisch ein.
3. Prüfen Sie den Sitz des Rotors, indem Sie ihn am Griff leicht anheben. Lässt sich der Rotor anheben, müssen Sie ihn erneut auf die Welle setzen.
4. Bewegen Sie den Rotor von Hand, um festzustellen, ob er sich frei drehen lässt.
5. Nur bei Ausschwingrotoren: Achten Sie vor Inbetriebsetzung darauf, dass der Rotor vollständig mit Bechern bestückt ist.
6. Rotordeckel einbauen:
 - a. Setzen Sie den Rotordeckel auf den Rotor.
Achten Sie darauf, dass der mittig auf den Rotor aufgesetzt ist.




Abbildung 2–8: Rotordeckel aufsetzen/abnehmen.

- b. Zum Verriegeln des Rotors den Rotorknauf im Uhrzeigersinn drehen. Zum Entriegeln des Rotors im entgegengesetzten Uhrzeigersinn drehen.
Zum Verriegeln oder Entriegeln des Rotors muss die Auto-Lock-Taste nicht betätigt werden.



Abbildung 2-9: Rotorknauf drehen

Vor dem Einbauen eines Rotors:

- Entfernen Sie Staub, Fremdkörper oder Rückstände aus der Zentrifugationskammer.
- Wischen Sie die Antriebswelle und die Rotornabe von der Unterseite des Rotors aus mit einem sauberen Tuch ab.
- Kontrollieren Sie Auto-Lock und O-Ring (Abbildung 2-11); die beide sauber und unbeschädigt sein müssen.

Einen Rotor ausbauen:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Öffnen  oder auf dem Bedienfeld auf die Schaltfläche , um den Zentrifugendeckel zu öffnen.
2. Entnehmen Sie die Proben und Adapter bzw. Becher.
3. Umfassen Sie den Rotorgriff mit beiden Händen.
4. Betätigen Sie die Auto-Lock-Taste und ziehen Sie den Rotor gleichzeitig mit beiden Händen direkt nach oben von der Antriebswelle ab. Achten Sie darauf, den Rotor beim Anheben nicht zu verkanten.




Abbildung 2-10: Betätigung der Auto-Lock-Taste

⚠ **VORSICHT** Drücken Sie den Rotor nicht gewaltsam auf die Antriebswelle. Sehr leichte Rotoren müssen möglicherweise vorsichtig und mit geringer Kraft auf die Antriebswelle gedrückt werden.

⚠ **WARNUNG** Lässt sich der Rotor auch wiederholt nicht fest einsetzen, ist das Auto-Lock defekt und der Rotor darf nicht betrieben werden. Achten Sie auf mögliche Schäden am Rotor: Beschädigte Rotoren dürfen nicht verwendet werden. Halten Sie den Bereich der Antriebswelle am Rotor frei von Verunreinigungen.

⚠ **VORSICHT** Überprüfen Sie vor jedem Lauf die Verriegelung des Rotors auf der Antriebswelle, indem Sie ihn am Griff anheben.

Zusatzinformationen**VORSICHT**

Unzulässige oder falsch kombinierte Rotoren und Zubehörteile können zu schweren Schäden an der Zentrifuge führen.

HINWEIS

Einige Rotoren können aufgrund ihres Gewichts nicht von einer einzelnen Person transportiert werden. Beim Hantieren schwerer Rotoren bitte immer eine zweite Person um Hilfe bitten. Im Abschnitt „Rotordaten“ auf Seite B-1 sind die Rotorgewichte angegeben.

Eine Aufstellung der zugelassenen Rotoren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Rotorauswahl“ auf Seite A-13. Betreiben Sie die Zentrifuge stets nur mit Rotoren und Zubehörteilen von dieser Liste. Achten Sie bei der Handhabung des Rotors darauf, dass alle seine Komponenten sicher befestigt sind.

Die Zentrifuge ist mit dem Verriegelungssystem Thermo Scientific™ Auto-Lock™ ausgestattet. Es verriegelt den Rotor automatisch mit der Antriebswelle.




Abbildung 2-11: Auto-Lock auf der Antriebswelle

2. 5. Rotor beladen

2. 5. 1. TX-400 Rundbecher und Adapter zusammenbauen

Wenn Sie einen Rundbecher 75003655 zusammen mit einem Adapter 75003683 oder 75003682 betreiben, achten Sie bitte darauf, dass Becher und Adapter korrekt zusammengesetzt sind.

Die Adapter verfügen über eine abgerundete Nase, die genau in den Becherschlitz passt. Falls diese Nase nicht exakt im Becherschlitz sitzt, schließt die Becherkappe nicht richtig und die Zentrifuge startet nicht, da der Becher, der Adapter und die Probe andernfalls Schaden nehmen würden.




Abbildung 2-12: Schlitz und Nase nach dem Einsetzen des Bechers in den Rotor

2. 5. 2. Ausgewogenes Beladen

Beladen Sie die Aufnahmen gleichmäßig. Halten Sie die gegenüberliegenden Beladungen im Gleichgewicht. Bei der Verwendung von Ausschwingrotoren beachten Sie zusätzlich Folgendes:

- Wiegen Sie den Becherinhalt (Adapter und Gefäß). Achten Sie darauf, dass Sie die maximale Rotorbeladung und die Gewichts Differenzgrenze für benachbarte Becher nicht überschreiten (sofern für den Rotor vorhanden).
- Achten Sie darauf, dass Sie bei Verwendung von Ausschwingrotoren alle Becher einbauen. Becher desselben Typs stets gegenüberliegend einsetzen.
- Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.


Richtige Beladung ✓

Abbildung 2-13: Beispiele für die richtige Beladung von Festwinkelrotoren




Abbildung 2-14: Beispiele für die richtige Beladung von Ausschwingrotoren


Falsche Beladung ✗

Abbildung 2-15: Beispiele für die falsche Beladung von Festwinkelrotoren




Abbildung 2-16: Beispiele für die falsche Beladung von Ausschwingrotoren

Vor dem Beladen des Rotors

1. Prüfen Sie den Rotor und das Zubehör auf mögliche Beschädigungen wie Risse, Kratzer oder Korrosionsspuren.
2. Prüfen Sie die Zentrifugationskammer, die Antriebswelle und die Auto-Lock-Vorrichtung auf mögliche Beschädigungen wie Risse, Kratzer oder Korrosionsspuren.
3. Prüfen Sie die Eignung des Rotors und der anderen verwendeten Zubehörteile anhand der Angaben in der chemischen Beständigkeitstabelle. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt „Chemische Beständigkeitstabelle“ auf Seite C-1.
4. Stellen Sie sicher, dass:
 - » die Probenröhrchen oder Flaschen in den Rotor passen.
 - » die Probenröhrchen oder Flaschen weder dem Rotordeckel noch die Becherkappen berühren.
 - » die Becher oder Mikrottestplattenträger frei schwingen können, indem Sie sie leicht bewegen.

**VORSICHT**

Falsche Beladung kann zu Schäden führen. Beladen Sie den Rotor immer symmetrisch, um Unwucht, unruhigen Lauf und möglichen Schaden zu vermeiden. Vor dem Betrieb eines Ausschwingrotors muss ein kompletter Satz Becher eingebaut werden.

**VORSICHT**

Bei Einsatz von aerosoldichten Rotordeckeln oder Becherkappen muss sichergestellt sein, dass die Probengefäße weder mit dem Rotordeckel noch mit den Becherkappen in Kontakt kommen können und die Abdichtungsqualität nicht beeinträchtigen.

**VORSICHT**

Verwenden Sie immer 2 identische Bechertypen in gegenüberliegenden Positionen. Stellen Sie bei entsprechend vorhandener Kennzeichnung sicher, dass gegenüberliegend eingesetzte Becher dieselbe Gewichtsklasse haben.

**VORSICHT**

Probengefäße, die nicht korrekt in den Gefäßbohrungen sitzen, können sich öffnen oder zerbrechen. Es besteht Kontaminationsgefahr. Achten Sie darauf, dass die Probengefäße sowohl von der Länge als auch von der Breite her in den Adapter und die Gefäßbohrung passen. Verwenden Sie keine Probengefäße, die für den Adapter oder die Gefäßbohrung zu lange oder zu breit sind.

2. 5. 3. Maximale Beladung

Jeder Rotor ist für den Betrieb mit seiner maximalen Beladung bis zu seiner maximalen Drehzahl konstruiert. Das Sicherheitssystem der Zentrifuge erfordert, dass der Rotor nicht überladen ist.

Die Rotoren sind so konstruiert, dass sie mit Substanzgemischen mit einer Dichte von bis zu 1,2 g/ml arbeiten können. Wenn das maximal zulässige Beladungsgewicht überschritten ist, sind folgende Schritte durchzuführen:

- Reduzieren Sie das Füllvolumen.
- Reduzieren Sie die Drehzahl.

Verwenden Sie die folgende Formel oder die für jeden Rotor angegebene Tabelle im Abschnitt „Rotordaten“ auf Seite B-1, um die maximal zulässige Drehzahl für eine angegebene Beladung zu berechnen:

$$n_{\text{adm}} = n_{\text{max}} \sqrt{\frac{w_{\text{max}}}{w_{\text{app}}}}$$

n_{adm} = zulässige maximale Anwendungsdrehzahl

n_{max} = maximale Nenndrehzahl

w_{max} = maximale Nennbeladung

w_{app} = angewendetes Beladungsgewicht

Erklärung zum RZB-Wert

Die relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB) wird als Vielfaches der Erdbeschleunigung (g) angegeben. Sie ist ein einheitenfreier Zahlenwert, der dem Vergleich der Trenn- oder Sedimentationsleistung verschiedener Zentrifugen dient, da er unabhängig vom Gerätetyp ist. Nur der Zentrifugalradius und die Drehzahl werden zur Berechnung verwendet:

$$\text{RCF} = 11,18 \times \left\langle \frac{n}{1000} \right\rangle^2 \times r$$

r = Zentrifugalradius in cm

n = Drehzahl in U/min

Der maximale RZB-Wert bezieht sich auf den maximalen Radius der Gefäßbohrung.

Beachten Sie dabei, dass sich dieser Wert je nach verwendeten Gefäßen, Bechern und Adaptern reduziert.

Dies können Sie ggf. in der obigen Berechnung berücksichtigen.

2. 5. 4. Verwendung von Röhrcchen und Verbrauchsmaterialien

Für in der Zentrifuge verwendete Probengefäße und Flaschen sicherstellen, dass diese:

- für den gewählten RZB-Wert oder darüber hinaus zugelassen sind,
- mit dem minimalen Füllvolumen aber nicht mehr als dem maximalen Füllvolumen verwendet werden,
- nicht über ihre Lebensdauer (Alter oder Zykluszahl) hinausgehend verwendet werden,
- unbeschädigt sind,
- perfekt in den Hohlräumen sitzen.

Weitere Informationen sind auf den Datenblättern des Herstellers zu finden.

2. 6. Identifizierung von Rotor und Bechern

Die Zentrifuge ist mit einer Rotorerkennung zur Identifizierung des eingesetzten Rotors ausgestattet. Wenn ein Ausschwingrotor erkannt worden ist, fordert Sie die Zentrifuge zur Identifizierung des in diesem Rotor eingesetzten Bechertyps auf.

Zur Rotorerkennung nutzt die Zentrifuge eine im Speicher abgelegte Liste. Falls der Rotortyp ungekannt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Möglicherweise ist eine aktualisierte Rotorliste erhältlich, auf der auch neuere Rotortypen verzeichnet sind.

Identifizieren eines neu eingesetzten Rotors und seiner Becher bei einer mit grafischer Benutzerschnittstelle ausgestatteten Zentrifuge:

Nachdem Sie den Rotor eingebaut haben, schließen Sie den Zentrifugendeckel und starten Sie das Gerät mit der Start-Taste ►. Warten Sie bitte, bis die Rotorerkennungsfunktion aktiv wird.




Abbildung 2–17: Rotorerkennung: Bechertyp für einen TX-750 Rotor auswählen

- » Ausschwingrotoren mit mehreren Bechertypoptionen: Tippen Sie auf das Popup-Fenster **Becher** und wählen Sie den Bechertyp aus, den Sie in den Rotor eingesetzt haben.

Für den Fall, dass zukünftig keine Notwendigkeit mehr zur Bestätigung des Bechertyps besteht, weil beispielsweise nur ein einziger Bechertyp eingesetzt wird, können Sie das Auswahlfeld Diese Meldung nicht mehr anzeigen aktivieren.

Diese Einstellung können Sie über die Seite Bechereinstellung jederzeit wieder rückgängig machen. Siehe hierzu die Beschreibung in „Rotorbecher“ auf Seite 3-42.

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

Der Rotor wurde erfolgreich erkannt und die Zentrifuge ist jetzt betriebsbereit.

Der von der Zentrifuge erkannte Rotortyp und der vom Benutzer angegebene Bechertyp werden am Display angezeigt.

Wenn dies nicht der Fall ist, erscheint am Display das Popup-Fenster Unbekannter Rotortyp. Tippen Sie in diesem Fall auf Abbrechen, um das Popup-Fenster zu schließen, nehmen Sie den unbekanntem Rotor heraus und tauschen Sie ihn gegen einen bekannten Rotortyp.

Identifizieren von Bechern bei einer mit LCD-Bedienfeld ausgestatteten Zentrifuge:

Eine Becherwahl ist nur bei Ausschwingrotoren möglich. Der Bechercode entspricht den letzten vier Ziffern der Becher-Artikelnummer. Bei Rotoren mit nur einer Becheroption ist keine Eingabe des Bechercodes erforderlich. Wird eine der Bechertasten gedrückt, erscheint der Text „No bucket to select“ („Kein Becher zur Auswahl“) auf dem Display. Bei den Rotoren TX-1000, TX-400, TX-200, H-Flex 1 und M-20 ist die Auswahl eines Bechercodes nicht erforderlich.

Zum Auswählen des im Rotor eingesetzten Bechertyps gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display auf die Taste + oder - unterhalb vom Feld Becher (siehe Abbildung 2–18), um den richtigen Code für die im Rotor eingesetzten Becher auszuwählen.



Abbildung 2-18: Korrekten Bechercode für den Rotor einstellen

2. Tippen Sie so oft auf die Schaltfläche **Becher**, bis der richtige Code für den verwendeten Becher angezeigt wird.
3. Lassen Sie die Schaltfläche **+** oder **-** wieder los, wenn der gewünschte Bechercode oberhalb der Schaltfläche erscheint.

Damit gilt dieser Bechercode für alle nachfolgenden Zentrifugationsläufe (bis zur nächsten Änderung der Einstellung).

2. 7. Die wichtigsten Zentrifugationsparameter einstellen

HINWEIS

Weitere Detailinformationen zu den Einstellungen finden Sie unter „Grafische Benutzerschnittstelle“ auf Seite 3-1 oder „LCD-Bedienfeld“ auf Seite 4-1.

Drehzahl / RZB-Wert einstellen

Sie können an der Zentrifuge die Drehzahl in U/min oder als RZB-Wert einstellen (siehe „Erklärung zum RZB-Wert“ auf Seite 2-9). Dies ist sowohl während eines Zentrifugationslaufs (während des Betriebs) als auch als Voreinstellung für den nächsten Zentrifugationslauf (bei Zentrifugationsstillstand) möglich.

Laufzeit einstellen

Sie können an der Zentrifuge eine Laufzeit einstellen, nach der der Zentrifugationslauf automatisch stoppt.

Beschleunigungs- und Abbremsprofile

Die Zentrifuge verfügt über insgesamt 9 Beschleunigungsprofile (durchnummeriert von 1 bis 9) und 10 Bremsprofile oder Bremskurven (durchnummeriert von 0 bis 9) zum Zentrifugieren von Proben mit einem ausgewählten Drehzahlprofil. Jedes Beschleunigungsprofil sorgt nach dem Starten des Zentrifugationslaufs für einen allmählichen Anstieg der Zentrifugendrehzahl. Gegen Ende des Zentrifugationslaufs sorgt das Bremsprofil für eine allmähliche Verringerung der Zentrifugendrehzahl.

HINWEIS Vermeiden Sie möglichst Drehzahlbereiche, die der natürlichen Resonanz des Systems nahe kommen. Läufe mit höheren Resonanzdrehzahlen können Schwingungen verursachen und einen negativen Effekt auf die Trennungsgüte haben.

Temperatur einstellen

Bei gekühlten Zentrifugen kann die Probentemperatur eines Zentrifugationslaufs auf Werte zwischen -10 °C und +40 °C voreingestellt werden. Diese Funktion ist bei luftgekühlten Geräten nicht vorhanden.

2. 8. Die Zentrifugationskammer vortemperieren

Bei gekühlten Zentrifugieren können Sie die Zentrifugationskammer und den leeren Rotors vor Beginn des Zentrifugationslauf vortemperieren, d. h. vorwärmen oder vorkühlen. Ggf. sollten Sie auch Ihre Proben mit geeigneten Geräten vortemperieren. Zum Vortemperieren Ihrer Proben ist die Zentrifuge allerdings nicht konzipiert.

HINWEIS In luftgekühlten Ausführungen kann die Zentrifugationskammer nicht vortemperiert werden.

2. 9. Zentrifugation



WARNUNG

Gesundheitsschäden durch das Zentrifugieren von explosiven oder brennbaren Materialien oder Substanzen. Zentrifugieren Sie keine explosiven oder brennbaren Materialien oder Substanzen.



VORSICHT

Infolge von Luftreibung kann die Integrität der Proben beeinträchtigt werden.

Die Rotortemperatur kann während des Zentrifugenbetriebs deutlich steigen.

Bei luftgekühlten Geräten kann der Rotor wärmer als die Umgebungstemperatur werden.

Bei gekühlten Geräten können die angezeigte Temperatur und die Solltemperatur von der Probentemperatur abweichen.

Überprüfen Sie, ob das Regelvermögen der Zentrifugentemperatur zur Umsetzung der Anforderungen der jeweiligen Anwendung ausreichend ist. Führen Sie ggf. einen Probelauf durch.

Halten Sie um die Zentrifuge ist eine Sicherheitszone von mindestens 30 cm ein. Weitere Informationen hierzu in „Sicherheitszone“ auf Seite 1-2. Personen und gefährliche Stoffe müssen während des Zentrifugierens außerhalb dieser Sicherheitszone bleiben.

Nach dem Einschalten des Netzschalters, dem ordnungsgemäßen Einbau des Rotors, der Einstellung der Sollwerte, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, und dem Schließen des Zentrifugendeckels sind Sie startbereit.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um einen Zentrifugationslauf über das GUI zu starten:

- **Dauerbetrieb:** Dieser Betriebsmodus ist vollständig manuell. Wenn Sie anstelle einer voreingestellten Laufzeit die Option Dauerbetrieb gewählt haben (siehe „Laufzeit einstellen“ auf Seite 3-9), verwenden Sie die Schaltfläche Start ► und Stopp ■, um die Zentrifugation manuell zu starten und zu stoppen, wie im Abschnitt „Lauf im Dauerbetrieb oder im Betrieb mit voreingestellter Dauer“ auf Seite 3-13 weiter unten beschrieben.
- **Betrieb mit voreingestellter Dauer:** Hierbei handelt es sich um einen halbautomatischen Betriebsmodus auf der Grundlage von Zeitschaltungen. Als erstes stellen Sie eine Laufzeit ein (siehe „Laufzeit einstellen“ auf Seite 3-9), dann tippen Sie auf die Schaltfläche Start ► und warten so lange, bis die Laufzeit komplett verstrichen ist und die Zentrifuge dann automatisch stoppt, siehe Beschreibung im Abschnitt „Lauf im Dauerbetrieb oder im Betrieb mit voreingestellter Dauer“ auf Seite 3-13.
- **Pulse-Modus:** Kurzzeitiger Zentrifugationsmodus mit wählbaren Optionen. Sie wählen die gewünschten Optionen, tippen anschließend auf die Schaltfläche Pulse ►► und warten so lange, bis der Lauf abgeschlossen ist und die Zentrifuge dann automatisch stoppt, siehe Beschreibung im Abschnitt „Lauf im Pulse-Modus“ auf Seite 3-14.
- **Programm-Modus:** Dieser Betriebsmodus ist vollautomatisch. Sie bereiten ein automatisiertes Programm vor, speichern es und führen es dann über das Bedienfeld aus, siehe Beschreibung im Abschnitt „Automatische Prozesse mit Hilfe von Programmen“ auf Seite 3-21.

HINWEIS

Weitere Detailinformationen zu den Einstellungen finden Sie unter „Grafische Benutzerschnittstelle“ auf Seite 3-1.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um einen Zentrifugationslauf über das LCD-Bedienfeld zu starten:

- **Dauerbetrieb:** Dieser Betriebsmodus ist vollständig manuell. Im Dauerbetrieb starten und stoppen Sie den Zentrifugationslauf wie im Abschnitt Dauerbetrieb etwas weiter unten beschrieben von Hand mit den Schaltflächen **Start**  bzw. **Stopp** .
- **Betrieb mit voreingestellter Dauer:** Hierbei handelt es sich um einen halbautomatischen Betriebsmodus auf der Grundlage von Zeitschaltungen. Als erstes stellen Sie eine Laufzeit ein (siehe „4. 2. 2. Laufzeit einstellen“ auf Seite 4-3), dann tippen Sie auf **Start**  und warten so lange, bis die Laufzeit komplett verstrichen ist und die Zentrifuge dann automatisch stoppt.
- **Programm-Modus:** Dieser Betriebsmodus ist vollautomatisch. Als erstes erstellen und speichern Sie ein Automatikprogramm gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Programm erstellen und speichern“ auf Seite 4-6, dann starten Sie es, indem Sie auf die jeweilige Programmwahltaste .

HINWEIS

Weitere Detailinformationen zu den Einstellungen finden Sie unter „LCD-Bedienfeld“ auf Seite 4-1.

2. 10. Aerosoldichte Anwendung

2. 10. 1. Grundlagen

Stellen Sie sicher, dass die Probengefäße für die gewünschte Zentrifugenanwendung geeignet sind.



VORSICHT

Beim Zentrifugieren gefährlicher Proben dürfen aerosoldichte Rotoren und Probenröhrchen nur in einer zugelassenen Sicherheitswerkbank geöffnet werden. Beachten Sie die maximal zulässige Beladung.



VORSICHT

Überprüfen Sie vor aerosoldichten Anwendungen den Zustand aller Dichtungen.

2. 10. 2. Füllvolumen

Befüllen Sie die Probenröhrchen nicht über ein sicheres Füllvolumen hinaus, um zu vermeiden, dass die Probe während der Zentrifugation die Oberkante des Probenröhrchens erreicht. Um sicherzugehen, befüllen Sie die Probenröhrchen nur bis zu 2/3 des Nennfüllvolumens.

2. 10. 3. Aerosoldichte Rotordeckel




Abbildung 2–19: Deckel eines aerosoldichten Rotors mit Dorn

O-Ring platzieren

Der O-Ring erfüllt seinen Zweck am besten, wenn er weder zu stark gedehnt noch gewölbt wird. Das heißt, der O-Ring sollte gleichmäßig in die Nut des Deckels eingesetzt werden.

Platzieren Sie den O-Ring wie im Folgenden beschrieben:

1. Platzieren Sie den O-Ring über der Nut.
2. Drücken Sie den O-Ring an zwei gegenüberliegenden Seiten in die Nut. Stellen Sie sicher, dass der Rest des O-Rings gleichmäßig verteilt ist.
3. Drücken Sie die noch losen Teile in die Nut.
4. Drücken Sie den restlichen Teil des O-Rings ordnungsgemäß in die Nut.

HINWEIS Wenn der O-Ring zu lang oder zu kurz zu sein scheint, nehmen Sie ihn vom Deckel ab und wiederholen Sie den Vorgang.

**VORSICHT**

Bei Verwendung eines aerosoldichten Rotordeckels prüfen Sie, dass die Probengefäße den Rotordeckel nicht stören und dessen Dichtungseffektivität beeinträchtigen.

**VORSICHT**

In Rotoren mit einem Deckel für aerosoldichte Anwendungen befindet sich ein Dorn, der zum Auto-Lock gehört. Achten Sie darauf, dass Sie den Deckel nicht auf diesem Dorn platzieren. Der Deckel könnte beschädigt werden.

2. 10. 4. Aerosoldichte Rotorbecher

Aerosoldichter Verschluss mit ClickSeal

1. Fetten Sie ggf. die Deckeldichtung, bevor Sie den Deckel schließen. Verwenden Sie hierfür Fett mit der Artikelnummer 76003500.
2. Klappen Sie die Verriegelung nach oben.
Die Kappe lässt sich nun leicht auf den Becher setzen.
3. Klappen Sie die Verriegelung nach unten, um den Becher aerosoldicht zu verschließen; stellen Sie sicher, dass die Verriegelung einrastet.
Stellen Sie sicher, dass beide Seiten der Verriegelung die Becherkappe verschließen.




Abbildung 2–20: Becher mit geöffnetem Deckel (links) und geschlossenem Deckel (rechts)

**VORSICHT**

Ist die Verriegelung nicht nach unten geklappt, könnten die Kappen während der Zentrifugation beschädigt werden. Ist die Verriegelung nicht eingerastet, ist der Becher nicht aerosoldicht verschlossen. Heben Sie den Becher niemals an seiner Verriegelung an.

**VORSICHT**

Stellen Sie sicher, dass die Länge der verwendeten Probenröhrchen ein einwandfreies Schließen der Becherkappe ermöglicht. Andernfalls ist der Becher nicht aerosoldicht verschlossen.

2. 10. 5. Prüfen der Aerosoldichtigkeit

Die Prüfung der Rotoren und Becher auf Aerosoldichtigkeit erfolgt nach dem dynamisch-mikrobiologischen Prüfverfahren entsprechend der EN 61010-2-020, Anhang AA.

Die Aerosoldichtigkeit eines Rotors hängt vorwiegend von der sachgerechten Handhabung ab.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Rotor aerosoldicht verschlossen ist.

Es ist sehr wichtig, dass alle Dichtungen und Dichtflächen sorgfältig auf Abnutzung und Beschädigungen wie Risse, Kratzer und Versprödungen untersucht werden.

Aerosoldichte Anwendungen sind nicht möglich, wenn der Rotor ohne Deckel betrieben wird.

Aerosoldichtigkeit setzt korrekte Bedienung beim Füllen der Probengefäße und Verschließen des Rotordeckels voraus.

Schnelltest

Als Schnelltest besteht bei Festwinkelrotoren die Möglichkeit, deren Aerosoldichtigkeit nach folgendem Verfahren zu überprüfen:

1. Fetten Sie alle Dichtungen leicht ein.
Verwenden Sie für das Fetten der Dichtungen nur das Spezialfett (76003500).
2. Füllen Sie den Becher mit ca. 10 ml kohlenensäurehaltigem Wasser.
3. Verschließen Sie den Becher entsprechend den Handhabungshinweisen.
4. Schütteln Sie Becher.

Die im Wasser gebundene Kohlensäure wird freigesetzt, so dass ein Überdruck entsteht. Drücken Sie dabei nicht auf den Deckel.

Undichtigkeiten machen sich durch austretendes Wasser und hörbares Entweichen der Kohlensäure bemerkbar.

Treten Wasser oder Kohlensäure aus, müssen Sie die Dichtungen austauschen. Wiederholen Sie anschließend den Test.

Trocknen Sie Rotor, Rotordeckel und Deckeldichtung.

⚠ VORSICHT Vor jeder Anwendung sind die Dichtungen in den Rotoren auf richtigen Sitz und auf Verschleiß oder Beschädigung zu prüfen. Beschädigte Dichtungen sind sofort auszutauschen. Austauschdichtungen können als Ersatzteil nachbestellt werden („Rotordaten“ auf Seite B-1). Achten Sie nach dem Beladen des Rotors auf ein sicheres Schließen des Rotordeckels. Beschädigte Rotordeckel sind sofort auszutauschen.

**VORSICHT**

Dieser Schnelltest eignet sich nicht für die Überprüfung der Aerosoldichtigkeit eines Rotors. Achten Sie daher sorgfältig auf den Zustand der Dichtungen, Dichtflächen und des Deckels.

3. Grafische Benutzerschnittstelle

Dieses Kapitel enthält detaillierte Informationen zu Zentrifugen, die mit der in dieser Anleitung beschriebenen grafischen Benutzerschnittstelle ausgestattet sind. Die hierin enthaltenen Bilder stellen lediglich Beispiele dar und weichen in Einzelheiten möglicherweise von Ihren persönlichen Erfahrungswerten ab – bei luftgekühlten Geräten ist auf der Startseite beispielsweise keine Schaltfläche zur Temperatureingabe vorhanden.

3.1. Übersicht

Die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) ist ein farbiges Touchscreen-Display. Das Touchscreen-Display ist in vier Hauptbereiche unterteilt. Abbildung 3–1 zeigt die Anordnung der Seitenbereiche, die im Folgenden einzeln vorgestellt werden.




Abbildung 3–1: Seitenbereiche

Die vier Seitenbereiche enthalten folgende Funktionselemente:

- Der Bereich Info und Betriebszustand (Bereich 1 in Abbildung 3–1 oben) zeigt den Namen der Zentrifuge, das aktuelle Datum und die Uhrzeit, den Betriebszustand des Gerätes und ein Eingabefeld für die Benutzeranmeldung, wenn der Passwortschutz aktiviert ist. Eine Übersicht folgt in „Bereich Info und Betriebszustand (Bereich 1)“ auf Seite 3-2.
- Die Hauptseite (Bereich 2 in Abbildung 3–1 weiter oben) zeigt die wesentlichen Betriebsparameter des Gerätes, d. h. die aktuelle Drehzahl, den Drehzahlsollwert, die Beschleunigungs- und Abbremsprofile, die Temperatur und die aktuelle Laufzeit sowie den Laufzeitsollwert. Wenn Alarme oder berichtenswerte Ereignisse auftreten, erscheinen in diesem Teil der Bildschirmanzeige die Alarm- oder Ereignismeldungen. Eine Übersicht folgt in „Hauptseite (Bereich R2)“ auf Seite 3-3.
- Das Bedienfeld (Bereich 2B in Abbildung 3–1 weiter oben) enthält berührungssensitive Bedienschnittflächen für die wesentlichen Funktionen des Gerätes, wie z.B. Vortemperierung (nur Ausführungen mit Kühlfunktion), Pulse, Stop, Deckel öffnen und Info. Eine Übersicht folgt in „Bedienfeld (Bereich R2B)“ auf Seite 3-5.
- Die Navigationsleiste (Bereich R3 in Abbildung 3–1) enthält Befehlssymbole für den Zugriff auf die Einstellseiten. Durch Tippen auf eines der Symbole wird im Bereich der Hauptseite jeweils eine Einstellseite angezeigt. Eine Übersicht folgt in „Navigationsleiste (Bereich R3)“ auf Seite 3-6.

Abbildung 3–2 zeigt das Touchscreen-Display einer luftgekühlten Zentrifuge.




Abbildung 3–2: Touchscreen-Display einer luftgekühlten Zentrifuge

Abbildung 3–3 zeigt das Touchscreen-Display einer gekühlten Zentrifuge mit einer zusätzlichen Schaltfläche und einem Temperatur-Anzeigefeld.




Abbildung 3–3: Touchscreen-Display einer gekühlten Zentrifuge

Bereich Info und Betriebszustand (Bereich 1)

Der Bereich Info und Betriebszustand am oberen Rand des Anzeigefensters erscheint auf Anzeigeseiten. Abbildung 3–4 zeigt ein Beispiel für den Bereich Info und Betriebszustand bei einem Gerät im fehlerfreien Betriebszustand.



Abbildung 3–4: Bereich Info und Betriebszustand

Im Bereich Info und Betriebszustand werden folgende Informationen angezeigt:

- Gerätebezeichnung (oben links in Abbildung 3–4) gemäß Eingabe bei der Grundeinstellung (siehe „Grundeinstellung“ auf Seite 1-12) oder bei einer nachträglich vorgenommenen Einstellung in („Gerätebezeichnung“ auf Seite 3-46).
- Datum/Uhrzeit (unten links in Abbildung 3–4) gemäß Eingabe bei der Grundeinstellung (siehe „Grundeinstellung“ auf Seite 1-12) oder bei einer nachträglich vorgenommenen Einstellung in („3. 7. 4. Datum“ auf Seite 3-45 und „Uhrzeit“ auf Seite 3-45).
- Das Symbol Betriebszustand (Mitte in Abbildung 3–4) ist ein berührungsempfindlicher Bereich, mit dem das Popup-Fenster Betriebszustand über der Hauptseite eingeblendet wird. An dieser Stelle können vier verschiedene Symbole erscheinen, die den allgemeinen Betriebszustand der Zentrifuge anzeigen:

	<p>Das herzförmige Symbol Betriebszustand gut zeigt an, dass das Gerät uneingeschränkt betriebsbereit ist. Weitere Informationen, siehe „3. 5. Status-, Alarm- und Warnmeldungen“ auf Seite 3-15.</p>
	<p>Das Dreieck ist ein Warnsymbol für den Betriebszustand. Es deutet auf das Vorhandensein eines Problems hin, welches zwar keinen sofortigen Stopp der Zentrifuge erfordert, um das sich der Bediener aber zeitnah kümmern sollte. Weitere Informationen, siehe „3. 5. Status-, Alarm- und Warnmeldungen“ auf Seite 3-15.</p>
	<p>Die rote Glocke zeigt als Alarmsymbol für den Betriebszustand das Vorhandensein einer oder mehrerer schwerwiegender Alarmmeldungen an, deren Ursache behoben werden muss, weil von ihnen eine mögliche Gefahr für den Bediener, das Gerät selbst oder die Proben ausgehen kann. Die Zahl in weißer Schrift im blauen Kreis gibt an, wie viele Alarme aktuell anstehen. Die Schallwellen zu beiden Seiten der Glocke bedeuten, dass der Alarm nicht stummgeschaltet worden ist.</p>
	<p>Die rote Glocke zeigt als Alarmsymbol für den Betriebszustand das Vorhandensein einer oder mehrerer schwerwiegender Alarmmeldungen an, deren Ursache behoben werden muss, weil von ihnen eine mögliche Gefahr für den Bediener, das Gerät selbst oder die Proben ausgehen kann. Die Zahl in weißer Schrift im blauen Kreis gibt an, wie viele Alarme aktuell anstehen. Ein durchgestrichenes Glockensymbol bedeutet, dass der akustische Alarm vorübergehend stummgeschaltet worden ist.</p>
	<p>Weitere Informationen, siehe „3. 5. Status-, Alarm- und Warnmeldungen“ auf Seite 3-15.</p>
	<p>Weitere Informationen, siehe „3. 5. Status-, Alarm- und Warnmeldungen“ auf Seite 3-15.</p>

- Die Eingabeaufforderung Anmelden (oben rechts in Abbildung 3–4) erscheint nur, wenn das Gerät für den Betrieb mit Zugangskontrolle konfiguriert wurde („3. 6. 3. Zugangskontrolle“ auf Seite 3-33).

Hauptseite (Bereich R2)

Die Hauptseite macht den größten Teil des Touchscreens aus. Nach dem Antippen eines der auf der Navigationsleiste am linken Rand eingeblendeten Symbole werden auf der Hauptseite die jeweiligen Inhalte angezeigt. Über die Navigationsleiste haben Sie Zugriff auf den gesamten Satz an Funktionen, die Sie zum Betrieb und zum Einrichten der Zentrifuge benötigen.

Startseite

Abbildung 3–5 zeigt die Startseite und das entsprechende Symbol auf der Navigationsleiste.

Die Startseite ist die Standardseite, über die alle routinemäßigen Betriebsfunktionen der Zentrifuge abgewickelt werden. Über berührungssensitive Felder und Schaltflächen werden die Soll Drehzahl, die Laufzeit, die Vortemperaturtemperatur (nur bei gekühlten Geräten) eingestellt und die Zentrifuge gestartet oder gestoppt und der Deckel geöffnet.

Abbildung 3–5 unten zeigt ein Beispiel für die Startseite einer Zentrifuge im Leerlaufbetrieb. Alle Betriebsparameter stehen auf Null und der Deckel ist geöffnet. Die Sollwerte der wichtigsten Betriebsparameter der Zentrifuge sind bereits voreingestellt. Somit kann das Gerät nach dem Schließen des Deckels sofort gestartet werden.




Abbildung 3–5: Startseite der Zentrifuge im Leerlaufbetrieb

Abbildung 3–6 und Abbildung 3–7 zeigen die Startseite der Zentrifuge im Betrieb. Die Ist-Werte der wichtigsten Betriebsparameter (Drehzahl, Laufzeit und Vortemperatur) werden angezeigt.




Abbildung 3–6: Startseite einer luftgekühlten Zentrifuge im Betrieb




Abbildung 3-7: Startseite einer gekühlten Zentrifuge im Betrieb

1	Durch Betätigung der Schaltfläche Startseite wird die Startseite aufgerufen; siehe Abbildung 3-6 und Abbildung 3-7.
2	Im Feld Drehzahl werden die Istdrehzahl (oben) und die Sollzahl (unten) für den laufenden oder den nächsten Zentrifugationslauf angezeigt. Nach dem Antippen des Felds Drehzahl kann entweder ein neuer Drehzahlsollwert eingegeben oder die Anzeige von U/min auf xg umgestellt werden. Weitere Informationen, siehe „Übersicht“ auf Seite 3-1.
3	Im Feld Rotor- / Bechertyp wird angezeigt, welcher Rotor- bzw. Bechertyp momentan verwendet wird. Bei manchen Rotorvarianten werden Sie von der Rotorerkennungsfunktion dazu aufgefordert, vor Beginn des Zentrifugationslaufs den Bechertyp zu bestätigen. Weitere Informationen, siehe „Identifizierung von Rotor und Bechern“ auf Seite 2-10.
4	Im Feld Beschleunigungs- / Bremsprofil werden die Nummern der für den Anfahr- bzw. Abbremsvorgang ausgewählten Profile angezeigt. Nach dem Antippen des Felds Beschleunigungs- / Bremsprofil können Sie ein Beschleunigungs- bzw. Bremsprofil auswählen. Weitere Informationen, siehe „Beschleunigungs- und Abbremsprofile“ auf Seite 3-10 .
5	Im Feld Temperatur (nur bei gekühlten Geräten vorhanden) werden die Isttemperatur der Probe (oben) und die Vortemperierungs-Solltemperatur (unten) für den laufenden oder den nächsten Zentrifugationslauf angezeigt. Nach dem Antippen des Felds Temperatur können Sie eine Solltemperatur für die Vortemperierung einstellen. Weitere Informationen, siehe „Die Zentrifugationskammer vortemperieren“ auf Seite 3-12.
6	Im Feld Laufzeit werden die Restlaufzeit (oben) und die Solllaufzeit (unten) für den laufenden oder den nächsten Zentrifugationslauf angezeigt. Nach dem Antippen des Felds Laufzeit können Sie die Laufzeit in Stunden, Minuten und Sekunden einstellen. Weitere Informationen, siehe „Laufzeit einstellen“ auf Seite 3-9.
7	Mit der Schaltfläche Start/Stop wird die Zentrifuge gestartet oder gestoppt. Eine Beschreibung der Funktion dieser Schaltfelder entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Bedienfeld (Bereich R2B)“ auf Seite 3-5.

Seite Einstellungen

Die in Abbildung 3-8 dargestellte Seite Einstellungen ist der Ausgangspunkt für alle individuellen Einstellungen, die Sie zur bedarfsgerechten Einrichtung Ihrer Zentrifuge durchführen können. Diese Seite wird angezeigt, wenn Sie das Symbol **Einstellungen** auf der Navigationsleiste antippen.




Abbildung 3-8: Hauptseite Einstellungen

An der Zentrifuge können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Alarmmeldungen
- Warnmeldungen
- Bedienelemente
- Display
- Dateien und Info
- Zugangskontrolle
- Service

Bedienfeld (Bereich R2B)

Das Bedienfeld im Seitenbereich R2B enthält alle Bedienelemente zur Nutzung der Zentrifugenfunktionen. Der Bestand an Schaltflächen variiert je nach der Anzahl der im Gerät installierten Optionen, wie in Abbildung 3-9 und Abbildung 3-10 dargestellt.

Das Bedienfeld ist stets unterhalb der Hauptseite sichtbar.

Abbildung 3-9 zeigt das Bedienfeld einer luftgekühlten Zentrifuge.




Abbildung 3-9: Bedienfeld einer luftgekühlten Zentrifuge

Abbildung 3-10 zeigt das Bedienfeld einer gekühlten Zentrifuge.



Abbildung 3-10: Bedienfeld einer gekühlten Zentrifuge

Auf dem Bedienfeld sind die Symbole aller deaktivierten Funktionen dunkelgrau abgeblendet und die Funktion, die gerade genutzt wird, ist mit einem hellgrauen Rahmen umrandet. Ein dunkelgrau abgeblendeter Rahmen wie in den vorstehenden Beispielen bei den Schaltflächen Pulse und Start zu sehen, zeigt an, dass die Funktion verfügbar ist, jedoch derzeit nicht verwendet wird. Aktivierte Funktionen werden durch eine hellgraue Umrandung der Schaltfläche hervorgehoben, wie beispielsweise das Symbol für Vortemp. in Abbildung 3-10.



Nach dem Antippen der Schaltfläche Vortemp. und danach der Schaltfläche Start wird die Zentrifugationskammer auf die Zieltemperatur gebracht, die zuvor im Feld Temperatur der Startseite festgelegt worden ist. Durch erneutes Antippen der Schaltfläche Vortemp. wird das Vortemperieren beendet. Während des Zentrifugationslaufs ist diese Schaltfläche deaktiviert (links), im Stillstand der Zentrifuge aktiviert (Mitte) und während des Vortemperierens (rechts) mit einem grauen Rahmen umrandet.

Weitere Informationen, siehe „Die Zentrifugationskammer vortemperieren“ auf Seite 3-12.



Mit der Schaltfläche Pulse können Sie die Zentrifuge im Dauerbetrieb oder mit voreingestellter Dauer starten, je nachdem, welche Option Sie in der Zentrifuge voreingestellt haben. Durch erneutes Antippen der Schaltfläche Pulse (oder der Schaltfläche Stopp) wird die Zentrifuge gestoppt.

Diese Schaltfläche ist deaktiviert (oben), wenn die Zentrifuge über die Schaltfläche Start gestartet wird, bei Stillstand der Zentrifuge aktiviert (Mitte), um den Pulse-Betrieb starten zu können und während des Zentrifugationslaufs im Pulse-Modus (unten) mit einem grauen Rahmen umrandet.

Weitere Informationen, siehe „Lauf im Dauerbetrieb oder im Betrieb mit voreingestellter Dauer“ auf Seite 3-13. Wie sich diese Schaltfläche verhält, können Sie individuell festlegen, siehe hierzu „Voreinstellung Pulse“ auf Seite 3-39.



Mit der Schaltfläche Start setzen Sie die Zentrifuge unverzüglich mit den Einstellwerten, die Sie in den jeweiligen Feldern auf der Startseite eingegeben haben, in Betrieb. Nach dem Anlaufen der Zentrifuge wechselt die Schaltflächenbezeichnung auf Stopp. Wenn Sie diese Schaltfläche ein weiteres Mal antippen, wird der Zentrifugationslauf beendet und die Schaltflächenbezeichnung wechselt zurück auf Start.

Weitere Informationen, siehe „Zentrifugation“ auf Seite 3-13.



Durch Antippen der Schaltfläche Öffnen wird der Zentrifugendeckel entriegelt und geöffnet. Während des Zentrifugationslaufs bzw. während des Vortemperierens ist diese Schaltfläche deaktiviert (links), im Stillstand der Zentrifuge aktiviert (Mitte), um den Deckel öffnen zu können und bei geöffnetem Deckel (rechts) mit einem grauen Rahmen umrandet.

Navigationsleiste (Bereich R3)

Neben der im Abschnitt „Hauptseite (Bereich R2)“ auf Seite 3-3 beschriebenen Schaltfläche Startseite befinden sich auf der Navigationsleiste weitere Symbole für alle wichtigen Einstellungen und Ereignisprotokolle der Zentrifuge. Abbildung 3-11 zeigt die zwei Zustände der Navigationsleiste.

In der Standardkonfiguration ist die Navigationsleiste (Position 1 in Abbildung 3-11) auf der linken Seite der Startseite zu sehen. Durch Antippen der Pfeiltaste **ein-/ausblenden** (Position 3 in Abbildung 3-11) in der Mitte kann sie ausgeblendet werden (Position 2 in Abbildung 3-11), um den Anzeigebereich der Startseite zu vergrößern. Durch erneutes Antippen der Pfeiltaste **ein-/ausblenden** wird die Navigationsleiste wieder eingeblendet.



Abbildung 3–11: Navigationsleiste

Auf der Navigationsleiste befinden sich die folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Symbol Zurück: Auf Seiten mit mehreren Ebenen können Sie sich schrittweise alle zuvor geöffneten Seiten wieder anzeigen lassen. Wenn Sie nach dem Antippen der Schaltfläche Einstellungen beispielsweise eine weitere Unterseite geladen haben, kehren Sie durch Antippen dieser Schaltfläche schrittweise zu der zuvor geöffneten Seite zurück. Falls keine Ebene vorhanden ist, zu der Sie zurückkehren können, ist dieses Symbol grau abgedunkelt und nicht aktiv. Falls eine Ebene vorhanden ist, zu der Sie zurückkehren können, hat dieses Symbol eine blaue Farbe und kann angetippt werden. Wenn Sie sich auf der Startseite befinden, ist diese Schaltfläche grau abgedunkelt und nicht aktiv.
	Schaltfläche Startseite: Rückkehr zur Startseite; siehe Beschreibung in Abschnitt „Hauptseite (Bereich R2)“ auf Seite 3-3.
	Schaltfläche Einstellungen: Öffnet die Seite Einstellungen mit verschiedenen Optionen für Parametereinstellungen; „Einstellungen“ auf Seite 3-30.
	Symbol Ereignisprotokoll: Öffnet eine Seite, auf der Sie das Ereignisprotokoll der Zentrifuge anschauen und exportieren können; „Protokolle“ auf Seite 3-47
	Dateien und Info: Öffnet die Seite Dateien und Info mit Angaben zur Produktversion und der Möglichkeit, die Zentrifuge als Administrator auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen; siehe „Dateien und Info“ auf Seite 3-53
	Schaltfläche Einstellung Alarmmeldungen: Öffnet die Seite Einstellung Alarm- und Warnmeldungen, auf der festgelegt werden kann, wie Alarm- und Warnmeldungen am Display angezeigt werden; „3. 6. 1. Alarmmeldungen“ auf Seite 3-30 und „Warnmeldungen“ auf Seite 3-32
	Schaltfläche Programme: Öffnet die Seite Programme zur Programmierung von Zentrifugationsläufen; „Automatische Prozesse mit Hilfe von Programmen“ auf Seite 3-21.

Tabelle 3-1: Symbole auf der Navigationsleiste

3. 2. Die wichtigsten Zentrifugationsparameter einstellen

Dieser Abschnitt beschreibt das Einrichten der Zentrifuge mit Drehzahl-/RZB-Werten, Beschleunigungs-/Bremsprofilen und Temperaturwerten (nur bei gekühlten Geräten) und das Einstellen aller übrigen Betriebsparameter.

3. 2. 1. Drehzahl / RZB-Wert einstellen

Sie können an der Zentrifuge die Drehzahl in U/min oder als RZB-Wert einstellen (siehe „Erklärung zum RZB-Wert“ weiter unten). Dies ist sowohl während eines Zentrifugationslaufs (während des Betriebs) als auch als Voreinstellung für den nächsten Zentrifugationslauf (bei Zentrifugestillstand) möglich.

HINWEIS Nach dem Einschalten der Zentrifuge werden die Parameter angezeigt, die Sie auf der Seite Einstellungen -> Sollwerte eingestellt haben; siehe „Sollwerte“ auf Seite 3-36.

Erklärung zum RZB-Wert

Die relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB) wird als Vielfaches der Erdbeschleunigung (g) angegeben. Sie ist ein einheitenfreier Zahlenwert, der dem Vergleich der Trenn- oder Sedimentationsleistung verschiedener Zentrifugen dient, da er unabhängig vom Gerätetyp ist. Nur der Zentrifugalradius und die Drehzahl werden zur Berechnung verwendet:

$$RCF = 11,18 \times \left(\frac{n}{1000}\right)^2 \times r$$

r = Zentrifugalradius in cm

n = Drehzahl in U/min

Der maximale RZB-Wert bezieht sich auf den maximalen Radius der Gefäßbohrung.

Beachten Sie dabei, dass sich dieser Wert je nach verwendeten Gefäßen, Bechern und Adaptern reduziert.

Dies können Sie ggf. in der obigen Berechnung berücksichtigen.

Zum Einstellen einer Drehzahl oder eines RZB-Wertes gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Drehzahlfeld.




Abbildung 3-12: Drehzahlfeld auf der Startseite

Der Bildschirm Sollwerte: Standard oder der Bildschirm Sollwerte: Erweitert erscheint, wie in Abbildung 3-13 bzw. Abbildung 3-14 dargestellt.




Abbildung 3-13: Seite Sollwerte: Standard einer gekühlten Zentrifuge

Wurde die Zentrifuge für den Betrieb im Erweiterten Modus eingestellt (siehe Abschnitt „Sollwert-Modus“ auf Seite 3-38), erscheint stattdessen die Seite Sollwerte: Erweitert, wie in Abbildung 3-14 dargestellt.




Abbildung 3-14: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Erweitert einer luftgekühlten Zentrifuge

2. Tippen Sie auf die Optionsschaltfläche **U/min** oder **x g**, um zwischen der Drehzahl (in U/min, Umdrehungen pro Minute) und RCF (in x g, Vielfaches der Erdbeschleunigung) hin- und herzuschalten.



Abbildung 3–15: Seite Sollwerte, Detailansicht der Zentrifugendrehzahl und des Bereichs

3. Tippen Sie auf das Eingabefeld **Drehzahl** Abbildung 3–15 und geben Sie dann über das Tastenfeld den Drehzahl-Sollwert ein.

Der zulässige Drehzahlbereich für den aktuellen Rotor erscheint direkt unter dem Begriff Drehzahl, um Ihnen bei der ordnungsgemäßen Einstellung der Drehzahl zu helfen.

Nachdem Sie das Eingabefeld **Drehzahl** angetippt haben, werden die vorherigen Werte sofort geändert, sobald Sie auf dem Tastenfeld mit der Eingabe von Ziffern beginnen.

HINWEIS Wenn Sie einen sehr niedrigen RZB-Wert wählen, wird dieser automatisch korrigiert, wenn die resultierende Drehzahl kleiner als 300 U/min beträgt. 300 U/min ist die niedrigste wählbare Drehzahl.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Drehzahleinstellung für den laufenden oder den nächsten Zentrifugationslauf zu speichern.

Ungültiger Rotor-Drehzahlsollwert

Wenn der von Ihnen gerade eingegebene Sollwert für den Betrieb der Zentrifuge nicht geeignet ist, erscheint der Warnhinweis Außerhalb des zulässigen Bereichs unter dem Sollwert-Eingabefeld. Um mit dem Vorgang fortfahren zu können, müssen Sie zwingend einen zulässigen Sollwert eingeben.



Abbildung 3–16: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Warnmeldung Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs

Ungültige Rotordrehzahl während des Zentrifugationslaufs eingestellt

Wenn Sie versuchen, die Drehzahl während eines Zentrifugationslaufs zu ändern und Ihre Einstellungen außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, erscheint das Popup-Fenster Ungültige Rotordrehzahl.




Abbildung 3–17: Popup-Fenster Ungültige Rotordrehzahl

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Gerät stoppen**, um den Rotor zu stoppen und tippen Sie dann noch einmal auf das Drehzahlfeld, um Ihre Drehzahleinstellung zu korrigieren. Alternativ tippen Sie auf die Schaltfläche **Lauf fortsetzen**, um den Lauf bei maximal zulässiger Drehzahl fortzusetzen.

3. 2. 2. Laufzeit einstellen

Sie können an der Zentrifuge eine Laufzeit einstellen, nach der der Zentrifugationslauf automatisch stoppt.

HINWEIS Nach dem Einschalten der Zentrifuge werden die Parameter angezeigt, die Sie auf der Seite Einstellungen -> Sollwerte eingestellt haben; siehe „Sollwerte“ auf Seite 3-36. Zum Einstellen der Laufzeit gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das **Laufzeitfeld**.



Abbildung 3-18: Laufzeitfeld auf der Startseite

Der Bildschirm Sollwerte: Standard oder Sollwerte: Erweitert wird angezeigt.

Laufzeit im Standard-Modus

Tippen Sie in das Eingabefeld **Laufzeit** oben und geben Sie dann über das angezeigte Tastenfeld den gewünschten Laufzeitraum ein.

Die Laufzeit wird in hh:mm:ss angezeigt. Wenn Sie z.B. 2 Stunden und 30 Minuten eingeben möchten, müssen Sie zuerst auf die 2 tippen. Somit wird die Laufzeit auf 00:00:02 eingestellt. Anschließend tippen Sie auf die 3. Somit wird die Laufzeit auf 00:00:23 eingestellt. Tippen Sie auf dem Tastenfeld anschließend auf 00, zeigt die eingestellte Laufzeit 02:30:00, d. h. 2 Stunden und 30 Minuten.




Abbildung 3-19: Feld Laufzeit auf der Startseite

Der zulässige Laufzeitbereich für den aktuellen Rotor erscheint direkt unter dem Begriff Laufzeit, um ihnen bei der ordnungsgemäßen Laufzeiteinstellung zu helfen.

Nachdem Sie das Eingabefeld **Laufzeit** angetippt haben, werden die vorherigen Werte sofort geändert, sobald Sie auf dem Tastenfeld mit der Eingabe von Ziffern beginnen.

Laufzeit im Erweiterten Modus

Im Erweiterten Modus verfügt das Laufzeit-Eingabefeld über ein zusätzliches Click-Wheel und ändert sein Aussehen mit der von Ihnen gewählten Option. Sie können aus drei Optionen auswählen:

- » Betrieb mit voreingestellter Dauer: Einstellung der Laufzeit in Stunden, Minuten und Sekunden.
- » Dauerbetrieb: Start eines Endloslaufes, Stopp ausschließlich möglich durch Antippen der Schaltfläche Stopp ■ auf der Startseite.
- » ACE (Accumulated Centrifugal Effect): Die ACE-Funktion ist eine Integratorfunktion, die den Effekt der Drehzahl in Bezug auf die Zeit berechnet und die Laufzeit an die Beschleunigungsdifferenzen anpasst. ACE ist ein mathematisches Modell, das Ihnen hilft, Anwendungen und deren Parametereinstellungen zwischen Zentrifugen zu übertragen. Wenn Sie z.B. eine Anwendung auf eine neue Zentrifuge übertragen, stellt die ACE-Funktion sicher, dass die Anwendung genau so läuft und die gleichen Ergebnisse liefert wie bei der ursprünglichen Zentrifuge.

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Laufzeiteinstellung für den laufenden oder den nächsten Zentrifugationslauf zu speichern.

3. 2. 3. Beschleunigungs- und Abbremsprofile

Die Zentrifuge verfügt über insgesamt 9 Beschleunigungsprofile (durchnummeriert von 1 bis 9) und 10 Bremsprofile oder Bremskurven (durchnummeriert von 0 bis 9). Jedes Beschleunigungsprofil sorgt nach dem Starten des Zentrifugationslaufs für einen allmählichen Anstieg der Zentrifugendrehzahl. Gegen Ende des Zentrifugationslaufs sorgt das Bremsprofil für eine allmähliche Verringerung der Zentrifugendrehzahl.

HINWEIS Vermeiden Sie möglichst Drehzahlbereiche, die der natürlichen Resonanz des Systems nahe kommen. Läufe mit höheren Resonanzdrehzahlen können Schwingungen verursachen und einen negativen Effekt auf die Trennungsqualität haben.

Zum Auswählen eines Beschleunigungsprofils gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Beschl. / Abbremsen** links im Feld Beschleunigungs- / Bremsprofil auf der Startseite, wie in Abbildung 3-20 unten dargestellt.



Abbildung 3-20: Feld Beschleunigungs- / Bremsprofil auf der Startseite

Der Bildschirm Sollwerte: Standard oder der Bildschirm Sollwerte: Erweitert erscheint, wie in Abbildung 3-13 bzw. Abbildung 3-14 dargestellt.

Beschleunigung: 1 ist die langsamste, 9 die schnellste Kurve.

Abbremsen: Bei Auswahl der Kurve 0 wird das aktive Bremsen deaktiviert. 1 ist die langsamste, 9 die schnellste Kurve.

2. Tippen Sie in das Eingabefeld **Beschl.** oder **Abbremsen** und geben Sie dann über das Tastenfeld rechts die gewünschte Profilnummer ein.
Der zulässige Zahlenbereich erscheint direkt unter dem Begriff Beschl. oder Abbremsen, um Ihnen bei der Auswahl des gewünschten Profils zu helfen.
Nachdem Sie das Eingabefeld **Beschl.** oder **Abbremsen** angetippt haben, werden die vorherigen Werte sofort geändert, sobald Sie auf dem Tastenfeld mit der Eingabe von Ziffern beginnen.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um das soeben eingestellte Beschleunigungs- oder Abbremsprofil für den laufenden oder den nächsten Zentrifugationslauf zu speichern.
4. Sobald die Nummer des gewünschten Beschleunigungs- oder Abbremsprofils im Anzeigefeld zu sehen ist, lassen Sie die Schaltfläche **-** bzw. **+** wieder los.
Auf diese Weise legen Sie das Beschleunigungs- und Bremsprofil für den nächsten Zentrifugationslauf fest.

3. 2. 4. Temperatur einstellen

Bei gekühlten Zentrifugen kann die Proben temperatur eines Zentrifugationslaufs auf Werte zwischen -10 °C und +40 °C voreingestellt werden. Diese Funktion ist bei luftgekühlten Geräten nicht vorhanden. Die Zentrifuge zeigt die voraussichtliche Proben temperatur an.

⚠ **VORSICHT** Infolge von Luftreibung kann die Integrität der Proben beeinträchtigt werden.

Die Rotortemperatur kann während des Zentrifugenbetriebs deutlich steigen.

Bei gekühlten Geräten können die angezeigte Temperatur und die Solltemperatur von der Proben temperatur abweichen.

Überprüfen Sie, ob das Regelvermögen der Zentrifugentemperatur zur Umsetzung der Anforderungen der jeweiligen Anwendung ausreichend ist. Führen Sie ggf. einen Probelauf durch.

Zum Einstellen einer Temperatur für den nächsten Zentrifugationslauf gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das **Temperaturfeld** auf der Startseite, wie in Abbildung 3–21 unten dargestellt.



Abbildung 3–21: Temperaturfeld auf der Startseite

Die Seite „Sollwerte: Standard“ oder „Sollwerte: Erweitert“ wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf das Eingabefeld **Temp** und benutzen Sie dann das Tastenfeld rechts, um die Sollwerttemperatur der Probe einzugeben.
Der für das Gerät zulässige Temperaturbereich erscheint direkt unter dem Begriff Temp, um Ihnen bei der ordnungsgemäßen Einstellung des Temperatur-Sollwertes zu helfen.
Nachdem Sie das Eingabefeld **Temperatur** angetippt haben, werden die vorherigen Werte sofort geändert, sobald Sie auf dem Tastenfeld mit der Eingabe von Ziffern beginnen.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Solltemperatur für den laufenden oder den nächsten Zentrifugationslauf zu speichern.

3.3. Die Zentrifugationskammer vortemperieren

Bei gekühlten Zentrifugieren können Sie die Zentrifugationskammer und den leeren Rotors vor Beginn des Zentrifugationslauf vortemperieren, d. h. vorwärmen oder vorkühlen. Ggf. sollten Sie auch Ihre Proben mit geeigneten Geräten vortemperieren. Zum Vortemperieren Ihrer Proben ist die Zentrifuge allerdings nicht konzipiert. Die Zentrifuge zeigt die voraussichtliche Probentemperatur an.

HINWEIS In luftgekühlten Ausführungen kann die Zentrifugationskammer nicht vortemperiert werden.

Vorgehensweise zum Einstellen der Zieltemperatur beim Vortemperieren der Zentrifuge:

1. Tippen Sie auf das **Temperaturfeld** auf der Startseite, wie in Abbildung 3–22 unten dargestellt.



Abbildung 3–22: Temperaturfeld auf der Startseite

Der Bildschirm Sollwerte: Standard oder der Bildschirm Sollwerte: Erweitert erscheint, wie in Abbildung 3–13 bzw. Abbildung 3–14 dargestellt.

2. Tippen Sie auf das Eingabefeld **Temp** und benutzen Sie dann das Tastenfeld rechts zur Eingabe der gewünschten Zieltemperatur.

Der für das Gerät zulässige Temperaturbereich erscheint direkt unter dem Begriff Temp, um Ihnen bei der ordnungsgemäßen Einstellung der Solltemperatur helfen.

Nachdem Sie das Eingabefeld **Temp** angetippt haben, werden die vorherigen Werte sofort geändert, sobald Sie auf dem Tastenfeld mit der Eingabe von Ziffern beginnen.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die soeben eingestellte Temperatur für den Vortemperierlauf zu speichern.

Die Anzeige springt zurück zur Startseite. Die neue Zieltemperatur wird als Sollwert unterhalb der Ist-Temperatur angezeigt.

4. Tippen Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche **Vortemperieren**  und danach auf die Schaltfläche **Start** , um die Vortemperierung zu starten.

Die Zentrifuge beginnt, die Rotorkammer durch Erwärmen oder Abkühlen auf die voreingestellte Temperatur zu bringen.

Die aktuelle Temperatur in der Zentrifugationskammer, die über der Solltemperatur angezeigt wird, beginnt, sich dem Sollwert zu nähern.

5. Wenn die Temperatur in der Zentrifugationskammer den Vortemperierungs-Sollwert erreicht, erscheint das in Abbildung 3–23 dargestellte Popup-Fenster Vortemperierung abgeschlossen und meldet, dass die Zentrifuge ordnungsgemäß vortemperiert und bereit ist.




Abbildung 3–23: Popup-Fenster Vortemperierung abgeschlossen

6. Tippen Sie auf **Vortemperieren**  um den Vortemperiermodus zu verlassen.

3. 4. Zentrifugation

Halten Sie um die Zentrifuge ist eine Sicherheitszone von mindestens 30 cm ein. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt „Bereich Info und Betriebszustand“ auf Seite 3-2. Personen und gefährliche Stoffe müssen während des Zentrifugierens außerhalb dieser Sicherheitszone bleiben.

Nach dem Einschalten des Netzschalters, dem ordnungsgemäßen Einbau des Rotors, der Einstellung der Sollwerte, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, und dem Schließen des Zentrifugendeckels sind Sie startbereit.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um einen Zentrifugationslauf zu starten:

- **Dauerbetrieb:** Dieser Betriebsmodus ist vollständig manuell. Wenn Sie anstelle einer voreingestellten Laufzeit die Option Dauerbetrieb gewählt haben (siehe „Laufzeit einstellen“ auf Seite 3-9), verwenden Sie die Schaltfläche Start ▶ und Stopp ■, um die Zentrifugation manuell zu starten und zu stoppen, wie im Abschnitt „Lauf im Dauerbetrieb oder im Betrieb mit voreingestellter Dauer“ weiter unten beschrieben.
- **Betrieb mit voreingestellter Dauer:** Hierbei handelt es sich um einen halbautomatischen Betriebsmodus auf der Grundlage von Zeitschaltungen. Als erstes stellen Sie eine Laufzeit ein (siehe „Laufzeit einstellen“ auf Seite 3-9), dann tippen Sie auf die Schaltfläche Start ▶ und warten so lange, bis die Laufzeit komplett verstrichen ist und die Zentrifuge dann automatisch stoppt, siehe Beschreibung im Abschnitt „Lauf im Dauerbetrieb oder im Betrieb mit voreingestellter Dauer“.
- **Pulse-Modus:** Kurzzeitiger Zentrifugationsmodus mit wählbaren Optionen. Sie wählen die gewünschten Optionen, tippen anschließend auf die Schaltfläche Pulse >> und warten so lange, bis der Lauf abgeschlossen ist und die Zentrifuge dann automatisch stoppt, siehe Beschreibung im Abschnitt „Lauf im Pulse-Modus“ auf Seite 3-14.
- **Programm-Modus:** Dieser Betriebsmodus ist vollautomatisch. Sie bereiten ein automatisiertes Programm vor, speichern es und führen es dann über das Bedienfeld aus, siehe Beschreibung im Abschnitt „Automatische Prozesse mit Hilfe von Programmen“ auf Seite 3-21.



WARNUNG

Gesundheitsschäden durch das Zentrifugieren von explosiven oder brennbaren Materialien oder Substanzen. Zentrifugieren Sie keine explosiven oder brennbaren Materialien oder Substanzen.

Lauf im Dauerbetrieb oder im Betrieb mit voreingestellter Dauer

Wenn Sie die Zentrifuge im Dauerbetriebsmodus oder mit voreingestellter Dauer betreiben möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche **Start ▶**.

Die Schaltfläche Start ▶ wird zur Schaltfläche Stopp ■.

Die Zentrifuge startet einen Lauf und das Bedienfeld zeigt die bis zu den jeweiligen Sollwerten ansteigenden Parameter an.

Nach einer Minute im Dauerbetrieb ohne Eingreifen des Benutzers wechselt das Bedienfeld in den Lighthouse-Modus. Im Lighthouse-Modus werden Ihnen auf dem Bedienfeld die Grundparameter wie z.B. die Ist-Drehzahl und der Drehzahlsollwert, der Rotor- und Bechertyp, die abgelaufene Laufzeit (oder die Restlaufzeit) und die Solllaufzeit (nur bei Betrieb mit voreingestellter Dauer) angezeigt. Hinzu kommt der Fortschrittsbalken für den aktuellen Lauf und die Schaltfläche Stopp ■.




Abbildung 3–24: Seite im Lighthouse-Modus

2. Abhängig vom Zeitmodus, den Sie gewählt haben (siehe „Laufzeit einstellen“ auf Seite 3-9), gehen Sie zum Stoppen der Zentrifuge wie folgt vor:
 - a. Dauerbetriebs-Modus: Drücken Sie auf die Schaltfläche Stopp ■ auf der Startseite, wenn Sie die Zentrifugation beendet haben.

- b. Betrieb mit voreingestellter Dauer und ACE-Modus: Warten Sie, bis die an der Zeitsteuerung angezeigte Dauer abgelaufen ist und die Zentrifuge automatisch stoppt. Alternativ dazu können Sie auf der Startseite auch die Schaltfläche Stopp ■ antippen, um den Zentrifugationslauf vorzeitig zu beenden.
3. Wenn die Zentrifuge den Zentrifugationslauf vollständig abgeschlossen hat, drücken Sie auf dem Bedienfeld auf die Schaltfläche **Öffnen** 🗑️, um den Deckel zu öffnen.
Der Deckel klappt auf und die Schaltfläche Öffnen 🗑️ ist jetzt hellgrau umrandet, um anzuzeigen, dass der Deckel entriegelt ist.

HINWEIS Sie können den Deckel nicht öffnen, solange sich die Zentrifuge dreht.

Lauf im Pulse-Modus

Um das Gerät für eine kurzzeitige Zentrifugation zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie als erstes, ob das auf der Schaltfläche Pulse >> angezeigte Verhaltensmuster für den Pulse-Modus Ihren Anforderungen gerecht wird.
Die verschiedenen Verhaltensweisen der Schaltfläche Pulse werden beschrieben im Abschnitt „Voreinstellung Pulse“ auf Seite 3-39.
2. Wählen Sie ggf. in den Einstellungen eine Option unter Pulse-Modus aus.
3. Drücken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche **Pulse** >>.
Die Schaltfläche Start ▶ wird zur Schaltfläche Stopp ■. Die Schaltfläche Pulse >> ist grau umrandet >>, um anzuzeigen, dass die Zentrifuge im Pulse-Modus läuft.
Die Zentrifuge startet einen Lauf und das Bedienfeld zeigt die bis zu den jeweiligen Sollwerten ansteigenden Parameter an.




Abbildung 3–25: Pulse-Modus: Zentrifuge läuft eine Minute lang

4. Warten Sie, bis der Zentrifugationslauf beendet und die Zentrifuge zum Stillstand gekommen ist.
HINWEIS Um den Zentrifugationslauf vorzeitig zu beenden, können Sie entweder auf Stopp ■ oder auf der Startseite auf die Schaltfläche Pulse >> tippen.
5. Wenn die Zentrifuge den Zentrifugationslauf abgeschlossen hat, drücken Sie auf dem Bedienfeld auf die Schaltfläche **Öffnen** 🗑️, um den Deckel zu öffnen.
Der Deckel entriegelt und die Schaltfläche Öffnen 🗑️ ist jetzt hellgrau umrandet, um anzuzeigen, dass der Deckel entriegelt ist.
HINWEIS Sie können den Deckel nicht öffnen, solange sich die Zentrifuge dreht.

3. 5. Status-, Alarm- und Warnmeldungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie sich mit den Schaltfeldern des Bereichs Info und Betriebszustand Informationen zum Ist-Zustand sowie zu den anstehenden Alarm- und Warnmeldungen anzeigen lassen können.

Status

Befindet sich die Zentrifuge in einem gutem Betriebszustand, wird auf dem Bedienfeld im Bereich Info und Betriebszustand ein grünes Herzsymbol angezeigt (siehe „Bereich Info und Betriebszustand (Bereich 1)“ auf Seite 3-2). Durch Antippen des grünen Herzsymbols öffnet sich die Seite Status. Die Seite Status umfasst zwei Unterseiten, auf denen der gesamte Datensatz an Informationen zum Betriebszustand der Zentrifuge angezeigt wird. Zum Wechseln zwischen den beiden Seiten tippen Sie auf die Punkte oder Doppelpfeile, die sich unten auf der Seite befinden.




Abbildung 3–26: Seite Status

1. Die erste Status-Seite enthält die beiden Spalten Betriebsdetails (Gesamtwerte) und Rotor-Zentrifugen-Lebensdauer.

In der Spalte Betriebsdetails sind die Betriebsdaten der Zentrifuge aufgeführt. Diese Daten werden aktualisiert, während die Zentrifuge läuft. Folgende Gesamtbetriebswerte werden angezeigt:

- » Zentrifugierbetriebsstunden: Die Gesamtzahl der Stunden, in denen sich die Zentrifuge gedreht hat.
- » Stunden im eingeschalteten Zustand: Die Gesamtzahl der Stunden, in denen die Zentrifuge eingeschaltet war.
- » Zentrifugierzyklen: Die Gesamtzahl an Zyklen, die die Zentrifuge abgeschlossen hat.
- » Kompressorkühlung: Die Gesamtzahl an Stunden, in denen sich der Kompressor im Kühlbetrieb befunden hat.
- » Deckelschließungen: Die Gesamtzahl der Deckelverriegelungsvorgänge der Zentrifuge.

In der Spalte Rotor-Zentrifugen-Lebensdauer stehen der Name und die Betriebsdaten des derzeit installierten Rotors. Diese Daten werden aktualisiert, während die Zentrifuge läuft. Wird der Rotor gewechselt, gibt dieser Abschnitt die Daten des neuen Rotors wider. Bei Einsatz eines Ausschwingrotors wird auch der jeweilige Bechertyp angezeigt—Beispiel: TX-750 (Rundbecher - 75003608). Weitere Informationen hierzu im Abschnitt „Rotorprotokoll“ auf Seite 3-50.

Folgende Gesamtbetriebswerte werden angezeigt:

- » Gesamtbetriebszyklen: Die Anzahl an Zyklen, die der Rotortyp abgeschlossen hat.
- » Restzyklen: Die Anzahl an Zyklen, die der Rotortyp noch absolvieren kann.

HINWEIS Die Anzahl an Zyklen ist ein Schätzwert. Die tatsächliche Zyklenanzahl variiert entsprechend der Verwendung und der Anzahl an verwendeten Rotoren und Zentrifugen. Es gilt die Standard-Garantie.

2. Auf der zweiten Status-Seite befindet sich eine Spalte mit der Bezeichnung Alarmmeldungen insgesamt. In der Spalte Alarmmeldungen insgesamt werden sämtliche Unwuchtalarmmeldungen angezeigt, die an der Zentrifuge bislang aufgetreten sind.

Warnmeldungen

Wenn eine Wartungsmaßnahme fällig wird oder ein geringfügiges Problem aufgetreten ist, das den sicheren Betrieb der Zentrifuge nicht beeinträchtigt, gibt das Gerät eine Warnmeldung aus. Auch wenn die Zentrifuge möglicherweise weiterläuft, sollten Sie die Ursache des Problems möglichst zeitnah beseitigen, damit weder die Proben noch das Gerät selbst Schaden nehmen kann.

Wenn eine Warnmeldung ausgegeben wird, zeigt das Touchscreen-Display oben auf der aktuellen Seite einen gelben Balken an, wie im Beispiel in Abbildung 3–27 unten dargestellt. Im Bereich Info & Betriebszustand (siehe „Bereich Info und Betriebszustand (Bereich 1)“ auf Seite 3-2) wird ein gelbes Warndreieck angezeigt. Auf einem im Alarmbalken durchlaufenden Meldungsticker werden die Problemursache und Anweisungen zum Umgang mit der Warnmeldung angezeigt.

Zusätzlich ertönt ein einmaliges akustisches Signal.




Abbildung 3–27: Warnmeldung Ende der Rotor-Nutzungsdauer oben auf der Startseite

Nach kurzer Zeit verschwindet der gelbe Warnbalken wieder. Wie im nachfolgenden Beispiel in Abbildung 3–28 dargestellt, wird auf anstehende Warnmeldungen der Zentrifuge nur im gelben Warndreieck des Bereichs Info und Betriebszustand hingewiesen.




Abbildung 3–28: Startseite mit Warnmeldung

Das Warndreieck enthält einen blauen Kreis mit weißem Rand, in dem die Anzahl der aktiven Warnmeldungen angezeigt wird. Im Beispiel in Abbildung 3–27 oben ist nur eine Warnmeldung vorhanden. Falls allerdings mehrere Warnmeldungen anstehen, wird hier entsprechend die Zahl 2, 3 udgl. stehen.

Nach dem Antippen des **Warndreiecks** öffnet sich eine Warnmeldungsliste, in der alle Warnmeldungen mit individuellen Informationen zum jeweiligen Warnzustand aufgeführt sind. Die Beschreibung entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Abschnitt.

Warnmeldungen anzeigen und behandeln

Durch Antippen des Warndreiecks im Bereich Info und Betriebszustand des Touchscreen-Displays wird die Seite Status – Warnmeldung geöffnet, wie in Abbildung 3–29 unten dargestellt. Diese Seite enthält eine Auflistung aller momentan aktiven Warnmeldungen. Die neueste Warnmeldung wird erweitert angezeigt, sodass Sie alle Informationen sehen können. Sie können durch die Liste scrollen und auf einen beliebigen Listeneintrag tippen, um diesen zu erweitern und mehr Informationen zu erhalten.




Abbildung 3–29: Seite Status – Warnmeldung mit Warnmeldungsliste

Auf der rechten Seite der Seite Status – Warnmeldung befinden sich mehrere übereinander angeordnete Statusinfo-Felder. Sie können jedes Feld antippen und erweitern, um allgemeine Informationen über die Zentrifuge und den aktuellen Rotor anzuzeigen. Abbildung 3–30 zeigt den Abschnitt Betriebsdetails nach Erweiterung mit allgemeine Betriebsangaben zum Gerät.




Abbildung 3–30: Seite Status – Warnmeldung: Erweiterte Ansicht der Betriebsdetails

HINWEIS Der Inhalt dieser Statusinfo-Felder ist der gleiche wie auf der Seite Status. Zusätzlich ist hier allerdings das Rotorprotokoll vorhanden. Die zugehörigen Beschreibungen entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Status“ auf Seite 3-15 und „Rotorprotokoll“ auf Seite 3-50.

Um sich die Warnmeldungsliste mit Detailinformationen anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Bereich Info und Betriebszustand auf das Warndreieck .

Daraufhin erscheint die Seite Status - Warnmeldung, wie in Abbildung 3–29 dargestellt. Die letzte Position auf der Warnmeldungsliste wird bereits erweitert angezeigt.
2. Wenn Sie sich Hintergrundinformationen zur Zentrifuge oder zum Rotor einblenden lassen möchten, tippen Sie auf die Kopfzeile des Feldes, um die Betriebsdetails erweitert anzuzeigen (siehe Abbildung 3–30), Felder Rotor-Zentrifugen-Lebensdauer, Rotorprotokoll oder Unwucht-Warnmeldungen.
3. Wenn Sie die Kopfzeile des Feldes erneut antippen, wird der Informationsfeldinhalt wieder ausgeblendet.
4. Lesen Sie die Beschreibung und befolgen Sie die Anweisungen, um das Problem zu beheben, z.B.:
 - a. Kehren Sie zur Startseite zurück.
 - b. Drücken Sie auf die Schaltfläche Deckel öffnen .
 - c. Rotor und Becher ausbauen.
 - d. Neuen Rotor mit neuen Bechern einsetzen.
 - e. Starten Sie die Zentrifuge neu.

Die vollständige Fehlerliste finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“ auf Seite 6-2.

- Wenn Sie das Problem behoben haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Quittieren**, um zu bestätigen und die Warnmeldung zu löschen.

Das Auswahlfeld neben dem Warnmeldungslisteneintrag ist aktiviert.

HINWEIS Wenn Sie die Warnmeldung bestätigen, ohne das Problem zu beheben, tritt die Warnmeldung sofort wieder auf.

- Wenn Sie zu weiteren Warnmeldungen weiter unten auf der Liste wechseln möchten, tippen Sie auf die Scroll-Leiste und ziehen Sie den Cursor nach unten.
- Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag der Warnmeldungsliste.
Daraufhin wird die betreffende Position der Warnmeldungsliste erweitert mit den verfügbaren Detailangaben dargestellt.
- Quittieren Sie die Warnmeldung, nachdem Sie das Problem behoben haben. Tippen Sie dann erneut auf die betreffende Position der Warnmeldungsliste, um die Anzeige wieder zu verkleinern.
Nachdem Sie die Ursache aller Warnmeldungen behoben und diese quittiert haben, erscheint die Seite Status – Betriebszustand gut zur Bestätigung, dass derzeit keine Warnmeldungen anstehen.
- Tippen Sie auf das **X**-Symbol **X** in der oberen rechten Ecke, um zur Startseite zurückzukehren.

Alarmmeldungen

Wenn ein schwerwiegender Fehler in der Zentrifuge auftritt, gibt das Gerät eine Alarmmeldung aus. Wenn ein Fehler auftritt, stoppt die Zentrifuge sofort oder muss unverzüglich gestoppt werden, um Schäden an den Proben und/oder am Gerät selbst zu vermeiden. Sie müssen die Ursache beheben, bevor Sie den Betrieb fortsetzen können.

Wenn eine Alarmmeldung ausgegeben wird, zeigt das Bedienfeld oben auf der aktuellen Seite einen roten Balken an. Im Bereich Info und Betriebszustand (siehe „Bereich Info und Betriebszustand (Bereich 1)“ auf Seite 3-2) wird ein rotes Glockensymbol mit Schallwellen zu beiden Seiten angezeigt. Zusätzlich ertönt ein konstanter Alarmton.

Unter dem roten Alarmbalken erklärt eine Lauftextnachricht die Grundursache des Problems und bietet Anweisungen zum Umgang mit der Alarmmeldung.

Eine Snooze-Schaltfläche erscheint, mit der Sie die Alarmmeldung vorübergehend stummschalten können. Wird die Alarmursache innerhalb der Stummschaltdauer nicht behoben, ertönt der Alarmton erneut. Die Dauer der Stummschaltung kann in den Einstellungen gewählt werden. Weitere Informationen, siehe Abschnitt „Stummschalt-Dauer“ auf Seite 3-31.




Abbildung 3–31: Alarmmeldung oben auf der Startseite

Durch Tippen auf die Schaltfläche Alarm vorübergehend stummschalten wird der akustische Alarm für die Dauer der Stummschaltung stummgeschaltet. Der rote Alarmbalken wird verdeckt, der Meldungstext im Nachrichtenticker ist jedoch noch für kurze Zeit unter dem Glockensymbol am Display sichtbar, bevor auch dieser verschwindet. Das Glockensymbol ist diagonal durchgestrichen und rechts daneben befindet sich eine Zeitsteuerung mit Abwärtszählung.




Abbildung 3–32: Alarmmeldung nach dem Stummschalten

Das Glockensymbol enthält einen blauen Kreis mit weißem Rand, in dem die Anzahl der aktiven Warnmeldungen angezeigt wird. Im vorstehenden Beispiel in Abbildung 3–32 ist nur eine Alarmmeldung vorhanden. Liegt jedoch mehr als eine Alarmmeldung vor, wird im Alarmzähler ggf. 2, 3 oder mehr angezeigt.

Nach dem Antippen des Glockensymbols öffnet sich eine Alarmmeldungsliste, in der alle Alarmmeldungen mit individuellen Informationen zum jeweiligen Alarmzustand aufgeführt sind. Die Beschreibung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Alarmmeldungen anzeigen und behandeln“ auf Seite 3-19.

Die sichtbaren Schaltflächen wie beispielsweise Vortemp, Pulse, Start/Stopp und Deckel öffnen bleiben auch in diesem Zustand weiterhin bedienbar, je nachdem, ob die Zentrifuge bereits gestoppt hat oder sich im Leerlaufmodus befindet. In der Regel können Sie trotz anstehender Alarmmeldungen die laufende Zentrifuge also stoppen oder den Deckel öffnen oder über die Navigationsleiste auf der linken Seite zu anderen Seiten wechseln. Die Alarmglocke und die Meldung im Nachrichtenticker werden weiterhin auf allen Seiten, zu denen Sie navigieren, angezeigt, wenn Sie die Alarmmeldung nicht stummschalten. In diesem Fall erscheint eine durchgestrichene Glocke zusammen mit der Zeitsteuerung mit Abwärtszählung für die Stummschaltung.

Es gibt allerdings auch schwerwiegende Alarmzustände, die durch Eingriffe am Touchscreen-Display nicht behoben werden können. Wenn ein solcher Alarmzustand eintritt, erscheint ein großes rot eingefärbtes Hinweisschild und überlagert die übrige Seite und auch die Schaltflächen.




Abbildung 3–33: Ganzseitendarstellung der Alarmmeldung

Sie können diesen Alarmtyp weder stummschalten noch auf eine Schaltfläche tippen, um die Ursache des Alarms zu beheben. Sie können den Alarm nur quittieren. Genauso wie die vorstehend erörterten weniger gravierenden Alarmmeldungen enthält auch diese Alarmmeldung Anweisungen zur Störungsbehebung bzw. verweist auf den Kundendienst, falls sich das Problem nicht beseitigen lassen sollte.

Alarmmeldungen anzeigen und behandeln

Durch Antippen des roten Glockensymbols im Bereich Info und Betriebszustand des Touchscreen-Displays wird der Bildschirm Status – Alarmmeldung geöffnet. Dieser Seite enthält eine Auflistung aller momentan aktiven Alarmmeldungen. Die neueste Alarmmeldung wird erweitert angezeigt, sodass Sie alle Informationen sehen können. Sie können durch die Liste scrollen und auf einen beliebigen Listeneintrag tippen, um diesen zu erweitern und mehr Informationen zu erhalten.




Abbildung 3–34: Seite Status – Alarm mit Meldung Rotorunwucht

Auf der rechten Seite der Seite Status – Alarmmeldung befinden sich mehrere übereinander angeordnete Statusinfo-Felder. Sie können jedes Feld antippen und erweitern, um allgemeine Informationen über die Zentrifuge und den aktuellen Rotor anzuzeigen.




Abbildung 3–35: Seite Status – Alarmmeldung: Erweiterte Ansicht der Betriebsdetails

HINWEIS Der Inhalt dieser Statusinfo-Felder ist der gleiche wie auf der Seite Status. Zusätzlich ist hier allerdings das Rotorprotokoll vorhanden. Die zugehörigen Beschreibungen entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Status“ auf Seite 3-15 und „Rotorprotokoll“ auf Seite 3-50.

Um sich die Alarmmeldungsliste mit Detailinformationen anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie den akustischen Alarm vorübergehend stummschalten (und die Alarmmeldung ausblenden) möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche Snooze, die sich im Bereich Info und Betriebszustand des Touchscreens befindet (siehe Abbildung 3–33 als Beispiel).
2. Tippen Sie auf das rote Glockensymbol (🔔) im Bereich Info und Betriebszustand. Daraufhin erscheint die Seite Status - Alarmmeldung, wie in Abbildung 3–34 dargestellt. Die letzte Position auf der Alarmmeldungsliste wird bereits erweitert angezeigt.
3. Wenn Sie sich Hintergrundinformationen zur Zentrifuge oder zum Rotor einblenden lassen möchten, tippen Sie auf die Kopfzeile des Feldes, um die Betriebsdetails erweitert anzuzeigen (siehe Abbildung 3–35), Felder Rotor-Zentrifugen-Lebensdauer, Rotorprotokoll oder Unwucht-Alarmmeldungen.
4. Wenn Sie die Kopfzeile des Feldes erneut antippen, wird der Informationsfeldinhalt wieder ausgeblendet.
5. Lesen Sie die Beschreibung und befolgen Sie die Anweisungen, um das Problem zu beheben, z.B.:
 - a. Kehren Sie zur Startseite zurück.
 - b. Drücken Sie auf die Schaltfläche Deckel öffnen 🚪.
 - c. Bauen Sie den Rotor aus und gleichen Sie die Beladung der Becher aus.
 - d. Setzen Sie den Rotor wieder ein und starten Sie die Zentrifuge neu.
6. Wenn Sie das Problem behoben haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Quittieren**, um zu bestätigen und den Alarm zu löschen. Das Auswahlfeld neben dem Alarmmeldungslisteneintrag ist aktiviert.

HINWEIS Wenn Sie die Alarmmeldung bestätigen, ohne das Problem zu beheben, tritt die -Alarmmeldung sofort wieder auf.

7. Wenn Sie zu weiteren Alarmmeldungen weiter unten auf der Liste wechseln möchten, tippen Sie auf die Scroll-Leiste und ziehen Sie den Cursor nach unten.
8. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag in der Alarmmeldungsliste.
Daraufhin wird die betreffende Position der Alarmmeldungsliste erweitert mit den verfügbaren Detailangaben dargestellt.
9. Quittieren Sie die Alarmmeldung, nachdem Sie das Problem behoben haben. Tippen Sie dann erneut auf die betreffende Position der Alarmmeldungsliste, um die Anzeige wieder zu verkleinern.
Sobald Sie alle Alarmmeldungen behoben und quittiert haben, erscheint die Seite Status – Gut, um zu bestätigen, dass keine Alarmmeldungen der Zentrifuge mehr vorhanden sind, wie in Abbildung 3–36 unten dargestellt.




Abbildung 3–36: Seite Status

10. Tippen Sie auf das **X**- Symbol  in der oberen rechten Ecke, um zur Startseite zurückzukehren.

Automatische Prozesse mit Hilfe von Programmen

Um den Einstellungsaufwand vor einem Zentrifugationslauf zu verringern, können Sie in der Zentrifuge bis zu 100 Programme speichern. Programme sind vorprogrammierte Zentrifugationsläufe mit benutzerspezifischen Parametersätzen. Programme können aus einem einzigen Schritt, der mit nur einem Parametersatz läuft oder aus mehreren Schritten mit wechselnden Parametersätzen bestehen.

In einen Parametersatz können alle in den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels erläuterten Betriebsparameter oder auch nur ein Teil davon einbezogen sein, wie z.B.:

- Drehzahl in U/min oder als RZB-Wert
- Beschleunigungs- und Bremsprofil
- Laufzeit
- Temperatur (nur bei gekühlten Geräten)

Programm erstellen und speichern

Programme werden auf der Seite Programme erstellt. Wenn Sie auf der Navigationsleiste auf der linken Seite des Touchscreen-Displays auf die Schaltfläche **Programme**  tippen, öffnet sich die Seite Programme.

Sofern die Seite Programme bei einer neu installierten Zentrifuge zum ersten Mal geöffnet wird, ist die eingeblendete Programmliste noch leer und Sie erhalten grundlegende Anweisungen zu den ersten Schritten im Umgang mit Programmen.




Abbildung 3-37: Leere Seite Programme (vor dem Erstellen von Programmen)

Zum Erstellen und Speichern eines Programms gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf die Schaltfläche **Programme**.
Daraufhin erscheint die Seite Programme, auf der wie in Abbildung 3-37 dargestellt Programme eingegeben werden können oder die bereits erstellten Programme angezeigt werden, wie im Beispiel in Abbildung 3-47.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Neu anlegen**.
Die in Abbildung 3-38 dargestellte Seite Neues Programm hinzufügen erscheint. Die Meldung Zur Eingabe antippen im Feld Name fordert Sie auf, mit der Eingabe zu beginnen.




Abbildung 3-38: Programme -> Seite Neues Programm hinzufügen, erster Optionssatz

3. Tippen Sie in das Feld **Name**.
Oben auf der Seite Neues Programm erstellen erscheint ein Tastenfeld (siehe Abbildung 3-39).




Abbildung 3-39: Durch das Tastenfeld verdeckte Seite Programme

4. Geben Sie einen Programmnamen mit einer Länge von max. 20 Zeichen ein.
5. Tippen Sie auf **U/min** oder **x g**, um die Einheit für die Zentrifugendrehzahl zu wählen.

6. Tippen Sie auf des Feld **Temp** und geben Sie eine Solltemperatur für die Vortemperierung ein (nur bei gekühlten Geräte).
7. Geben Sie ggf. Nummern für die Beschleunigungs- und Abbremsprofile ein (für weitere Informationen, siehe „Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Warnmeldung Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs“ auf Seite 3-9 und „Temperatur einstellen“ auf Seite 3-11).
8. Tippen Sie auf die Scroll-Leiste rechts und ziehen Sie den Schieber herunter, um die verbleibenden Optionen anzuzeigen, wie in Abbildung 3–40 unten dargestellt.




Abbildung 3–40: Programme -> Seite Neues Programm hinzufügen, zweiter Optionssatz

9. Tippen Sie auf das Feld **Zeitsteuerung starten**, um zu wählen, ob die eingestellte Zeit beim Start der Zentrifuge oder nach Abschluss der Beschleunigungsphase beginnt.
10. Tippen Sie unter der Option Schritt 1 auf das Feld **Drehzahl** und geben Sie die Drehzahl in U/min oder x g ein (wie weiter oben auf der Seite ausgewählt).
Oben auf der Seite Neues Programm hinzufügen erscheint ein Tastenfeld, wie in Abbildung 3–41 unten dargestellt.
11. Tippen Sie auf das Feld **Zeit**, und geben Sie eine Laufzeit in Stunden, Minuten und Sekunden ein.




Abbildung 3–41: Programme -> Seite Neues Programm hinzufügen, Drehzahl und Zeit für Schritt 1

12. Wenn Sie die Drehzahl und Laufzeit während des Zentrifugationslaufes variieren möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche **+ Schritt hinzufügen**.
13. Tippen Sie auf das Feld **Drehzahl** und geben Sie eine andere Drehzahl für Schritt 2 ein.
14. Tippen Sie auf die Feld **Zeit** und geben Sie die Startzeit für Schritt 2 ein, d. h. die Uhrzeit, an der sich die Drehzahl ändern soll.
15. Wiederholen Sie die letzten drei Eingaben für so viele zusätzliche Schritte, wie erforderlich.
HINWEIS Wenn Sie es bei Schritt 1 belassen, läuft das Programm für die gesamte Dauer mit nur einer Drehzahl.
16. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um Ihr Programm zu speichern.
Ihr Programm wurde gespeichert und ist einsatzbereit.

Erweiterte Programmeinstellungen

Durch Antippen der Schaltfläche **Erweiterte Einstellungen** auf der Seite Programme öffnet sich die Seite Erweiterte Einstellungen, auf der Sie allgemeine Programmeinstellungen vornehmen können. Mit den Optionen auf der Seite Erweiterte Einstellungen können Sie:

- die Laufzeitsteuerung auf der Startseite konfigurieren (Aufwärts- oder Abwärtszählung),
- festlegen, wie vom Benutzer erstellte Programme auf der Hauptseite Programme aufgelistet werden,
- festlegen, ob für den Start der Programme das Antippen der Schaltfläche Start ► durch den Benutzer erforderlich ist oder nicht.




Abbildung 3–42: Programme -> Seite Erweiterte Einstellungen

Zum Einstellen der erweiterten Optionen für die Programme gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie neben der Option **Zeitdarstellung** entweder **Abgelaufen** oder **Verbleibend**, um die Zeit auf der Startseite als abgelaufene Zeit (Aufwärtszählung) oder verbleibende Zeit (Abwärtszählung) anzeigen zu lassen. Die Standardeinstellung ist Restlaufzeit.
2. Wählen Sie neben der Option **Sortieren nach** entweder **alphabetisch** (Standard), um die Programmliste alphabetisch zu sortieren oder **3 am häufigsten benutzt**, dann alphabetisch, sodass die am häufigsten verwendeten Programme auf dem Bedienfeld und leicht zugänglich bleiben.

HINWEIS Die drei am häufigsten verwendeten Programme können wechseln, wenn einige Programme häufiger verwendet werden, als andere.

3. Ggf. können Sie das Auswahlfeld **Zentrifugierprogramm automatisch starten** auswählen, damit das Programm (bei laufendem Gerät) unverzüglich anläuft, sobald auf der Hauptseite Programme eine Programmschaltfläche betätigt wird (siehe Abbildung 3–47 weiter unten).

HINWEIS Ist dieses Auswahlfeld nicht angewählt, wird das Programm zwar auf die Hauptseite geladen, erfordert jedoch ein zusätzliches Tippen auf die Schaltfläche Start ► auf der Hauptseite.

Programmvorschau der Programmparameter

Auf der Hauptseite Programme können Sie die dort aufgelisteten Parameter eines Programms anschauen, sodass Sie den Programmablauf sehen können, bevor Sie ihn starten.

Zum Anzeigen einer Programmvorschau gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das **Augen**-Symbol  neben dem Programm, das Sie anschauen möchten. Das in Abbildung 3–43 dargestellte Popup-Fenster Programm-Schnellansicht erscheint.




Abbildung 3–43: Programme -> Popup-Fenster Programm-Schnellansicht

2. Wenn Sie mit der Parameterwahl zufrieden sind, tippen Sie auf die Schaltfläche **Programm ausführen**, um das Programm sofort auszuführen.

Wenn Sie das Programm ändern möchten, um es besser an Ihre Anforderungen anzupassen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Programm bearbeiten** und ändern Sie die Parameter, siehe Beschreibung im Abschnitt „Programm erstellen und speichern“ auf Seite 3-21.

Wenn Sie das Programm noch nicht ausführen möchten, tippen Sie auf das **X**-Symbol **X**, um das Pop-up-Fenster zu schließen und zur Hauptseite Programme zurückzukehren.

Programmparameter bearbeiten

Auf der Hauptseite Programme können Sie die dort aufgelisteten Parameter eines Programms bearbeiten, um den Programmablauf an Ihre Anforderungen anzupassen, bevor Sie ihn starten. Sie können Drehzahl, Laufzeit, Temperatur (nur bei gekühlten Geräten), Beschleunigungs- und Abbremsprofile ändern, Schritte hinzufügen oder entfernen und das Programm umbenennen.

Zu Bearbeiten eines Programmes gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Hauptseite Programme auf das **Stift**-Symbol  neben dem Programm, das Sie bearbeiten möchten.

Die Seite Programm bearbeiten erscheint.




Abbildung 3–44: Programme -> Seite Programm bearbeiten

2. Um das Programm zu ändern, bearbeiten Sie die Parameter, wie beschrieben im Abschnitt „Programm erstellen und speichern“ auf Seite 3-21.
3. Um einen Programmschritt zu löschen, scrollen Sie weiter runter, um den Schritt anzuzeigen, den Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Minus**  ganz rechts auf der Programmschaltfläche. Das Fenster mit der Löschbestätigung erscheint, wie in Abbildung 3–45 dargestellt.




Abbildung 3–45: Programme -> Fenster mit der Löschbestätigung für Programmschritte

5. Tippen Sie noch einmal auf die Schaltfläche **Löschen**, um den Schritt zu löschen.
6. Wenn Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Die Anzeige springt zurück zur Seite Programme. Das Programm wurde entsprechend Ihrer Eingaben geändert.

Ein Programm löschen

Auf der Hauptseite Programme können Sie ein beliebiges aufgelistetes Programm löschen, um Speicherplatz freizugeben.

Zum Löschen eines Programms gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Hauptseite Programme auf das **Stift**-Symbol  neben dem Programm, das Sie löschen möchten.
Die Seite Programm bearbeiten erscheint, wie in Abbildung 3–44 oben dargestellt.
2. Um das Programm zu löschen, tippen Sie auf der Seite Programm bearbeiten auf die Schaltfläche **Löschen**.
Das Fenster mit der Löschbestätigung erscheint, wie in Abbildung 3–46 dargestellt.




Abbildung 3–46: Programme -> Fenster mit der Löschbestätigung für Programme

3. Tippen Sie noch einmal auf die Schaltfläche **Löschen**, um das Programm zu löschen.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Programme. Das Programm wurde von der Liste entfernt.

Programm ausführen

Programme werden auf der Seite Programme ausgeführt, wie dargestellt in Abbildung 3–47. Wenn Sie auf die Schaltfläche Programme  auf der Navigationsleiste auf der linken Seite des Touchscreen-Displays tippen, öffnet sich die Seite Programme.

Sie können ein vorhandenes Programm durch Tippen auf eine beliebige vom Benutzer benannte Programmschaltfläche, die auf der Hauptseite Programme aufgelistet sind, ausführen. In dem in Abbildung 3–47 unten dargestellten Beispiel sind drei vom Benutzer erstellte Programme verfügbar. Wenn Sie auf eine der Programmschaltflächen tippen, wechselt die Anzeigeseite zur Startseite und zeigt an, dass das Programm geladen wurde. Abhängig von den erweiterten Einstellungen (siehe „Programm erstellen und speichern“ auf Seite 3-21) startet das Programm den Drehprozess des Gerätes entweder sofort oder es lädt und wartet darauf, dass der Benutzer auf die Schaltfläche Start auf der Startseite tippt.




Abbildung 3–47: Seite Programme mit vorab gespeicherten Benutzerprogrammen

Zum Starten eines zuvor gespeicherten Programms gehen Sie wie folgt vor:

1. Befüllen Sie den Rotor und setzen Sie ihn in die Zentrifuge.
Schließen Sie den Deckel.
2. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf die Schaltfläche **Programme** .
Daraufhin erscheint die Seite Programme mit allen vorhandenen Programmen; siehe Beispiel in Abbildung 3–47.
3. Tippen Sie auf das **Play-Symbol**  der Programmschaltfläche Ihrer Wahl.

HINWEIS Wenn sich die Zentrifuge noch dreht, erscheint das Popup-Fenster **Gerät läuft** und Sie werden gefragt, ob Sie den aktuellen Lauf abbrechen und stattdessen das neue Programm starten möchten.

Die Zentrifuge zeigt die Startseite an. Abhängig von den erweiterten Einstellungen gibt es zwei Möglichkeiten (siehe Abschnitt „Programm erstellen und speichern“ auf Seite 3-21):

- Beinhaltet die Einstellung Ihrer Zentrifuge den sofortigen Start von Programmen, startet die Ausführung des Programms.
- Beinhaltet die Einstellung Ihrer Zentrifuge eine erforderliche Benutzeraktion, werden Sie aufgefordert, das Programm mit der Schaltfläche **Start** auf der Startseite zu starten.

Wenn das Programm ausgeführt wurde, erscheint das Popup-Fenster **Programm abgeschlossen**.

Gemeinsame Programmnutzung mehrerer Zentrifugen

Auf der Hauptseite Programme befinden sich zwei Schaltflächen **Importieren** und **Exportieren**, mit den Sie von Ihnen auf der einen Zentrifuge erstellte Programme exportieren können und diese auf eine zweite Zentrifuge der gleichen Ausführung und Baureihe importieren können. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss neben dem Touchscreen-Display der Zentrifuge und exportieren, übertragen und importieren Sie die Dateien wieder auf dem zweiten Gerät.

Sie können Programmdateien über die Seite **Programme exportieren** exportieren.




Abbildung 3–48: Programme -> Seite Programme exportieren

Die entsprechende Seite **Programme importieren** wird verwendet, um die Programme auf die Zielzentrifuge zu importieren.




Abbildung 3–49: Programme -> Seite Programme importieren

Programme exportieren

Zum Exportieren eines oder mehrerer Programme gehen Sie wie folgt vor:

- Stecken Sie einen USB-Stick mit ausreichend freiem Speicherplatz in den USB-Anschluss der Zentrifuge.
- Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf die Schaltfläche **Programme** .

Die Seite **Programme** erscheint mit einer Liste der vorhandenen Programme.

3. Tippen Sie unten auf der Seite Programme auf das Symbol **Exportieren** .
Die Seite Programme exportieren erscheint.
4. Tippen Sie auf die entsprechenden Auswahlfelder der Programme, die Sie exportieren möchten. Wählen Sie entweder **Alle auswählen** für alle Programme **oder** scrollen und **wählen Sie einzelne Auswahlfelder** für die gewünschten Programme an.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Exportieren**.

HINWEIS Wenn Sie keinen USB-Stick in den USB-Anschluss der Zentrifuge eingesteckt haben, erscheint das Popup-Fenster Programme exportieren und fordert Sie auf, einen USB-Stick anzuschließen. Stecken Sie den USB-Stick ggf. in den USB-Anschluss der Zentrifuge.

Jetzt startet der Exportvorgang, wie im in Abbildung 3–50 unten dargestellten Popup-Fenster Programme exportieren angezeigt wird. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, den USB-Stick nicht zu entfernen und ein grün/grauer Fortschrittsbalken, mit dem Sie den Vorgang verfolgen können.




Abbildung 3–50: Programme -> Popup-Fenster Programme exportieren mit Fortschrittsbalken

HINWEIS Sie können einen laufenden Exportvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche Abbrechen im Popup-Fenster Programme exportieren tippen, wie in Abbildung 3–50 oben dargestellt. In diesem Fall wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Exportfehler erscheint. In dieser Meldung sind alle Programme aufgeführt, die nicht ordnungsgemäß exportiert wurden.

HINWEIS Während des Exportvorgangs dürfen Sie den USB-Stick nicht abziehen. Wenn Sie den USB-Stick abziehen, wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Exportfehler erscheint. In dieser Meldung sind alle Programme aufgeführt, die nicht ordnungsgemäß exportiert wurden.

HINWEIS Es kann sein, dass der USB-Stick während des Exportvorgangs seine maximale Speicherkapazität erreicht. In diesem Fall wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Exportfehler erscheint.

Ist der Exportvorgang erfolgreich abgeschlossen, erscheint das Popup-Fenster Exportvorgang abgeschlossen, wie in Abbildung 3–51 unten dargestellt.




Abbildung 3–51: Programme -> Popup-Fenster Exportvorgang abgeschlossen

6. Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Meldung zu bestätigen und ziehen Sie den USB-Stick ab.
Sie können Ihre Programme jetzt in eine andere Zentrifuge importieren. Auf Ihrem USB-Stick finden Sie jetzt eine oder mehrere neue Datei/en mit dem allgemeinen Dateinamen **UnitName_ProgramName_YYYY_MM_DD.csv** oder **UnitName_ProgramName_YYYY_MM_DD_01.csv**.

Programme importieren

Zum Importieren eines oder mehrerer Programme von einem USB-Stick gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den USB-Stick, auf dem sich die zu importierenden Programme befinden, in den USB-Anschluss der Zentrifuge.
2. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf die Schaltfläche **Programme** .
Daraufhin erscheint die Seite Programme mit allen vorhandenen Programmen; siehe Beispiel in Abbildung 3–47.
3. Tippen Sie unten auf der Seite Programme auf das Symbol **Importieren** .

HINWEIS Wenn Sie keinen USB-Stick in den USB-Anschluss der Zentrifuge eingesteckt haben, erscheint das unten dargestellt Popup-Fenster Programme importieren und fordert Sie auf, einen USB-Stick anzuschließen. Stecken Sie den USB-Stick ggf. in den USB-Anschluss der Zentrifuge.

Die Seite Programme importieren erscheint.

4. Tippen Sie auf die entsprechenden Auswahlfelder der Programme, die Sie importieren möchten. Wählen Sie entweder **Alle auswählen** für alle Programme **oder** scrollen und **wählen Sie einzelne Auswahlfelder** für die gewünschten Programme an.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Importieren**.
Stecken Sie den USB-Stick ggf. in den USB-Anschluss der Zentrifuge.

Jetzt startet der Importvorgang, wie im in Abbildung 3–52 unten dargestellten Popup-Fenster Programme importieren angezeigt wird. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, den USB-Stick nicht zu entfernen und ein grün/grauer Fortschrittsbalken, mit dem Sie den Vorgang verfolgen können.




Abbildung 3–52: Programme -> Popup-Fenster Programme importieren mit Fortschrittsbalken

HINWEIS Sie können einen laufenden Importvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche Abbrechen im Popup-Fenster Programme importieren tippen. In diesem Fall wird der Import abgebrochen und die Fehlermeldung Importfehler erscheint. In dieser Meldung sind alle Programme aufgeführt, die nicht ordnungsgemäß importiert wurden.

HINWEIS Während des Importvorgangs dürfen Sie den USB-Stick nicht abziehen. Wenn Sie den USB-Stick abziehen, wird der Import abgebrochen und die Fehlermeldung Importfehler erscheint. In dieser Meldung sind alle Programme aufgeführt, die nicht ordnungsgemäß importiert wurden.

HINWEIS Es kann sein, dass die Zentrifuge im Falle einer Überschreitung der maximal zulässigen Anzahl an Programmen während des Importvorgangs ihre maximale Speicherkapazität erreicht. In diesem Fall wird der Import abgebrochen und die Fehlermeldung Importfehler erscheint. Wiederholen Sie den Import mit weniger ausgewählten Programmen oder löschen Sie Programme aus der Zentrifuge (siehe „Ein Programm löschen“ auf Seite 3-26) und wiederholen Sie den Import für die Programme, die nicht importiert wurden.

HINWEIS Während des Importvorgangs findet die Zentrifuge evtl. doppelte Einträge mit dem gleichen Namen wie bereits vorhandene Programme. In diesem Fall wird der Import abgebrochen und die Fehlermeldung Importfehler erscheint. Um diesen Konflikt zu lösen, tippen Sie auf die Schaltfläche Überschreiben, damit das importierte Programm ein vorhandenes Programm mit dem gleichen Namen ersetzen kann. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche Überspringen tippen, um das vorhandene, in der Zentrifuge gespeicherte Programm zu behalten, das vorhandene Programm umzubenennen und den Import zu wiederholen.

HINWEIS Während des Importvorgangs prüft die Zentrifuge die zu importierenden Programme und verwirft alle beschädigten, nicht ausführbaren Programme. In diesem Fall wird der Import abgebrochen und die Fehlermeldung Importfehler erscheint.

6. Ist der Importvorgang erfolgreich abgeschlossen, erscheint das Popup-Fenster Importvorgang abgeschlossen, wie in Abbildung 3–53 unten dargestellt.




Abbildung 3–53: Programme -> Popup-Fenster Importvorgang abgeschlossen

7. Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Meldung zu bestätigen und ziehen Sie den USB-Stick ab. Die importierten Programme sind jetzt betriebsbereit.

3. 6. Einstellungen

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie mithilfe der Optionen der Seite Einstellungen Voreinstellungen an der Zentrifuge vornehmen.

Die Hauptseite Einstellungen wird geöffnet, wenn Sie auf das Symbol **Einstellungen**  auf der Navigationsleiste tippen. Sieben der Tasten bieten einen sofortigen Zugang zu den Untermenüs, in denen Sie zusätzliche Funktionen aktivieren können, die werkseitig eingestellten Standardeinstellungen ändern können, um die Zentrifuge an Ihre Anforderungen anzupassen und während der Grundeinstellung eingegebene Daten ändern können.




Abbildung 3–54: Hauptseite Einstellungen

Die meisten Einstellungen sind für den normalen Benutzer zugänglich, einige erfordern jedoch erweiterte Benutzerrechte. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen Administrator-Zugangscode einzugeben. Die achte Taste (Service) ist den Servicetechnikern von Thermo Fisher Scientific vorbehalten und erfordert erweiterte Benutzerrechte. Dies wird durch das Vorhängeschloss-Symbol auf der Schaltfläche angezeigt.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Anweisungen zur Verwendung der Seiten, die mit den Schaltflächen auf der Hauptseite Einstellungen geöffnet werden.

3. 6. 1. Alarmmeldungen

Durch Antippen der Schaltfläche **Alarmmeldungen**  auf der Seite Einstellungen gelangen Sie auf die Seite Alarmmeldungseinstellungen.

Auf der Seite Einstellung Alarmmeldungen können Sie für die verschiedenen Alarmmeldungen, die von der Zentrifuge ausgegeben werden, die Lautstärke, den Ton und den zeitlichen Ablauf ändern.

Die gewünschten Optionen werden ausgewählt, indem ein Schieberegler verschoben wird oder Aufklapplisten auf der Seite angetippt werden. Sie können Änderungen an einer, mehreren oder auch allen Optionen vornehmen, bevor Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche **Speichern** übernehmen.

Alarmlautstärke

Sie können die Alarmtonlautstärke direkt auf der Hauptseite Alarmeinstellungen verändern, indem Sie auf das **Lautsprecher**-Symbol im Schieberegler tippen und ihn nach links (zum Verringern der Lautstärke) oder nach rechts (zum Erhöhen der Lautstärke) ziehen.



Abbildung 3–55: Alarmeinstellungen -> Schieberegler Alarmlautstärke

Zur Änderung der Alarmlautstärke gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Alarmmeldungen** .
Alternativ können Sie auch auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Alarm** tippen, um die Seite Einstellung Alarmmeldungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf den Schieberegler **Alarmlautstärke** und ziehen Sie den Cursor nach links, um die Lautstärke zu verringern oder nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen. Alternativ können Sie auf die Schaltflächen  oder  auf beiden Seiten des Schiebereglers tippen, um den Wert zu reduzieren oder zu erhöhen.
Der Alarmton wird kurz mit der neu gewählten Lautstärke angespielt.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen oder ändern Sie eine andere gewünschte Option auf der Seite Alarmmeldungseinstellungen.

Alarmton

Sie können den Alarmton für die Frontscheibe ändern, indem Sie direkt auf der Seite Einstellung Alarmmeldungen auf das Aufklappenmenü mit dem Titel Alarmton tippen und eine der drei Optionen auswählen.

HINWEIS Die Bezeichnungen der Optionen können sich von Land zu Land unterscheiden.

Zur Änderung des Alarmtons gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Alarmmeldungen** .
Alternativ können Sie auch auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Alarm** tippen, um die Seite Einstellung Alarmmeldungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf das Aufklappenmenü **Alarmton** und wählen Sie eine Option aus.
Der ausgewählte Alarmton wird kurz angespielt.
Speichern Sie Ihre Änderungen oder ändern Sie eine andere gewünschte Option auf der Seite Alarmmeldungseinstellungen.

Alarmmeldung für hohe und niedrige Temperatur

Sie können die Alarmgrenzwerte für zu hohe und zu niedrige Temperatur (nur bei gekühlten Geräten) für die Temperatur in der Zentrifugationskammer auf der Hauptseite Alarmeinstellungen verändern, indem Sie auf die Aufklapplisten Alarm Übertemperatur und Alarm Untertemperatur tippen und eine der drei Optionen auswählen. Der Alarmgrenzwert wird in Bezug auf den Temperatur-Sollwert eingestellt und verschiebt sich entsprechend bei jeder Änderung des Temperatur-Sollwertes.

Zum Ändern der Alarmmeldungen für hohe und niedrige Temperatur gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Alarmmeldungen** .
Alternativ können Sie auch auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Alarm** tippen, um die Seite Einstellung Alarmmeldungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf das Aufklappenmenü **Alarmmeldung für hohe und niedrige Temperatur** und wählen Sie eine Option aus.
Der Grenzwert, den Sie für die Alarmmeldung hohe und niedrige Temperatur ausgewählt haben, ist nun aktiv.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen oder ändern Sie eine andere gewünschte Option auf der Seite Alarmmeldungseinstellungen.

Stummschalt-Dauer

Sie können direkt auf der Seite Einstellung Alarmmeldungen die Zeitdauer eingeben, während der ein Alarm vorübergehend stummgeschaltet wird, wenn Sie die Schaltfläche **Stummsch.** drücken. Tippen Sie hierzu auf das Aufklappenmenü Stummsch.-Dauer und wählen Sie einen der drei Zeiträume aus.

Zum Ändern der Stummschaltungsdauer gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Alarmmeldungen** .
Alternativ können Sie auch auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Alarm** tippen, um die Seite Einstellung Alarmmeldungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf das Aufklappenmenü **Stummschalt-Dauer** und wählen Sie den Zeitraum für die Stummschaltung des Alarms durch die Schaltfläche **Alarm vorübergehend stummschalten** aus.
Der Zeitraum im Aufklappenmenü Stummsch.-Dauer ändert sich entsprechend der neuen Einstellung.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen oder ändern Sie eine andere gewünschte Option auf der Seite Alarmmeldungseinstellungen.

3. 6. 2. Warnmeldungen

Durch Antippen der Schaltfläche **Warnmeldungen**  auf der Seite Einstellungen gelangen Sie auf die Seite Warnmeldungseinstellungen.

Auf der Seite Einstellung Warnmeldungen können Sie die Warntonlautstärke, den Warnton und die von der Zentrifuge ausgegebenen Statusmeldungen und deren Verhalten ändern.




Abbildung 3–56: Einstellungen -> Seite Warnmeldungen

Warntonlautstärke

Sie können die Warntonlautstärke direkt auf der Hauptseite Einstellungen Warnmeldungen verändern, indem Sie auf das **Lautsprecher**-Symbol im Schieberegler tippen (siehe Abbildung 3–57 unten) und ihn nach links (zum Verringern der Lautstärke) oder nach rechts (zum Erhöhen der Lautstärke) ziehen.



Abbildung 3–57: Einstellung Warnmeldungen -> Schieberegler Warntonlautstärke

Zum Ändern der Warntonlautstärke gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Warnmeldungen** .
3. Tippen Sie auf den Schieberegler **Warntonlautstärke** und ziehen Sie den Cursor nach links, um die Lautstärke zu verringern oder nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen. Alternativ können Sie auf die Schaltflächen  oder  auf beiden Seiten des Schiebereglers tippen, um den Wert zu reduzieren oder zu erhöhen.
Der Warnton wird kurz mit der neu gewählten Lautstärke angespielt.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen oder ändern Sie eine andere gewünschte Option auf der Seite Warnmeldungseinstellungen.

Warnton

Sie können den Alarmton für die Frontscheibe ändern, indem Sie direkt auf der Seite Einstellung Warnmeldungen auf das Aufklappenmenü mit dem Titel Warnton tippen und eine der drei Optionen auswählen.

HINWEIS Die Bezeichnungen der Optionen können sich von Land zu Land unterscheiden.

Zum Ändern des Warntons gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Warnmeldungen** .
Alternativ können Sie auch auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Warnmeldung** tippen, um die Seite Einstellung Warnmeldungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf das Aufklappenmenü **Warnton** und wählen Sie eine Option aus.
Der ausgewählte Warnton wird kurz angespielt.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen oder ändern Sie eine andere gewünschte Option auf der Seite Warnmeldungseinstellungen.

Auswahlfelder für Warnmeldungsoptionen

Auf der Seite Einstellungen Warnmeldungen finden Sie drei Auswahlfelder:

1. Auswahlfeld Bestätigung der Displayparameter-Einstellungen an- oder abwählen.
Standardmäßig ist dieses Auswahlfeld angewählt und zeigt daher jedes Mal, wenn Sie einen wichtigen Sollwertparameter ändern, einschließlich der Laufzeit, Temperatur, Drehzahl, Beschleunigungs- und Abbremsprofil, ein Popup-Fenster zur Bestätigung an.
Sie können dieses Auswahlfeld abwählen, um die Bestätigungsmeldungen zum Speichern geänderter Daten der Laufzeit, Temperatur, Drehzahl, Beschleunigungs- und Abbremsparameter zu deaktivieren und die Schaltfläche Speichern sofort zu aktivieren. Die Bestätigungsmeldungen werden dann jedoch noch für andere Einstellungen angezeigt, z.B. bei der Änderung von Alarm- oder Warnmeldungseinstellungen.
2. Auswahlfeld Hinweise zum Beenden des Laufs anzeigen an- oder abwählen.
Standardmäßig ist dieses Auswahlfeld angewählt und zeigt daher jedes Mal, wenn ein Zentrifugationslauf abgeschlossen ist, sowohl für reguläre Läufe als auch für Programmläufe, ein Popup-Fenster Laufende an. Sie können dieses Auswahlfeld abwählen, um die Meldung Laufende zu deaktivieren.
3. Auswahlfeld Hinweis auf autom. Schließen nach %5 Sekunden anzeigen an- oder abwählen.
Standardmäßig ist dieses Auswahlfeld angewählt und schließt daher automatisch alle Bestätigungsmeldungen, Meldungen Laufende und Benachrichtigungen Importieren/exportieren nach einer Inaktivitätsdauer von 5 Sekunden.
Sie können dieses Auswahlfeld abwählen, sodass ein manuelles Tippen auf die Schaltfläche **OK** oder das **X-Symbol**  in der oberen rechten Ecke der zuvor genannten Meldungsfenster erforderlich ist.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen oder ändern Sie eine andere gewünschte Option auf der Seite Warnmeldungseinstellungen.

3. 6. 3. Zugangskontrolle

Durch Antippen der Schaltfläche **Zugangskontrolle**  auf der Seite Einstellungen gelangen Sie auf die Seite Zugangskontrolle.

Auf der Seite Zugangskontrolle können Sie zwischen dem Betrieb Ohne Zugangskontrolle und Mit Zugangskontrolle hin- und herschalten.

Die Zentrifuge ist standardmäßig für den Betrieb ohne Zugangskontrolle eingerichtet, d. h., Sie müssen keinen Zugangscode eingeben, um auf das Gerät zuzugreifen und es zu bedienen. Die Option Mit Zugangskontrolle erfordert einen Zugangscode von allen Benutzern, die erweiterte Funktionen der Zentrifuge ausführen oder ihre Einstellungen ändern möchten (eine vollständige Liste finden Sie in Tabelle 3–2).




Abbildung 3–58: Einstellungen -> Seite Zugangskontrolle

Bei angewählter Option Mit Zugangskontrolle wird eine Schaltfläche Anmelden in der oberen rechten Ecke des Touchscreen-Displays angezeigt. Wenn Sie nicht angemeldet sind und auf ein beliebiges Symbol oder eine beliebige Schaltfläche tippen, die eine zugangscodesgeschützte Funktion aufruft, werden Sie aufgefordert, den Zugangscode einzugeben und sich anzumelden.

HINWEIS Spezielle ZugangsCodes werden ausschließlich für die Seiten Werkseinstellungen und Feldzertifizierung benötigt; diese unterscheiden sich vom Zugangscode für den Administrator. Diese Seiten sind dem Kundendienst von Thermo Scientific vorbehalten.

Die nachfolgende Gegenüberstellung des Betriebs mit bzw. ohne Zugangskontrolle zeigt, wann die Eingabe eines ZugangsCodes erforderlich ist.

Maßnahme	Zugangscode im Modus ohne Zugangskontrolle erforderlich	Zugangscode im Modus mit Zugangskontrolle erforderlich
Parametereinstellung und Gerätebetrieb	Nein	Nein
Programme nutzen	Nein	Nein
Programme erstellen, bearbeiten oder löschen	Nein	Ja
Display-Einstellungen ändern	Nein	Ja
Konfigurationseinstellungen ändern	Nein	Ja
Einstellung von Alarmmeldungen ändern	Nein	Ja
Einstellung von Warnmeldungen ändern	Nein	Ja
Ereignisprotokoll anzeigen und exportieren	Nein	Nein
Gerät mit einem kabelbasierten Netzwerk verbinden	Nein	Ja
Seite Dateien und Info anzeigen	Nein	Nein
Alarmmeldungen vorübergehend stummschalten	Nein	Nein
Alarm- und Warnmeldungen bestätigen	Nein	Nein

Tabelle 3-2: Verbindliche Eingabe eines Zugangscode bei Betrieb mit oder ohne Zugangskontrolle

Wenn Sie vom Betrieb ohne Zugangskontrolle auf Betrieb mit Zugangskontrolle umschalten möchten, werden Sie beim Antippen der Schaltfläche Speichern aufgefordert, den Administrator-Zugangscode einzugeben, bevor die Änderung übernommen wird. Alle Geräte werden mit demselben, werkseitig vorprogrammierten Zugangscode für Administratoren ausgeliefert. Der Zugangscode ist im Handbuch abgedruckt.

Ändern des Zugangscode für den Administrator

Falls Sie den Standard-Zugangscode ändern müssen, können Sie dies von der Seite Zugangskontrolle aus durch Antippen der Schaltfläche **Administrator-Zugangscode ändern** bewerkstelligen.

HINWEIS Für den Administrator ist werkseitig der Zugangscode 00000 voreingestellt.

Zur Änderung des Administrator-Zugangscode gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Zugangskontrolle** .
Daraufhin erscheint die Seite Zugangskontrolle, wie oben in Abbildung 3-58 dargestellt.
3. Tippen Sie auf der Seite Zugangskontrolle auf die Schaltfläche **Administrator-Zugangscode ändern**.
Es erscheint eine Eingabeaufforderung für den Zugangscode und fordert Sie zur Eingabe des Administrator-Zugangscode auf.
4. Geben Sie auf dem Tastenfeld den alten Administrator-Zugangscode ein.
Es erscheint eine weitere Eingabeaufforderung für den Zugangscode und fordert Sie zur Eingabe des neuen Administrator-Zugangscode auf.
5. Geben Sie auf dem Tastenfeld den neuen Administrator-Zugangscode ein.
6. Es erscheint eine dritte Eingabeaufforderung für den Zugangscode und fordert Sie auf, den neuen Administrator-Zugangscode noch einmal einzugeben.
7. Geben Sie auf dem Tastenfeld den neuen Administrator-Zugangscode noch einmal zur Bestätigung ein.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Zugangskontrolle. Die Betriebsart ändert sich von ohne Zugangskontrolle in mit Zugangskontrolle, und die Schaltfläche Speichern ist jetzt blau hinterlegt und zeigt an, dass Sie nun Ihre Änderungen speichern können.
8. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um den neuen Zugangscode zu speichern.
9. Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass Ihr Zugangscode geändert wurde.
10. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
11. Schreiben Sie sich den neuen Administrator-Zugangscode für spätere Zwecke auf.

Umschalten auf Betrieb mit Zugangskontrolle

Das Umstellen von Betrieb ohne Zugangskontrolle auf Betrieb mit Zugangskontrolle erfolgt durch Antippen der Optionsschaltfläche **Mit Zugangskontrolle** auf der Seite „Zugangskontrolle“.

Zum Ändern des Administrator-Zugangscodes gehen Sie wie folgt vor:

1. Falls Ihnen der Zugangscod nicht bekannt sein sollte, können Sie den werkseitig voreingestellten Zugangscod für den Administrator in der Betriebsanleitung nachschlagen. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt „Ändern des Zugangscodes für den Administrator“ auf Seite 3-34.
2. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
3. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Zugangskontrolle** .
Die Seite Zugangskontrolle erscheint.




Abbildung 3–59: Einstellungen -> Zugangskontrolle: Seite Zugangskontrolle bei Betrieb mit Zugangskontrolle

4. Tippen Sie auf der Seite Zugangskontrolle auf die Optionsschaltfläche **Mit Zugangskontrolle**.
Es erscheint eine Eingabeaufforderung für den Zugangscod und fordert Sie zur Eingabe des Administrator-Zugangscodes auf.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Zugangskontrolle. Die Betriebsart ändert sich von ohne Zugangskontrolle in mit Zugangskontrolle, und die Schaltfläche Speichern ist jetzt blau hinterlegt und zeigt an, dass Sie nun Ihre Änderungen speichern können.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um den neuen Zugangscod zu speichern.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass der Zugangsmodus erfolgreich geändert und auf den Betrieb mit Zugangskontrolle umgeschaltet wurde. Ab sofort ist die Eingabe eines Zugangscodes erforderlich.
6. Um die Änderungen zu bestätigen, tippen Sie in diesem Popup-Fenster auf die Schaltfläche **OK**. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Zugangskontrolle. Auf der Seite Zugangskontrolle sind in der oberen rechten Ecke nun die Schaltfläche Abmelden und der Name des derzeitigen Benutzers zu sehen. Ebenfalls neu hinzugekommen ist die Schaltfläche Passcode für Benutzer anlegen neben der Schaltfläche Admin-Zugangscod ändern.

Ändern des Zugangscodes für Benutzer

Mit der nur im Betrieb mit Zugangskontrolle (siehe weiter oben) verfügbaren Schaltfläche Passcode für Benutzer anlegen können Sie nach der Anmeldung mit dem Administrator-Zugangscod separate Zugangscodes für andere Benutzer erstellen. Diese Benutzer können anschließend die Zentrifuge bedienen, dürfen jedoch keine Einstellungen ändern.

3. 6. 4. Bedienelemente

Durch Antippen der Schaltfläche **Bedienelemente**  auf der Seite Einstellungen gelangen Sie auf die Seite Bedienelemente. Die Seite Bedienelemente enthält acht übereinander angeordnete Schaltflächen. Mit diesen Schaltflächen können Sie das Verhalten der Bedien- und Displayelemente auf der Startseite an Ihre Anforderungen anpassen und die werkseitigen Standardeinstellungen ändern. Auf der Seite Bedienelemente sind folgende Optionen verfügbar:

- Sollwerte
- Sollwert-Modus
- Zeitdarstellung
- Voreinstellung Pulse
- Deckel autom. öffnen

- Kompressor AUS (nur bei gekühlten Geräten)
- Nutzungsplan
- Rotorbecher

Die Seite Bedienelemente enthält mehr Optionen, als auf eine Seite passen würden. Daher verfügt sie über einen Scrollbalken rechts neben den Schaltflächen. Durch Antippen und Verschieben des Scrollbalkens können Sie verborgene Optionen anzeigen.

Sollwerte

Die Schaltfläche **Sollwerte** öffnet eine Sollwert-Eingabeseite, auf der Sie die Standardwerte eingeben können, die auf der Startseite in den Feldern Drehzahl, Beschleunigung, Abbremsung und Temperatur angezeigt werden, wenn Sie die Zentrifuge einschalten oder wenn die Zentrifuge nach einem Lauf zum Stillstand gekommen ist. Indem Sie die für Sie am besten geeigneten Einstellungen eingeben, können Sie die werkseitigen Standardeinstellungen verändern, um die Einstellungen an Ihre Anforderungen optimal anzupassen.

Im Erweiterten Modus können Sie wählen, in welchem Zeitmodus die Zentrifuge standardmäßig laufen soll: ACE-Betrieb, Betrieb mit voreingestellter Dauer oder Dauerbetrieb. Der Standard-Modus erlaubt nur einen Sollwert mit voreingestellter Dauer.

Tabelle 3-3 enthält eine Liste der Optionen auf der Seite Sollwerte und beschreibt deren jeweilige Funktionen.



Feld(er)	Funktion
	Drehzahlfeld: Zum Einstellen eines Standard-Sollwertes für das Drehzahlfeld auf der Startseite. Der von Ihnen eingegebene Wert hat die Einheit U/min oder x g, je nachdem, welche Optionsschaltfläche rechts ausgewählt wurde.
	Beschleunigungsfeld: Zum Auswählen aus neun Beschleunigungsprofilen von 1 bis 9 (Standard: 1) für das Beschleunigungsfeld auf der Startseite. 1 stellt das langsamste, 9 das schnellste Beschleunigungsprofil ein.
	Abbremsfeld: Zum Auswählen aus zehn Abbremsprofilen von 0 bis 9 (Standard: 1) für das Abbremsfeld auf der Startseite. 1 stellt das langsamste, 9 das schnellste Abbremsprofil ein und 0 lässt die Zentrifuge ohne aktives Abbremsen auslaufen.
	Zeitfeld im Standard-Modus: Zum Einstellen eines Standard-Sollwertes für das Zeitfeld auf der Startseite. Zeitfeld im Erweiterten Modus: Zum Einstellen eines Standard-Sollwertes für das Zeitfeld auf der Startseite und eines Standardverhaltens für Zentrifugationsläufe (siehe „Laufzeit einstellen“ auf Seite 3-9).
	Temperaturfeld (nur bei gekühlten Geräten): Zum Einstellen eines Standard-Sollwertes für das Temperaturfeld auf der Startseite.
	Feld Zeitsteuerung starten: Verwenden Sie dieses Feld, um zu wählen, ob die eingestellte Zeit beim Start der Zentrifuge oder nach Abschluss der Beschleunigungsphase beginnt.

Tabelle 3-3: Einstellungen -> Bedienelemente -> Erläuterung der Optionen der Seite Sollwerte

Sollwerte für den Erweiterten und Standard-Modus

Wurde die Zentrifuge für den Betrieb im Standard-Modus eingestellt (siehe nächsten Abschnitt „Sollwert-Modus“ auf Seite 3-38), erscheint die Seite Sollwerte: Standard.




Abbildung 3–60: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Standard bei einer gekühlten Zentrifuge

HINWEIS Bei luftgekühlten Zentrifugen ist das Feld Temperatur nicht vorhanden.

Wurde die Zentrifuge für den Betrieb im Erweiterten Modus eingestellt (siehe nächsten Abschnitt „Sollwert-Modus“ auf Seite 3-38), erscheint stattdessen die Seite Sollwerte: Erweitert.




Abbildung 3–61: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Erweitert einer luftgekühlten Zentrifuge

Um die Sollwerte im Standard-Modus und im erweiterten Modus individuell einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Bedienelemente** .
Die Seite Bedienelemente erscheint.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Sollwerte**.
Die Seite Sollwerte: Standard oder die Seite Sollwerte: Erweitert erscheint, wie in Abbildung 3–61 oben dargestellt.
4. Um den Standardsollwert, der im entsprechenden Feld der Startseite angezeigt wird, kundenspezifisch anzupassen, tippen Sie in das Eingabefeld und geben Sie dann über das Tastenfeld rechts Ihren Standardwert ein.
Die vorherigen Werte werden sofort geändert, sobald Sie auf dem Tastenfeld mit der Eingabe von Zifferen beginnen.
5. Durch Antippen von **Weiter** auf dem Tastenfeld springen Sie zum nächsten Sollwert-Eingabefeld.
Wenn der eingegebene Drehzahlwert in Ordnung ist, springt der Cursor automatisch zum nächsten Feld.
Wenn der von Ihnen gerade eingegebene Sollwert für den Betrieb der Zentrifuge nicht geeignet ist, erscheint der Warnhinweis Außerhalb des zulässigen Bereichs unter dem Sollwert-Eingabefeld, wie im nachfolgenden Beispiel Abbildung 3–62 dargestellt. Um mit dem Vorgang fortfahren zu können, müssen Sie zwingend einen zulässigen Sollwert eingeben.



Abbildung 3-62: Einstellungen -> Bedienelemente -> Seite Sollwerte: Warnmeldung Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs

6. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um den/die neuen Sollwert/e zu speichern.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass die Sollwerte erfolgreich geändert wurden.
7. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols **X** wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Das Display springt zurück zum Bildschirm „Controls“.
Die neuen Sollwerte werden in den entsprechenden Feldern auf der Startseite angezeigt.

Sollwert-Modus

Mit dieser Schaltfläche können Sie entscheiden, ob Sie die Zentrifuge im Standardmodus (werkseitig voreingestellt) oder im erweiterten Sollwertmodus betreiben möchten. Im Standard-Modus können Sie die Zentrifuge nur in einem einzigen Modus mit voreingestellter Dauer betreiben, während Sie im Erweiterten Modus wählen können, welcher Modus mit voreingestellter Dauer vor dem Start der Zentrifuge ausgeführt werden soll.

Um zwischen dem Standard-Modus und dem erweiterten Modus umzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Bedienelemente** .

Die Seite Bedienelemente erscheint.

3. Tippen Sie auf die Seite **Sollwert-Modus** und wählen Sie Erweitert aus, wenn Sie individuelle Einstellungen vornehmen möchten, bzw. Standard, wenn Sie zur werkseitigen Standardeinstellung zurückkehren möchten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um den neuen Sollwertmodus zu speichern.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass der Sollwertmodus erfolgreich geändert wurde.
5. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols **X** wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Bedienelemente.
Wenn Sie die Option Erweiterter Modus gewählt haben, wird ein Click Wheel mit den Optionen zum Zentrifugieren mit voreingestellter Dauer auf der Seite hinzugefügt. Es öffnet sich, wenn Sie auf das Feld **Zeit** auf der Startseite tippen.
Wenn Sie zum Standard-Modus zurückgekehrt sind, erscheint kein Click Wheel mit den Optionen zum Zentrifugieren mit voreingestellter Dauer.
6. Weitere Informationen zur individuellen Einstellung im Standardmodus bzw. im erweiterten Modus entnehmen Sie bitte dem vorherigen Abschnitt „Sollwerte“ auf Seite 3-36.

Zeitdarstellung

Mit der Schaltfläche **Zeitdarstellung** können Sie wählen, ob die Zeitsteuerung im Zeitfeld auf der Startseite auf- oder abwärts zählen soll, während sich die Zentrifuge dreht. Folgende Optionen sind vorhanden:

- Abgelaufen: Bei dieser Einstellung läuft die Zeitsteuerung bei Dauerbetrieb kontinuierlich weiter und bei Betrieb mit voreingestellter Dauer bis zur eingestellten Zeit.
- Restlaufzeit: Bei dieser Einstellung läuft die Zeitsteuerung von der eingestellten Dauer bis auf Null zurück.

Um zwischen Auf- und Abwärtszählung umzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Bedienelemente** .

Die Seite Bedienelemente erscheint.

3. Tippen Sie auf das Menü **Zeitdarstellung** und wählen Sie die Option **Abgelaufen**, um die Zeitsteuerung vorwärts laufen zu lassen (werkseitige Standardeinstellung) oder die Option **Verbleibend**, um die Zeitsteuerung rückwärts laufen zu lassen.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die neue Zeitanzeigeart zu speichern.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass die Zeitanzeigeart erfolgreich geändert wurde.

- Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols **X** wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.

Die Anzeige springt zurück zur Seite Bedienelemente.

Voreinstellung Pulse

Die Schaltfläche **Voreinstellung Pulse** öffnet die Seite Voreinstellung Pulse, auf der Sie das Standardverhalten der Schaltfläche Pulse **>>** auf der Startseite einstellen können. Zur individuellen Konfiguration der Schaltfläche Pulse stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Dauerbetrieb (werkseitig eingestellt): Mit dieser Option läuft die Zentrifuge dauerhaft mit Soll Drehzahl (Anweisungen zur Voreinstellung der Soll Drehzahl finden Sie im Abschnitt „Sollwerte“ auf Seite 3-36), bis Sie sie durch Tippen auf die Schaltfläche Pulse **>>** oder Stop **■** auf der Startseite stoppen.
- Max. Drehzahl: Bei Auswahl dieser Option läuft die Zentrifuge bis auf maximale Drehzahl hoch und stoppt dann.
- 15 Sek., 30 Sek., 1 Min.: Bei Auswahl einer dieser Optionen wird der Zähler erst nach dem Erreichen der Maximaldrehzahl aktiv.

Zum Auswählen des Standardverhaltens der Schaltfläche Pulse **>>** gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Bedienelemente** .
Die Seite Bedienelemente erscheint.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Voreinstellung Pulse**.
Die Seite Voreinstellung Pulse erscheint.
4. Wählen Sie eine der angebotenen Optionen aus.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um das geänderte Standardverhalten der Schaltfläche Pulse **>>** zu speichern.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass die Einstellung der Schaltfläche Pulse **>>** erfolgreich geändert wurde.
6. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols **X** wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Das Display springt zurück zum Bildschirm „Controls“.

Deckel autom. öffnen

In diesem Menü können Sie einstellen, ob der Zentrifugendeckel nach Abschluss eines Zentrifugationslaufes geschlossen bleibt oder automatisch entriegelt. In dem Aufklappenü befinden sich nur zwei Optionen:

- Ja: Der Deckel wird automatisch nach Abschluss des Zentrifugationslaufes entriegelt.
- Nein: Der Deckel bleibt nach Ende des Zentrifugationslaufes geschlossen.

Um zwischen den Optionen Automatisch öffnen und Geschlossen bleiben hin- und herzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Bedienelemente** .
Die Seite Bedienelemente erscheint.
3. Tippen Sie auf die Seite **Deckel autom. öffnen** und wählen Sie die Option **Ja**, wenn Sie möchten, dass der Deckel entriegelt wird, bzw. **Nein**, wenn der Deckel geschlossen bleiben soll (Werkseinstellung).
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Öffnen-/Geschlossen-StandardEinstellung des Deckels zu speichern.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass die Einstellung erfolgreich gespeichert wurde.
5. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols **X** wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Bedienelemente.

Kompressor Aus

Durch Drücken der Schaltfläche **Kompressor Aus** öffnet sich die Seite Kompressor Aus. Bei gefühlten Zentrifugen können Sie auf dieser Seite eine Zeitsteuerung für den Energiesparmodus einstellen, die den Kompressor nach einer einstellbaren Inaktivitätsdauer abschaltet.

HINWEIS Diese Seite ist bei luftgekühlten Ausführungen nicht vorhanden.

Die folgenden Optionen sind für die Zeitsteuerung bei Kompressorinaktivität verfügbar:

- **Niemals** (werkseitig eingestellt): Mit dieser Option läuft der Kompressor weiter, während die Zentrifuge eingeschaltet ist. Sie können also auf die Schaltfläche Vortemperieren auf der Startseite tippen und sofort mit der Vortemperierung der Proben beginnen.
- **30 Min., 1 Std., 4 Std., 8 Std.:** Mit diesen Optionen wird der Kompressor automatisch nach der ausgewählten Inaktivitätsdauer ausgeschaltet. Nachdem Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Vortemperieren gedrückt haben, sparen Sie Energie, aber Sie müssen möglicherweise warten, bis der Kompressor hochgefahren ist, bevor die Vortemperierung Ihrer Proben gestartet wird.

Um die Zeitsteuerung bei Kompressorinaktivität zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Bedienelemente** .
Die Seite Bedienelemente erscheint.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kompressor Aus**.
Daraufhin erscheint die nachfolgend dargestellte Seite Kompressor Aus.
4. Wählen Sie eine der angebotenen Optionen aus.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die neue Zeitsteuerung bei Kompressorinaktivität zu speichern.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass die Zeitsteuerung des Kompressors erfolgreich geändert wurde.
6. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Bedienelemente.

Nutzungsplan

Mit der Schaltfläche **Nutzungsplan** öffnen Sie die Seite Nutzungsplan, auf der Sie das automatische Ein- und/oder Ausschalten der Zentrifuge zu einer beliebigen Tageszeit pro Wochentag einstellen können.

Sie können einen Nutzungsplan für Auto EIN und Auto AUS einstellen und einen oder beide direkt aktivieren oder für einen späteren Einsatz deaktiviert lassen.

Nutzungsplan Auto EIN

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Bedienelemente** .
Die Seite Bedienelemente erscheint.
3. Tippen Sie auf der Seite Bedienelemente auf die Schaltfläche **Nutzungsplan**.
Die Seite Nutzungsplan erscheint.
Wenn Sie noch keine Nutzungspläne konfiguriert haben, werden sowohl der Auto EIN- als auch der Auto AUS-Nutzungsplan deaktiviert.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** für die Option Auto EIN, um die Einstellung eines Nutzungsplans zu starten.
Die Seite Voreinstellungen für Auto-Start erscheint.
5. Tippen Sie auf einen beliebigen Wochentag, z.B. Montag.
6. Tippen Sie auf **AM** oder **PM**, um den Tagesabschnitt auszuwählen.

HINWEIS Wenn die Optionsschaltfläche unter Einstellungen -> Display -> Uhrzeit auf 24-Std.-Anzeige eingestellt worden ist, wird die Differenzierungsmöglichkeit zwischen AM und PM nicht eingeblendet (weitere Informationen siehe „Uhrzeit“ auf Seite 3-45).

7. Tippen Sie auf das Feld **Einschaltzeit** und geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zentrifuge starten soll.
8. Tippen Sie auf das Feld **Temp** (nur bei gekühlten Geräten) und geben Sie ggf. eine Zieltemperatur für den Vortemperiervorgang ein.

HINWEIS Beachten Sie bitte den Hinweis zur Kühlung und sorgen Sie dafür, dass der Deckel zum programmierten Startzeitpunkt geschlossen ist.

9. Tippen Sie auf weitere Tage und wiederholen Sie den Vorgang ggf. für die anderen Wochentage.
10. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um den neuen Auto-EIN-Nutzungsplan für die Zentrifuge zu speichern.

Es wird ein Popup-Fenster mit dem Warnhinweis eingeblendet, wonach Kondensatrückstände in der Zentrifugationskammer gefrieren könnten.

HINWEIS Bitte beachten Sie den Warnhinweis zu möglicher Kondensation und sorgen Sie dafür, dass in der Zentrifugationskammer kein Kondensat gefrieren kann.

11. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster.

Die Anzeige springt zurück zur Seite Nutzungsplan.

12. Wenn Sie auf der Seite Nutzungsplan auf den **Schieberegler** oberhalb vom Feld Nutzungsplan tippen, wechselt die Anzeige auf **Aktiviert**.

Ihr Auto EIN-Nutzungsplan ist jetzt aktiv und die Zentrifuge schaltet automatisch an den festgelegten Zeitpunkten ein.

Nutzungsplan Auto-AUS

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
 2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Bedienelemente** .
- Die Seite Bedienelemente erscheint.
3. Tippen Sie auf der Seite Bedienelemente auf die Schaltfläche **Nutzungsplan**.

Die Seite Nutzungsplan erscheint.

Wenn Sie noch keine Nutzungspläne konfiguriert haben, werden sowohl der Auto EIN- als auch der Auto AUS-Nutzungsplan deaktiviert.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** für die Option Auto AUS, um die Einstellung eines Nutzungsplans zu starten.
- Die Seite Voreinstellungen für Auto-Stopp erscheint.
5. Wählen Sie die Wochentage aus und stellen Sie die Stoppzeiten ein, wie zuvor für Auto EIN beschrieben.
 6. Tippen Sie auf das Auswahlfeld **Deckel autom. öffnen**, um den Deckel ggf. nach dem Zentrifugationslauf automatisch zu öffnen.

HINWEIS Bitte beachten Sie die Hinweise zu den möglichen Auswirkungen, die ein geöffneter Deckel auf die Funktion Auto EIN haben könnte und denken Sie daran, den Deckel bei Verwendung der Funktion Auto AUS nach dem Kühlvorgang zu öffnen, um Kondensatbildung vorzubeugen.

7. Tippen Sie auf weitere Tage und wiederholen Sie den Vorgang ggf. für die anderen Wochentage.
8. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um den neuen Auto-EIN-Nutzungsplan für die Zentrifuge zu speichern.

Wenn Sie die Option Deckel autom. öffnen gewählt haben, erscheint ein Popup-Fenster, das Sie auf die Gefahr aufmerksam macht, dass ein geöffneter Deckel evtl. den nächsten Auto EIN-Nutzungsplan stört.

HINWEIS Beachten Sie die Warnmeldung bezüglich des geöffneten Deckels und treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um den Deckel schließen zu lassen, bevor der nächste Auto AUS-Nutzungsplan wirksam wird.

9. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster.

Die Anzeige springt zurück zur Seite Nutzungsplan.

10. Wenn Sie auf der Seite Nutzungsplan auf den **Schieberegler** oberhalb vom Feld Nutzungsplan tippen, wechselt die Anzeige auf **Aktiviert**.

Ihr Auto-AUS-Nutzungsplan ist nun aktiv. Zu den voreingestellten Zeiten wird die Zentrifuge automatisch abschalten.

An den beiden Schieberegler oberhalb der Felder Auto EIN und Auto AUS steht jetzt jeweils Aktiviert (siehe Abbildung 3–63).




Abbildung 3–63: Einstellungen -> Seite Nutzungsplan (alle Nutzungspläne deaktiviert)

Rotorbecher

Mit der Schaltfläche **Rotorbecher** gelangen Sie auf die Seite Rotorbecher. Auf der Seite Rotorbecher können Sie für die Rotor-Abfrage die Auswahl des Standardrotors freigeben und einstellen (siehe „Identifizierung von Rotor und Bechern“ auf Seite 2-10). Erfahrungsgemäß wird bei vielen Anwendern bei jedem Rotor ein bestimmter Bechertyp bevorzugt eingesetzt. Wenn dieser Bechertyp bei der Rotor-Abfrage als standardmäßig auszuwählender Typ hinterlegt ist, lässt sich bei der Konfiguration wertvolle Zeit einsparen.

Falls keine Notwendigkeit zur Bestätigung des Bechertyps in der Aufforderung zur Rotoridentifikation besteht, weil beispielsweise überhaupt kein anderer Bechertyp eingesetzt wird, können Sie die Bechertypabfrage auch komplett deaktivieren.

Um bei der Rotor-Abfrage einen bestimmten Bechertyp als Standard festzulegen, gehen Sie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Bedienelemente** .
Die Seite Bedienelemente erscheint.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Rotorbecher**.
Die Seite Rotorbecher erscheint.
4. Tippen Sie auf eine der Aufklapplisten, um einen anderen Bechertyp auszuwählen.
Für den Fall, dass keine Notwendigkeit zur Bestätigung des Bechertyps in der Aufforderung zur Rotoridentifikation besteht, können Sie das Auswahlfeld zur Aktivierung der Bechertyp-Abfrage vor jedem Zentrifugationslauf deaktivieren.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Standardauswahl für die Rotor-Abfrage zu speichern.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit dem Hinweis, dass die Einstellung erfolgreich gespeichert wurde.
6. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Popup-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Bedienelemente.

3. 7. Display

Durch Antippen der Schaltfläche **Display**  auf der Seite Einstellungen gelangen Sie auf die Seite Display. Die Seite Display enthält mehrere übereinander angeordnete Schaltflächen. Mit Hilfe dieser Schaltflächen können Sie die Display-Eigenschaften für allen Seiten der grafischen Benutzerschnittstelle Ihren Anforderungen entsprechend gestalten und die werkseitigen Voreinstellungen überschreiben. Auf der Seite Display sind folgende Optionen verfügbar:

- Helligkeit
- Sprache
- Autom. Datum/Uhrzeit
- Datum
- Uhrzeit
- Region
- Gerätebez.

Die Seite Display enthält mehr Optionen, als auf eine Seite passen würden. Daher verfügt sie über einen Scrollbalken rechts neben den Schaltflächen.




Abbildung 3–64: Einstellungen -> Seite Display

Durch Antippen und Verschieben des Scrollbalkens können Sie verborgene Optionen anzeigen.

Die gewünschten Optionen werden ausgewählt, indem ein Schieberegler verschoben wird oder auf **Aufklapplisten** auf der Seite getippt wird. Sie können Änderungen an einer, mehreren oder auch allen Optionen vornehmen, bevor Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche **Speichern** übernehmen.

3. 7. 1. Helligkeit

Wenn die Lichtbedingungen in der Umgebung das Lesen des Zentrifugen-Displays erschweren, können Sie die Helligkeit direkt auf der Seite Display ändern. Hierzu ist der Schieberegler Helligkeit anzutippen und entsprechend zu verschieben.




Abbildung 3–65: Einstellungen -> Seite Display -> Helligkeit

Zum Ändern der Helligkeit gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Display** . Die Seite Display erscheint.
3. Tippen Sie auf den Schieberegler **Helligkeit** und ziehen Sie den Cursor nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen. Alternativ können Sie auf die Schaltflächen  oder  auf beiden Seiten des Schiebereglers tippen, um den Wert zu reduzieren oder zu erhöhen. Je nachdem, in welche Richtung Sie den Schieberegler bewegen, dimmt das Display herunter oder hellt auf. Wenn Sie Änderungen vornehmen, wird die Schaltfläche Speichern am unteren Seitenrand hervorgehoben.
4. Wenn Sie die Helligkeit eingestellt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die neue Helligkeitseinstellung für das Display zu speichern.

- Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Pop-up-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.

Die Anzeige springt zurück zur Seite Display.

3. 7. 2. Sprache

Durch Antippen der Schaltfläche **Sprache** auf der Seite Display-Einstellungen wird die Seite Sprache geöffnet, auf der Sie Ihre gewünschte Anzeigesprache auswählen können (Englisch ist voreingestellt). Diese Einstellung überschreibt die Sprachauswahl, die Sie während der Erstkonfiguration getroffen haben (siehe „Grundeinstellung“ auf Seite 1-12).

Zum Einstellen der Anzeigesprache gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
- Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Display** .
Die Seite Display erscheint.
- Tippen Sie auf der Seite Display auf die Schaltfläche **Sprache**.
Die Seite Sprache erscheint mit einem Einstellrad und fordert zum Auswählen einer Anzeigesprache auf.
- Wischen Sie das Rad mit den Fingern nach oben oder nach unten, um die gewünschte Sprache einzustellen (Englisch ist voreingestellt).
Wenn Sie Änderungen vornehmen, wird die Schaltfläche Speichern am unteren Seitenrand hervorgehoben.
- Wenn Sie die Sprache eingestellt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
- Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Pop-up-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeigesprache der grafischen Benutzerschnittstelle wurde entsprechend umgestellt.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Display.

3. 7. 3. Autom. Datum/Uhrzeit

Wenn die Zentrifuge über ihren Ethernet-Anschluss mit dem lokalen Netzwerk (LAN) verbunden ist, stellt die Einstellung der Option Autom. Datum/Uhrzeit sicher, dass sie ihre Datums-, Zeit- und Regions-Informationen mit dem aktiven Netzwerk synchronisiert.

HINWEIS Die Einstellung Autom. Datum/Uhrzeit überschreibt und deaktiviert die einzelnen Einstellungen für Datum, Uhrzeit und Region (siehe Beschreibung in den folgenden Abschnitten). Wenn Sie eine manuelle Einstellung von Datum, Uhrzeit und/oder Region bevorzugen, stellen Sie diese Einstellung auf Aus.

Um zwischen Autom. Datum/Uhrzeit Ein und Aus hin- und herzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
- Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Display** .
Die Seite Display erscheint.
- Tippen Sie auf das Pop-up-Fenster **Autom. Datum/Uhrzeit** und wählen Sie Ein, um die automatische Synchronisierung von Datum und Uhrzeit zu aktivieren, oder wählen Sie Aus, um sie zu deaktivieren (in dem Fall müssen Sie Datum, Uhrzeit und Region manuell einstellen).
Wenn Sie Änderungen vornehmen, wird die Schaltfläche Speichern am unteren Seitenrand hervorgehoben.
- Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die neue Einstellung für die Zentrifuge zu speichern.
- Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Pop-up-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Display.
Ist die Option Autom. Datum/Uhrzeit aktiviert, sind die Schaltflächen Datum, Uhrzeit und Region grau unterlegt.

3. 7. 4. Datum

Mit der Schaltfläche **Datum** auf der Seite Display-Einstellungen öffnet sich die Seite Datum. Auf der Seite Datum können Sie das Datum einstellen, das als Datumfeld im Bereich Info und Betriebszustand am oberen Rand der Startseite erscheint.

Zum Einstellen des Datums gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Display** .
3. Tippen Sie auf der Seite Display auf die Schaltfläche **Datum**.
Die Seite Datum erscheint mit einem Einstellrad und fordert Sie zum Einstellen des Datums auf.
4. Tippen Sie auf die Optionsschaltfläche **MM/DD/YYYY**, **DD/MM/YYYY**, oder **YYYY/MM/DD** auf der linken Seite des Bildschirms, um ein Datumsformat auszuwählen.
Die Segmente des Einstellrads werden entsprechend dem ausgewählten Datumsformat neu angeordnet. Beispiel: Wenn Sie die Optionsschaltfläche DD/MM/YYYY auswählen, ändert sich das Datum im Einstellrad in das Format 28 | Jul | 2018.
5. Tippen Sie jeweils auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil oder wischen Sie das Einstellrad mit den Fingern auf- oder abwärts, um die aktuellen Werte für Monat, Tag und Jahr auf den drei Einstellrädern einzustellen.
Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, wird die Schaltfläche Speichern am unteren Seitenrand hervorgehoben.
6. Wenn Sie das Datum eingestellt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
7. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Pop-up-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Display.

3. 7. 5. Uhrzeit

Mit der Schaltfläche **Uhrzeit** auf der Seite Display öffnet sich die Seite Uhrzeit. Auf der Seite Uhrzeit können Sie die Uhrzeit einstellen, die als Uhrzeitfeld im Bereich Info und Betriebszustand am oberen Rand der Startseite erscheint.

Zum Einstellen des Datums gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Display** .
3. Tippen Sie auf der Seite Display auf die Schaltfläche **Uhrzeit**.
Die Seite Uhrzeit erscheint mit einem aus drei Segmenten bestehenden Einstellrad und fordert zum Einstellen der Uhrzeit auf.
4. Sofern gewünscht, tippen Sie auf die Optionsschaltfläche **24hr Display** auf der linken Seite des Bildschirms, um das Uhrzeitformat Mittlereuropäische Zeit (24 Stunden) auszuwählen. (Standardformat der Uhrzeit ist AM/PM mit 12 Stunden.)
Die Segmente des Einstellrads werden entsprechend dem Uhrzeitformat MEZ (Mittlereuropäische Zeit; 24 Stunden) neu angeordnet.
5. Tippen Sie auf die Aufwärts- oder Abwärtspfeile oder wischen Sie jedes einzelne Einstellrad mit den Fingern auf- oder abwärts, um die aktuelle Uhrzeit in Stunden und Minuten einzustellen.
Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, wird die Schaltfläche Speichern am unteren Bildschirmrand hervorgehoben.
6. Wenn Sie die Uhrzeit eingestellt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
7. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Pop-up-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Display.

3. 7. 6. Region

Mit der Schaltfläche **Region** auf der Seite Display öffnet sich die Seite Region. Auf der Seite Region können Sie die Region angeben, in der sich Ihr Labor befindet. Damit stellen Sie sicher, dass in den Tageszeit-Anzeigen der Zentrifuge die Sommer- bzw. Winterzeit entsprechend berücksichtigt ist und die Umschaltung von Sommer- auf Winterzeit bzw. umgekehrt automatisch erfolgt.

Hierdurch müssen Sie nicht mehr 2x im Jahr die Zeitumstellung selber vornehmen und haben trotzdem sichergestellt, dass die Zeitangabe im Ereignisprotokoll und in den Diagrammdateien korrekt ist.

Zum Auswählen Ihrer Region gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Display** .
3. Tippen Sie auf der Seite Display auf die Schaltfläche **Region**.
Daraufhin erscheint die Seite Region. Sie werden zur Eingabe der Region aufgefordert, in der sich Ihr Standort befindet und zur Angabe der Zeitzone.
4. Tippen Sie auf das Feld **Stadt/Land**, und geben Sie die ersten drei Buchstaben der nächsten größeren Stadt ein.
Nachdem Sie die ersten drei Buchstaben eingegeben haben, beginnt das Gerät, eigenständig nach übereinstimmenden Städte- und Ländernamen zu suchen und schlägt Ihnen diese in einer entsprechende Auswahlliste vor.
Wenn Sie den Namen einer Stadt oder eines Landes ohne Zeitumstellung eingeben, deaktiviert das System automatisch das Auswahlfeld Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.
5. Wenn Sie die Zeitumstellungsfunktion explizit ausschalten möchten, deaktivieren Sie das Auswahlfeld Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. (Die Standardeinstellung ist Ein.)
Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, wird die Schaltfläche Speichern am unteren Seitenrand hervorgehoben.
6. Wenn Sie die Uhrzeit eingestellt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.
7. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Pop-up-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Display.

3. 7. 7. Gerätebezeichnung

Durch die Schaltfläche **Gerätebezeichnung** öffnet sich die Seite Gerätebezeichnung, auf der Sie Ihrer Zentrifuge einen Namen zuweisen können, der oben auf der Startseite im Bereich Info und Betriebszustand oberhalb des Feldes Uhrzeit/Datum angezeigt wird.

Zum Bearbeiten der Gerätebezeichnung gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche **Display** .
3. Tippen Sie auf der Seite Display auf die Schaltfläche **Gerätebez.**.
Daraufhin erscheint die Seite Gerätebez. mit der Aufforderung zur Eingabe einer Zentrifugenbezeichnung.
4. Prüfen Sie das Textfeld Gerätebez.:
Wenn noch keine Gerätebezeichnung vergeben wurde, steht im Feld Gerätebez. der Satz Tippen, um Text einzugeben.
Wenn bereits eine Gerätebezeichnung eingegeben wurde, erscheint diese im Feld Gerätebez.
5. Tippen Sie auf das Feld **Gerätebez.**, um das Tastenfeld einzublenden.
Wenn noch keine Gerätebezeichnung vergeben wurde, erscheint eine Einfügemarke im Feld Gerätebez. und fordert Sie zur Texteingabe auf.
Wenn bereits eine Gerätebezeichnung eingegeben wurde, wird die Bezeichnung zum Überschreiben ausgewählt.
6. Geben Sie die gewünschte Gerätebezeichnung ein.
7. Wenn Sie mit der Texteingabe fertig sind, haben Sie folgende Alternativen:
 - a. Tippen Sie auf dem Tastenfeld auf die Schaltfläche **Speichern**.
 - b. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Tastenfelds und des Felds Gerätebez., um das Tastenfeld auszublenden, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche **Speichern** am unteren Seitenrand.
8. Um die Änderungen zu übernehmen, tippen Sie auf die Schaltfläche **OK** im jetzt erscheinenden Pop-up-Fenster. Durch Antippen des **X**-Symbols  wird dieses Fenster geschlossen ohne die Änderungen zu speichern.
Die Anzeige springt zurück zur Seite Display.

3. 8. Protokolle

Durch Antippen der Schaltfläche **Protokolle** auf der Navigationsleiste gelangen Sie zur Hauptseite Protokolle, wie nachfolgend in Abbildung 3–66 dargestellt. Über die Hauptseite Protokolle haben Sie Zugang zu allen Betriebsdaten, die von der Zentrifuge erfasst werden.




Abbildung 3–66: Hauptseite Protokolle

Die Hauptseite Protokolle verfügt über drei Schaltflächen, mit denen Sie sich drei Arten von Protokollen anzeigen lassen und diese exportieren können:

- Ereignisprotokoll, siehe Beschreibung im nächsten Abschnitt.
- Rotorprotokoll, siehe Beschreibung im Abschnitt „Rotorprotokoll“ auf Seite 3-50.
- Diagramm, siehe Beschreibung im Abschnitt „Diagramm“ auf Seite 3-51.

3. 8. 1. Ereignisprotokoll

Durch Antippen der Schaltfläche **Ereignisprotokoll** auf der Hauptseite Protokolle öffnet sich die nachfolgend in Abbildung 3–67 dargestellte Seite Ereignisprotokoll. Die Seite Ereignisprotokoll enthält eine Liste mit den letzten 100 von der Zentrifuge protokollierten Ereignissen, einschließlich Betriebszuständen und anormalen Bedingungen, wie beispielsweise Alarmzustände. Die neuesten Ereignisse stehen ganz oben auf der Liste, die ältesten ganz unten. Sobald das Zentrifugenprotokoll 100 Ereignisse erreicht, ersetzen die neuesten Ereignisse die ältesten Ereignisse.

In einem Popup-Fenster unmittelbar neben der Ereignisliste kann das Protokoll nach ausgewählten Ereignisklassen sortiert werden.




Abbildung 3–67: Seite Ereignisprotokoll

Sie können eine beliebige Reihe antippen und erweitern, um zusätzliche Informationen über ein bestimmtes Ergebnis anzuzeigen.




Abbildung 3–68: Seite Ereignisprotokoll mit erweiterter Ereignisanzeige

Zusätzlich können Sie die Ereignisprotokolldaten im Format CSV (Comma Separated Value) zur weiteren Verarbeitung in Tabellenkalkulationsprogrammen oder als pdf (Portable Document Format) zur sofortigen Ansicht und zum Ausdrucken exportieren.

Ereignisse anzeigen

Zum Navigieren durch die Ereignisliste und zum Abrufen detaillierter Information gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Protokolle** 📅.
Die Hauptseite Protokolle erscheint.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ereignisse**.
Die Seite Ereignisprotokoll erscheint.
3. Tippen Sie auf und verschieben Sie ggf. den Scrollbalken rechts neben der Ereignisliste, um mehr Ereignisse zu sehen.
4. Tippen Sie auf den Pfeil ganz rechts am Ende jedes Elements der Ereignisliste, um weitere Details zu einem einzelnen Ereignis anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf das Popup-Fenster **Alle anzeigen**, um eine Liste mit Filteroptionen anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf ein beliebiges Auswahlfeld, um eine ganze Ereignisklasse zu deaktivieren.

HINWEIS Sie können auf das Auswahlfeld **Alle anzeigen** tippen, um alle Optionen zu deaktivieren und dann die eine oder andere Option, die Sie behalten möchten, wieder aktivieren.

HINWEIS Das Auswahlfeld **Alle anzeigen** ist automatisch deaktiviert, wenn Sie eine der anderen Optionen deaktivieren. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl nicht zufrieden sind, ist es evtl. hilfreich, auf **Alle anzeigen** zu tippen und die Auswahl noch einmal durchzuführen.

7. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Filter-Popup-Fensters, um zur Seite Ereignisprotokoll zurückzukehren.
Sie sehen eine reduzierte Ereignisliste auf der Seite Ereignisprotokoll und der Titel des Popup-Menüs hat zu Filter EIN gewechselt.
8. Um den Filter zu entfernen und alle Ereignisse anzuzeigen, tippen Sie auf **Filter EIN**, um das Filter-Popup-Menü zu erweitern und die Option **Alle anzeigen** wieder zu aktivieren.

HINWEIS Die Filterdaten werden nicht gespeichert. Wenn Sie von der Seite Ereignisprotokoll wegnavigieren, werden Sie feststellen, dass beim nächsten Öffnen dieser Seite wieder alle Ereignisse angezeigt werden.

9. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Diagramm**, um die Ereignisse als Diagramm anzuzeigen (siehe „Diagramme anzeigen“ auf Seite 3-51).

Ereignisprotokoll exportieren

Zum Exportieren des Ereignisprotokolls gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Protokolle** 📅.
Die Hauptseite Protokolle erscheint.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ereignisse**.
Die Seite Ereignisprotokoll erscheint.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Protokoll exportieren**, um den Export des Ereignisprotokolls zu starten. Die Seite Ereignisprotokoll exportieren erscheint mit einer Liste Ihrer Exportoptionen für das Ereignisprotokoll.
4. Wählen Sie entweder **CSV**, wenn Sie die Ereignisprotokolldaten in einer Kalkulationstabelle verarbeiten möchten oder **PDF**, wenn Sie ein Dokument zur sofortigen Ansicht und zum Drucken erhalten möchten.
5. Tippen Sie auf das Aufklappmenü **Zu exportierende Ereignisse** und filtern Sie die Ereignisse wird vorstehend beschrieben in „Ereignisse anzeigen“ auf Seite 3-48.
6. Wählen Sie einen Datumsbereich, indem Sie entweder **1 Tag**, **7 Tage**, **60 Tage** oder **Individuell** antippen. Wenn Sie auf Individuell tippen, werden zwei zusätzliche Dateneingabefelder eingeblendet, mit deren Hilfe Sie einen bestimmten Zeitabschnitt für den Exportvorgang festlegen können.
7. Tippen Sie auf das Symbol **Kalender** neben dem Feld Von. Daraufhin erscheint das links dargestellte Einstellrad Individueller Datumsbereich Von.
8. Zum Einstellen des Datums drehen Sie das entsprechend, beispielsweise auf den 15. April 2015.
9. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Vom**, um Ihre Auswahl zu bestätigen, Das Display springt zurück zur Seite Ereignisprotokoll exportieren.
10. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bis**, um Ihre Auswahl zu bestätigen, Das Display springt zurück zur Seite Ereignisprotokoll exportieren, wie oben dargestellt.
11. Tippen Sie auf der Seite Ereignisprotokoll exportieren auf die Schaltfläche **Exportieren**, um den Exportvorgang zu starten.

Jetzt startet der Exportvorgang, wie im Popup-Fenster Ereignisprotokoll exportieren angezeigt wird. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, den USB-Stick nicht zu entfernen und ein grün/grauer Fortschrittsbalken, mit dem Sie den Vorgang verfolgen können. Wenn Sie keinen USB-Stick in den USB-Anschluss der Zentrifuge eingesteckt haben, erscheint das Popup-Fenster Ereignisprotokoll exportieren und fordert Sie auf, einen USB-Stick anzuschließen.

HINWEIS Sie können einen laufenden Exportvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche Abbrechen im Popup-Fenster Ereignisprotokoll exportieren tippen. In diesem Fall wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Export abgebrochen erscheint. Diese Meldung müssen Sie quittieren, um dann ggf. ein anderes Ereignisprotokoll auswählen und exportieren zu können.

HINWEIS Während des Exportvorgangs dürfen Sie den USB-Stick nicht abziehen. Wenn Sie das tun, wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Exportfehler erscheint.

HINWEIS Es kann sein, dass der USB-Stick während des Exportvorgangs seine maximale Speicherkapazität erreicht. In diesem Fall wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Exportfehler erscheint. Geben Sie Platz auf dem USB-Stick frei und wiederholen Sie den Exportvorgang des Ereignisprotokolls. Ist der Exportvorgang erfolgreich abgeschlossen, erscheint das Popup-Fenster Exportvorgang abgeschlossen. Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Meldung zu bestätigen und ziehen Sie den USB-Stick ab.

Auf Ihrem USB-Stick finden Sie jetzt eine neue Datei mit dem allgemeinen Dateinamen **UnitName_EventLog_YYYY_MM_DD.csv** oder **UnitName_EventLog_YYYY_MM_DD.pdf**.

3. 8. 2. Rotorprotokoll

Durch Antippen der Schaltfläche **Rotorprotokoll** auf der Hauptseite Protokolle öffnet sich die Seite Rotorprotokoll. Auf der Seite Rotorprotokoll wird protokolliert, wie oft der jeweilige Rotortyp (Bechertyp) in dieser Zentrifuge bereits eingesetzt worden ist und es werden Warnhinweise beispielsweise zum voraussichtlichen Ende der Nutzungsdauer des Rotors angezeigt.




Abbildung 3–69: Seite Rotorprotokoll

Jedes Mal, wenn ein neuer Rotor in das Gerät eingebaut wird, wird das Rotorprotokoll aktualisiert, um Folgendes anzuzeigen:

- die Rotorbezeichnung (sofern diese noch nicht aufgeführt gewesen ist)
Bei Ausschwingrotoren muss zusätzlich zur Rotorbezeichnung auch der benutzerseitig spezifizierte Bechertyp vorhanden sein (siehe „Identifizierung von Rotor und Bechern“ auf Seite 2-10). Bei einem Rotor des Typs TX-750 mit Rundbecher würde unter der Rotorbezeichnung beispielsweise TX-750 (Rundbecher - 75003608) stehen.
- Gesamtbetriebszyklen (die Anzahl an Zentrifugationsläufen, die dieser Rotortyp in dieser Zentrifuge bereits absolviert hat).
- Restzyklen (die Anzahl an Zentrifugationsläufen, für die der Rotortyp in dieser Zentrifuge noch eingesetzt werden kann).
- Letzter Lauf (das letzte Datum, an dem der Rotortyp im aktuellen Gerät verwendet wurde).

Rotor aus dem Protokoll löschen

Auf der Seite Rotorprotokoll können Sie einen Rotor aus dem Protokoll löschen, z.B. einen Rotor, der das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat.

Zum Löschen eines Rotortyps aus dem Protokoll gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das **Minus**-Symbol  rechts neben dem Rotoreintrag:
Das Popup-Fenster Rotor löschen erscheint und Sie werden gefragt, ob Sie den Löschvorgang bestätigen möchten.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Löschen**, um zu bestätigen.

Rotorzähler zurücksetzen

Auf der Seite Rotorprotokoll können Sie den Zykluszähler für einen bestimmten Rotortyp auf Null zurücksetzen.

Zum Zurücksetzen des Zählers für einen bestimmten Rotortyp gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Zurücksetzen**  links neben der Rotorbezeichnung:
Das Popup-Fenster Zähler zurücksetzen erscheint und Sie werden gefragt, ob Sie den Löschvorgang bestätigen möchten.
2. Tippen Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche **Zurücksetzen**.

Rotorprotokoll exportieren

Zum Exportieren des Rotorprotokolls gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Protokolle** .
Daraufhin erscheint die Seite Protokolle, wie oben in Abbildung 3–66 dargestellt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Rotorprotokoll**.
Die Seite Rotorprotokoll erscheint.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Rotorprotokoll exportieren**, um den Export des Rotorprotokolls zu starten. Jetzt startet der Exportvorgang, wie im unten dargestellten Popup-Fenster Rotordaten exportieren angezeigt wird. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, den USB-Stick nicht zu entfernen und ein grün/grauer Fortschrittsbalken, mit dem Sie den Vorgang verfolgen können. Wenn Sie keinen USB-Stick in den USB-Anschluss der Zentrifuge eingesteckt haben, erscheint das Popup-Fenster Rotorprotokoll exportieren und fordert Sie auf, einen USB-Stick anzuschließen. Stecken Sie den USB-Stick ggf. in den USB-Anschluss der Zentrifuge.

HINWEIS Sie können einen laufenden Exportvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche Abbrechen im Popup-Fenster Rotorprotokoll exportieren tippen (siehe oben). In diesem Fall wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Export abgebrochen erscheint. Sie müssen diese Meldung quittieren, bevor Sie den Exportvorgang ggf. wiederholen können.

HINWEIS Während des Exportvorgangs dürfen Sie den USB-Stick nicht abziehen. Wenn Sie das tun, wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Exportfehler erscheint. Stecken Sie den USB-Stick wieder ein und wiederholen Sie den Exportvorgang.

HINWEIS Es kann sein, dass der USB-Stick während des Exportvorgangs seine maximale Speicherkapazität erreicht. In diesem Fall wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Exportfehler erscheint. Geben Sie Platz auf dem USB-Stick frei und wiederholen Sie den Exportvorgang.

Ist der Exportvorgang erfolgreich abgeschlossen, erscheint das Popup-Fenster Exportvorgang abgeschlossen. Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Meldung zu bestätigen und ziehen Sie den USB-Stick ab.

Auf Ihrem USB-Stick finden Sie jetzt eine neue Datei mit dem allgemeinen Dateinamen **UnitName_Rotor LogData_YYYY_MM_DD.csv**.

3. 8. 3. Diagramm

Durch Antippen der Schaltfläche **Diagramm** auf der Hauptseite Protokolle öffnet sich die Seite Diagramm. Die Seite Diagramm enthält eine Liste mit den letzten 100 Läufen der Zentrifuge. Die neuesten Läufe stehen ganz oben auf der Liste, die ältesten ganz unten. Sobald die Zentrifuge 100 Läufe erreicht, werden die ältesten Läufe durch die neueren überschrieben.




Abbildung 3–70: Seite Diagramm

Auf der Seite Diagramm haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Antippen einer der beiden Zeilen der Diagrammliste, um sich das Diagramm für den jeweils ausgewählten Zentrifugationslauf anzeigen zu lassen.
- Alle oder einzelne Diagramme auswählen und die zugehörigen Daten exportieren.

Diagramme anzeigen

Um sich das Diagramm für einen einzelnen Zentrifugationslauf im Detail anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Protokolle** . Die Hauptseite Protokolle erscheint.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Diagramm**. Die Seite Diagramm erscheint.
3. Tippen Sie auf und verschieben Sie ggf. den Scrollbalken rechts neben der Diagrammliste, um mehr Diagramme zu sehen.

4. Tippen Sie auf den **Diagrammlisteneintrag**, den Sie anzeigen möchten.
- Die Seite Diagrammdetails erscheint. Auf der linken Achse werden die Drehzahldaten angezeigt und auf der rechten die Temperaturdaten (nur bei gekühlten Geräten; bei luftgekühlten Geräten ist nur die Drehzahlanzeige vorhanden).




Abbildung 3–71: Seite Diagrammdetails

5. Bewegen Sie sich durch Fingerbewegungen durch das Diagramm:
- » Mit zwei Fingern können Sie die Anzeige vergrößern oder verkleinern.
 - » Durch Wischen mit den Fingern nach links oder rechts können Sie zu früheren Zeitpunkte zurückkehren oder zum aktuellen Zeitpunkt wechseln.
 - » Durch Antippen und Ziehen mit dem Finger können Sie zu einem bestimmten Zeitraum wechseln.

Diagrammdaten exportieren

Zum Exportieren der Diagrammdaten gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Protokolle** . Die Hauptseite Protokolle erscheint.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Diagramm**. Die Seite Diagramm erscheint.
3. Tippen Sie auf und verschieben Sie ggf. den Scrollbalken rechts neben der Diagrammliste, um das gewünschte Diagramm zu finden.
4. **Wählen Sie einzelne Läufe aus**, indem Sie die Auswahlfelder neben den Optionen aktivieren, die Sie exportieren möchten **oder** tippen Sie auf das Auswahlfeld **Alles auswählen** oben auf der Seite, um alle verfügbaren Läufe auszuwählen.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Diagrammdaten exportieren**, um den Export der ausgewählten Diagramme zu starten.

Jetzt startet der Exportvorgang, wie im unten dargestellten Popup-Fenster Diagrammdaten exportieren angezeigt wird. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, den USB-Stick nicht zu entfernen und ein grün/grauer Fortschrittsbalken, mit dem Sie den Vorgang verfolgen können. Wenn Sie keinen USB-Stick in den USB-Anschluss der Zentrifuge eingesteckt haben, erscheint das Popup-Fenster Diagrammdaten exportieren und fordert Sie auf, einen USB-Stick anzuschließen. Stecken Sie den USB-Stick ggf. in den USB-Anschluss der Zentrifuge.

HINWEIS Sie können einen laufenden Exportvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche Abbrechen im Popup-Fenster Diagrammdaten exportieren tippen. In diesem Fall wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Export abgebrochen erscheint. Diese Meldung müssen Sie quittieren, um dann ggf. andere Diagramme auswählen und exportieren zu können.

HINWEIS Während des Exportvorgangs dürfen Sie den USB-Stick nicht abziehen. Wenn Sie das tun, wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Exportfehler erscheint.

HINWEIS Es kann sein, dass der USB-Stick während des Exportvorgangs seine maximale Speicherkapazität erreicht. In diesem Fall wird der Export abgebrochen und die Fehlermeldung Exportfehler erscheint. Geben Sie Platz auf dem USB-Stick frei und wiederholen Sie den Exportvorgang für die ausgewählten Diagramme.

Ist der Exportvorgang erfolgreich abgeschlossen, erscheint das Popup-Fenster Exportvorgang abgeschlossen. Tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Meldung zu bestätigen und ziehen Sie den USB-Stick ab.

Sie finden jetzt auf Ihrem USB-Stick eine neue Datei mit dem allgemeinen Dateinamen **UnitName_ChartData_YYYY_MM_DD.csv**.

Dateien und Info

Durch Antippen der Schaltfläche **Dateien und Info** auf der Navigationsleiste gelangen Sie zur Seite Dateien und Info. Auf der Seite Dateien und Info können Sie sich technische Angaben zur Zentrifuge anzeigen lassen, wie z.B. die Seriennummer und die installierten Firmware-Versionen oder die Zentrifuge auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.




Abbildung 3-72: Seite Dateien und Info

Zum Zurücksetzen der Zentrifuge auf die werkseitigen Standardeinstellungen gehen Sie wie folgt vor:

1. Fertigen Sie eine Sicherheitskopie von allen Zentrifugendaten an, die Sie in jedem Fall behalten möchten, wie z.B. die Benutzerprogramme (siehe „Gemeinsame Programmnutzung mehrerer Zentrifugen“ auf Seite 3-27) und die Protokolle (siehe „Protokolle“ auf Seite 3-47).
2. Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf das Symbol **Dateien und Info** .
Die Seite Dateien und Info erscheint.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.
Die Seite Auf Werkseinstellungen zurücksetzen erscheint und warnt Sie vor dem Risiko, Einstellungen zu verlieren.
4. Wenn Sie sich absolut sicher sind, dass Sie die Zentrifuge auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Start**, um den Reset-Vorgang zu starten.
Das Popup-Fenster Auf Werkseinstellungen zurücksetzen erscheint. Sie können den Vorgang über einen Fortschrittsbalken verfolgen.
Ist das Rücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen abgeschlossen, erscheint das Popup-Fenster Rücksetzen auf Werkseinstellungen abgeschlossen.

3. 8. 4. Service

Die Schaltfläche **Service** ist ausschließlich für Servicetechniker vorgesehen und erfordert einen speziellen Zugangscode. Die über diese Schaltfläche verfügbaren Optionen werden in diesem Handbuch nicht beschrieben.


4. LCD-Bedienfeld

Dieses Kapitel enthält detaillierte Informationen zu Zentrifugen, die mit dem in dieser Anleitung beschriebenen LCD-Display ausgestattet sind. Die hierin enthaltenen Bilder stellen lediglich Beispiele dar und weichen in Einzelheiten möglicherweise von Ihren persönlichen Erfahrungswerten ab – bei luftgekühlten Geräten ist auf dem LCD-Display beispielsweise weder eine Schaltfläche zur Temperatureingabe noch eine Temperaturanzeige vorhanden.

HINWEIS Dieses Kapitel enthält ausschließlich Beispiele für gekühlte Ausführungen.

4.1. Übersicht

Bei diesem LCD-Display handelt es sich um eine kombinierte einzeilige Flüssigkristallanzeige mit membrangeschützten Schaltflächen zur Auswahl von Steuerungsfunktionen oder zum Erhöhen oder Verringern von Parameterwerten. Abbildung 4-1 zeigt die Anordnung der Seitenbereiche und Schaltflächen des LCD-Displays, die im Folgenden einzeln vorgestellt werden.



Nr.	Schaltfläche	Beschreibung
①	Programme	Verwenden Sie die Programmschaltflächen, um Programme zu speichern und zu laden.
②	Drehzahl	Anzeige der Drehzahl (U/min) oder des RZB-Wertes (x g). Sie können den Wert mit den Schaltflächen + und - ändern. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen U/min und x g umschalten.
③	Laufzeit	Hier wird die Laufzeit angezeigt. Sie können den Wert mit den Schaltflächen + und - ändern.
④	Temperatur	Hier wird die Temperatur angezeigt. Sie können den Wert mit den Schaltflächen + und - ändern. Mit der Taste Vortemp. können Sie die Zentrifugenkammer und den unbeladenen Rotor vor Beginn des Zentrifugationslaufs vortemperieren. ⚠ HINWEIS Diese Funktion ist ausschließlich bei gekühlten Zentrifugen verfügbar.
⑤	Beschleunigung / Bremsen	Hier werden die Beschleunigungs- und Bremsprofile angezeigt. Sie können die eingestellten Profile mit den Schaltflächen + und - ändern.
⑥	Becher	Durch Antippen der Schaltfläche Becher werden nacheinander alle anwählbaren Becher im Display angezeigt.
⑦	Pulse	Tippen Sie auf die Schaltfläche Pulse , um den Zentrifugationslauf sofort zu starten und bis auf die maximal zulässige Enddrehzahl zu beschleunigen (je nach verwendetem Rotor). Durch Loslassen der Schaltfläche startet ein Bremsprozess gemäß der eingestellten Beschleunigungs- und Bremskurve.
⑧	Öffnen	Tippen Sie auf die Schaltfläche Öffnen , um die automatische Deckel-Entriegelung zu aktivieren (nur bei eingeschaltetem Gerät und stillstehendem Rotor möglich).
⑨	Starten	Die Taste Start betätigen, um einen Zentrifugationslauf zu starten oder um die aktuellen Einstellungen zu bestätigen.
⑩	Stopp	Tippen Sie auf Stopp , um den Zentrifugationslauf manuell zu beenden.

Abbildung 4-1: Funktionen auf dem LCD-Bedienfeld

4. 2. Die wichtigsten Zentrifugationsparameter einstellen

Dieser Abschnitt beschreibt das Einrichten der Zentrifuge mit Drehzahl-/RZB-Werten, Beschleunigungs-/Bremsprofilen und Temperaturwerten (nur bei gekühlten Geräten) und das Einstellen aller übrigen Betriebsparameter.

4. 2. 1. Drehzahl / RZB-Wert einstellen

Sie können an der Zentrifuge die Drehzahl in U/min oder als RZB-Wert einstellen (siehe „Erklärung zum RZB-Wert“ unten). Dies ist sowohl während eines Zentrifugationslaufs (während des Betriebs) als auch als Voreinstellung für den nächsten Zentrifugationslauf (bei Zentrifugenstillstand) möglich.

Erklärung zum RZB-Wert

Die relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB) wird als Vielfaches der Erdbeschleunigung (g) angegeben. Sie ist ein einheitenfreier Zahlenwert, der dem Vergleich der Trenn- oder Sedimentationsleistung verschiedener Zentrifugen dient, da er unabhängig vom Gerätetyp ist. Nur der Zentrifugalradius und die Drehzahl werden zur Berechnung verwendet:

$$RCF = 11,18 \times \left\langle \frac{n}{1000} \right\rangle^2 \times r$$

r = Zentrifugalradius in cm

n = Drehzahl in U/min

Der maximale RZB-Wert bezieht sich auf den maximalen Radius der Gefäßbohrung.

Beachten Sie dabei, dass sich dieser Wert je nach verwendeten Gefäßen, Bechern und Adaptern reduziert.

Dies können Sie ggf. in der obigen Berechnung berücksichtigen.

Zum Einstellen einer Drehzahl oder eines RZB-Wertes gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die **Pfeiltasten** unterhalb der LED-Anzeigen xg / U/min (auf der linken Seite in Abbildung 4–2), um zwischen RZB (in xg, d. h. Vielfaches der Erdbeschleunigung) und Drehzahl (in U/min, der Kurzform von Umdrehungen pro Minute) umzuschalten.

Eine der LED-Anzeigen **xg** oder **U/min** leuchtet und kennzeichnet somit, welche Anzeigevariante derzeit ausgewählt ist und der im LCD-Display angezeigte Wert wechselt entweder auf **RZB** oder **U/min**. Das Beispiel in Abbildung 4–2 zeigt den Anzeigewert in U/min (unten) und den äquivalenten RZB-Wert (oben).




Abbildung 4–2: Auswahl zwischen RZB / U/min und Einstellen der Zentrifugendrehzahl

2. Tippen Sie auf dem LCD-Display auf die Schaltfläche **+** oder **-** unterhalb vom Feld **Drehzahl**, um den gewünschten Wert einzustellen.

HINWEIS Wenn Sie einen sehr niedrigen RZB-Wert wählen, wird dieser automatisch korrigiert, wenn die resultierende Drehzahl kleiner als 300 U/min beträgt. 300 U/min ist die niedrigste wählbare Drehzahl.

3. Lassen Sie die Schaltfläche **+** oder **-** wieder los, wenn der gewünschte Wert erscheint.

Damit gilt diese Drehzahleinstellung für alle nachfolgenden Zentrifugationsläufe (bis zur nächsten Drehzahlwertänderung).

4. 2. 2. Laufzeit einstellen

Sie können an der Zentrifuge eine Laufzeit voreinstellen, nach der der Zentrifugationslauf automatisch stoppt.

Zum Einstellen der Laufzeit gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display auf die Schaltfläche **+** oder **-** unterhalb vom Feld **Laufzeit**, um die gewünschte Zentrifugationslaufdauer einzustellen.

Der im Feld **Laufzeit** angezeigte Wert (siehe Abbildung 4–3 unten) ändert sich entsprechend.




Abbildung 4–3: Laufzeit der Zentrifuge einstellen

2. Lassen Sie die betreffende Schaltfläche wieder los, wenn die gewünschten Laufzeit in Stunden und Minuten erscheint.

Damit gilt diese Laufzeiteinstellung für alle nachfolgenden Zentrifugationsläufe (bis zur nächsten Laufzeitänderung).

4. 2. 3. Beschleunigungs- und Abbremsprofile einrichten

Die Zentrifuge verfügt über insgesamt 9 Beschleunigungskurven (durchnummeriert von 1 bis 9). Jede Beschleunigungskurve sorgt nach dem Starten des Zentrifugationslaufs für einen allmählichen Anstieg der Zentrifugendrehzahl. Jedes Beschleunigungsprofil sorgt nach dem Starten des Zentrifugationslaufs für einen allmählichen Anstieg der Zentrifugendrehzahl. Gegen Ende des Zentrifugationslaufs sorgt das Bremsprofil für eine allmähliche Verringerung der Zentrifugendrehzahl.

HINWEIS Nach dem Einschalten der Zentrifuge wird das zuletzt gewählte Laufprofil angezeigt.

HINWEIS Vermeiden Sie möglichst Drehzahlbereiche, die der natürlichen Resonanz des Systems nahe kommen. Läufe mit höheren Resonanzdrehzahlen können Schwingungen verursachen und einen negativen Effekt auf die Trennungsqualität haben.

Beschleunigungsprofil

Zum Auswählen einer Beschleunigungskurve gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display auf die Schaltfläche **+** oder **-** unterhalb vom Feld **Beschleunigung**, um sich die verfügbaren Beschleunigungsprofile anzeigen zu lassen.

1 ist die langsamste, 9 die schnellste Kurve.




Abbildung 4–4: Beschleunigungsprofil einstellen

2. Sobald die Nummer des gewünschten Beschleunigungsprofils im Anzeigefeld zu sehen ist, lassen Sie die Schaltfläche **+** oder **-** wieder los.

Damit gilt dieses Beschleunigungsprofil für alle nachfolgenden Zentrifugationsläufe (bis zur nächsten Profiländerung).

Bremsprofile

Die Zentrifuge verfügt über insgesamt 10 Abbrems- oder Bremskurven (durchnummeriert von 0 bis 9). Gegen Ende des Zentrifugationslaufs sorgt die Bremskurve für eine allmähliche Verringerung der Zentrifugendrehzahl.

HINWEIS Nach dem Einschalten der Zentrifuge wird das zuletzt gewählte Laufprofil angezeigt.

Zum Auswählen einer Bremskurve gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display auf die Schaltfläche **+** oder **-** unterhalb vom Feld **Abbremsen**, um sich die verfügbaren Bremsprofile anzeigen zu lassen.

Bei Auswahl der Kurve 0 wird das aktive Bremsen komplett deaktiviert. 1 ist die langsamste, 9 die schnellste Kurve.



Abbildung 4-5: Bremsprofil einstellen

2. Sobald die Nummer des gewünschten Bremsprofils im Anzeigefeld zu sehen ist, lassen Sie die Schaltfläche **+** oder **-** wieder los.

Damit gilt dieses Bremsprofil für alle nachfolgenden Zentrifugationsläufe (bis zur nächsten Profiländerung).

4. 2. 4. Die Zentrifugationskammer vortemperieren

Bei gekühlten Zentrifugieren können Sie die Zentrifugationskammer und den leeren Rotors vor Beginn des Zentrifugationslauf vortemperieren, d. h. vorwärmen oder vorkühlen. Ggf. sollten Sie auch Ihre Proben mit geeigneten Geräten vortemperieren. Zum Vortemperieren Ihrer Proben ist die Zentrifuge allerdings nicht konzipiert. Die Zentrifuge zeigt die voraussichtliche Probertemperatur an.

HINWEIS Diese Funktion ist bei luftgekühlten Geräten nicht vorhanden.

Zum Einstellen der Vortemperiertemperatur der Zentrifuge gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie den mit allen Bechern bestückten Rotor ein.
2. Zur Freigabe der Vortemperiereinstellung tippen Sie auf die Schaltfläche **Vortemp..**




Abbildung 4-6: Temperatur zur Vortemperierung einstellen (links)

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **+** oder **-** und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Temperatur erscheint.
4. Lassen Sie die Schaltfläche **+** oder **-** wieder los, wenn die gewünschte Temperatur oberhalb der Schaltfläche mit der **Vortemp** erscheint.

Die Zentrifuge beginnt, die Rotorkammer auf die voreingestellte Temperatur zu erhitzen oder abzukühlen. Die rechts neben dem ausgewählten Vortemperierwert angezeigte Ist-Temperatur der Rotorkammer nähert sich dem jeweils gewünschten Wert.

5. Bitte warten Sie solange, bis die angezeigte Probenkammertemperatur dem Vortemperierwert entspricht.

4. 2. 5. Temperatur einstellen

Bei gekühlten Zentrifugen kann die Rotorkammertemperatur eines Zentrifugationslaufs auf Werte zwischen -10 °C und +40 °C voreingestellt werden. Die Zentrifuge zeigt die voraussichtliche Probentemperatur an.

⚠ **VORSICHT** Infolge von Luftreibung kann die Integrität der Proben beeinträchtigt werden.

Die Rotortemperatur kann während des Zentrifugenbetriebs deutlich steigen.

Bei gekühlten Geräten können die angezeigte Temperatur und die Solltemperatur von der Probentemperatur abweichen.

Überprüfen Sie, ob das Regelvermögen der Zentrifugentemperatur zur Umsetzung der Anforderungen der jeweiligen Anwendung ausreichend ist. Führen Sie ggf. einen Probelauf durch.

HINWEIS Diese Funktion ist bei luftgekühlten Geräten nicht vorhanden.

Zum Auswählen einer Temperatur für den Zentrifugationslauf gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display auf die Schaltfläche **+** oder **-** unterhalb vom Feld **Temperatur** (auf der rechten Seite in Abbildung 4–7 mit dem Anzeigewert 18 °C), um die gewünschte Rotorkammertemperatur einzustellen.




Abbildung 4–7: Temperatur für den Zentrifugationslauf einstellen (rechts)

2. Lassen Sie die Schaltfläche **+** oder **-** wieder los, wenn die gewünschte Temperatur erscheint. Damit gilt dieses Temperatur für alle nachfolgenden Zentrifugationsläufe (bis zur nächsten Temperaturänderung).

4. 2. 6. Bechertyp auswählen

Eine Becherwahl ist nur bei Ausschwingrotoren möglich. Der Bechercode entspricht den letzten vier Ziffern der Artikelnummer des jeweiligen Bechers.

Zum Auswählen des im Rotor eingesetzten Bechertyps gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display auf die Schaltfläche **+** oder **-** unterhalb vom Feld **Becher** (siehe Abbildung 4–8), um den richtigen Code für die im Rotor eingesetzten Becher auszuwählen.



Abbildung 4–8: Korrekten Bechercode für den Rotor einstellen

2. Tippen Sie so oft auf die Schaltfläche **Becher**, bis der richtige Code für den verwendeten Becher angezeigt wird.
3. Lassen Sie die Schaltfläche **+** oder **-** wieder los, wenn der gewünschte Bechercode oberhalb der Schaltfläche erscheint. Damit gilt dieser Bechercode für alle nachfolgenden Zentrifugationsläufe (bis zur nächsten Änderung der Einstellung).

4. 3. Programme

Um den Aufwand bei der Einrichtung von Zentrifugationsläufen zu reduzieren, bietet Ihnen die Zentrifuge die Möglichkeit, die jeweils gewünschten Programmparameter auszuwählen und zusammen in Form eines Programms abzuspeichern, das bei späteren Läufen beliebig oft wieder geladen werden kann. Hierbei können alle in den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels erläuterten Betriebsparameter oder auch nur ein Teil davon einbezogen werden, wie z.B.:

- Beschleunigungs- und Abbremsprofile
- Drehzahl oder RZB-Wert
- Laufzeit
- Temperatur
- Bechertypauswahl per Bechercode

Programm erstellen und speichern

Bei allen in diesem Abschnitt beschriebenen Zentrifugenmodellen können über die an der Frontseite befindlichen Programmwahltasten bis zu sechs Programme gespeichert werden. Durch Antippen der beim Abspeichern zugewiesenen Programmtaste kann das jeweilige Programm dann später wieder geladen und gestartet werden.

Zum Speichern eines Programms gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die gewünschten Betriebsparameter wie in den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels beschrieben als Satz zusammen.
2. Drücken Sie 4 Sekunden lang auf eine der Programmwahltasten .

Ihr Programm wurde gespeichert.

Zum Starten eines zuvor gespeicherten Programms, siehe Abschnitt „Betrieb im Programm-Modus“ auf Seite 4-7.

4. 4. Zentrifugation

Halten Sie um die Zentrifuge ist eine Sicherheitszone von mindestens 30 cm ein. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt Sicherheitszone auf Seite 1-1. Personen und gefährliche Stoffe müssen während des Zentrifugierens außerhalb dieser Sicherheitszone bleiben.

Wenn der Rotor ordnungsgemäß eingesetzt, der Hauptschalter eingeschaltet und der Deckel geschlossen ist, können Sie die Zentrifuge starten.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um einen Zentrifugationslauf zu starten:

- Dauerbetrieb: Dieser Betriebsmodus ist vollständig manuell. Im Dauerbetrieb starten und stoppen Sie den Zentrifugationslauf wie im Abschnitt Dauerbetrieb etwas weiter unten beschrieben von Hand mit den Schaltflächen **Start**  bzw. **Stop** .
- Betrieb mit voreingestellter Dauer: Hierbei handelt es sich um einen halbautomatischen Betriebsmodus auf der Grundlage von Zeitschaltungen. Als erstes stellen Sie eine Laufzeit ein (siehe „4. 2. 2. Laufzeit einstellen“ auf Seite 4-3), dann tippen Sie auf **Start**  und warten so lange, bis die Laufzeit komplett verstrichen ist und die Zentrifuge dann automatisch stoppt.
- Programm-Modus: Dieser Betriebsmodus ist vollautomatisch. Als erstes erstellen und speichern Sie ein Automatikprogramm gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Programm erstellen und speichern“ auf Seite 4-6, dann starten Sie es, indem Sie auf die jeweilige Programmwahltaste  tippen.



WARNUNG

Gesundheitsschäden durch das Zentrifugieren von explosiven oder brennbaren Materialien oder Substanzen. Zentrifugieren Sie keine explosiven oder brennbaren Materialien oder Substanzen.

Betrieb im Dauerbetriebs-Modus

Wenn Sie die Zentrifuge im Dauerbetriebsmodus mit manueller Abschaltung betreiben möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die erforderlichen Parameter ein, wie beschrieben im Abschnitt „4. 2. Die wichtigsten Zentrifugationsparameter einstellen“ auf Seite 4-2.

HINWEIS Hierzu muss zumindest eine Drehzahl eingestellt werden (siehe „4. 2. 1. Drehzahl / RZB-Wert einstellen“ auf Seite 4-2).

2. Tippen Sie auf dem Bedienfeld auf **Start** .

Die Zentrifuge startet den Hochfahrvorgang bis auf die voreingestellte Drehzahl. Das LCD-Display zeigt die während des Hochfahrens ansteigenden Drehzahlwerte und dann schließlich die voreingestellte Drehzahl an, sobald diese erreicht ist.

Sobald die Zentrifuge die voreingestellte Drehzahl erreicht hat, beginnt der Zähler, die verstrichene Zeit anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Stopp** , wenn Sie den Zentrifugationslauf beenden möchten.

HINWEIS Sie können den Deckel nicht öffnen, solange sich die Zentrifuge dreht.

Betrieb mit voreingestellter Dauer

Wenn Sie die Zentrifuge mit voreingestellter Dauer betreiben möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die erforderlichen Parameter ein, wie beschrieben im Abschnitt „4. 2. Die wichtigsten Zentrifugationsparameter einstellen“ auf Seite 4-2.

HINWEIS Hierzu müssen zumindest eine Drehzahl (siehe „4. 2. 1. Drehzahl / RZB-Wert einstellen“ auf Seite 4-2) und eine Laufzeit (siehe „4. 2. 2. Laufzeit einstellen“ auf Seite 4-3) eingestellt werden.
2. Tippen Sie auf dem Bedienfeld auf **Start** .

Daraufhin läuft die Zentrifuge an und auf dem LCD-Display werden die Drehzahlwerte dem Lauffortschritt entsprechend angezeigt.

Der Timer beginnt mit dem Zählen der verbleibenden Zeit, wenn die Starttaste gedrückt wird.
3. Wenn die Restlaufzeit verstrichen ist, stoppt die Zentrifuge automatisch.

HINWEIS Sie können den Deckel nicht öffnen, solange sich die Zentrifuge dreht.

Betrieb im Programm-Modus

Zum Starten eines zuvor gespeicherten Programms gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf eine der Programmwahltasten , um ein Programm auszuwählen.

HINWEIS Es müssen keinerlei Parameter eingestellt werden. Alle Einstellungen sind bereits im Programm enthalten.
2. Tippen Sie auf **Start** , um den Zentrifugationslauf mit den ausgewählten Programmparametern zu starten.

Die Zentrifuge startet den Hochfahrvorgang bis auf die voreingestellte Drehzahl.

Das LCD-Display zeigt die während des Hochfahrens ansteigenden Drehzahlwerte und dann schließlich die voreingestellte Drehzahl an, sobald diese erreicht ist.

Sobald die Zentrifuge die voreingestellte Drehzahl erreicht hat, beginnt der Zähler, die Restlaufzeit anzuzeigen.
3. Wenn die Restlaufzeit verstrichen ist, stoppt die Zentrifuge automatisch.

HINWEIS Sie können den Deckel nicht öffnen, solange sich die Zentrifuge dreht.

Behandlung von Fehlermeldungen

Bei dem Versuch, die Zentrifuge zu starten, können Fehlermeldungen auftreten. Häufige Ursachen sind u. a.:

- Soll Drehzahl ist höher als die zulässige Drehzahl des Rotors
- Beladungsunwucht
- Unbekannter Rotor bei der Rotorerkennung

Eine detaillierte Aufstellung aller Störungsmeldungen und der jeweiligen Störungsbehandlung befindet sich im Abschnitt „Fehlerbehebung“ auf Seite 6-2.

4. 5. Aktiven Zentrifugationslauf stoppen

Durch Antippen der Schaltfläche **Stopp**  auf dem Bedienfeld können Sie die Zentrifuge jederzeit stoppen.

Um einen gerade aktiven Zentrifugationslauf zu stoppen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf der Bedienkonsole auf **Stopp** .
2. Warten Sie, bis die Drehzahl auf Null gesunken ist.

Am LCD-Display erscheint die Meldung ENDE.

Sie können jetzt den Deckel öffnen und das Zentrifugiergut entnehmen. Siehe „Vorgehensweise Rotor ein- und ausbauen“ auf Seite 2-5.

4. 6. Systemmenü

Zum Systemmenü gelangen Sie, wenn Sie beim Einschalten der Zentrifuge eine beliebige Schaltfläche antippen und gedrückt halten.

Mit den Schaltflächen + und - unterhalb der Drehzahlanzeige können Sie durch das Systemmenü navigieren.

Mit den Schaltflächen + und - unterhalb der Becheranzeige können Sie innerhalb der einzelnen Menüpunkte navigieren.

Im Systemmenü können Sie die Konfiguration der Zentrifuge ändern. Verfügbare Einstellungen:

1. Sprache – folgende Sprachvarianten werden unterstützt: englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch, russisch.
2. Ende Pieper? – Wählen Sie **JA**, wenn nach dem Zentrifugationslauf ein akustisches Signal zu hören sein soll. Andernfalls wählen Sie **NEIN**.
3. Tastendruck Pieper? – Wählen Sie **JA**, wenn beim Antippen jeder beliebigen Schaltfläche ein Piepton zu hören sein soll. Andernfalls wählen Sie **NEIN**.
4. Energiesparmodus? – Wählen Sie **JA**, wenn die Zentrifuge im Anschluss an den Zentrifugationslauf in den Energiesparmodus wechseln soll. Andernfalls wählen Sie **NEIN**.
5. Deckelautomatik – Wählen Sie **JA**, wenn der Deckel im Anschluss an einen Zentrifugationslauf automatisch geöffnet werden soll. Andernfalls wählen Sie **NEIN**.
6. Software-Version: – hier wird die aktuelle Software-Version angezeigt.
7. Zykluszähler – hier wird die bislang absolvierte Anzahl an Betriebszyklen angezeigt.

5. Wartung und Pflege

5.1. Reinigungsintervalle

Zum Schutz von Personen, Umwelt und Material sind Sie verpflichtet, die Zentrifuge und das Zubehör regelmäßig zu reinigen und falls notwendig zu desinfizieren.

5.2. Grundlagen

- Verwenden Sie warmes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel, das für die Materialien geeignet ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller des Reinigungsmittels.
- Zum Reinigen immer ein weiches Tuch verwenden.
- Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel wie Seifenlauge, Phosphorsäure, Bleichlauge oder Scheuerpulver.
- Entfernen Sie den Rotor und reinigen Sie die Zentrifugationskammer mit einer kleinen Menge auf einem sauberen Tuch aufgetragenem Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie eine weiche Bürste ohne Metallborsten, um hartnäckige Rückstände zu entfernen.
- Spülen Sie mit etwas destilliertem Wasser nach und entfernen Sie Rückstände mit saugfähigen Tüchern.
- Nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert von 6-8 verwenden.



VORSICHT

Nicht zugelassene Verfahren oder Mittel können die Materialien der Zentrifuge angreifen und zu Fehlfunktionen führen. Verwenden Sie keine anderen Reinigungs- oder Dekontaminationsverfahren als die hier beschriebenen, wenn Sie nicht sicher sind, dass diese für die Materialien geeignet sind. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die die Materialien nicht beschädigen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller des Reinigungsmittels. Wenn weitere Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an Thermo Fisher Scientific.

5.2.1. Rotor und Zubehör prüfen

Nachdem Rotoren gründlich gereinigt worden sind, müssen sie auf Schäden, Abnutzung und Korrosion geprüft werden.

Die maximale Zyklusanzahl ist auf manchen Rotoren und Bechern angegeben und für jeden Rotortyp im Abschnitt Technische Spezifikationen dieser Anweisung aufgeführt („Rotordaten“ auf Seite B-1).

HINWEIS Eine Verwendung jenseits dieser Begrenzung kann zu Rotorversagen, Probenverlust und Beschädigung der Zentrifuge führen.



VORSICHT

Verwenden Sie keinen Rotor oder Zubehör mit Anzeichen von Beschädigung. Vergewissern Sie sich, dass Rotor, Becher und Zubehör die erwartete maximale Zyklusanzahl nicht überschritten haben. Es wird empfohlen, Rotoren und Zubehör im Rahmen einer jährlichen Routinewartung prüfen zu lassen, um Sicherheit zu gewährleisten.

Metallteile

Vergewissern Sie sich, dass die Schutzbeschichtung vollständig ist. Sie kann durch Abnutzung und chemisch angegriffen werden, was zu nicht sichtbarer Korrosion führen kann. Bei Anzeichen für Korrosion, wie Rost oder weißem / metallischem Lochfraß, nehmen Sie Rotor und Zubehör sofort außer Betrieb. Insbesondere sind der Becherboden bei Ausschwingrotoren und die Gefäßbohrungen bei Festwinkelrotoren zu prüfen.

Beschichtete Ausschwingrotoren

Die Rotorkreuze verfügen über eine korrosionsbeständige Gleitbeschichtung.

Für Rotorkreuze und Schwenkbolzen gelten folgende Regelung

- Die Kontaktfläche zwischen dem Rotor und den Bechern (Rotorkreuzdrehzapfen und Bechernut) sollte regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden (alle 300-500 Zyklen).
- Das Rotorkreuz ist mit einer speziellen Schmier- und Schutzschicht beschichtet, sodass auf Schmierfett völlig verzichtet werden kann.

- Schmutzpartikel (Verunreinigungen, Staub oder Rückstände) im Rotorkreuz oder in den Bechernuten können zu Unwucht führen und sollten daher entfernt werden.
- Nach längerer Betriebsdauer oder bei schwerer Beladung kann die Schmierschicht allmählich verschleiben. Wenn dies der Fall ist, sollten die Rotorkreuz-Drehzapfen mit etwas Bolzenfett (75003786) geschmiert werden.

Kunststoffteile

Prüfen Sie diese Teile auf Anzeichen von Rissen, Ausbleichen, Schrammen und Sprüngen im Kunststoff. Bei Anzeichen eines Schadens nehmen Sie das untersuchte Teil sofort außer Betrieb.

O-Ringe

Prüfen Sie, ob die O-Ringe weiterhin glatt und weder gerissen noch anderweitig beschädigt sind. Einige O-Ringe sind nicht autoklavierbar.

Brüchige oder beschädigte O-Ringe sofort austauschen. Weitere Informationen zu Ersatz-O-Ringen im Abschnitt „Rotordaten“ auf Seite B-1 .

5. 2. 2. Rotor- und Becherzyklen

Die Zyklen für die Rotoren und Becher müssen vom Benutzer selber mit seiner eigenen Methode protokolliert werden. Die Zentrifuge kann einen Wechsel oder den Austausch von Rotoren oder Bechern gleichen Typs nicht erkennen.

Die Lebensdauer von Rotoren und Bechern hängt von ihrer physikalischen Beanspruchung ab. Keine Rotoren und Becher verwenden, deren maximale Zyklusanzahl bereits überschritten ist.

Hinweise zur maximalen Zyklusanzahl von Rotoren und Bechern befinden sich im Kapitel „Rotordaten“ auf Seite B-1. Auch auf den Bechern selber ist die maximale Zyklusanzahl angegeben.

Bei Fiberlite-Rotoren ist die Zyklusanzahl nicht beschränkt. Allerdings beträgt die Lebensdauer 15 Jahre.

Zentrifugen mit grafischer Benutzerschnittstelle

Die Zyklen für den jeweiligen Rotor- oder Bechertyp werden von der Zentrifuge erfasst. Die Zyklen für die Rotoren und Becher müssen vom Benutzer selber mit seiner eigenen Methode protokolliert werden. Die Zentrifuge kann einen Wechsel oder den Austausch von Rotoren oder Bechern gleichen Typs nicht erkennen.

Sie können die Zyklenzahl des Rotortyps auf der Bedienoberfläche der Zentrifuge prüfen. Im Rotorprotokoll werden die Informationen zu den verwendeten Rotor- und Bechertypen gespeichert. Ausführliche Informationen hierzu im Abschnitt „Rotorprotokoll“ auf Seite 3-50 oder als Kurzinformation im Abschnitt „Status“ auf Seite 3-15 .

Zentrifugen mit LCD-Bedienfeld

Die Zyklen für den jeweiligen Rotor- oder Bechertyp werden von der Zentrifuge nicht erfasst. Die Zyklen für die Rotoren und Becher müssen vom Benutzer selber mit seiner eigenen Methode protokolliert werden.

5. 3. Reinigung

Vorgehensweise beim Reinigen:

1. Reinigen Sie Rotor, Becher und Zubehör außerhalb der Zentrifugenkammer.
2. Trennen Sie Rotor, Becher, Deckel, Adapter, Röhrchen und O-Ringe voneinander, um gründlich reinigen zu können.
3. Spülen Sie den Rotor und das Zubehör mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel, das für die Materialien geeignet ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller des Reinigungsmittels. Bei Ausschwingrotoren muss das Schmiermittel von den Drehzapfen (Drehpunkten) entfernt werden.
4. Verwenden Sie eine weiche Bürste ohne Metallborsten, um hartnäckige Rückstände zu entfernen.
5. Spülen Sie Rotor und Zubehör mit destilliertem Wasser.
6. Legen Sie den Rotor mit den Bohrungen nach unten zeigend auf ein Plastikgitter, um ein komplettes Abfließen und Trocknen zu ermöglichen.
7. Trocknen Sie alle Rotoren und die Zubehörteile nach der Reinigung mit einem Tuch oder in einem Warmluftschrank bei maximal 50 °C. Achten Sie bei Einsatz von Trockenschränken darauf, dass die Temperatur 50 °C niemals überschreitet. Höhere Temperaturen könnten den Werkstoff beschädigen und die Lebensdauer der Teile verkürzen.
8. Prüfen Sie Rotor und Zubehör auf Anzeichen von Schäden („Rotor und Zubehör prüfen“ auf Seite 5-1).

- Die Aluminiumteile (einschließlich Bohrungen) nach dem Reinigen mit einem weichen Tuch überall mit Korrosionsschutzöl (70009824) einreiben.

Fetten Sie bei Ausschwingrotoren die Bolzen ggf. mit Bolzenfett (75003786) ein.

**VORSICHT**

Bevor ein Reinigungsverfahren angewendet wird, sollte sich der Anwender beim Hersteller des Reinigungsmittels vergewissern, dass das vorgesehene Verfahren die Materialien nicht schädigt.

**VORSICHT**

Antrieb und Deckelschloss können durch eindringende Flüssigkeiten beschädigt werden. Lassen Sie keine Flüssigkeiten, insbesondere organische Lösungen, an die Antriebswelle, Kugellager oder Deckelschloss gelangen. Organische Lösungsmittel zersetzen das Fett der Motorlagerung. Die Antriebswelle kann blockieren.


Bedienfeld

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem trockenen Mikrofasertuch.
- Falls nötig, befeuchten Sie das Mikrofasertuch und reinigen Sie das Bedienfeld erneut.

Lüftungsgitter

Um das Lüftungsgitter zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Lösen Sie die 2 Schrauben des Gitters ① auf der rechten Seite der Zentrifuge.
- Nehmen Sie das Lüftungsgitter ② ab, indem Sie es nach unten schieben.
- Saugen Sie das Lüftungsgitter und ggf. auch den Verflüssiger mit dem Staubsauger ab. Verwenden Sie zur Beseitigung von kleineren Schmutzflächen ggf. eine weiche Bürste.
- Bauen Sie das Gitter wieder ein.



① Schrauben

② Lüftungsgitter

Abbildung 5-1: Lüftungsgitter ausbauen

**VORSICHT**

Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Metallkanten. Berühren Sie den Verflüssiger nicht mit Ihren Händen, wenn das Gitter entfernt ist.

5. 4. Desinfizieren

Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass der Ihren Anforderungen entsprechende Dekontaminationsgrad erreicht wird.

Nach der Desinfektion:

1. Spülen Sie die Zentrifuge und das gesamte betroffene Zubehör mit Wasser.
2. Lassen Sie alles komplett ablaufen und trocknen.
3. Schmieren Sie die Aluminiumteile (einschließlich Bohrungen) nach dem Desinfizieren überall mit Korrosionsschutzöl (70009824) ein.
Fetten Sie bei Ausschwingrotoren die Bolzen ggf. mit Bolzenfett (75003786) ein.



WARNUNG

Berühren Sie keine infizierten Teile. Gefährliche Infektion ist durch Berühren von kontaminierten Rotor- und Zentrifugenteilen möglich. Infektiöses Material kann durch Gefäßbruch oder Verschütten in die Zentrifuge gelangen. Stellen Sie im Kontaminationsfall sicher, dass niemand gefährdet ist. Desinfizieren Sie betroffene Teile sofort.



VORSICHT

Materialien können durch ungeeignete Desinfektionsmethoden oder -mittel beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass Desinfektionsmethode oder -mittel die Materialien nicht schädigt. Im Zweifel wenden Sie sich an den Hersteller des Desinfektionsmittels. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anwendungshinweise der verwendeten Desinfektionsmittel.

5. 5. Dekontaminieren

Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass der Ihren Anforderungen entsprechende Dekontaminationsgrad erreicht wird.

Nach der Dekontamination:

1. Spülen Sie die Zentrifuge und das gesamte betroffene Zubehör mit Wasser.
2. Lassen Sie alles komplett ablaufen und trocknen.
3. Schmieren Sie die Aluminiumteile (einschließlich Bohrungen) nach dem Dekontaminieren überall mit Korrosionsschutzöl (70009824) ein.
Fetten Sie bei Ausschwingrotoren die Bolzen ggf. mit Bolzenfett (75003786) ein.



WARNUNG

Berühren Sie keine kontaminierten Teile. Gefährliche Verstrahlung ist durch Berühren von kontaminierten Rotor- und Zentrifugenteilen möglich. Kontaminiertes Material kann durch Gefäßbruch oder Verschütten in die Zentrifuge gelangen. Stellen Sie im Kontaminationsfall sicher, dass niemand gefährdet ist. Dekontaminieren Sie die betroffenen Teile sofort.



VORSICHT

Materialien können durch ungeeignete Dekontaminationsmethoden oder -mittel beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass Dekontaminationsmethode oder -mittel die Materialien nicht schädigt. Im Zweifel wenden Sie sich an den Hersteller des Dekontaminationsmittels. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anwendungshinweise der verwendeten Dekontaminationsmittel.

5. 6. Autoklavierung

Zur Vorbereitung trennen Sie immer Rotor, Becher, Deckel, Röhrchen und Dichtringe voneinander, um gründlich reinigen zu können. Entfernen Sie ggf. die Deckel von den Rotoren, Bechern und Röhrchen.

Wenn nicht anderweitig auf dem Teil selbst genannt, können alle Teile 20 Minuten lang bei 121 °C autoklaviert werden. Die einzige Ausnahme ist der Rotor Microliter 48 x 2 mit 138 °C für 20 Min. Weitere Informationen zu Rotoren finden Sie im Abschnitt „Rotordaten“ auf Seite B-1.

Stellen Sie sicher, dass die notwendige Sterilität entsprechend ihren eigenen Anforderungen erreicht ist.

Schmieren Sie die Aluminiumteile (einschließlich Bohrungen) nach dem Autoklavieren überall mit Korrosionsschutzöl (70009824) ein.

Fetten Sie bei Ausschwingrotoren die Bolzen ggf. mit Bolzenfett (75003786) ein.



VORSICHT

Überschreiten Sie niemals die zulässigen Werte bezüglich Autoklaviertemperatur und -dauer.

HINWEIS

Chemische Zusätze im Dampf sind nicht zulässig.

5. 7. Wartung und Instandhaltung

Lebensdauer

Die vorgesehene Lebensdauer der Zentrifuge beträgt 10 Jahre. Mit Erreichen dieser Lebensdauer sollte die Zentrifuge ausgemustert werden.

Die Lebensdauer ihres Rotors und ihrer Becher richtet sich nach der Anzahl an Betriebszyklen. Sie ist für jeden Rotor im Kapitel „Rotordaten“ auf Seite B-1 angegeben. Bei Fiberlite-Rotoren ist die Lebensdauer auf 15 Jahre beschränkt. Andere Zubehörteile sind keiner besonderen Lebensdauerbeschränkung unterworfen und müssen lediglich ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt oder verschlissen sind.

Vorbeugende Wartung

Damit dieses Produkt die vorgesehene Anwendung in einem zuverlässigen und sicheren Zustand ausführen kann, ist regelmäßige präventive Wartung nach folgendem empfohlenem Plan notwendig:

- Die Gummipuffer sowie die Motoraufhängung und die Motorabdeckung (im Lieferumfang des „Vorbeugenden Wartungssatzes (PM)“ mit der Artikelnr. 50160419 für gekühlte Geräte bzw. 50161150 für luftgekühlte Geräte enthalten) sollten alle drei Jahre ausgetauscht werden.
- Bei luftgekühlten Zentrifugen sollten die Partikelablenkdichtungen (Artikelnr. 50159823) einmal jährlich kontrolliert werden. Sie müssen ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt sind oder zu viel Spiel haben, spätestens aber nach 5 Jahren.
- Die Gasfeder des Zentrifugendeckels (GP4 Pro: Artikelnr. 50154683 für gekühlt Geräte bzw. 50159920 für luftgekühlte Geräte; GP1 Pro: Artikelnr. 50154682) sollte einmal jährlich kontrolliert werden und ausgetauscht, wenn der Federdruck nachlässt.
- Die Gummipuffer (20038955) und die Motorabdeckung (20058551) müssen alle 3 Jahre ausgetauscht werden.
- Beachten Sie für Rotoren und Becher die Informationen in „Rotor und Zubehör prüfen“ auf Seite 5-1.



VORSICHT

Eine Verwendung über diese Begrenzung hinaus kann sich auf die Sicherheit des gesamten Systems auswirken.

HINWEIS

Im schlimmsten Fall können die Zentrifuge, das verwendete Zubehör und die Proben beschädigt werden.

HINWEIS

Wartungs- und Instandhaltung dürfen ausschließlich von autorisierten Servicetechnikern von Thermo Fisher Scientific durchgeführt werden.

Service

Thermo Fisher Scientific empfiehlt, die Zentrifuge und das Zubehör einmal pro Jahr von einem autorisierten Servicetechniker warten zu lassen. Der Servicetechniker prüft folgendes:

- elektrische Anlage und Anschlüsse
- Eignung des Aufstellungsortes
- Deckelschloss und Sicherheitssystem der Zentrifuge
- Rotor
- Rotorbefestigung und Antriebswelle
- Gummidichtung
- Schutzgehäuse
- Gummipuffer

Vor dem Service sollten Zentrifuge und Rotoren gründlich gereinigt und dekontaminiert worden sein, um eine vollständige und sichere Inspektion sicherzustellen.

Für diese Leistungen bietet Thermo Fisher Scientific Inspektions- und Serviceverträge an. Eventuell erforderliche Reparaturen werden im Rahmen der Garantiebedingungen kostenlos und außerhalb der Garantie kostenpflichtig abgewickelt. Dies gilt nur, wenn ausschließlich Thermo Fisher Scientific Servicetechniker Eingriffe an der Zentrifuge vorgenommen haben.

Es wird empfohlen, die Zentrifuge einer Validierung zu unterziehen, die über den Kundendienst beauftragt werden kann.

5. 8. Versenden

Beachten Sie folgendes bevor Sie die Zentrifuge versenden:

- Die Zentrifuge muss gereinigt und dekontaminiert sein.
- Die Dekontamination muss mit einem Dekontaminationszertifikat bestätigt werden.



WARNUNG

Vor dem Versenden der Zentrifuge und ihres Zubehörs müssen Sie das gesamte System reinigen und wenn notwendig desinfizieren oder dekontaminieren. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.

5. 9. Lagern

- Vor dem Einlagern sind Zentrifuge und Zubehör zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren oder zu dekontaminieren.

Zentrifuge, Rotoren, Becher und Zubehör müssen gründlich getrocknet sein bevor sie gelagert werden.

- Lagern Sie die Zentrifuge an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort.
- Lagern Sie die Zentrifuge nicht in direktem Sonnenlicht.



WARNUNG

Vor dem Lagern der Zentrifuge und ihres Zubehörs, müssen Sie das gesamte System reinigen und wenn notwendig desinfizieren oder dekontaminieren. Im Zweifel kontaktieren Sie den Thermo Fisher Scientific Kundendienst.

5. 10. Entsorgung

Für die Entsorgung der Zentrifuge sind die Bestimmungen ihres Landes zu beachten. Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst, um die Zentrifuge zu entsorgen. Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung oder im Internet unter www.thermofisher.com/centrifuge

Für die Länder der Europäischen Union ist die Entsorgung durch die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 2012/19/EC geregelt.

Die Informationen zu Transport und Versand beachten („Versenden“ auf Seite 5-6 und „Transportieren“ auf Seite 1-2).



WARNUNG

Wenn Sie die Zentrifuge und ihr Zubehör außer Betrieb setzen, um sie zu entsorgen, müssen Sie das gesamte System reinigen und wenn notwendig desinfizieren oder dekontaminieren. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.

6. Fehlerbehandlung

6.1. Notentriegelung des Zentrifugendeckels


Bei einem Stromausfall können Sie den Zentrifugendeckel nicht mit der normalen elektrischen Deckelentriegelung öffnen. Damit Sie die Proben im Notfall entnehmen können, verfügt die Zentrifuge über eine mechanische Deckelentriegelung. Diese dürfen Sie jedoch nur im Notfall benutzen, **nachdem der Rotor zum Stillstand gekommen ist**.

Warten Sie immer bis der Rotor ungebremst zum Stillstand gekommen ist. Ohne Stromzufuhr ist die Bremse außer Betrieb. Der Bremsvorgang dauert viel länger als gewöhnlich.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. **Warten Sie bis der Rotor stillsteht.** Dies kann länger als 40 Minuten dauern.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. An der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Kunststoff-Stopfen. Mit einem Schraubendreher können sie aus der Rückwand herausgelöst werden. Durch Ziehen an der daran befindlichen Reißleine wird die mechanische Deckelschlossentriegelung betätigt. Der Deckel öffnet sich, und Sie können die Proben entnehmen.

Gekühlte Tischzentrifuge




Luftgekühlte Tischzentrifuge



① Mit den Reißleinen verbundene Kunststoff-Stopfen

Standzentrifuge



① Mit den Reißleinen verbundene Kunststoff-Stopfen

Abbildung 6-1: Notentriegelung des Deckels auf der Rückseite

HINWEIS Um beide Verriegelungsvorrichtungen zu entriegeln, muss an beiden Reißleinen gezogen werden.

4. Abschließend sind die Reißleinen in das Gerät zurückzuschieben und die Öffnungen durch die Stopfen wieder zu schließen.
5. Schließen Sie die Zentrifuge nach Spannungswiederkehr wieder an..
6. Schalten Sie die Zentrifuge ein.
7. Drücken Sie zum Reaktivieren der Deckelverriegelungen auf **ÖFFNEN**.

⚠ WARNUNG Falls Sie nur an einer Reißleine ziehen oder nicht auf die Taste **ÖFFNEN** gedrückt haben, um die Verriegelungsvorrichtungen wieder zu reaktivieren, könnte der Deckel bei drehendem Rotor aufspringen.



WARNUNG

Schwere Verletzungen sind möglich, wenn Sie einen sich drehenden Rotor mit ihren Händen oder Werkzeugen berühren. Bei Stromausfall kann ein Rotor sich immer noch drehen. Öffnen Sie die Zentrifuge nicht bevor der Rotor stillsteht. Berühren Sie keinen sich drehenden Rotor. Bremsen Sie den Rotor nicht mit den Händen oder irgendwelchem Werkzeug.

6. 2. Eisbildung

Warme feuchte Luft in Verbindung mit einer kalten Zentrifugationskammer kann zur Bildung von Eis führen. Zum Enteisen der Zentrifugenkammer gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Deckel der Zentrifuge.
2. Rotor ausbauen. Siehe „Vorgehensweise Rotor ein- und ausbauen“ auf Seite 2-5.
3. Lassen Sie das Eis schmelzen.

HINWEIS Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, aggressive Flüssigkeiten oder Feuer, um den Schmelzvorgang zu beschleunigen. Falls nötig, verwenden Sie warmes Wasser, um den Schmelzvorgang zu beschleunigen.

4. Entfernen Sie das Wasser aus der Zentrifugationskammer.
5. Reinigen sie die Zentrifugationskammer. Siehe „Wartung und Pflege“ auf Seite 5-1.

6. 3. Fehlerbehebung

HINWEIS

Treten Störungen auf, die nicht in dieser Tabelle enthalten sind, müssen Sie den autorisierten Kundendienst benachrichtigen.

Fehlermeldung	Beschreibung	Fehlerbehandlung
Fehlercodes sind hier nicht aufgeführt	Die Zentrifuge ist nicht bedienbar. Der Lauf wird nicht gestartet oder die Zentrifuge läuft ungebremst aus.	Starten Sie die Zentrifuge neu. Erscheint die Fehlermeldung weiterhin, kontaktieren Sie einen Servicetechniker.
14	Übertemperatur erkannt.	Übertemperatur im Kessel. Prüfen Sie die Funktion der Kälteanlage. Reinigen Sie den Lufteinlass für Kondensator. Starten Sie die Zentrifuge neu. Erscheint die Fehlermeldung weiterhin, kontaktieren Sie einen Servicetechniker.
17–23	Rotorerkennung fehlgeschlagen.	Prüfen Sie, ob der Rotor mit der Zentrifuge kompatibel ist. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt „Rotorauswahl“ auf Seite A-13. Prüfen Sie, ob der Rotor ordnungsgemäß installiert ist. Weitere Informationen hierzu im Abschnitt „Vorgehensweise Rotor ein- und ausbauen“ auf Seite 2-5. Starten Sie die Zentrifuge neu. Erscheint die Fehlermeldung weiterhin, kontaktieren Sie einen Servicetechniker.

Fehlermeldung	Beschreibung	Fehlerbehandlung
33	Überdruck in der Kälteanlage.	Reinigen Sie den Lufteinlass für Kondensator. Starten Sie die Zentrifuge neu. Erscheint die Fehlermeldung weiterhin, kontaktieren Sie einen Servicetechniker.
40	Beschleunigung der Zentrifuge ist zu gering.	Ist der Rotor ordnungsgemäß installiert? Prüfen, ob der richtige Becher ausgewählt worden ist. Lässt sich der Rotor bei offenem Deckel leicht drehen? Schleift der Rotor am Gerät? Starten Sie die Zentrifuge neu. Erscheint die Fehlermeldung weiterhin, kontaktieren Sie einen Servicetechniker.
97	Notentriegelung des Zentrifugendeckels.	Schließen Sie den Zentrifugendeckel. Berühren Sie keinen sich drehenden Rotor. Bremsen Sie den Rotor nicht mit den Händen oder irgendwelchem Werkzeug. Starten Sie die Zentrifuge neu. Erscheint die Fehlermeldung weiterhin, kontaktieren Sie einen Servicetechniker.
98	Unwucht festgestellt.	Prüfen Sie die Beladung des Rotors. Prüfen Sie bei Einsatz eines Ausschwingrotors, ob die Schwenkbolzen des Rotorkörpers ausreichend gefettet sind. Starten Sie die Zentrifuge neu. Erscheint die Fehlermeldung weiterhin, kontaktieren Sie einen Servicetechniker.

Tabelle 6-1: Fehlermeldungen

6. 4. Informationen für den Kundendienst

Sollten Sie einmal den Kundendienst benötigen, geben Sie bitte die Best.-Nr. und die Fabr.-Nr. Ihres Gerätes an. Diese sind auf dem Typenschild zu finden.

Um sich die Versionsnummer der Software anzeigen zu lassen, gehen Sie bei Zentrifugen mit LCD-Bedienfeld wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Zentrifuge ein und halten Sie dabei eine Schaltfläche gedrückt.
Sie gelangen ins Systemmenü.
2. Auf **START** tippen.
3. Auf **ENTER** tippen und die Schaltfläche gedrückt halten, bis folgende Meldung am Display erscheint:
Software-Kennung: xxxxxxx

Um sich die Versionsnummer der Software anzeigen zu lassen, gehen Sie bei Zentrifugen mit grafischer Benutzerschnittstelle wie folgt vor:

Tippen Sie auf der Navigationsleiste auf **Dateien und Info**. Die Produktversion wird am Display angezeigt.

A. Technische Daten

A. 1. Baureihe Sorvall X Pro

Typ	Sorvall X1 Pro Sorvall X1 Pro-MD	Sorvall X1R Pro Sorvall X1R Pro-MD
Umgebungsbedingungen	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C
Umgebungsbedingungen während Lagerung und Transport	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	+2 °C bis +35 °C	+2 °C bis +35 °C
Durchschnittlicher Wärmeausstoß 100–240 V, 50 / 60 Hz 120 V, 60 Hz 220-230 V, 50 / 60 Hz 100 V, 50 / 60 Hz	0,65 kW/h - - -	- 1,0 kW/h 1,0 kW/h 1,0 kW/h
Überspannungskategorie	II	II
Verschmutzungsgrad	2	2
IP	20	20
Laufzeit	99 Std., 59 Min, 59 Sek. (in Sekundenschritten)	99 Std., 59 Min, 59 Sek. (in Sekundenschritten)
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min (rotorabhängig)	15 200 U/min (rotorabhängig)
Minimale Drehzahl n_{min}	300 U/min	300 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g (rotorabhängig)	25 830 x g (rotorabhängig)
Lautstärke bei maximaler Drehzahl ^{1,2}	< 73 dB (A)	< 68 dB (A)
Maximale kinetische Energie 100-240 V, 50 / 60 Hz 120 V, 60 Hz 220-230 V, 50 / 60 Hz 100 V, 50 / 60 Hz	41 kJ - - -	- 41 kJ 41 kJ 41 kJ
Temperatureinstellbereich	-	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen Höhe (Deckel geöffnet / Deckel geschlossen) Höhe Tischplatte Breite Tiefe (mit Netzanschluss)	855 mm / 364 mm 320 mm 445 mm 660 mm	855 mm / 364 mm 320 mm 625 mm 660 mm
Gewicht ³ 100 V-240 V, 50 / 60 Hz 120 V, 60 Hz 220-230 V, 50 / 60 Hz 100 V, 50 / 60 Hz	61 kg - - -	- 92 kg 94 kg 94 kg

¹ 1 m vor dem Gerät in 1,6 m Höhe.

² Messung mit Fiberlite F15-8 x 50cy bei 14 500 U/min, Kühlung auf -10 °C eingestellt (nur bei gekühlten Zentrifugen).

³ Ohne Rotor.

Typ	Sorvall X4 Pro Sorvall X4 Pro-MD	Sorvall X4R Pro Sorvall X4R Pro-MD
Umgebungsbedingungen	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C
Umgebungsbedingungen während Lagerung und Transport	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	+2 °C bis +35 °C	+2 °C bis +35 °C
Durchschnittlicher Wärmeausstoß 120 V, 60 Hz 220 V, 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz 100 V, 50 / 60 Hz	1,0 kW/h - 1,2 kW/h - 0,9 kW/h	1,1 kW/h 1,6 kW/h - 1,6 kW/h 1,0 kW/h
Überspannungskategorie	II	II
Verschmutzungsgrad	2	2
IP	20	20
Laufzeit	99 Std., 59 Min, 59 Sek. (in Sekundenschritten)	99 Std., 59 Min, 59 Sek. (in Sekundenschritten)
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min (rotorabhängig)	15 200 U/min (rotorabhängig)
Minimale Drehzahl n_{min}	300 U/min	300 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g (rotorabhängig)	25 830 x g (rotorabhängig)
Lautstärke bei maximaler Drehzahl ^{1,2}	< 68 dB (A)	< 63 dB (A)
Maximale kinetische Energie 120 V, 60 Hz 220 V, 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz 100 V, 50 / 60 Hz	51,7 kJ - 62,5 kJ - 51,7 kJ	51,7 kJ 62,5 kJ - 62,5 kJ 51,7 kJ
Temperatureinstellbereich	-	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen Höhe (Deckel geöffnet / Deckel geschlossen) Höhe Tischplatte Breite Tiefe (mit Netzanschluss)	861 mm / 362 mm 325 mm 566 mm 690 mm	860 mm / 361 mm 325 mm 746 mm 690 mm
Gewicht ³ 120 V, 60 Hz 220 V, 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz 100 V, 50 / 60 Hz	89 kg - 89 kg - 89 kg	117 kg 126 kg - 125 kg 120 kg

¹ 1 m vor dem Gerät in 1,6 m Höhe.

² Messung mit Fiberlite F15-8 x 50cy bei 14 500 U/min, Kühlung auf -10 °C eingestellt (nur bei gekühlten Zentrifugen).

³ Ohne Rotor.

Table A-2: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall X Pro

Typ	Sorvall X4F Pro	Sorvall X4RF Pro
	Sorvall X4F Pro-MD	Sorvall X4RF Pro-MD
Umgebungsbedingungen	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C
Umgebungsbedingungen während Lagerung und Transport	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	+2 °C bis +35 °C	+2 °C bis +35 °C
Durchschnittlicher Wärmeausstoß		
120 V, 60 Hz	1,0 kW/h	1,1 kW/h
220 V, 60 Hz	-	1,6 kW/h
208–240 V, 50 / 60 Hz	1,2 kW/h	-
220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz	-	1,6 kW/h
100 V, 50 / 60 Hz	0,9 kW/h	1,0 kW/h
Überspannungskategorie	II	II
Verschmutzungsgrad	2	2
IP	20	20
Laufzeit	99 Std., 59 Min, 59 Sek. (in Sekundenschritten)	99 Std., 59 Min, 59 Sek. (in Sekundenschritten)
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min (rotorabhängig)	15 200 U/min (rotorabhängig)
Minimale Drehzahl n_{min}	300 U/min	300 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g (rotorabhängig)	25 830 x g (rotorabhängig)
Lautstärke bei maximaler Drehzahl ^{1,2}	< 70 dB (A)	< 69 dB (A)
Maximale kinetische Energie		
120 V, 60 Hz	51,7 kJ	51,7 kJ
220 V, 60 Hz	-	62,5 kJ
208–240 V, 50 / 60 Hz	62,5 kJ	-
220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz	-	62,5 kJ
100 V, 50 / 60 Hz	51,7 kJ	51,7 kJ
Temperatureinstellbereich	-	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen		
Höhe (Deckel geöffnet / Deckel geschlossen)	1350 mm / 835 mm	1350 mm / 835 mm
Höhe Tischplatte	800 mm	800 mm
Breite	566 mm	566 mm
Tiefe (mit Netzanschluss)	690 mm	690 mm
Gewicht ³		
120 V, 60 Hz	152 kg	142 kg
220 V, 60 Hz	-	146 kg
208–240 V, 50 / 60 Hz	152 kg	-
220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz	-	145 kg
100 V, 50 / 60 Hz	152 kg	145 kg

¹ 1 m vor dem Gerät in 1,6 m Höhe.

² Messung mit Fiberlite F15-8 x 50cy bei 14 500 U/min, Kühlung auf -10 °C eingestellt (nur bei gekühlten Zentrifugen).

³ Ohne Rotor.

Table A-3: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall X Pro

A. 2. Baureihe Sorvall ST Plus

Typ	Sorvall ST1 Plus	Sorvall ST1R Plus
	Sorvall ST1 Plus-MD	Sorvall ST1R Plus-MD
Umgebungsbedingungen	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C
Umgebungsbedingungen während Lagerung und Transport	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	+2 °C bis +35 °C	+2 °C bis +35 °C
Durchschnittlicher Wärmeausstoß		
100 V-240 V, 50 / 60 Hz	0,65 kW/h	-
120 V, 60 Hz	-	1,0 kW/h
220 V-230 V, 50 / 60 Hz	-	1,0 kW/h
100 V, 50 / 60 Hz	-	1,0 kW/h
Überspannungskategorie	II	II
Verschmutzungsgrad	2	2
IP	20	20
Laufzeit	9 Std., 59 Min. (in Minutenschritten)	9 Std., 59 Min. (in Minutenschritten)
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min (rotorabhängig)	15 200 U/min (rotorabhängig)
Minimale Drehzahl n_{min}	300 U/min	300 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g (rotorabhängig)	25 830 x g (rotorabhängig)
Lautstärke bei maximaler Drehzahl ^{1,2}	< 73 dB (A)	< 68 dB (A)
Maximale kinetische Energie		
120 V, 60 Hz	-	41 kJ
100-240 V, 50 / 60 Hz	41 kJ	41 kJ
220-230 V, 50 / 60 Hz	-	41 kJ
100 V, 50 / 60 Hz	-	41 kJ
Temperatureinstellbereich	-	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen		
Höhe (Deckel geöffnet / Deckel geschlossen)	855 mm / 364 mm	855 mm / 364 mm
Höhe Tischplatte	320 mm	320 mm
Breite	445 mm	625 mm
Tiefe (mit Netzanschluss)	660 mm	660 mm
Gewicht ³		
100 V-240 V, 50 / 60 Hz	61 kg	-
120 V, 60 Hz	-	92 kg
220-230 V, 50 / 60 Hz	-	94 kg
100 V, 50 / 60 Hz	-	94 kg

¹ 1 m vor dem Gerät in 1,6 m Höhe.

² Messung mit Fiberlite F15-8 x 50cy bei 14 500 U/min, Kühlung auf -10 °C eingestellt (nur bei gekühlten Zentrifugen).

³ Ohne Rotor.

Table A-4: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall ST Plus

Typ	Sorvall ST4 Plus Sorvall ST4 Plus-MD	Sorvall ST4R Plus Sorvall ST4R Plus-MD
Umgebungsbedingungen	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C
Umgebungsbedingungen während Lagerung und Transport	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	+2 °C bis +35 °C	+2 °C bis +35 °C
Durchschnittlicher Wärmeausstoß		
120 V, 60 Hz	1,0 kW/h	1,1 kW/h
220 V, 60 Hz	-	1,6 kW/h
208–240 V, 50 / 60 Hz	1,2 kW/h	-
220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz	-	1,6 kW/h
100 V, 50 / 60 Hz	0,9 kW/h	1,0 kW/h
Überspannungskategorie	II	II
Verschmutzungsgrad	2	2
IP	20	20
Laufzeit	9 Std., 59 Min. (in Minutenschritten)	9 Std., 59 Min. (in Minutenschritten)
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min (rotorabhängig)	15 200 U/min (rotorabhängig)
Minimale Drehzahl n_{min}	300 U/min	300 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g (rotorabhängig)	25 830 x g (rotorabhängig)
Lautstärke bei maximaler Drehzahl ^{1,2}	< 68 dB (A)	< 63 dB (A)
Maximale kinetische Energie		
120 V, 60 Hz	51,7 kJ	51,7 kJ
220 V, 60 Hz	-	62,5 kJ
208–240 V, 50 / 60 Hz	62,5 kJ	-
220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz	-	62,5 kJ
100 V, 50 / 60 Hz	51,7 kJ	51,7 kJ
Temperatureinstellbereich	-	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen		
Höhe (Deckel geöffnet / Deckel geschlossen)	861 mm / 362 mm	860 mm / 361 mm
Höhe Tischplatte	325 mm	325 mm
Breite	566 mm	746 mm
Tiefe (mit Netzanschluss)	690 mm	690 mm
Gewicht ³		
120 V, 60 Hz	89 kg	117 kg
220 V, 60 Hz	-	125 kg
208–240 V, 50 / 60 Hz	89 kg	-
220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz	-	125 kg
100 V, 50 / 60 Hz	89 kg	120 kg

¹ 1 m vor dem Gerät in 1,6 m Höhe.

² Messung mit Fiberlite F15-8 x 50cy bei 14 500 U/min, Kühlung auf -10 °C eingestellt (nur bei gekühlten Zentrifugen).

³ Ohne Rotor.

Table A-5: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall ST Plus

Typ	Sorvall ST4F Plus Sorvall ST4F Plus-MD	Sorvall ST4RF Plus Sorvall ST4RF Plus-MD
Umgebungsbedingungen	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C	Verwendung nur in Innenräumen. Höhe bis zu 3 000 m über Normal Null. Max. relative Feuchte 80% bis 31 °C; linear abnehmend auf bis zu 50% relative Feuchte bei 40 °C
Umgebungsbedingungen während Lagerung und Transport	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%	Temperatur: -10 °C bis 55 °C Feuchtigkeit: 15% bis 85%
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	+2 °C bis +35 °C	+2 °C bis +35 °C
Durchschnittlicher Wärmeausstoß 120 V, 60 Hz 220 V, 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz 100 V, 50 / 60 Hz	1,0 kW/h - 1,2 kW/h - 0,9 kW/h	1,1 kW/h 1,6 kW/h - 1,6 kW/h 1,0 kW/h
Überspannungskategorie	II	II
Verschmutzungsgrad	2	2
IP	20	20
Laufzeit	9 Std., 59 Min. (in Minutenschritten)	9 Std., 59 Min. (in Minutenschritten)
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min (rotorabhängig)	15 200 U/min (rotorabhängig)
Minimale Drehzahl n_{min}	300 U/min	300 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g (rotorabhängig)	25 830 x g (rotorabhängig)
Lautstärke bei maximaler Drehzahl ^{1,2}	< 70 dB (A)	< 69 dB (A)
Maximale kinetische Energie 120 V, 60 Hz 220 V, 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz 100 V, 50 / 60 Hz	51,7 kJ - 62,5 kJ - 51,7 kJ	51,7 kJ 62,5 kJ - 62,5 kJ 51,7 kJ
Temperatureinstellbereich	-	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen Höhe (Deckel geöffnet / Deckel geschlossen) Höhe Tischplatte Breite Tiefe (mit Netzanschluss)	1350 mm / 835 mm 800 mm 566 mm 690 mm	1350 mm / 835 mm 800 mm 566 mm 690 mm
Gewicht ³ 120 V, 60 Hz 220 V, 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz 220-240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz 100 V, 50 / 60 Hz	152 kg - 152 kg - 152 kg	142 kg 146 kg - 145 kg 145 kg

¹ 1 m vor dem Gerät in 1,6 m Höhe.

² Messung mit Fiberlite F15-8 x 50cy bei 14 500 U/min, Kühlung auf -10 °C eingestellt (nur bei gekühlten Zentrifugen).

³ Ohne Rotor.

Table A-6: Technische Daten - Zentrifugen der Baureihe Sorvall ST Plus

A. 3. Normen und Richtlinien

Zentrifuge	Region	Richtlinie	Norm
Thermo Scientific Sorvall X1 Pro Sorvall X1R Pro Sorvall ST1 Plus Sorvall ST1R Plus Sorvall X4 Pro Sorvall X4R Pro Sorvall ST4 Plus	Europa <u>Gekühlt</u> 220–240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz <u>Luftgekühlt</u> 220–230 Hz, 50 / 60 Hz <u>Luftgekühlt</u> 100–240 V, 50 / 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz	2006/42/EG Maschinen 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (Schutzziele) 2014/30/EG EMV-Richtlinie 2011/65/EG RoHS Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten	EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61010-2-011 EN 61326-1 Klasse B EN ISO 13485 EN ISO 14971 ISO 9001
Sorvall ST4R Plus Sorvall X4F Pro Sorvall X4RF Pro Sorvall ST4F Plus Sorvall ST4RF Plus	USA & Kanada <u>Gekühlt</u> 220–240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz <u>Gekühlt / Luftgekühlt</u> 100 V, 50 / 60 Hz 120 V, 60 Hz <u>Luftgekühlt</u> 100–240 V, 50 / 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz		ANSI/UL 61010-1, UL 61010-2-020, UL 61010-2-011 FCC Teil 15 EN ISO 14971 EN ISO 13485 ISO 9001
	Japan <u>Luftgekühlt</u> 100–240 V, 50 / 60 Hz Südkorea <u>Gekühlt</u> 220 V, 60 Hz China <u>Gekühlt</u> 220–240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz <u>Luftgekühlt</u> 100–240 V, 50 / 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz		IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-011 IEC 61326-1 Klasse B EN ISO 14971 EN ISO 13485 ISO 9001

Table A-7: Normen und Richtlinien für Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro / Sorvall ST Plus

HINWEIS Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät in kommerzieller Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß der Gebrauchsanweisung installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann zu schädlichen Störungen führen. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

Zentrifuge	Region	Richtlinie	Norm
Thermo Scientific Sorvall X1 Pro-MD	Europa <u>Gekühlt</u> 220–240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz	98/79/EU In-vitro-Diagnostika-Richtlinie	EN 61010-1 EN 61010-2-020
Sorvall X1R Pro-MD	<u>Luftgekühlt</u> 220-230 Hz, 50 / 60 Hz	2006/42/EG Maschinen	EN 61010-2-101 EN 61326-2-6
Sorvall ST1 Plus-MD	<u>Luftgekühlt</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz	2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (Schutzziele)	EN 61326-1 Klasse B EN ISO 13485
Sorvall ST1R Plus-MD	208–240 V, 50 / 60 Hz	2014/30/EG EMV-Richtlinie	EN ISO 14971 ISO 9001
Sorvall X4 Pro-MD		2011/65/EG RoHS Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten	
Sorvall ST4 Plus-MD	USA & Kanada <u>Gekühlt</u> 220–240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz	FDA-gelistet Produktcode JQC	ANSI/UL 61010-1 UL 61010-2-020
Sorvall ST4R Plus-MD	<u>Gekühlt / Luftgekühlt</u> 100 V, 50 / 60 Hz	Zentrifugen für klinische Anwendungen	UL 61010-2-101 FCC Teil 15
Sorvall X4F Pro-MD	120 V, 60 Hz	Geräteklasse 1	EN ISO 14971 EN ISO 13485 ISO 9001
Sorvall X4RF Pro-MD	<u>Luftgekühlt</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz		
Sorvall ST4F Plus-MD	Japan <u>Luftgekühlt</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz		IEC 61010-1 IEC 61010-2-020 IEC 61010-2-101 IEC 61326-2-6 IEC 61326-1 Klasse B
Sorvall ST4RF Plus-MD	Südkorea <u>Gekühlt</u> 220 V, 60 Hz		EN ISO 14971 EN ISO 13485 ISO 9001
	China <u>Gekühlt</u> 220–240 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz		
	<u>Luftgekühlt</u> 100-240 V, 50 / 60 Hz 208–240 V, 50 / 60 Hz		

Table A-8: Normen und Richtlinien für Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro-MD / Sorvall ST Plus-MD

HINWEIS Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät in kommerzieller Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß der Gebrauchsanweisung installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann zu schädlichen Störungen führen. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

A. 4. Kühlmittel

Artikelnr.	Zentrifuge	Kühlmittel	Anz.	Druck	GWP	CO ₂ e
75009760	Sorvall X1R Pro (220-230 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,28 kg	21 bar	1430	0,4 t
75009763	Sorvall X1R Pro (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,38 kg	21 bar	1430	0,54 t
75009880	Sorvall ST1R Plus (220-230 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,28 kg	21 bar	1430	0,4 t
75009883	Sorvall ST1R Plus (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,38 kg	21 bar	1430	0,54 t
75009260	Sorvall X1R Pro-MD (220-230 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,28 kg	21 bar	1430	0,4 t
75009261	Sorvall X1R Pro-MD (120 V, 60 Hz)	R-134a	0,38 kg	21 bar	1430	0,54 t
75009263	Sorvall X1R Pro-MD (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,38 kg	21 bar	1430	0,54 t
75009380	Sorvall ST1R Plus-MD (220-230 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,28 kg	21 bar	1430	0,4 t
75009381	Sorvall ST1R Plus-MD (120 V, 60 Hz)	R-134a	0,38 kg	21 bar	1430	0,54 t
75009383	Sorvall ST1R Plus-MD (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,38 kg	21 bar	1430	0,54 t
75009920	Sorvall X4R Pro (220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009921	Sorvall X4R Pro (120 V, 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009820	Sorvall X4R Pro (220 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009922	Sorvall X4R Pro (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,85 t
75009924	Sorvall ST4R Plus (220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009925	Sorvall ST4R Plus (120 V, 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009824	Sorvall ST4R Plus (220 V, 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009926	Sorvall ST4R Plus (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,85 t
75009520	Sorvall X4R Pro-MD (220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz)	R-134a	0,43 kg	31 bar	1430	0,61 t
75009521	Sorvall X4R Pro-MD (120 V, 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009620	Sorvall X4R Pro-MD (220 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009522	Sorvall X4R Pro-MD (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,85 t
75009524	Sorvall ST4R Plus-MD (220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz)	R-134a	0,43 kg	31 bar	1430	0,61 t
75009525	Sorvall ST4R Plus-MD (120 V, 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009624	Sorvall ST4R Plus-MD (220 V, 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,77 t
75009526	Sorvall ST4R Plus-MD (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,54 kg	21 bar	1430	0,85 t

Artikelnr.	Zentrifuge	Kühlmittel	Anz.	Druck	GWP	CO ₂ e
75009941	Sorvall X4RF Pro (220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009027	Sorvall X4RF Pro (220 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009940	Sorvall X4RF Pro (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,60 kg	21 bar	1430	0,85 t
75009959	Sorvall ST4RF Plus (220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009025	Sorvall ST4RF Plus (220 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009957	Sorvall ST4RF Plus (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,60 kg	21 bar	1430	0,85 t
75009541	Sorvall X4RF Pro-MD (220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009026	Sorvall X4RF Pro-MD (220 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009539	Sorvall X4RF Pro-MD (120 V, 60 Hz)	R-134a	0,60 kg	21 bar	1430	0,85 t
75009540	Sorvall X4RF Pro-MD (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,60 kg	21 bar	1430	0,85 t
75009985	Sorvall ST4RF Plus-MD (220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009024	Sorvall ST4RF Plus-MD (220 V, 60 Hz)	R-134a	0,45 kg	21 bar	1430	0,64 t
75009984	Sorvall ST4RF Plus-MD (120 V, 60 Hz)	R-134a	0,60 kg	21 bar	1430	0,85 t
75009983	Sorvall ST4RF Plus-MD (100 V, 50 / 60 Hz)	R-134a	0,60 kg	21 bar	1430	0,85 t

Enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch abgedichteten System.

Table A-9: Kühlmittel für Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro / Sorvall ST Plus

A. 5. Anschlussdaten

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der elektrischen Anschlussdaten der Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro / ST Plus. Diese Daten sind bei der Wahl der Netzanschlussdose zu beachten.

Artikelnr.	Zentrifuge	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Gebäude-seitige Absicherung (AT)	Sicherung im Gerät (AT)
75009720	Sorvall X1 Pro	100-240	50 / 60	8,5	850	15	15 USA 16 Europa
75009760	Sorvall X1R Pro	220-230	50 / 60	6,5	1350	15	16
75009763	Sorvall X1R Pro	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009740	Sorvall ST1 Plus	100-240	50 / 60	8,5	850	15	15 USA 16 Europa
75009880	Sorvall ST1R Plus	220-230	50 / 60	6,5	1350	15	16
75009883	Sorvall ST1R Plus	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009220	Sorvall X1 Pro-MD	100-240	50 / 60	8,5	850	15	15 USA 16 Europa
75009260	Sorvall X1R Pro-MD	220-230	50 / 60	6,5	1350	15	16
75009261	Sorvall X1R Pro-MD	120	60	11	1350	15	15
75009263	Sorvall X1R Pro-MD	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009240	Sorvall ST1 Plus-MD	100-240	50 / 60	8,5	850	15	15 USA 16 Europa
75009380	Sorvall ST1R Plus-MD	220-230	50 / 60	6,5	1350	15	16
75009381	Sorvall ST1R Plus-MD	120	60	11	1350	15	15
75009383	Sorvall ST1R Plus-MD	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009905	Sorvall X4 Pro	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009907	Sorvall X4 Pro	100	50 / 60	11	1100	15	15
75009920	Sorvall X4R Pro	220-240	50	8,5	1850	16	15
		230	60	8,5	1850	15	16
75009820	Sorvall X4R Pro	220	60	8,5	1850	15	16
75009922	Sorvall X4R Pro	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009909	Sorvall ST4 Plus	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009911	Sorvall ST4 Plus	100	50 / 60	11	1100	15	15
75009924	Sorvall ST4R Plus	220-240	50	8,5	1850	15	16
		230	60	8,5	1850		
75009824	Sorvall ST4R Plus	220	60	8,5	1850	15	16
75009926	Sorvall ST4R Plus	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009505	Sorvall X4 Pro-MD	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009506	Sorvall X4 Pro-MD	120	60	10,5	1300	15	15
75009507	Sorvall X4 Pro-MD	100	50 / 60	11	1100	15	15
75009520	Sorvall X4R Pro-MD	220-240	50	8,5	1850	15	16
		230	60	8,5	1850		
75009620	Sorvall X4R Pro-MD	220	60	8,5	1850	15	16
75009521	Sorvall X4R Pro-MD	120	60	12	1400	15	15
75009522	Sorvall X4R Pro-MD	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009509	Sorvall ST4 Plus-MD	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16

Artikelnr.	Zentrifuge	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Nennstrom (A)	Leistungs- aufnahme (W)	Gebäude- seitige Ab- sicherung (AT)	Sicherung im Gerät (AT)
75009510	Sorvall ST4 Plus-MD	120	60	10,5	1300	15	15
75009511	Sorvall ST4 Plus-MD	100	50 / 60	11	1100	15	15
75009524	Sorvall ST4R Plus-MD	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009624	Sorvall ST4R Plus-MD	220	60	8,5	1850	15	16
75009525	Sorvall ST4R Plus-MD	120	60	12	1400	15	15
75009526	Sorvall ST4R Plus-MD	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009932	Sorvall X4F Pro	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009934	Sorvall X4F Pro	100	50 / 60	11	1100	15	15
75009941	Sorvall X4RF Pro	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009027	Sorvall X4RF Pro	220	60	8,5	1850	15	16
75009940	Sorvall X4RF Pro	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009956	Sorvall ST4F Plus	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009954	Sorvall ST4F Plus	100	50 / 60	11	1100	15	15
75009959	Sorvall ST4RF Plus	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009025	Sorvall ST4RF Plus	220	60	8,5	1850	15	16
75009957	Sorvall ST4RF Plus	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009532	Sorvall X4F Pro-MD	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009533	Sorvall X4F Pro-MD	120	60	10,5	1300	15	15
75009534	Sorvall X4F Pro-MD	100	50 / 60	11	1100	15	15
75009541	Sorvall X4RF Pro-MD	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009026	Sorvall X4RF Pro-MD	220	60	12	1400	15	15
75009539	Sorvall X4RF Pro-MD	120	60	12	1400	15	15
75009540	Sorvall X4RF Pro-MD	100	50 / 60	13	1250	15	15
75009982	Sorvall ST4F Plus-MD	208-240	50 / 60	7,5	1600	15	16
75009981	Sorvall ST4F Plus-MD	120	60	10,5	1300	15	15
75009980	Sorvall ST4F Plus-MD	100	50 / 60	11	1100	15	15
75009985	Sorvall ST4RF Plus-MD	220-240 230	50 60	8,5 8,5	1850 1850	15	16
75009024	Sorvall ST4RF Plus-MD	220	60	8,5	1850	15	16
75009984	Sorvall ST4RF Plus-MD	120	60	12	1400	15	15
75009983	Sorvall ST4RF Plus-MD	100	50 / 60	13	1250	15	15

Table A-10: Elektrische Anschlussdaten für Zentrifugen der Baureihen Sorvall X Pro / Sorvall ST Plus

A. 6. Rotorauswahl

Weitere Detailinformationen zu den Rotoren und Zubehörteilen finden Sie unter „Rotordaten“ auf Seite B-1.

A. 6. 1. Rotoren für Labor- und In-vitro-Diagnostik-Zentrifugen

Thermo Scientific - Rotorbezeichnung	Sorvall X1 Pro / X1R Pro / X1 Pro-MD / X1R Pro-MD	Sorvall ST1 Plus / ST1R Plus / ST1 Plus-MD / ST1R Plus-MD
TX-200 (75003658)	✓	✓
TX-400 (75003181)	✓	✓
TX-750 (75003180)	✗	✗
TX-1000 (75003017)	✗	✗
H-FLEX 1 (75003300)	✓	✓
H-FLEX HS4 (75003330)	✗	✗
HIGHPlate 6000 (75003606)	✗	✗
M-20 Microplate (75003624)	✓	✓
BIOShield 720 (75003183)	✓	✓
BIOShield 1000A (75003182)	✗	✗
CLINIConic (75003623)	✓	✓
8 x 50 ml Sealed (75003694)	✓	✓
HIGHConic II (75003620)	✓	✓
Microliter 30 x 2 (75003652)	✓	✓
Microliter 48 x 2 (75003602)	✓	✓
MicroClick 30 x 2 (75005719)	✓	✓
MicroClick 18 x 5 (75005765)	✓	✓
Fiberlite F13-14 x 50cy (75003661)	✓	✗
Fiberlite F14-6 x 250 LE (75003662)	✗	✗
Fiberlite F15-6 x 100y (75003698)	✓	✓
Fiberlite F15-8 x 50cy (75003663)	✓	✗
Fiberlite F21-48 x 2 (75003664)	✓	✓
Fiberlite H3-LV (75003665)	✗	✗
Fiberlite F10-6 x 100 LEX (75003340)	✓	✓

Thermo Scientific - Rotorbezeichnung	Sorvall X4 Pro / X4R Pro / X4 Pro-MD / X4R Pro-MD	Sorvall ST4 Plus / ST4R Plus / ST4 Plus-MD / ST4R Plus-MD
TX-200 (75003658)	✗	✗
TX-400 (75003181)	✗	✗
TX-750 (75003180)	✓	✓
TX-1000 (75003017)	✓	✓
H-FLEX 1 (75003300)	✗	✗
H-FLEX HS4 (75003330)	✓	✓
HIGHPlate 6000 (75003606)	✓	✗
M-20 Microplate (75003624)	✓	✓
BIOShield 720 (75003183)	✗	✗
BIOShield 1000A (75003182)	✓	✓
CLINIConic (75003623)	✗	✗
8 x 50 ml Sealed (75003694)	✗	✗
HIGHConic II (75003620)	✓	✓
Microliter 30 x 2 (75003652)	✓	✓
Microliter 48 x 2 (75003602)	✓	✓
MicroClick 30 x 2 (75005719)	✓	✓
MicroClick 18 x 5 (75005765)	✓	✓
Fiberlite F13-14 x 50cy (75003661)	✓	✗
Fiberlite F14-6 x 250 LE (75003662)	✓	✗
Fiberlite F15-6 x 100y (75003698)	✓	✓
Fiberlite F15-8 x 50cy (75003663)	✓	✗
Fiberlite F21-48 x 2 (75003664)	✓	✓
Fiberlite H3-LV (75003665)	✓	✗
Fiberlite F10-6 x 100 LEX (75003340)	✓	✓

Thermo Scientific - Rotorbezeichnung	Sorvall X4F Pro / X4RF Pro / X4F Pro-MD / X4RF Pro-MD	Sorvall ST4F Plus / ST4RF Plus / ST4F Plus-MD / ST4RF Plus-MD
TX-200 (75003658)	✗	✗
TX-400 (75003181)	✗	✗
TX-750 (75003180)	✓	✓
TX-1000 (75003017)	✓	✓
H-FLEX 1 (75003300)	✗	✗
H-FLEX HS4 (75003330)	✓	✓
HIGHPlate 6000 (75003606)	✓	✗
M-20 Microplate (75003624)	✓	✓
BIOShield 720 (75003183)	✗	✗
BIOShield 1000A (75003182)	✓	✓
CLINIConic (75003623)	✗	✗
8 x 50 ml Sealed (75003694)	✗	✗
HIGHConic II (75003620)	✓	✓
Microliter 30 x 2 (75003652)	✓	✓
Microliter 48 x 2 (75003602)	✓	✓
MicroClick 30 x 2 (75005719)	✓	✓
MicroClick 18 x 5 (75005765)	✓	✓
Fiberlite F13-14 x 50cy (75003661)	✓	✗
Fiberlite F14-6 x 250 LE (75003662)	✓	✗
Fiberlite F15-6 x 100y (75003698)	✓	✓
Fiberlite F15-8 x 50cy (75003663)	✓	✗
Fiberlite F21-48 x 2 (75003664)	✓	✓
Fiberlite H3-LV (75003665)	✓	✗
Fiberlite F10-6 x 100 LEX (75003340)	✓	✓

Table A-11: Rotorauswahl - Allgemeine und IVD-Anwendung

B. Rotordaten

In diesem Abschnitt sind die Rotoren mit ihrem Zubehör aufgeführt.

Weitere Informationen zu Adaptern und Zubehörteilen entnehmen Sie bitte den jeweiligen rotorspezifischen Unterabschnitten.



B. 1. TX-200

B. 1. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003658	Rotor TX-200	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1
75003786	Bolzenfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5500 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	5580 x g
K-Faktor bei n_{max}	7921
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 30 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5500 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	5580 x g
K-Faktor bei n_{max}	7921
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 30 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C

B. 1. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	2,5 kg
Max. zulässige Beladung	4 x 275 g
Max. Zykluszahl	20000
Radius max. / min.	165 / 64 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5500 U/min	5500 U/min	5500 U/min
Maxi-RZB-Wert bei n_{max}	5580 x g	5580 x g	5580 x g
K-Faktor bei n_{max}	7921	7921	7921
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 30 s	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	5500 U/min	5500 U/min	5500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	1 °C	6 °C	50 Hz: 8 °C 60 Hz: 6 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5500 U/min	5500 U/min	5500 U/min
Max-RZB-Wert bei n_{max}	5580 x g	5580 x g	5580 x g
K-Faktor bei n_{max}	7921	7921	7921
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 30 s	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	5500 U/min	5500 U/min	5500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	1 °C	6 °C	50 Hz: 8 °C 60 Hz: 6 °C



B. 1. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003659	TX-200 Rundbecher (4x)
75003660	TX-200 Rundbecher ClickSeal mit Bioabdichtungen (4x)
75003687	TX-200, Austausch-O-Ringe für Deckel (4x)
75003800	180 ml-Bioflasche - Polypropylen (12x)
Adapter für Laborgeräte	
75003801	100 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003802	50 ml-Röhrchen mit Rundboden, DIN-Ausführung
75003815	50 ml-Röhrchen mit Rundboden
75003805	25 ml-Röhrchen mit Flach-/Rundboden, DIN-Ausführung
75003806	20 ml-Röhrchen mit Rundboden
75003810	5/7 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003811	3/5 ml-Röhrchen (RIA oder mit Rundboden)
Adapter für IVD	
75003803	50 ml-Röhrchen, konisch oder mit Stehrand
75003771	15 ml-Röhrchen, konisch
75003809	Blutentnahme, 15 ml-Röhrchen
75003807	14 ml-Urin-Probengefäß, konisch
75003808	Blutentnahme, 10 ml-Röhrchen
75003804	30 ml Sterilin-Universalbehälter
75003812	1,5/2 ml Mikrogefäße
75003785	Blutentnahme, 5/7 ml- oder 4,5/6-ml-Röhrchen

B. 1. 4. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment testing
of Thermo Scientific swing out bucket
rotor 75003658 and buckets 75003659**

Report No. 77- 08 G

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific centrifuge bucket 75003659 with aerosol tight lid (Max speed 5,500 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 5,500 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By  **Report Authorised By** 



B. 2. TX-400

B. 2. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003629	Rotor TX-400	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1
75003786	Bolzenfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	4 696 x g
K-Faktor bei n_{max}	9 153
Beschl.- / Bremszeit	25 s / 35 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	4 696 x g
K-Faktor bei n_{max}	9 153
Beschl.- / Bremszeit	25 s / 35 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C

B. 2. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	4,1 kg
Max. zulässige Beladung	4 x 570 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	168 / 68 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5 000 U/min	5 000 U/min	5 000 U/min
Max-RZB-Wert bei n_{max}	4 696 x g	4 696 x g	4 696 x g
K-Faktor bei n_{max}	9 153	9 153	9 153
Beschl.- / Bremszeit	25 s / 35 s	30 s / 35 s	30 s / 35 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	5 000 U/min	5 000 U/min	5 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C	50 Hz: 5 °C 60 Hz: 4 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5 000 U/min	5 000 U/min	5 000 U/min
Max-RZB-Wert bei n_{max}	4 696 x g	4 696 x g	4 696 x g
K-Faktor bei n_{max}	9 153	9 153	9 153
Beschl.- / Bremszeit	25 s / 35 s	30 s / 35 s	30 s / 35 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	5 000 U/min	5 000 U/min	5 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C	50 Hz: 5 °C 60 Hz: 4 °C



B. 2. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003181	TX-400 Rotorkreuz
75003655	TX-400 Rundbecher (4x)
75003656	TX-400 Rundbecher ClickSeal mit Bioabdichtungen (4x)
75003657	TX-400, Austausch-O-Ringe für Deckel (4x)
75007585	400 ml-Bioflasche - Polypropylen (12x)
Adapter für Laborgeräte	
75003788	250 ml-Nalgene™-Flasche von Thermo Scientific ; 200 ml-Nunc-Flasche, konisch, von Thermo Scientific (erfordert Nunc 377585); 225 ml/175 ml-Flasche BD Falcon, konisch (erfordert BD 352090)
75003708	100 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003707	50 ml-Röhrchen mit Rundboden, DIN-Ausführung
75003799	Nalgene™ Oak Ridge-Röhrchen, 50 ml
75003703	30/25 ml-Röhrchen mit Flach-/Rundboden, DIN-Ausführung
75003704	15 ml-Röhrchen mit Rundboden (Sarstedt)
75003793	3 ml-Röhrchen (RIA oder mit Rundboden, ohne Kappe)
Adapter für IVD	
75003683	50 ml-Röhrchen, konisch
75003682	15 ml-Röhrchen, konisch
75003794	Blutentnahme, 15 ml-Röhrchen (17 x 125 mm)
75003798	14 ml-Urin-Probengefäß, mit Rundboden/ konischem Boden
75003681	Blutentnahme, 10 ml (16 x 100 mm)
75003706	30 ml Sterilin-Universalbehälter
75003680	Blutentnahme, 5/7 ml-Röhrchen (13 x 75-100 mm)
75003700	1,5/2 ml Mikrogefäße
75003825	Blutentnahme, 4,5/6 ml-Röhrchen (Greiner)

B. 2. 4. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment testing of Thermo Scientific swing out bucket rotor 75003629 and buckets 75003655

Report No. 77-08 E

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific centrifuge bucket 75003655 with aerosol tight lid (Max speed 5,000 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 5,000 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 3. TX-750

B. 3. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003180	Rotor TX-750	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1
75003786	Bolzenfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Max. Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4700 U/min	4500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4816 x g	4816 x g	4415 x g
K-Faktor bei n_{max}	9783	9783	10672
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 45 s	55 s / 45 s	60 s / 50 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz ± 2 K	13 °C	13 °C	12 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Max. Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4700 U/min	4500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4816 x g	4816 x g	4415 x g
K-Faktor bei n_{max}	9783	9783	10672
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 45 s	55 s / 45 s	60 s / 50 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz ± 2 K	13 °C	13 °C	12 °C

B. 3. 2. Technische Daten (Rundbecher)

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	7,4 kg
Max. zulässige Beladung	4 x 800 g
Max. Zykluszahl Rotorkreuz / Becher	120000 / 70000
Radius max. / min.	195 mm / 83 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Optional
Max. Autoklaviertemp.	121 °C
Nicht autoklavierbare Teile	O-Ring 75003610

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4700 U/min	4500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4816 x g	4816 x g	4415 x g
K-Faktor bei n_{max}	9783	9783	10672
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 45 s	50 s / 50 s	60 s / 50 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4700 U/min	4400 U/min	4400 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz ± 2 K	1 °C	11 °C	50 Hz: 11 °C 60 Hz: 9 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4700 U/min	4500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4816 x g	4816 x g	4415 x g
K-Faktor bei n_{max}	9783	9783	10672
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 45 s	50 s / 50 s	50 s / 50 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4700 U/min	4400 U/min	4400 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz ± 2 K	1 °C	11 °C	50 Hz: 11 °C 60 Hz: 9 °C



B. 3. 3. Technische Daten (Rechteckbecher)

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	6,8 kg
Max. zulässige Beladung	4 x 750 g
Max. Zykluszahl	
Rotorkreuz	120 000
Becher	100 000
Radius max. / min.	195 mm / 89 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Optional
Max. Autoklaviertemp.	121 °C
Nicht autoklavierbare Teile	O-Ring 75003610

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4500 U/min	4300 U/min	4100 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4415 x g	4031 x g	3665 x g
K-Faktor bei n_{max}	9800	10732	11805
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 40 s	50 s / 40 s	55 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C	10 °C	9 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4300 U/min	4100 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4816 x g	4031 x g	3665 x g
K-Faktor bei n_{max}	8983	10732	11805
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 45 s	40 s / 45 s	50 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4600 U/min	3800 U/min	3800 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	7 °C	10 °C	50 Hz: 10 °C 60 Hz: 8 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4500 U/min	4300 U/min	4100 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4415 x g	4031 x g	3665 x g
K-Faktor bei n_{max}	9800	10732	11805
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 40 s	20 s / 40 s	55 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C	10 °C	9 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4300 U/min	4100 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4816 x g	4031 x g	3665 x g
K-Faktor bei n_{max}	8983	10732	11805
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 45 s	40 s / 40 s	50 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4600 U/min	3800 U/min	3800 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	7 °C	10 °C	50 Hz: 10 °C 60 Hz: 8 °C



Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4700 U/min	4700 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	3828 x g	3828 x g	3828 x g
K-Faktor bei n_{max}	5135	5135	5135
Beschl. - / Bremszeit	35 s / 40 s	45 s / 40 s	50 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	10 °C	10 °C	10 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4700 U/min	4700 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	3828 x g	3828 x g	3828 x g
K-Faktor bei n_{max}	5135	5135	5135
Beschl. - / Bremszeit	35 s / 40 s	45 s / 40 s	50 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	10 °C	10 °C	10 °C

B. 3. 4. Technische Daten (Mikrotiter-Platten-Träger)

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	7,3 kg
Max. zulässige Beladung	4 x 500 g
Max. Zykluszahl	
Rotorkreuz	120000
Becher	120000
Radius max. / min.	155 mm / 99 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Nein
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4700 U/min	4700 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	3828 x g	3828 x g	3828 x g
K-Faktor bei n_{max}	5135	5135	5135
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	40 s / 45 s	45 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4700 U/min	4400 U/min	4400 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	<0 °C	11 °C	50 Hz: 13 °C 60 Hz: 11 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4700 U/min	4700 U/min	4700 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	3828 x g	3828 x g	3828 x g
K-Faktor bei n_{max}	5135	5135	5135
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	40 s / 45 s	45 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4700 U/min	4400 U/min	4400 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	<0 °C	11 °C	50 Hz: 13 °C 60 Hz: 11 °C

B. 3. 5. Zubehör

TX-750 (Rundbecher)



Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003180	TX-750 Rotorkreuz
75003608	TX-750 Rundbecher (4x) *
75003609	TX-750 Rundbecher ClickSeal mit Bioabdichtungen (4x)
75003610	TX-750 Rundbecher, Austausch-O-Ringe für Deckel (4x)
75006443	750 ml-Bioflasche - Polypropylen (je 1)
75003795	Mikrotiter-Platten-Träger und T-75 Kolben (einschließlich Aufnahme und Auflagen) (2x)
75003617	Mikrotiter-Platten-Träger und T-75 Kolben (einschließlich Aufnahme und Auflagen) (4x)
Adapter für Laborgeräte	
75003792	250 ml-Corning-Flasche, konisch (nur Becher ohne Abdichtung)
75003710	250 ml-Nalgene-Flasche
75003710	225 ml/175 ml-Flasche BD Falcon, konisch (erfordert BD 352090) (nur offene Becher)
75003710	200 ml-Nunc-Flasche, konisch (nur offene Becher) (erfordert Nunc 377585)
75003710	175 ml-Nalgene-Flasche, konisch (erfordert Nalgene DS3126-0175) (nur offene Becher)
75003713	100 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003715	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 50 ml
75003724	5 ml-Röhrchen (RIA oder mit Rundboden, ohne Kappe)
75003732	5/7 ml-Röhrchen mit Rundboden (ohne Kappe), mit Dekantierhilfe
75008383	T-75 Nunc Easy Flask
75008384	T-25 Nunc Easy Flask
Adapter für IVD	
75003714	50 ml-Röhrchen (einschl. Dichtgefäß), kombinierbar mit ClickSeal-Deckeln
75003638	50 ml-Röhrchen, konisch
75003824 (Neue Nr.: 75006533 x 4)	50 ml-Röhrchen, konisch oder mit Stehrand
75003716	30 ml Sterilin-Universalbehälter
75003639	15 ml-Röhrchen, konisch
75003719	Blutentnahme, 15 ml-Röhrchen (17 x 125 mm) (nur Innenkreis)
75003719	Blutentnahme, 10 ml (16 x 100 mm) oder 15 ml-Corex/Kimble-Röhrchen
75003718	14 ml-Urin-Probengefäß, mit Rundboden/ konischem Boden
75003723	Blutentnahme, 5/7 ml- oder 4,5/6 ml-Röhrchen (13 x 75-100 mm)
75003733	1,5/2 ml Mikrogefäße

TX-750 (Rechteckbecher)

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003180	TX-750 Rotorkreuz
75003614	TX-750 Rechteckbecher (4x)
75003615	TX-750 Rechteckbecher ClickSeal Bioabdichtung (4x)
75003616	TX-750 Rechteckbecher, Austausch-O-Ringe für Deckel (4x)
Adapter für Laborgeräte	
75003737	250 ml-Flasche mit Flachboden
75003738	150 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003742	100 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003749	50 ml-Röhrchen mit Rundboden
75003750	45 ml-Röhrchen mit Flach-/ Rundboden
75003756	25 ml-Röhrchen mit Rundboden, DIN-Ausführung
75003758	14 ml-Röhrchen mit Flansch und Rundboden
75003769	5/7 ml-Röhrchen mit Rundboden (13 x 75-100 mm)
Adapter für IVD	
75003685	50 ml-Röhrchen, konisch
75003684	15 ml-Röhrchen, konisch
75003759	14 ml-Urin-Probengefäß, mit Rundboden/ konischem Boden
75003767	Blutentnahme, 10 ml
75003768	Blutentnahme, 5/7 ml- oder 4,5/6-ml-Röhrchen
75003755	30 ml Sterilin-Universalbehälter
75003770	1,5/2 ml Mikrogefäße

TX-750 (Mikrotiter-Platten-Träger)

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003180	TX-750 Rotorkreuz
75003795	Mikrotiter-Platten-Träger und T-75 Kolben (einschließlich Aufnahmen und Gummiauflage) (2x)
75003617	Mikrotiter-Platten-Träger und T-75 Kolben (einschließlich Aufnahmen und Gummiauflage) (4x)

* Mit der Bitte um Beachtung der Hinweise zum Zusammenbauen
Seite 2-7.



B. 3. 6. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment testing of Thermo Scientific Swing out bucket rotor 75003607 and bucket 75003608

Report No. 59-08 C

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 15th January 2009

Test Summary

A Thermo Scientific 75003608 centrifuge bucket with aerosol tight lid (Max speed 4,700 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 4,700 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment testing of Thermo Scientific swing out bucket rotor 75003607 and bucket 75003614

Report No. 59-08 D

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 15th January 2009

Test Summary

A Thermo Scientific 75003614 centrifuge bucket with aerosol tight lid (Max speed 4,700 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 4,700 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 4. TX-1000

B. 4. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003017	TX-1000 Rotorkreuz	1
75003001	TX-1000 Becher	4
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1
75003786	Bolzenfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen
(4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugen- spannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	3800 U/min	3800 U/min	3800 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	3374 x g	3374 x g	3374 x g
K-Faktor bei n_{max}	11567	11567	11567
Beschl. - / Bremszeit	60 s / 60 s	75 s / 65 s	85 s / 70 s
Temperatur- anstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	9 °C	9 °C	9 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugen- spannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	3800 U/min	3800 U/min	3800 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	3374 x g	3374 x g	3374 x g
K-Faktor bei n_{max}	11567	11567	11567
Beschl. - / Bremszeit	60 s / 60 s	75 s / 65 s	85 s / 70 s
Temperatur- anstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	9 °C	9 °C	9 °C

B. 4. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	9,8 kg
Max. zulässige Beladung	4 x 1500 g
Max. Zykluszahl	55 000
Radius max. / min.	209 mm / 108 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Optional
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen
(4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugen- spannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4200 U/min	4200 U/min	4200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4122 x g	4122 x g	4122 x g
K-Faktor bei n_{max}	9469	9469	9469
Beschl. - / Bremszeit	65 s / 75 s	85 s / 75 s	85 s / 70 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4200 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	2 °C	10 °C	50 Hz: 3 °C 60 Hz: -1 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugen- spannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4200 U/min	4200 U/min	4200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4122 x g	4122 x g	4122 x g
K-Faktor bei n_{max}	9469	9469	9469
Beschl. - / Bremszeit	65 s / 75 s	85 s / 75 s	85 s / 70 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4200 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	2 °C	10 °C	50 Hz: 3 °C 60 Hz: -1 °C



B. 4. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003017	TX-1000 Rotorkreuz
75003001	TX-1000 Becher (4x)
75007309	TX-1000 ClickSeal-Deckel mit Bioabdichtung (4x)
75007001	Austausch-O-Ringe
75007300	1000 ml-Bioflasche - Polypropylen (4x)
Adapter für Laborgeräte	
75007301	1000 ml-Bioflasche (75007300)
75007304	750 ml-Bioflasche, Polypropylen
75004253	500 ml-Nalgene-Flasche
75007302	500 ml-Corning-Flasche
75005392	250 ml-Corning-Flasche, konisch oder 200 ml-Nunc™-Flasche oder 175 ml-Nalgene-Flasche, konisch
75007305	250 ml-Nalgene-Flasche / 225 ml BD Falcon™ (erfordert BD 352090) / 200 ml-Nunc-Flasche, konisch (erfordert Nunc 377585) / 175 ml-Nalgene-Flasche, konisch (erfordert Nalgene DS3126-0175)
75004252	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 50 ml
75003829	Kleinbeutel/Zellkulturbeutel 4 x 2 Beutel (< 350 ml)
Adapter für IVD	
75003674	50 ml-Röhrchen, konisch
75004255	50 ml-Gefäß mit doppelter Bioabdichtung für konisches 50 ml-Röhrchen (kombinierbar mit ClickSeal-Deckeln)
75007306	15 ml-Röhrchen, konisch
75003672	Blutentnahme, 10 ml-Röhrchen (16 x 100 mm) oder Corex™/Kimble™-Röhrchen
75003697	Blutentnahme, 9/10 ml-Röhrchen (Sarstedt™)
75003671	Blutentnahme, 5/7 ml-Röhrchen (13 x 75-100 mm)
75003709	Blutentnahme, 4,5/6 ml-Röhrchen (Greiner™)
75007303	Mikrotiter-Platten-Träger

B. 4. 4. Biologisches Containment-Zertifikat

Health Protection Agency
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Thermo Scientific TX-1000 Rotor in a Thermo Scientific Centrifuge

Report No. 170-12 G1

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 10th October 2012 re-issued 21st August 2013

Test Summary

Thermo Scientific TX-1000 Rotor is identical to the rotor tested according to report 170-12 G. We consider that this rotor will match the performance of that previously containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 5,500 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Anna Moy

Name: Ms Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

S. Parks

Name: Mr Simon Parks
Title: Senior Biosafety Scientist

Thermo Scientific is a trademark of Thermo Fisher Scientific and is registered with the USPTO.



B. 5. H-FLEX 1

B. 5. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003300	Rotor H-FLEX 1	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1
75003786	Bolzenfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4 700 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	4 297 x g
K-Faktor bei n_{max}	19 394
Beschl.- / Bremszeit	35 s / 35 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	9 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4 700 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	4 297 x g
K-Faktor bei n_{max}	19 394
Beschl.- / Bremszeit	35 s / 35 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	9 °C

B. 5. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	6,0 kg
Max. zulässige Beladung	2 x 1115 g
Max. Zykluszahl	55000
Radius max. / min.	174 mm / 32 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C
Nicht autoklavierbare Teile	O-Ring 20058488

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4 700 U/min	4 700 U/min	4 700 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4 297 x g	4 297 x g	4 297 x g
K-Faktor bei n_{max}	19 394	19 394	19 394
Beschl.- / Bremszeit	40 s / 40 s	40 s / 40 s	45 s / 40 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4 700 U/min	4 700 U/min	4 700 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C	50 Hz: 5 °C 60 Hz: 2 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4 700 U/min	4 700 U/min	4 700 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4 297 x g	4 297 x g	4 297 x g
K-Faktor bei n_{max}	19 394	19 394	19 394
Beschl.- / Bremszeit	40 s / 40 s	40 s / 40 s	45 s / 40 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4 700 U/min	4 700 U/min	4 700 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C	50 Hz: 5 °C 60 Hz: 2 °C



B. 5. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003301	H-Flex 1 Rotorbecher, 2 Stck.
75003302	Becherkappe H-Flex 1, (2x)
Adapter für Laborgeräte	
75003308	Adapter für TX-400 (siehe Seite B-5)
Adapter für IVD	
75003303	50 ml-Röhrchen, konisch
75003304	15 ml-Röhrchen, konisch
75003305	Blutentnahme, 10/12 ml-Röhrchen
75003306	Blutentnahme, 5/7 ml-Röhrchen
75003307	Mikrotiter-Platten-Träger

B. 5. 4. Biologisches Containment-Zertifikat



Public Health England
National Infection Service
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of Thermo Scientific
Swinging Buckets (75003301) and
Sealing Caps (75003302)
in a H-Flex 1 (75003300) rotor
in a Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 18-015

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 04 September 2018

Test Summary

Thermo Scientific Swinging Buckets (75003301) and Sealing Caps (75003302) in a H-Flex 1 rotor (75003300) were containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 4,700 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2016 (3rd Ed.). The sealed buckets were shown to contain all contents.

Report Written By

Anna Moy

Name: Ms Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Sara Speight

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.



B. 6. H-FLEX HS4

B. 6. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003330	Rotor H-FLEX HS4	1
76003500	Gummidichtfett	1
75003786	Bolzenfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen
(4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6 100 U/min	6 100 U/min	6 100 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	7 196 x g	7 196 x g	7 196 x g
K-Faktor bei n_{max}	11 474	11 474	11 474
Beschl.- / Bremszeit	65 s / 85 s	70 s / 85 s	80 s / 85 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C	21 °C	21 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6 100 U/min	6 100 U/min	6 100 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	7 196 x g	7 196 x g	7 196 x g
K-Faktor bei n_{max}	11 474	11 474	11 474
Beschl.- / Bremszeit	65 s / 85 s	70 s / 85 s	80 s / 85 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C	21 °C	21 °C

B. 6. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	5,4 kg
Max. zulässige Beladung	2 x 1115 g
Max. Zykluszahl	22000
Radius max. / min.	173 mm / 32 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C
Nicht autoklavierbare Teile	Dichtung 20290682

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen
(4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6 100 U/min	6 100 U/min	6 100 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	7 196 x g	7 196 x g	7 196 x g
K-Faktor bei n_{max}	11 474	11 474	11 474
Beschl.- / Bremszeit	60 s / 70 s	60 s / 70 s	70 s / 70 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	6 100 U/min	5 600 U/min	5 600 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-1 °C	10 °C	50 Hz: 12 °C 60 Hz: 10 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6 100 U/min	6 100 U/min	6 100 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	7 196 x g	7 196 x g	7 196 x g
K-Faktor bei n_{max}	11 474	11 474	11 474
Beschl.- / Bremszeit	60 s / 70 s	60 s / 70 s	70 s / 70 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	6 100 U/min	5 600 U/min	5 600 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-1 °C	10 °C	50 Hz: 12 °C 60 Hz: 10 °C



B. 6. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003338	Becher H-Flex HS4 (2x)
75003339	Windschutzkesseldeckel H-Flex HS4
Adapter für Laborgeräte	
75003308	Adapter TX-400
Adapter für IVD	
75003303	50 ml-Röhrchen, konisch
75003304	15 ml-Röhrchen, konisch
75003305	Blutentnahme, 10/12 ml-Röhrchen
75003306	Blutentnahme, 5/7 ml-Röhrchen
75003307	Mikrotiter-Platten-Träger

B. 6. 4. Biologisches Containment-Zertifikat



Public Health England
National Infection Service
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific
H-Flex HS4 rotor (75003330) in
a Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 19-085

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22 July 2020

Test Summary

Thermo Scientific H-Flex HS4 rotor (75003330) was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 6,100 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2016 (3rd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Name: Ms Helen Hookway
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.



B. 7. HIGHPlate 6000

B. 7. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003606	HIGHPlate 6000	1
76003500	Gummidichtfett	1
75003786	Bolzenfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50117083	Träger	2
20056846	Gummiauflagen	2
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6300 U/min	6300 U/min	6300 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	6168 x g	6168 x g	6168 x g
K-Faktor bei n_{max}	5571	5571	5571
Beschl. - / Bremszeit	45 s / 65 s	55 s / 65 s	65 s / 65 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	16 °C	16 °C	16 °C

B. 7. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	8,0 kg
Max. zulässige Beladung	2 x 500 g
Max. Zykluszahl	60 000
Radius max. / min.	139 mm / 58 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C
Nicht autoklavierbare Teile	Dichtung 50117078

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6300 U/min	6300 U/min	6300 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	6168 x g	6168 x g	6168 x g
K-Faktor bei n_{max}	5571	5571	5571
Beschl. - / Bremszeit	50 s / 65 s	50 s / 65 s	55 s / 55 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	6300 U/min	6200 U/min	6200 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-2 °C	7 °C	50 Hz: 9 °C 60 Hz: 7 °C



B. 7. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003622	Dichtungssatz

B. 7. 4. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of Thermo
Scientific rotor 75003606**

Report No. 59-08 H

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 15th January 2009


Test Summary

A Thermo Scientific 75003606 contained rotor (Max speed 6,300 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 6,300 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By

(28/1/09)



B. 8. M-20 Microplate

B. 8. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003624	M-20 Microplate	1
76003500	Gummidichtfett	1
75003786	Bolzenfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	2272 x g
K-Faktor bei n_{max}	7507
Beschl. - / Bremszeit	20 s / 30 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	7 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	2272 x g
K-Faktor bei n_{max}	7507
Beschl. - / Bremszeit	20 s / 30 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	7 °C

B. 8. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	4,23 kg
Max. zulässige Beladung	2 x 770 g
Max. Zykluszahl	50000
Radius max. / min.	127 mm / 79 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Optional
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	2272 x g	2272 x g	2272 x g
K-Faktor bei n_{max}	7507	7507	7507
Beschl. - / Bremszeit	20 s / 30 s	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-7 °C	-6 °C	50 Hz: -4 °C 60 Hz: -5 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	2272 x g	2272 x g	2272 x g
K-Faktor bei n_{max}	7507	7507	7507
Beschl. - / Bremszeit	20 s / 30 s	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-7 °C	-6 °C	50 Hz: -4 °C 60 Hz: -5 °C



B. 8. 3. Technische Daten

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	2272 x g	2272 x g	2272 x g
K-Faktor bei n_{max}	7507	7507	7507
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 30 s	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	9 °C	9 °C	9 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	2272 x g	2272 x g	2272 x g
K-Faktor bei n_{max}	7507	7507	7507
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 30 s	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-7 °C	-6 °C	50 Hz: -4 °C 60 Hz: -6 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	2272 x g	2272 x g	2272 x g
K-Faktor bei n_{max}	7507	7507	7507
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 30 s	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	9 °C	9 °C	9 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	2272 x g	2272 x g	2272 x g
K-Faktor bei n_{max}	7507	7507	7507
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 30 s	20 s / 30 s	20 s / 30 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-7 °C	-6 °C	50 Hz: -4 °C 60 Hz: -6 °C



B. 8. 4. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75002011	Austausch-Verschlussdeckel (2x)
75002012	Austausch-O-Ringe (4x)
Adapter für IVD	
im Lieferumfang	Mikrotiter-Platten-Träger
76003625	Aerosoldichte Kapsel
75003624	M-20 Rotorkreuz

B. 8. 5. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment testing of
Thermo Scientific swing out bucket rotor
75003624 and buckets 75003625**

Report No. 77- 08 C

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific centrifuge bucket 75003625 with aerosol tight lid (Max speed 4,000 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 4,000 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 9. BIOShield 720

B. 9. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003183	Rotor BIOShield 720	1
76003500	Gummidichtfett	1
75003786	Bolzenfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6300 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	7188 x g
K-Faktor bei n_{max}	5628
Beschl.- / Bremszeit	50 s / 65 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	19 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5300 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	5088 x g
K-Faktor bei n_{max}	7952
Beschl.- / Bremszeit	50 s / 65 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	14 °C

B. 9. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	5,7 kg
Max. zulässige Beladung	4 x 470 g
Max. Zykluszahl	66000
Radius max. / min.	162 mm / 67 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C
Nicht autoklavierbare Teile	Dichtung 50117078

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6300 U/min	6300 U/min	6300 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	7188 x g	7188 x g	7188 x g
K-Faktor bei n_{max}	5628	5628	5628
Beschl.- / Bremszeit	55 s / 65 s	50 s / 65 s	55 s / 65 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	6300 U/min	6300 U/min	6300 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	1 °C	6 °C	50 Hz: 9 °C 60 Hz: 6 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5300 U/min	5300 U/min	5300 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	5088 x g	5088 x g	5088 x g
K-Faktor bei n_{max}	7952	7952	7952
Beschl.- / Bremszeit	55 s / 65 s	50 s / 65 s	55 s / 65 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	5300 U/min	5300 U/min	5300 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-4 °C	2 °C	50 Hz: 5 °C 60 Hz: 2 °C



B. 9. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003693	180 ml-Bioflasche - Polypropylen (12x)
75003622	Dichtungssatz
Adapter für Laborgeräte	
75003813	150 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003814	100 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003816	50 ml-Röhrchen mit Rundboden, DIN-Ausführung
75003817	25 ml-Röhrchen mit Rundboden, DIN-Ausführung
75003820	15 ml-Röhrchen (Sarstedt)
75003822	5/7 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
Adapter für IVD	
75003677	50 ml-Röhrchen, konisch
75003818	30 ml Sterilin-Universalbehälter
75003678	15 ml-Röhrchen, konisch
75003701	Blutentnahme, 10 ml-Röhrchen (16 x 100 mm)
75003821	Blutentnahme, 5/7 ml-Röhrchen (13 x 75-100 mm)
75003823	1,5/2 ml-Mikrogefäß, konisch

B. 9. 4. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
 Health Protection Agency
 Porton Down
 Salisbury
 Wiltshire SP4 0JG
 United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
 contained Bioshield 720 Thermo
 Scientific rotor 75003621**

Report No. 77- 08 F

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific 75003621 contained Bioshield 720 rotor (Max speed 6,300 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 6,300 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 10. BIOShield 1000A

B. 10. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003182	BIOShield 1000A	1
75003786	Bolzenfett	1
76003500	Gummidichtfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	7 164 x g	7 164 x g	7 164 x g
K-Faktor bei n_{max}	5 447	5 447	5 447
Beschl.- / Bremszeit	65 s / 85 s	75 s / 85 s	85 s / 85 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	14 °C	14 °C	14 °C

B. 10. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	8,5 kg
Max. zulässige Beladung	4 x 600 g
Max. Zykluszahl	30 000
Radius max. / min.	178 mm / 82 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C
Nicht autoklavierbare Teile	Dichtung 20290682

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	7 164 x g	7 164 x g	7 164 x g
K-Faktor bei n_{max}	5 447	5 447	5 447
Beschl.- / Bremszeit	70 s / 85 s	70 s / 85 s	80 s / 85 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	6000 U/min	5900 U/min	6000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	1 °C	8 °C	50 Hz: 3 °C 60 Hz: 1 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5300 U/min	5300 U/min	5300 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	5590 x g	5590 x g	5590 x g
K-Faktor bei n_{max}	6981	6981	6981
Beschl.- / Bremszeit	65 s / 85 s	75 s / 85 s	85 s / 85 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	10 °C	10 °C	10 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5300 U/min	5300 U/min	5300 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	5590 x g	5590 x g	5590 x g
K-Faktor bei n_{max}	6981	6981	6981
Beschl.- / Bremszeit	70 s / 85 s	70 s / 85 s	80 s / 85 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	5300 U/min	5300 U/min	5300 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-1 °C	1 °C	50 Hz: 3 °C 60 Hz: 1 °C



B. 10. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Adapter für Laborgeräte	
75003737	250 ml-Flasche mit Flachboden
75003738	150 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003742	100 ml-Röhrchen mit Rundboden, oben offen
75003749	50 ml-Röhrchen mit Rundboden
75003750	45 ml-Röhrchen mit Flach-/Rundboden
75003756	25 ml-Röhrchen mit Rundboden, DIN-Ausführung
75003758	14 ml-Röhrchen mit Flansch und Rundboden
75003769	5/7 ml-Röhrchen mit Rundboden (13 x 75-100 mm)
Adapter für IVD	
75003755	30 ml Sterilin-Universalbehälter
75003759	14 ml-Urin-Probengefäß, mit Rundboden/ konischem Boden
75003767	Blutentnahme, 10 ml (16 x 100 mm) oder 15 ml-Röhrchen, DIN-Ausführung
75003768	Blutentnahme, 5/7 ml- oder 4,5/6-ml-Röhrchen
75003643	50 ml-Röhrchen, konisch
75003642	15 ml-Röhrchen, konisch
75003770	1,5/2 ml Mikrogefäße

B. 10. 4. Biologisches Containment-Zertifikat



Public Health England
National Infection Service
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific BIOShield™
1000A (75003182) Rotor in a
Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 18-051

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 04 April 2019

Test Summary

Thermo Scientific BIOShield™ 1000A (75003182) rotor was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 6,000 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2016 (3rd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Anna Moy

Name: Ms Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Sara Speight

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.



B. 11. CLINIConic

B. 11. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003623	Rotor CLINIConic	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1
50143707	Kleine Tischgerätrotoren CD	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5 650 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	4 997 x g
K-Faktor bei n_{max}	3 955
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 35 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5 650 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	4 997 x g
K-Faktor bei n_{max}	3 955
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 35 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C

B. 11. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	4,7 kg
Maximal zulässige Beladung	30 x 30 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	140 mm / 85 mm
Anstellwinkel	37°
Aerosoldicht	Nein
Max. Autoklaviertemperatur	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5 650 U/min	5 650 U/min	5 650 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4 997 x g	4 997 x g	4 997 x g
K-Faktor bei n_{max}	3 955	3 955	3 955
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 35 s	20 s / 35 s	20 s / 35 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	5 650 U/min	5 650 U/min	5 650 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C	50 Hz: 4 °C 60 Hz: 2 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	5 650 U/min	5 650 U/min	5 650 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	4 997 x g	4 997 x g	4 997 x g
K-Faktor bei n_{max}	3 955	3 955	3 955
Beschl.- / Bremszeit	20 s / 35 s	20 s / 35 s	20 s / 35 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	5 650 U/min	5 650 U/min	5 650 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	2 °C	50 Hz: 4 °C 60 Hz: 2 °C



B. 11. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Adapter für Laborgeräte	
75003702	10 ml-Röhrchen mit Rundboden
Adapter für IVD	
11172596	Blutentnahme, 7 ml-Röhrchen (13 x 100 mm)
11172595	Blutentnahme, 5 ml-Röhrchen (13 x 75 mm)



B. 12. 8 x 50 ml Sealed

B. 12. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003694	8 x 50 Aerosoldichter Festwinkel-Einzelrotor	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6 700 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	7 177 x g
K-Faktor bei n_{max}	4 107
Beschl.- / Bremszeit	30 s / 35 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	15 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6 700 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	7 177 x g
K-Faktor bei n_{max}	4 107
Beschl.- / Bremszeit	25 s / 35 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	15 °C

B. 12. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	3,3 kg
Max. zulässige Beladung	8 x 189 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	143 mm / 69 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6 700 U/min	6 700 U/min	6 700 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	7 177 x g	7 177 x g	7 177 x g
K-Faktor bei n_{max}	4 107	4 107	4 107
Beschl.- / Bremszeit	25 s / 35 s	25 s / 35 s	25 s / 35 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	6 700 U/min	6 500 U/min	6 500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	1 °C	8 °C	50 Hz: 8 °C 60 Hz: 8 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	6 700 U/min	6 700 U/min	6 700 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	7 177 x g	7 177 x g	7 177 x g
K-Faktor bei n_{max}	4 107	4 107	4 107
Beschl.- / Bremszeit	25 s / 35 s	25 s / 35 s	25 s / 35 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	6 700 U/min	6 500 U/min	6 500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	1 °C	8 °C	50 Hz: 8 °C 60 Hz: 8 °C



B. 12. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Adapter für IVD	
75005755	15 ml-Röhrchen, konisch
75005747	Blutentnahme, 10 ml-Röhrchen (16 x 100 mm)
75005748	Blutentnahme, 7 ml-Röhrchen (13 x 100 mm)
75005749	Blutentnahme, 3,5 ml-Röhrchen

B. 12. 4. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment testing of
Thermo Scientific Vessel 75003787**

Report No. 77- 08 B

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific vessel 75003787 with aerosol tight lid (Max rcf 7177 x g) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at max rcf 7177 x g using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The vessel was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 13. HIGHConic II

B. 13. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003620	HIGHConic II	1
75003103	HIGHConic II-Adapter, 1x50 ml	6
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10350 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	15090 x g
K-Faktor bei n_{max}	1713
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 55 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	19 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10350 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	15090 x g
K-Faktor bei n_{max}	1713
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 55 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	19 °C

B. 13. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	3,6 kg
Max. zulässige Beladung	6 x 140 g
Max. Zykluszahl	50000
Radius max. / min.	126 mm / 61 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10350 U/min	10350 U/min	10350 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15090 x g	15090 x g	15090 x g
K-Faktor bei n_{max}	1713	1713	1713
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 60 s	40 s / 60 s	45 s / 60 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	10350 U/min	10350 U/min	10350 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-1 °C	4 °C	50 Hz: 6 °C 60 Hz: 4 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10350 U/min	10350 U/min	10350 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15090 x g	15090 x g	15090 x g
K-Faktor bei n_{max}	1713	1713	1713
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 60 s	40 s / 60 s	45 s / 60 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	10350 U/min	10350 U/min	10350 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-1 °C	4 °C	50 Hz: 6 °C 60 Hz: 4 °C



B. 13. 3. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	3,6 kg
Max. zulässige Beladung	6 x 140 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	126 mm / 61 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10350 U/min	10350 U/min	10350 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15090 x g	15090 x g	15090 x g
K-Faktor bei n_{max}	1713	1713	1713
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 55 s	40 s / 60 s	40 s / 60 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	15 °C	15 °C	15 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10350 U/min	10350 U/min	10350 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15090 x g	15090 x g	15090 x g
K-Faktor bei n_{max}	1713	1713	1713
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 60 s	40 s / 60 s	40 s / 60 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	10350 U/min	10350 U/min	10350 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	0 °C	50 Hz: 2 °C 60 Hz: 0 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10350 U/min	10350 U/min	10350 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15090 x g	15090 x g	15090 x g
K-Faktor bei n_{max}	1713	1713	1713
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 55 s	40 s / 60 s	40 s / 60 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	15 °C	15 °C	15 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10350 U/min	10350 U/min	10350 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15090 x g	15090 x g	15090 x g
K-Faktor bei n_{max}	1713	1713	1713
Beschl. - / Bremszeit	40 s / 60 s	40 s / 60 s	40 s / 60 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	8500 U/min	8500 U/min	10350 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	0 °C	50 Hz: 2 °C 60 Hz: 0 °C



B. 13. 4. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003058	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für Laborgeräte	
75003102	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 50 ml
75003094	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 30 ml / 38 ml-Röhrchen mit Rundboden
76002906	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 16 ml
75003093	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 10 ml / 12 ml-Röhrchen mit Rundboden
75003092	6,5 ml-Röhrchen mit Rundboden
Adapter für IVD	
75003103	50 ml-Röhrchen, konisch
75003095	15 ml-Röhrchen, konisch
75003091	1,5/2 ml Mikrogefäße

B. 13. 5. Biologisches Containment-Zertifikat



Public Health England
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific Rotor 75003620
HIGHConic II – 6x100ml
in a Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 36/13

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 4th November 2013

Test Summary

A Thermo Scientific 75003620 HIGHConic II – 6x100ml rotor was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 12,000 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Report Authorised By

Name: Miss Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.



B. 14. Microliter 30 x 2

B. 14. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003652	Microliter 30 x 2	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1
75003349	O-Ring-Satz	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g
K-Faktor bei n_{max}	489
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	23 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g
K-Faktor bei n_{max}	489
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	23 °C

B. 14. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	2,1 kg
Max. zulässige Beladung	30 x 4 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	100 mm / 64 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Optional
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g	25 830 x g	25 830 x g
K-Faktor bei n_{max}	489	489	489
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	5 °C	8 °C	50 Hz: 10 °C 60 Hz: 8 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 830 x g	25 830 x g	25 830 x g
K-Faktor bei n_{max}	489	489	489
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	5 °C	8 °C	50 Hz: 10 °C 60 Hz: 8 °C



B. 14. 3. Technische Daten

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15200 U/min	15200 U/min	15200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25830 x g	25830 x g	25830 x g
K-Faktor bei n_{max}	489	489	489
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	35 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C	21 °C	21 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15200 U/min	15200 U/min	15200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25830 x g	25830 x g	25830 x g
K-Faktor bei n_{max}	489	489	489
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	35 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15200 U/min	14800 U/min	14800 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	2 °C	7 °C	50 Hz: 9 °C 60 Hz: 7 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15200 U/min	15200 U/min	15200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25830 x g	25830 x g	25830 x g
K-Faktor bei n_{max}	489	489	489
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	35 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C	21 °C	21 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15200 U/min	15200 U/min	15200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25830 x g	25830 x g	25830 x g
K-Faktor bei n_{max}	489	489	489
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	35 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15200 U/min	14800 U/min	14800 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	2 °C	7 °C	50 Hz: 9 °C 60 Hz: 7 °C



B. 14. 4. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003349	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für IVD	
75005754	0,25 ml Mikrogefäß
75005753	0,5 ml Mikrogefäß
76003752	0,2 ml-PCR-Röhrchen

B. 14. 5. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific rotor 75003652**

Report No. 77- 08 H

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1st June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific contained rotor 75003652 (Max speed 15,200 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 15,200 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 15. Microliter 48 x 2

B. 15. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003602	Rotor Microliter 48 x 2	1
76003500	Gummidichtfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1
75003349	O-Ring-Satz	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 314 x g
K-Faktor bei n_{max}	556
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	22 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 314 x g
K-Faktor bei n_{max}	556
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	22 °C

B. 15. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	2,5 kg
Max. zulässige Beladung	48 x 4 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	98 mm / 59 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	138 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen
(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 314 x g	25 314 x g	25 314 x g
K-Faktor bei n_{max}	556	556	556
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	14 500 U/min	14 500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	3 °C	8 °C	50 Hz: 10 °C 60 Hz: 8 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 314 x g	25 314 x g	25 314 x g
K-Faktor bei n_{max}	556	556	556
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	14 500 U/min	14 500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	3 °C	8 °C	50 Hz: 10 °C 60 Hz: 8 °C



B. 15. 3. Technische Daten

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 314 x g	25 314 x g	25 314 x g
K-Faktor bei n_{max}	556	556	556
Beschl.- / Bremszeit	35 s / 50 s	35 s / 50 s	35 s / 50 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C	21 °C	21 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 314 x g	25 314 x g	25 314 x g
K-Faktor bei n_{max}	556	556	556
Beschl.- / Bremszeit	35 s / 50 s	35 s / 50 s	35 s / 50 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C	21 °C	21 °C

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	2,5 kg
Max. zulässige Beladung	48 x 4 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	98 mm / 59 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	138 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 314 x g	25 314 x g	25 314 x g
K-Faktor bei n_{max}	556	556	556
Beschl.- / Bremszeit	35 s / 50 s	35 s / 50 s	35 s / 50 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	0 °C	4 °C	50 Hz: 6 °C 60 Hz: 4 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 314 x g	25 314 x g	25 314 x g
K-Faktor bei n_{max}	556	556	556
Beschl.- / Bremszeit	35 s / 50 s	35 s / 50 s	35 s / 50 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	0 °C	4 °C	50 Hz: 6 °C 60 Hz: 4 °C



B. 15. 4. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75003349	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für IVD	
75005754	0,25 ml Mikrogefäß
75005753	0,5 ml Mikrogefäß
76003752	0,2 ml-PCR-Röhrchen

B. 15. 5. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Thermo Scientific Rotor 75003602

Report No. 59-08 E

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 15th January 2009

Test Summary

A Thermo Scientific 75003602 contained rotor (Max speed 15,200 rpm) was supplied by Thermo Fisher and containment tested at 15,200 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By

Report Authorised By



B. 16. MicroClick 30 x 2

B. 16. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75005719	Rotor MicroClick 30 x 2	1
70902041	ClickSeal-Deckel	1
76003500	Gummidichtfett	1
75005726	O-Ring-Set	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1
50143707	Kleine Tischgerätrotoren CD	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen

(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	21 694 x g
K-Faktor bei n_{max}	563
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	19 °C

B. 16. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	1,44 kg
Max. zulässige Beladung	30 x 4 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	99 mm / 64 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	138 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen

(1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	21 694 x g	21 694 x g	21 694 x g
K-Faktor bei n_{max}	563	563	563
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	0 °C	4 °C	50 Hz: 6 °C 60 Hz: 4 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	21 694 x g
K-Faktor bei n_{max}	563
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	19 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	21 694 x g	21 694 x g	21 694 x g
K-Faktor bei n_{max}	563	563	563
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	0 °C	4 °C	50 Hz: 6 °C 60 Hz: 4 °C



B. 16. 3. Technische Daten

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	21 694 x g	21 694 x g	21 694 x g
K-Faktor bei n_{max}	563	563	563
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 40 s	30 s / 40 s	35 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	18 °C	18 °C	18 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	21 694 x g	21 694 x g	21 694 x g
K-Faktor bei n_{max}	563	563	563
Beschl. - / Bremszeit	25 s / 40 s	30 s / 40 s	35 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	3 °C	50 Hz: 5 °C 60 Hz: 3 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	21 694 x g	21 694 x g	21 694 x g
K-Faktor bei n_{max}	563	563	563
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 40 s	30 s / 40 s	35 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	18 °C	18 °C	18 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	21 694 x g	21 694 x g	21 694 x g
K-Faktor bei n_{max}	563	563	563
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 40 s	30 s / 40 s	35 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-3 °C	3 °C	50 Hz: 5 °C 60 Hz: 3 °C



B. 16. 4. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75005726	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für IVD	
75005754	0,25 ml Mikrogefäß
75005753	0,5 ml Mikrogefäß
76003752	0,2 ml-PCR-Röhrchen

B. 16. 5. Biologisches Containment-Zertifikat

Health Protection Agency
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG



Certificate of Containment Testing


**Containment Testing
of Rotor 75005719 MicroClick 30x2
in a
Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 194-12 B

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 30th October 2012

Test Summary

A 75005719 MicroClick 30x2 rotor was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 15,000 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-20:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By  Name: Ms Anna Moy Title: Biosafety Scientist	Report Authorised By  Name: Mrs Sara Speight Title: Senior Biosafety Scientist
---	---

Thermo Scientific is a trademark of Thermo Fisher Scientific and is registered with the USPTO.



B. 17. MicroClick 18 x 5

B. 17. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75005765	MicroClick 18 x 5	1
20059119	ClickSeal-Deckel	1
76003500	Gummidichtfett	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1
75005726	O-Ring-Set	1
50157859	Rotor-Sicherheitshinweise	1

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	378
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	22 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	378
Beschl. - / Bremszeit	45 s / 30 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	22 °C

B. 17. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	1,7 kg
Max. zulässige Beladung	18 x 9 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	98 mm / 70 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min	15 000 U/min	15 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g	24 652 x g	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	378	378	378
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 000 U/min	13 800 U/min	13 800 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	5 °C	10 °C	50 Hz: 12 °C 60 Hz: 10 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min	15 000 U/min	15 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g	24 652 x g	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	378	378	378
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 000 U/min	13 800 U/min	13 800 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	5 °C	10 °C	50 Hz: 12 °C 60 Hz: 10 °C



B. 17. 3. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	1,7 kg
Max. zulässige Beladung	18 x 9 g
Max. Zykluszahl	50 000
Radius max. / min.	98 mm / 70 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	21 475 x g	21 475 x g	21 475 x g
K-Faktor bei n_{max}	434	434	434
Beschl.- / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	35 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	17 °C	17 °C	17 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min	15 000 U/min	15 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g	24 652 x g	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	378	378	378
Beschl.- / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	35 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 000 U/min	14 200 U/min	14 200 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	2 °C	8 °C	50 Hz: 10 °C 60 Hz: 8 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	21 475 x g	21 475 x g	21 475 x g
K-Faktor bei n_{max}	434	434	434
Beschl.- / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	35 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	17 °C	17 °C	17 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min	15 000 U/min	15 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g	24 652 x g	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	378	378	378
Beschl.- / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	35 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 000 U/min	14 200 U/min	14 200 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	2 °C	8 °C	50 Hz: 10 °C 60 Hz: 8 °C



B. 17. 4. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
75005726	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für Laborgeräte	
75005756	1,2/2 ml Mikrogefäß
Adapter für IVD	
75005756	1,5/2 ml Mikrogefäße

B. 17. 5. Biologisches Containment-Zertifikat



Public Health England
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific Rotor
MicroClick 18x5 (75005765)
in a Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 102/13

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 13th February 2014

Test Summary

A Thermo Scientific MicroClick 18x5 rotor (75005765) was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 15,000 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2006 (2nd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Report Authorised By

Anna Moy

Sara Speight

Name: Miss Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.



B. 18. Fiberlite F13-14 x 50cy

B. 18. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003661*	Fiberlite F13-14 x 50cy	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

* Baugleich mit 096-149027.

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	8 500 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	12 359 x g
K-Faktor bei n_{max}	2 142
Beschl.- / Bremszeit	85 s / 80 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	23 °C

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10 000 U/min	9 250 U/min	9 250 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	17 105 x g	14 636 x g	14 636 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 640	1 917	1 917
Beschl.- / Bremszeit	100 s / 95 s	95 s / 90 s	100 s / 90 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	26 °C	21 °C	21 °C

B. 18. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	7,48 kg
Max. zulässige Beladung	14 x 75 g
Radius max. / min.	153 mm / 80 mm
Anstellwinkel	34°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	8 500 U/min	8 500 U/min	8 500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	12 359 x g	12 359 x g	12 359 x g
K-Faktor bei n_{max}	2 142	2 142	2 142
Beschl.- / Bremszeit	80 s / 85 s	80 s / 80 s	90 s / 85 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	8 500 U/min	7 800 U/min	7 800 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	4 °C	10 °C	50 Hz: 13 °C 60 Hz: 10 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10 000 U/min	9 250 U/min	9 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	17 105 x g	14 636 x g	13 855 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 640	1 917	2 025
Beschl.- / Bremszeit	105 s / 100 s	95 s / 90 s	100 s / 90 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	9 000 U/min	8 100 U/min	8 100 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	12 °C	15 °C	50 Hz: 13 °C 60 Hz: 11 °C



B. 18. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
021-149027	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für Laborgeräte	
010-0377	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 50 ml
010-1147	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 30 ml
010-0376	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 16 ml
010-1311	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 10 ml / 12 ml-Röhrchen mit Rundboden
Adapter für IVD	
75100378	15 ml-Röhrchen, konisch
010-1340	15 ml-Nunc-Röhrchen, konisch und Filtriervorrichtungen

B. 18. 4. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of F13-14x50c Rotor
in a Thermo Fisher Scientific Centrifuge.
MFG No: 096-145001 and 096-149027

Report No. 46-09 A

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22nd July 2009

Test Summary

A Piramoon technologies Inc. Fiberlite F13-14X50cy (max speed 13,000rpm) rotor was containment tested in a Thermo Fisher Scientific centrifuge at 13,000rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Report Authorised By

HINWEIS Dieses Zertifikat gilt ebenfalls für 75003661.



B. 19. Fiberlite F14-6 x 250 LE

B. 19. 2. Technische Daten

B. 19. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003662*	Fiberlite F14-6 x 250 LE	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

* Baugleich mit 096-062153.

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	8,39 kg
Maximal zulässige Beladung	6 x 400 g
Radius max. / min.	137 mm / 37 mm
Anstellwinkel	23°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemperatur	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	11 000 U/min	10 000 U/min	10 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	18 533 x g	15 317 x g	15 317 x g
K-Faktor bei n_{max}	2 737	3 312	3 312
Beschl.- / Bremszeit	90 s / 95 s	90 s / 85 s	100 s / 85 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	19 °C	19 °C	17 °C

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	11 000 U/min	10 000 U/min	10 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	18 533 x g	15 317 x g	15 317 x g
K-Faktor bei n_{max}	2 737	3 312	3 312
Beschl.- / Bremszeit	95 s / 100 s	85 s / 90 s	95 s / 85 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	10 400 U/min	9 200 U/min	9 200 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	11 °C	17 °C	50 Hz: 19 °C 60 Hz: 17 °C



B. 19. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
021-062153	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für Laborgeräte	
010-1119	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 85 ml
010-1072	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 30 ml / 38 ml-Röhrchen mit Rundboden
010-1074	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 16 ml
389	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 10 ml / 12 ml-Röhrchen mit Rundboden (jeweils)
010-0138	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 50 ml
Adapter für IVD	
75100136	50 ml-Röhrchen, konisch
010-1410	15 ml-Röhrchen, konisch

B. 19. 4. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment testing of F14-6x250 Rotor in a Thermo Fisher Scientific Centrifuge includes items 096-062153 and 096-062034.

Report No. 46-09 B

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22nd July 2009

Test Summary

A Piramo technologies Inc. Fiberlite F14-6X250y (max speed 14,000rpm) rotor was containment tested in a Thermo Fisher Scientific centrifuge at 14,000rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Report Authorised By

HINWEIS Dieses Zertifikat gilt ebenfalls für 75003662.



B. 20. Fiberlite F15-6 x 100y

B. 20. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003698*	Fiberlite F15-6 x 100y	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

* Baugleich mit 096-069031.

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 536
Beschl. - / Bremszeit	50 s / 60 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	22 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	13 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	18 516 x g
K-Faktor bei n_{max}	2 045
Beschl. - / Bremszeit	50 s / 60 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	19 °C

B. 20. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	3,63 kg
Maximal zulässige Beladung	6 x 126 g
Radius max. / min.	98 mm / 25 mm
Anstellwinkel	25°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemperatur	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min	15 000 U/min	15 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g	24 652 x g	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 536	1 536	1 536
Beschl. - / Bremszeit	50 s / 65 s	50 s / 60 s	55 s / 65 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	14 000 U/min	12 600 U/min	12 600 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	9 °C	14 °C	50 Hz: 16 °C 60 Hz: 14 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	13 000 U/min	13 000 U/min	13 000 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	18 516 x g	18 516 x g	18 516 x g
K-Faktor bei n_{max}	2 045	2 045	2 045
Beschl. - / Bremszeit	50 s / 65 s	50 s / 65 s	55 s / 65 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	13 000 U/min	12 600 U/min	12 600 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	1 °C	7 °C	50 Hz: 12 °C 60 Hz: 10 °C



B. 20. 3. Technische Daten

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min	15 000 U/min	15 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g	24 652 x g	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 536	1 536	1 536
Beschl.- / Bremszeit	45 s / 60 s	50 s / 65 s	50 s / 65 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	23 °C	23 °C	23 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 000 U/min	15 000 U/min	15 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	24 652 x g	24 652 x g	24 652 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 536	1 536	1 536
Beschl.- / Bremszeit	50 s / 65 s	50 s / 65 s	50 s / 65 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 000 U/min	14 000 U/min	14 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	4 °C	11 °C	50 Hz: 13 °C 60 Hz: 11 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	13 000 U/min	13 000 U/min	13 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	18 516 x g	18 516 x g	18 516 x g
K-Faktor bei n_{max}	2 045	2 045	2 045
Beschl.- / Bremszeit	45 s / 60 s	50 s / 60 s	50 s / 65 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	16 °C	16 °C	16 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	13 000 U/min	13 000 U/min	13 000 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	18 516 x g	18 516 x g	18 516 x g
K-Faktor bei n_{max}	2 045	2 045	2 045
Beschl.- / Bremszeit	50 s / 65 s	50 s / 65 s	50 s / 65 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	13 000 U/min	13 000 U/min	13 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-2 °C	3 °C	50 Hz: 3 °C 60 Hz: 5 °C



B. 20. 4. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
021-069031	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für Laborgeräte	
75003102	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 50 ml
76002906	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 16 ml
75003093	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 10 ml / 12 ml-Röhrchen mit Rundboden
75003092	6,5 ml-Röhrchen mit Rundboden
75003094	Nalgene™ Oak Ridge-Röhrchen, 30 ml / 38 ml-Röhrchen mit Rundboden
Adapter für IVD	
75003103	50 ml-Röhrchen, konisch
75003095	15 ml-Röhrchen, konisch
75003091	1,5/2 ml Mikrogefäße

B. 20. 5. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Fiberlite F15-6x100y Rotor in the Thermo Fisher Scientific Centrifuge

Report No. 59-09 B

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22nd April 2010

Test Summary

A Piramoon Technologies Inc. Fiberlite F15-6x100y (max speed 15,000rpm) rotor was containment tested in the Thermo Fisher Scientific centrifuge at 15,000rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Report Authorised By



B. 21. Fiberlite F15-8 x 50cy

B. 21. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003663*	Fiberlite F15-8 x 50cy	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

* Baugleich mit 096-085077.

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 500 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	24 446 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 063
Beschl.- / Bremszeit	65 s / 65 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	24 °C

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 500 U/min	14 500 U/min	14 500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	24 446 x g	24 446 x g	24 446 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 063	1 063	1 063
Beschl.- / Bremszeit	65 s / 65 s	65 s / 65 s	70 s / 70 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	23 °C	23 °C	23 °C

B. 21. 2. Technische Daten

Leergewicht	4,45 kg
Max. zulässige Beladung	8 x 75 g
Radius max. / min.	104 mm / 43 mm
Anstellwinkel	34°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 500 U/min	14 500 U/min	14 500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	24 446 x g	24 446 x g	21 191 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 063	1 063	1 226
Beschl.- / Bremszeit	65 s / 65 s	75 s / 70 s	75 s / 70 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	13 000 U/min	11 500 U/min	11 500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	14 °C	21 °C	50 Hz: 16 °C 60 Hz: 14 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	14 500 U/min	14 500 U/min	14 500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	24 446 x g	24 446 x g	24 446 x g
K-Faktor bei n_{max}	1 063	1 063	1 063
Beschl.- / Bremszeit	65 s / 70 s	65 s / 70 s	70 s / 70 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	13 500 U/min	12 500 U/min	12 500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	9 °C	19 °C	50 Hz: 21 °C 60 Hz: 19 °C



B. 21. 3. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
021-085077	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für Laborgeräte	
010-0377	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 50 ml
010-1147	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 30 ml
010-0376	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 16 ml
010-1311	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 10 ml / 12 ml-Röhrchen mit Rundboden
Adapter für IVD	
75100378	15 ml-Röhrchen, konisch
010-1340	15 ml-Nunc-Röhrchen, konisch und Filtriervorrichtungen

B. 21. 4. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

Containment Testing of Fiberlite F15-8x50cy Rotor in the Thermo Fisher Scientific Centrifuge

Report No. 43-10

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 22nd April 2010

Test Summary

A Piramoon Technologies Inc. Fiberlite F15-8x50cy (max speed 15,000rpm) rotor was containment tested in the Thermo Fisher Scientific centrifuge at 14,500rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Report Authorised By

[Handwritten signatures]



B. 22. Fiberlite F21-48 x 2

B. 22. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003664*	Fiberlite F21-48 x 2	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

* Baugleich mit 096-489021.

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 055 x g
K-Faktor bei n_{max}	455
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	25 055 x g
K-Faktor bei n_{max}	455
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C

B. 22. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	2,6 kg
Max. zulässige Beladung	48 x 4 g
Radius max. / min.	97 mm / 64 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 055 x g	25 055 x g	25 055 x g
K-Faktor bei n_{max}	455	455	455
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	14 500 U/min	14 500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	4 °C	10 °C	50 Hz: 12 °C 60 Hz: 10 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 055 x g	25 055 x g	25 055 x g
K-Faktor bei n_{max}	455	455	455
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	30 s / 45 s	30 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	14 500 U/min	14 500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	4 °C	10 °C	50 Hz: 12 °C 60 Hz: 10 °C



B. 22. 3. Technische Daten

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 055 x g	25 055 x g	25 055 x g
K-Faktor bei n_{max}	455	455	455
Beschl. - / Bremszeit	30 s / 45 s	35 s / 45 s	35 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	22 °C	22 °C	22 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 055 x g	25 055 x g	25 055 x g
K-Faktor bei n_{max}	455	455	455
Beschl. - / Bremszeit	35 s / 45 s	35 s / 45 s	35 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	15 000 U/min	15 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	3 °C	7 °C	50 Hz: 9 °C 60 Hz: 7 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 055 x g	25 055 x g	25 055 x g
K-Faktor bei n_{max}	455	455	455
Beschl. - / Bremszeit	35 s / 45 s	30 s / 45 s	35 s / 45 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	22 °C	22 °C	22 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	15 200 U/min	15 200 U/min	15 200 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	25 055 x g	25 055 x g	25 055 x g
K-Faktor bei n_{max}	455	455	455
Beschl. - / Bremszeit	35 s / 45 s	35 s / 45 s	35 s / 45 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	15 200 U/min	15 000 U/min	15 000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	3 °C	7 °C	50 Hz: 9 °C 60 Hz: 7 °C



B. 22. 4. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
021-489021	O-Ringe, Austauschsatz
Adapter für IVD	
76003750	0,2 ml-PCR-Röhrchen

B. 22. 5. Biologisches Containment-Zertifikat

Centre of Emergency Preparedness and Response
Health Protection Agency
Porton Down
Salisbury
Wiltshire SP4 0JG
United Kingdom



Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of Fiberlite
F21-48X1.5 Rotor in the Thermo
Scientific GP3 Centrifuge**

Report No. 59-09 A

Report prepared for: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 9th December 2009

Test Summary

A Piramoon technologies Inc. Fiberlite F21-48X1.5 (max speed 15,200rpm) rotor was containment tested in the Thermo Scientific GP3 centrifuge at 15,200rpm, using the method described in Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill within the rotor.

Report Written By

Anna Mey

Report Authorised By

[Signature]

B. 23. Fiberlite H3-LV



B. 23. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003665	Fiberlite H3-LV	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

* Baugleich mit 096-029051.

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	1840 x g	1840 x g	1840 x g
K-Faktor bei n_{max}	28169	28169	28169
Beschl.- / Bremszeit	30 s / 35 s	30 s / 35 s	30 s / 35 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	6 °C	6 °C	6 °C

B. 23. 2. Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	6,5 kg
Maximal zulässige Beladung	2 x 1200 g
Radius max. / min.	127 mm / 30 mm
Anstellwinkel	90°
Aerosoldicht	Nein
Max. Autoklaviertemperatur	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	1840 x g	1840 x g	1840 x g
K-Faktor bei n_{max}	28169	28169	28169
Beschl.- / Bremszeit	30 s / 35 s	30 s / 35 s	30 s / 35 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-7 °C	<0 °C	50 Hz: <0 °C 60 Hz: <0 °C

B. 23. 3. Zubehör



Artikelnr.	Beschreibung
Zubehör	
im Lieferumfang	Mikrotiter-Platten-Träger



B. 24. Fiberlite F10-6 x 100 LEX

B. 24. 2. Technische Daten

B. 24. 1. Lieferumfang

Artikelnr.	Artikel	Anz.
75003340*	Fiberlite F10-6 x 100 LEX	1
50158588	Hinweiskarte GP-Rotoren	1

* Baugleich mit 096-069035.

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1 Pro / X1 Pro-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10500 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	15038 x g
K-Faktor bei n_{max}	3000
Beschl.- / Bremszeit	45 s / 50 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C

Allgemeine technische Daten	
Leergewicht	3,3 kg
Max. zulässige Beladung	6 x 126 g
Radius max. / min.	122 mm / 33 mm
Anstellwinkel	45°
Aerosoldicht	Ja
Max. Autoklaviertemp.	121 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (1-Liter-Ausführungen)

Sorvall X1R Pro / X1R Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10500 U/min	10500 U/min	10500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15038 x g	15038 x g	15038 x g
K-Faktor bei n_{max}	3000	3000	3000
Beschl.- / Bremszeit	45 s / 50 s	45 s / 50 s	45 s / 50 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	10500 U/min	10000 U/min	10000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	2 °C	7 °C	50 Hz: 9 °C 60 Hz: 7 °C

Sorvall ST1 Plus / ST1 Plus-MD	
Zentrifugenspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10500 U/min
Maximaler RZB-Wert bei n_{max}	15038 x g
K-Faktor bei n_{max}	3000
Beschl.- / Bremszeit	45 s / 50 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	21 °C

Sorvall ST1R Plus / ST1R Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220-230 V, 50/60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10500 U/min	10500 U/min	10500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15038 x g	15038 x g	15038 x g
K-Faktor bei n_{max}	3000	3000	3000
Beschl.- / Bremszeit	45 s / 50 s	45 s / 50 s	45 s / 50 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	10500 U/min	10000 U/min	10000 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	2 °C	7 °C	50 Hz: 9 °C 60 Hz: 7 °C



B. 24. 3. Technische Daten

Leistungsdaten der kompatiblen luftgekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4 Pro / X4 Pro-MD Sorvall X4F Pro / X4F Pro-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10500 U/min	10500 U/min	10500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15038 x g	15038 x g	15038 x g
K-Faktor bei n_{max}	3000	3000	3000
Beschl. - / Bremszeit	45 s / 50 s	45 s / 50 s	50 s / 50 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C	13 °C	13 °C

Leistungsdaten der kompatiblen gekühlten Zentrifugen (4-Liter-Ausführungen)

Sorvall X4R Pro / X4R Pro-MD Sorvall X4RF Pro / X4RF Pro-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10500 U/min	10500 U/min	10500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15038 x g	15038 x g	15038 x g
K-Faktor bei n_{max}	3000	3000	3000
Beschl. - / Bremszeit	45 s / 50 s	45 s / 40 s	50 s / 50 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	10500 U/min	10500 U/min	10500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-2 °C	5 °C	50 Hz: 7 °C 60 Hz: 5 °C

Sorvall ST4 Plus / ST4 Plus-MD Sorvall ST4F Plus / ST4F Plus-MD			
Zentrifugenspannung	208-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10500 U/min	10500 U/min	10500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15038 x g	15038 x g	15038 x g
K-Faktor bei n_{max}	3000	3000	3000
Beschl. - / Bremszeit	45 s / 50 s	45 s / 50 s	50 s / 50 s
Temperaturanstieg in der Probe nach 1 Std. Dauerbetrieb, Toleranz $\pm 2K$	13 °C	13 °C	13 °C

Sorvall ST4R Plus / ST4R Plus-MD Sorvall ST4RF Plus / ST4RF Plus-MD			
Zentrifugenspannung	220 V, 60 Hz 220-240 V, 50 Hz 230 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	100 V, 50/60 Hz
Maximale Drehzahl n_{max}	10500 U/min	10500 U/min	10500 U/min
Max. RZB-Wert bei n_{max}	15038 x g	15038 x g	15038 x g
K-Faktor bei n_{max}	3000	3000	3000
Beschl. - / Bremszeit	45 s / 50 s	45 s / 50 s	50 s / 50 s
Max. Drehzahl bei 4 °C	10500 U/min	10500 U/min	10500 U/min
Probenerwärmung bei max. Drehzahl (Raumtemperatur 23 °C, Laufzeit 2 Std.), Toleranz $\pm 2 K$	-2 °C	5 °C	50 Hz: 7 °C 60 Hz: 5 °C



B. 24. 4. Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
Adapter für Laborgeräte	
75003102	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 50 ml
76002906	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 16 ml
75003093	Nalgene Oak Ridge-Röhrchen, 10 ml / 12 ml-Röhrchen mit Rundboden
75003092	6,5 ml-Röhrchen mit Rundboden
75003094	Nalgene™ Oak Ridge-Röhrchen, 30 ml / 38 ml-Röhrchen mit Rundboden
Adapter für IVD	
75003103	50 ml-Röhrchen, konisch
75003095	15 ml-Röhrchen, konisch
75003091	1,5/2 ml Mikrogefäße

B. 24. 5. Biologisches Containment-Zertifikat



Public Health England
Microbiology Services
Porton Down
Salisbury
Wiltshire
SP4 0JG

Certificate of Containment Testing

**Containment Testing of
Thermo Scientific Fiberlite
F10-6 x 100 LEX rotor
(096-069035, 75003340) in a
Thermo Scientific Centrifuge**

Report No. 18-022

Report Prepared For: Thermo Fisher Scientific
Issue Date: 07 September 2018

Test Summary

Thermo Scientific Fiberlite F10-6 x 100 LEX rotor (096-069035, 75003340) was containment tested in a Thermo Scientific centrifuge at 10,500 rpm, using Annex AA of IEC 61010-2-020:2016 (3rd Ed.). The sealed rotor was shown to contain all contents.

Report Written By

Anna Moy

Name: Ms Anna Moy
Title: Biosafety Scientist

Report Authorised By

Sara Speight

Name: Mrs Sara Speight
Title: Senior Biosafety Scientist

Please be aware that the use of the Royal Coat of Arms is highly restricted and cannot be copied. Please do not put the PHE logo on your website or use our name to endorse your products. Any reference to PHE needs to be approved by us before it can be used.

C. Chemische Beständigkeitstabelle

Chemische Beständigkeitstabelle																												
MATERIAL	CHEMIKALIE	Viton™	Tygon™	Titan	Stahl, nichtrostend	Silikongummi	Rulon A™, Teflon™	Polyvinylchlorid	Polysulfon	Polypropylen	Polyethylen	Polythermid	Polyesterglasgewebe, warmauhärtend	Polycarbonat	Polyallomer	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Nylon	Noryl™	Neopren	Glas	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	Delrin™	Kohlefaser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoff	Polyurethan-Rotorfarbe	Celluloseacetatobutyrat	Buna N	Anodische Aluminiumbeschichtung	Aluminium
	2-MERCAPTOETHANOL	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	S	/	S	S	U	S	S	U	S	/	S	M	S	/	/	S	S
	ACETALDEHYD	S	S	S	/	U	S	M	/	M	M	U	U	U	M	/	/	/	U	U	/	M	/	/	U	U	/	S
	AZETON	M	U	S	M	M	S	U	U	S	S	U	U	U	S	U	S	U	U	U	S	M	U	S	U	U	S	S
	ACETONITRIL	S	U	S	S	S	S	U	U	M	S	/	S	U	M	S	S	S	U	S	/	S	M	S	/	U	U	S
	ALCONOX™	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S	S	U	S	/	S	S	S	/	U	U	S
	ALLYLKOHOL	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ALUMINIUMCHLORID	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	AMEISENSÄURE (100%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	AMMONIUMACETAT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AMMONIUMCARBONAT	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AMMONIUMHYDROXID (10%)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	AMMONIUMHYDROXID (28%)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	S	Zufriedenstellend																										
	M	Leicht ätzend, abhängig von der Expositionsdauer, Drehzahl usw. möglicherweise mit zufriedenstellendem Zentrifugierergebnis; Prüfung unter den jeweiligen Bedingungen empfohlen.																										
	U	Nicht zufriedenstellend; nicht empfohlen.																										
	/	Keine Daten vorhanden; Prüfung mit Probenmaterial empfohlen.																										

Chemische Beständigkeitstabelle																												
MATERIAL	CHEMIKALIE	Viton™	Tygon™	Titan	Stahl, nichtrostend	Silikongummi	Rulon A™, Teflon™	Polyvinylchlorid	Polysulfon	Polypropylen	Polyethylen	Polythermid	Polyesterglasgewebe, warmaushärtend	Polycarbonat	Polyallomer	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Nylon	Noryl™	Neopren	Glas	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	Delrin™	Kohlefaser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoff	Polyurethan-Rotorfarbe	Celluloseacetatobutyrat	Buna N	Anodische Aluminiumbeschichtung	Aluminium
	AMMONIUMHYDROXID (KONZ.)	U	S	S	S	S	S	M	/	S	S	S	U	U	S	U	S	S	S	S	S	S	U	U	U	U	U	U
	AMMONIUMPHOSPHAT	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AMMONIUMSULFAT	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AMYLALKOHOL	S	/	S	/	U	/	/	/	M	S	S	S	S	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	ANILIN	S	S	S	S	S	S	S	U	M	S	/	U	U	U	U	U	U	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S
	NATRIUMHYDROXID (<1%)	U	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	M	U	S	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	NATRIUMHYDROXID (10%)	U	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	U	S	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	BARIUMSALZE	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	M	U	S	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	BENZOL	S	S	S	S	S	S	S	U	U	M	U	M	U	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	BENZYLALKOHOL	S	/	S	/	U	/	/	U	U	U	U	U	U	U	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	BORSÄURE	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	CÄSIUMACETAT	M	/	S	/	S	/	/	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	CÄSIUMBROMID	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	CÄSIUMCHLORID	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	CÄSIUMFORMIAT	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	/	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	S	Zufriedenstellend																										
	M	Leicht ätzend, abhängig von der Expositionsdauer, Drehzahl usw. möglicherweise mit zufriedenstellendem Zentrifugierergebnis; Prüfung unter den jeweiligen Bedingungen empfohlen.																										
	U	Nicht zufriedenstellend; nicht empfohlen.																										
	/	Keine Daten vorhanden; Prüfung mit Probenmaterial empfohlen.																										

Chemische Beständigkeitstabelle		MATERIAL	
		CHEMIKALIE	
Viton™	S	S	S
Tygon™	S	S	M
Titan	S	S	S
Stahl, nichtrostend	M	M	S
Silikongummi	S	S	M
Rulon A™, Teflon™	S	S	S
Polyvinylchlorid	S	S	M
Polysulfon	S	S	S
Polypropylen	S	S	S
Polyethylen	S	S	M
Polythermid	/	/	M
Polyesterglasgewebe, warmauhärtend	/	/	S
Polycarbonat	S	S	M
Polyallomer	S	S	S
PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	S	S	S
Nylon	S	S	S
Noryl™	S	S	S
Neopren	S	S	S
Glas	S	S	S
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	/	/	S
Delrin™	S	S	M
Kohlefaser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoff	S	S	S
Polyurethan-Rotorfarbe	S	S	S
Celluloseacetatobutyrat	/	/	S
Buna N	S	S	S
Anodische Aluminiumbeschichtung	S	S	S
Aluminium	M	M	S
CÄSIUMJODID	M	M	S
CÄSIUMSULFAT	M	M	S
CHLORFORM	U	U	S
CHROMSÄURE (10%)	U	U	S
CHROMSÄURE (50%)	U	U	S
KRESOL-GEMISCH	S	S	S
CYCLOHEXAN	S	S	S
DEOXYCHOLSÄURE	S	S	S
DESTILLIERTES WASSER	S	S	S
DEXTRAN	M	M	S
DIETHYLETHER	S	S	S
DIETHYLKETON	S	S	S
DIETHYLPYROCARBONAT	S	S	S
DIMETHYLSULFOXID	S	S	S
DIOXAN	M	M	S
EISENCHLORID	U	U	S
S	Zufriedenstellend		
M	Leicht ätzend, abhängig von der Expositionsdauer, Drehzahl usw. möglicherweise mit zufriedenstellendem Zentrifugierergebnis; Prüfung unter den jeweiligen Bedingungen empfohlen.		
U	Nicht zufriedenstellend; nicht empfohlen.		
/	Keine Daten vorhanden; Prüfung mit Probenmaterial empfohlen.		

Chemische Beständigkeitstabelle		MATERIAL	
		CHEMIKALIE	
Viton™	S	S	S
Tygon™	S	S	S
Titan	S	S	S
Stahl, nichtrostend	S	U	S
Silikongummi	S	S	U
Rulon A™, Teflon™	S	S	S
Polyvinylchlorid	S	S	M
Polysulfon	S	S	/
Polypropylen	S	S	S
Polyethylen	S	S	U
Polythermid	/	/	S
Polyesterglasgewebe, warmaushärtend	S	/	S
Polycarbonat	S	S	U
Polyallomer	S	S	M
PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	S	S	U
Nylon	S	S	S
Noryl™	S	S	U
Neopren	S	S	S
Glas	S	S	/
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	S	/	/
Delrin™	S	S	S
Kohlefaser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoff	S	S	/
Polyurethan-Rotorfarbe	S	/	S
Celluloseacetatobutyrat	/	/	U
Buna N	S	S	M
Anodische Aluminiumbeschichtung	S	U	S
Aluminium	M	U	S
GLYCEROL	M	U	S
GUANIDINHYDROCHLORID	U	S	S
HAEMO-SOL™	S	S	/
HEXAN	S	S	/
ISOBUTYLALKOHOL	/	M	U
ISOPROPYLALKOHOL	M	M	U
IODESSIGSÄURE	S	M	/
KALIUMBROMID	U	S	/
KALIUMCARBONAT	M	U	S
KALIUMCHLORID	U	S	/
KALIUMHYDROXID (5%)	U	U	S
KALIUMHYDROXID (konz.)	U	U	M
KALIUMPERMANGANAT	S	S	/
CALCIUMCHLORID	M	U	S
CALCIUMHYPOCHLORIT	M	/	U
PETROLEUM	S	S	/
S	Zufriedenstellend		
M	Leicht ätzend, abhängig von der Expositionsdauer, Drehzahl usw. möglicherweise mit zufriedenstellendem Zentrifugierergebnis; Prüfung unter den jeweiligen Bedingungen empfohlen.		
U	Nicht zufriedenstellend; nicht empfohlen.		
/	Keine Daten vorhanden; Prüfung mit Probenmaterial empfohlen.		

Chemische Beständigkeitstabelle		MATERIAL		CHEMIKALIE	
	Viton™	S		S	
	Tygon™	/		/	
	Titan	M		M	
	Stahl, nichtrostend	S		S	
	Silikongummi	S		S	
	Rulon A™, Teflon™	/		/	
	Polyvinylchlorid	S		S	
	Polysulfon	S		S	
	Polypropylen	S		S	
	Polyethylen	S		S	
	Polythermid	/		/	
	Polyesterglasgewebe, warmaushärtend	S		S	
	Polycarbonat	S		S	
	Polyallomer	S		S	
	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	S		S	
	Nylon	S		S	
	Noryl™	/		/	
	Neopren	/		/	
	Glas	/		/	
	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	S		S	
	Delrin™	S		S	
	Kohlefaser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoff	S		S	
	Polyurethan-Rotorfarbe	S		S	
	Celluloseacetatobutyrat	S		S	
	Buna N	S		S	
	Anodische Aluminiumbeschichtung	/		/	
	Aluminium	S		S	
	NATRIUMCHLORID (10%)		S		S
	NATRIUMCHLORID (GESÄTTIGT)		U		S
	KOHLENSTOFFTETRACHLORID		U		S
	KÖNIGSWASSER		U		M
	LÖSUNG 555 (20%)		S		S
	MAGNESIUMCHLORID		M		S
	MERCAPTOBUTTERSÄURE		U		S
	METHYLALKOHOL		S		U
	METHYLENCHLORID		U		U
	METHYLETHYLKETON		S		U
	METRAMIDE™		M		S
	MILCHSÄURE (100%)		/		S
	MILCHSÄURE (20%)		/		S
	N-BUTYL-ALKOHOL		S		S
	N-BUTYL-PHTHALAT		S		S
S		Zufriedenstellend			
M		Leicht ätzend, abhängig von der Expositionsdauer, Drehzahl usw. möglicherweise mit zufriedenstellendem Zentrifugiererergebnis; Prüfung unter den jeweiligen Bedingungen empfohlen.			
U		Nicht zufriedenstellend; nicht empfohlen.			
/		Keine Daten vorhanden; Prüfung mit Probenmaterial empfohlen.			

Chemische Beständigkeitstabelle		MATERIAL																													
		Viton™	Tygon™	Titan	Stahl, nichtrostend	Silikongummi	Rulon A™, Teflon™	Polyvinylchlorid	Polysulfon	Polypropylen	Polyethylen	Polythermid	Polyesterglasgewebe, warmaushärtend	Polycarbonat	Polyallomer	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Nylon	Noryl™	Neopren	Glas	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	Delrin™	Kohlefaser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoff	Polyurethan-Rotorfarbe	Celluloseacetatobutyrat	Buna N	Anodische Aluminiumbeschichtung	Aluminium			
CHEMIKALIE		U	S	S	S	M	U	U	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
N, N-DIMETHYLFORMAMID		U	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMBORAT		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMBROMID		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMCARBONAT (2%)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMDECELSULFAT		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMHYPOCHLORIT (5%)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMJODID		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMNITRAT		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMSULFAT		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMSULFID		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NATRIUMSULFIT		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
NICKELSALZE		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
ÖLE (MINERALÖL)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
ÖLE (SONSTIGE)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
ÖLSÄURE		S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	U	S	S	S	S	U	S	S	/	M	S	S	U	U	S	S	S		
S	Zufriedenstellend																														
M	Leicht ätzend, abhängig von der Expositionsdauer, Drehzahl usw. möglicherweise mit zufriedenstellendem Zentrifugierergebnis; Prüfung unter den jeweiligen Bedingungen empfohlen.																														
U	Nicht zufriedenstellend; nicht empfohlen.																														
/	Keine Daten vorhanden; Prüfung mit Probenmaterial empfohlen.																														

Chemische Beständigkeitstabelle		MATERIAL	
		CHEMIKALIE	
	Viton™	S	S
	Tygon™	S	S / S
	Titan	M	S / S
	Stahl, nichtrostend	U	/ U M
	Silikongummi	S	U U U U U U U
	Rulon A™, Teflon™	S	S S S S S S S S S
	Polyvinylchlorid	S	M M U U S M S U U S S
	Polysulfon	S	/ U U U S S S S S S
	Polypropylen	S	M M S U S M S S S S S
	Polyethylen	S	M M M U S S S S S S S
	Polythermid	S	S U S S S S S S S S S
	Polyesterglasgewebe, warmauhärtend	S	M U M U S S S S S S S
	Polycarbonat	U	U U U U S M S S S S S
	Polyallomer	S	M M S U S M S S S S S
	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	U	/ U U U / U S S S S S S
	Nylon	S	/ U U U U U U S U U S S
	Noryl™	S	M M M M S S S S S S S
	Neopren	S	M U U U U S M S S S S S
	Glas	S	S S S S S / S S S S S
	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	S	/ / / / / S / S S S S
	Delrin™	U	U U M M U U U S S S S S S
	Kohlefaser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoff	S	U U M U S S / / M U S S S S S
	Polyurethan-Rotorfarbe	S	S / S S S S S S S S S S S
	Celluloseacetatobutyrat	S	/ / / / / S / S S S S S S
	Buna N	M	U U U U U M M S S U U S S S S S
	Anodische Aluminiumbeschichtung	U	/ U U U S U U U S S S S S S S S
	Aluminium	U	U U U U U M S S S U U S S S S S
	OXALSÄURE		
	PERCHLORSÄURE (10%)		
	PERCHLORSÄURE (70%)		
	PHENOL (5%)		
	PHENOL (50%)		
	PHOSPHORSÄURE (10%)		
	PHOSPHORSÄURE (KONZ.)		
	PHYSIOLOGISCHE STOFFE (SERUM, URIN)		
	PIKRINSÄURE		
	PYRIDIN (50%)		
	RUBIDIUMBROMID		
	RUBIDIUMCHLORID		
	SACCHAROSE		
	SACCHAROSE, ALKALI		
	SULFOSALICYSÄURE		
S	Zufriedenstellend		
M	Leicht ätzend, abhängig von der Expositionsdauer, Drehzahl usw. möglicherweise mit zufriedenstellendem Zentrifugierergebnis; Prüfung unter den jeweiligen Bedingungen empfohlen.		
U	Nicht zufriedenstellend; nicht empfohlen.		
/	Keine Daten vorhanden; Prüfung mit Probenmaterial empfohlen.		

Chemische Beständigkeitstabelle		MATERIAL																											
		Viton™	Tygon™	Titan	Stahl, nichtrostend	Silikongummi	Rulon A™, Teflon™	Polyvinylchlorid	Polysulfon	Polypropylen	Polyethylen	Polythermid	Polyesterglasgewebe, warmaushärtend	Polycarbonat	Polyallomer	PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	Nylon	Noryl™	Neopren	Glas	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	Delrin™	Kohlefaser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoff	Polyurethan-Rotorfarbe	Celluloseacetatobutyrat	Buna N	Anodische Aluminiumbeschichtung	Aluminium	
CHEMIKALIE		S	S	S	S	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	S	U	S	/	U	U	S	S	S	U	U	U
SALPETERSÄURE (10%)		S	S	S	S	U	S	S	S	S	S	S	S	S	S	/	U	S	U	S	/	U	U	S	S	S	U	U	U
SALPETERSÄURE (50%)		S	M	S	S	U	S	S	S	M	S	U	S	S	S	U	U	S	U	U	/	U	U	S	S	M	U	U	U
SALPETERSÄURE (95%)		S	/	S	S	U	S	U	S	U	U	U	S	S	S	U	U	U	U	U	/	U	U	S	S	U	U	U	U
SALZSÄURE (10%)		S	S	S	U	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	S	S	S	/	U	U	S	S	U	U	U	U
SALZSÄURE (50%)		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	M	M	S	/	U	U	U	S	S	U	U	U
SCHWEFELSAURE (10%)		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	S	S	S	/	U	U	U	S	S	U	U	U
SCHWEFELSAURE (50%)		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	M	M	S	/	U	U	U	S	S	U	U	U
SCHWEFELSAURE (KONZ.)		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	M	M	S	/	U	U	U	S	S	U	U	U
STEARINSÄURE		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	S	S	S	/	U	U	U	S	S	U	U	U
TETRAHYDROFURAN		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	U	U	U	/	U	U	U	S	S	U	U	U
TOLUEN		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	U	U	U	/	U	U	U	S	S	U	U	U
TRICHORESSIGSÄURE		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	U	U	U	/	U	U	U	S	S	U	U	U
TRICHOLORETHAN		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	U	U	U	/	U	U	U	S	S	U	U	U
TRICHOLORETHYLEN		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	U	U	U	/	U	U	U	S	S	U	U	U
TRINATRIUMPHOSPHAT		S	S	S	U	U	U	S	S	S	S	U	S	S	S	U	U	U	U	U	/	U	U	U	S	S	U	U	U
S		Zufriedenstellend																											
M		Leicht ätzend, abhängig von der Expositionsdauer, Drehzahl usw. möglicherweise mit zufriedenstellendem Zentrifugierergebnis; Prüfung unter den jeweiligen Bedingungen empfohlen.																											
U		Nicht zufriedenstellend; nicht empfohlen.																											
/		Keine Daten vorhanden; Prüfung mit Probenmaterial empfohlen.																											

Chemische Beständigkeitstabelle											
MATERIAL											
CHEMIKALIE											
Viton™	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tygon™	S	S	/		U	S	U	S	S	S	S
Titan	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stahl, nichtrostend	S	S	M	M	S	S	M	U	S	S	S
Silikongummi	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	S
Rulon A™, Teflon™	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Polyvinylchlorid	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	S
Polysulfon	S	S	/	S	S	S	U	S	S	S	S
Polypropylen	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	S
Polyethylen	S	S	S	S	S	S	M	S	S	S	S
Polythermid	S	S	S	U	M	S	U	S	S	M	S
Polyesterglasgewebe, warmauhärtend	S	S	S	M	S	S	M	S	S	S	S
Polycarbonat	S	S	M	S	S	S	U	S	S	S	S
Polyallomer	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	S
PET ¹ , Polyclear™, Clear Crimp™	S	S	S	S	S	S	U	S	S	S	S
Nylon	S	S	S	U	S	S	U	S	S	S	S
Noryl™	S	S	/	S	S	S	U	S	S	S	S
Neopren	S	S	/	S	S	S	U	S	S	S	S
Glas	S	S	/	S	S	S	S	S	S	S	S
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk	/	/	/	/	/	/	U	S	S	S	S
Delrin™	S	S	S	U	S	S	M	U	S	M	S
Kohlefaser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoff	S	S	S	U	/	S	S	S	S	S	S
Polyurethan-Rotorfarbe	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Celluloseacetatobutyrat	S	/	S	S	S	S	S	S	/	M	S
Buna N	S	S	U	M	S	S	U	S	S	S	S
Anodische Aluminiumbeschichtung	S	S	/	U	M	S	S	U	S	S	S
Aluminium	U	S	S	U	S	S	S	U	S	M	S
TRIS-PUFFER (pH-NEUTRAL)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TRITON X/100™	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
HARNSTOFF	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
WASSERSTOFFPEROXID (10%)	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
WASSERSTOFFPEROXID (3%)	S	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S
XYLEN	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ZINKCHLORID	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
ZINKSULFAT	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
ZITRONENSÄURE (10%)	M	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	Zufriedenstellend										
M	Leicht ätzend, abhängig von der Expositionsdauer, Drehzahl usw. möglicherweise mit zufriedenstellendem Zentrifugierergebnis; Prüfung unter den jeweiligen Bedingungen empfohlen.										
U	Nicht zufriedenstellend; nicht empfohlen.										
/	Keine Daten vorhanden; Prüfung mit Probenmaterial empfohlen.										

¹Polyethylenerephthalat

HINWEIS Die chemischen Beständigkeitsdaten sind unverbindlich. Strukturierte Beständigkeitsdaten während des Zentrifugierens liegen nicht vor. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Durchführung von Testreihen mit Probechargen.

Index

8 x 50 mL Sealed B-28

A

Aerosoldichte Anwendung
 Füllvolumen 2-13
 Grundlagen 2-13
Aerosoldichte Rotorbecher 2-14
Aerosoldichte Rotordeckel 2-13
Aktiven Zentrifugationslauf stoppen 4-7
Alarmlautstärke 3-30
Alarmmeldungen 3-18, 3-30
Alarmmeldungen anzeigen und behandeln 3-19
Alarmmeldung für hohe und niedrige Temperatur 3-31
Alarmton 3-31
Ändern des Zugangscodes für Benutzer 3-35
Ändern des Zugangscodes für den Administrator 3-34
Anschlussdaten A-11
Auf dem Gerät und den Zubehörteilen verwendete Symbole xii
Aufstellungsort 1-1
Ausgewogenes Beladen 2-7
Auspacken 1-1
Auswahlfelder für Warnmeldungsoptionen 3-33
Autoklavierung 5-5
Automatische Prozesse mit Hilfe von Programmen 3-21
Autom. Datum/Uhrzeit 3-44

B

Baureihe Sorvall ST Plus A-4
Baureihe Sorvall X Pro A-1
Bechertyp auswählen 4-5
Bedienelemente 3-35
Bedienfeld 3-5, 5-3
Behandlung von Fehlermeldungen 4-7
Bereich Info und Betriebszustand 3-2
Beschichtete Ausschwingrotoren 5-1
Beschleunigungsprofil 4-3
Beschleunigungs- und Abbremsprofile 2-11, 3-10
Bestimmungsgemäße Verwendung ix
Bestimmungsgemäße Verwendung von IVD-Zentrifugen x
Bestimmungsgemäße Verwendung von Labor-Zentrifugen ix
Betrieb 2-1
Betrieb im Dauerbetriebs-Modus 4-6
Betrieb im Programm-Modus 4-7
Betrieb mit voreingestellter Dauer 4-7
BIOShield 720 B-22
BIOShield 1000A B-24
Bremsprofile 4-4

C

Chemische Beständigkeitstabelle C-1
CLINIConic B-26

D

Dateien und Info 3-53
Datum 3-45
Deckel autom. öffnen 3-39
Dekontaminieren 5-4
Desinfizieren 5-4
Diagramm 3-51
Diagrammdatei exportieren 3-52
Diagramme anzeigen 3-51
Die wichtigsten Zentrifugationsparameter einstellen 2-11, 3-7, 4-2
Die Zentrifugationskammer vortemperieren 2-12, 3-12, 4-4
Display 3-43
Drehzahl / RZB-Wert einstellen 2-11, 3-7, 4-2

E

Ein Programm löschen 3-26
Einstellungen 3-30
Eisbildung 6-2
Entsorgung 5-6
Ereignisprotokoll 3-47
Ereignisprotokoll exportieren 3-48
Ereignisse anzeigen 3-48
Erweiterte Programmeinstellungen 3-24
Ethernet 1-12

F

Falsche Beladung 2-8
Fehlerbehandlung 6-1
Fehlerbehebung 6-2
Fiberlite F10-6 x 100 LEX B-59
Fiberlite F13-14 x 50cy B-45
Fiberlite F14-6 x 250 LE B-47
Fiberlite F15-6 x 100y B-49
Fiberlite F15-8 x 50cy B-52
Fiberlite F21-48 x 2 B-54
Fiberlite H3-LV B-57

G

Gemeinsame Programmnutzung mehrerer Zentrifugen 3-27
Gerätebezeichnung 3-46
Grafische Benutzerschnittstelle 3-1
 Übersicht 3-1
Grundeinstellung 1-12
Grundlagen 5-1

H

Hauptseite 3-3
Helligkeit 3-43
H-FLEX 1 B-13
H-FLEX HS4 B-15
HIGHConic II B-30
HIGHPlate 6000 B-17

I

Identifizierung von Rotor und Bechern 2-10
In der Gebrauchsanweisung verwendete Symbole xii
Informationen für den Kundendienst 6-3
Informationen über meine Zentrifuge ix
Intendierte Benutzer x

K

Kompressor Aus 3-40
Kühlmittel A-9
Kunststoffteile 5-2

L

Lage der Teile 2-1
Lagern 5-6
Lauf im Dauerbetrieb oder im Betrieb mit
voreingestellter Dauer 3-13
Lauf im Pulse-Modus 3-14
Laufzeit einstellen 2-11, 3-9, 4-3
LCD-Bedienfeld 4-1
Übersicht 4-1
Lieferumfang 1-1
Lüftungsgitter 5-3

M

M-20 Microplate B-19
Maximale Beladung 2-9
Metallteile 5-1
MicroClick 18 x 5 B-42
MicroClick 30 x 2 B-39
Microliter 30 x 2 B-33
Microliter 48 x 2 B-36

N

Navigationsleiste 3-6
Netzanschluss 1-12
Normen und Richtlinien A-7
Notentriegelung des Zentrifugendeckels 6-1
Nutzungsplan 3-40

P

Produktübersicht 1-7
Programm ausführen 3-26
Programme 4-6
Programme exportieren 3-27
Programme importieren 3-28
Programm erstellen und speichern 3-21, 4-6
Programmparameter bearbeiten 3-25
Programmvorschau der Programmparameter
3-24
Protokolle 3-47
Prüfen der Aerosoldichtigkeit 2-14

R

Region 3-45
Reinigung 5-2
Reinigungsintervalle 5-1
Richtige Beladung 2-8
Rotor aus dem Protokoll löschen 3-50
Rotorauswahl A-13
Rotorbecher 3-42
Rotor beladen 2-7
Rotordaten B-1
Rotor ein- und ausbauen 2-5
Rotoren für Labor- und In-vitro-Diagnostik-
Zentrifugen A-13
Rotorprotokoll 3-50
Rotorprotokoll exportieren 3-50
Rotor- und Becherzyklen 5-2

Rotor und Zubehör prüfen 5-1
Rotorzähler zurücksetzen 3-50
RS232 1-12

S

Seite Einstellungen 3-4
Service 3-53, 5-6
Sicherheitsanweisungen xii
Signalwörter und Symbole xi
Sollwerte 3-36
Sollwert-Modus 3-38
Sprache 3-44
Startseite 3-3
Status 3-15
Stummschalt-Dauer 3-31
Systemmenü 4-8

T

Technische Daten A-1
Temperatur einstellen 2-11, 3-11, 4-5
Transportieren 1-2
Transport und Aufstellen 1-1
TX-200 B-2
TX-400 B-4
TX-750 B-6
TX-1000 B-11

U

Uhrzeit 3-45
Umschalten auf Betrieb mit Zugangskontrolle
3-34
USB 1-12

V

Versenden 5-6
Verwendung von Röhrcen und
Verbrauchsmaterialien 2-10
Vor dem Beladen des Rotors 2-8
Voreinstellung Pulse 3-39
Vorgehensweise Rotor ein- und ausbauen 2-5
Vorwort ix

W

Warnmeldungen 3-16, 3-32
Warnmeldungen anzeigen und behandeln 3-17
Warnton 3-32
Warntonlautstärke 3-32
Wartung und Pflege 5-1

Z

Zeitdarstellung 3-38
Zentrifugation 2-12, 3-13, 4-6
Zentrifuge ein-/ausschalten 2-4
Zentrifugendeckel öffnen/schließen 2-4
Zugangskontrolle 3-33



Thermo Electron LED GmbH
Zweigniederlassung Osterode
Am Kalkberg, 37520 Osterode am Harz
Germany



[thermofisher.com/centrifuge](https://www.thermofisher.com/centrifuge)

© 2019-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sofern nicht ausdrücklich anders beschrieben, sind alle Warenzeichen Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. und deren angeschlossenen Gesellschaften.

Delrin ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont Polymers, Inc. TEFLON und Viton sind eingetragene Warenzeichen von The Chemours Company FC. Noryl und Valox sind eingetragene Warenzeichen von Sabic Global Technologies. POLYCLEAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hongye CO., Ltd. Hypaque ist ein eingetragenes Warenzeichen von Amersham Health AS. RULON A und Tygon sind Warenzeichen von Saint-Gobain Performance Plastics. Alconox ist ein eingetragenes Warenzeichen von Alconox, Inc. Ficoll ist ein eingetragenes Warenzeichen von Cytiva Sweden AB. Haemo-Sol ist ein eingetragenes Warenzeichen von Haemo-Sol International, LLC. Triton ist ein eingetragenes Warenzeichen von Union Carbide Corporation.

Spezifikationen, Bedingungen und Preise sind freibleibend. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Genauere Informationen sind auf Anfrage bei Ihrem lokalen Vertriebspartner erhältlich.

Die in dieser Anleitung publizierten Bilder dienen nur als Referenz. Die dort gezeigten Einstellungen und Sprachen können abweichen. Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Abbildungen der Benutzeroberfläche zeigen Beispiele der englischen Version.

Australien +61 39757 4300

Österreich +43 1 801 40 0

Belgien +32 9 272 54 82

China +800 810 5118, +400 650 5118

Frankreich +33 2 2803 2180

Deutschland national, gebührenfrei
0800 1 536 376

Deutschland international
+49 6184 90 6000

Indien, gebührenfrei +1800 22 8374

Indien +91 22 6716 2200

Italien +39 02 95059 552

Japan +81 3 5826 1616

Korea +82 2 2023 0600

Niederlande +31 76 579 55 55

Neuseeland +64 9 980 6700

Nordländer/Baltikum/GUS-Staaten
+358 10 329 2200

Russland +7 812 703 42 15,
+7 495 739 76 41

Singapur +82 2 3420 8700

Spanien/Portugal +34 93 223 09 18

Schweiz +41 44 454 12 12

Großbritannien / Irland +44 870 609 9203

USA/Kanada +1 866 984 3766

Andere asiatische Staaten
+852 3107 7600

Andere Länder +49 6184 90 6000

de

