

¡Fácil comprobación
visual del volumen!



Diseño funcional

Pipeteo seguro y sin contacto con las puntas epT.I.P.S.® 5 mL L

Otra punta de larga distancia completa la serie de puntas de pipeta alargadas epT.I.P.S. La nueva punta de pipeta epT.I.P.S. 5 mL L con una longitud de 175 mm alcanza fácilmente el fondo de, p.ej., un tubo de centrifugación de 15 mL o un frasco graduado, evitando la pérdida de la muestra o la contaminación cruzada entre la pipeta y el recipiente.

El diseño largo y delgado de esta nueva punta de pipeta de 5 mL proporciona un libre acceso a la muestra con un mínimo riesgo de tocar los laterales o el cuello de los tubos. Puede recuperar volúmenes mínimos de forma segura.

Las graduaciones permiten un rápido reconocimiento visual y control del nivel de líquido al pipetear, dispensar o diluir con la nueva punta de pipeta epT.I.P.S. 5 mL L.



Ventajas del Producto

- > El alcance ampliado minimiza la pérdida de muestras
- > Sin contaminación cruzada entre la pipeta y la muestra
- > Fácil comprobación visual del volumen
- > Baja tensión ergonómica
- > Disponibles en Eppendorf Quality™, Eppendorf Biopur® y como ep Dualfilter T.I.P.S.® en PCR clean/Sterile

El pipeteo libre de contaminación es posible con las puntas epT.I.P.S.® 5 mL L con los siguientes recipientes:

Recipiente	Volumen
Matraces Erlenmeyer	100–500 mL
Botellas de vidrio Schott®	25–500 mL
Tubos cónicos	15–50 mL
Frascos de cultivo celular	25–75 cm ³
Tubos	0,1–5,0 mL
Tubos criogénicos	1,0–4,5 mL
Frascos Oak ridge	30–85 mL
Tubos EDTA	5,0–10,0 mL
Frascos de fondo redondo	5,0–15,0 mL



Descripción	Código de color	Pureza	Nº de pedido
ep Dualfilter T.I.P.S.®, racks, 5 × 24 = 120 puntas 0,2–5 mL L, 175 mm	■ lila	PCR clean / Sterile	0030 077.725
epT.I.P.S.®, a granel, 3 × 100 = 300 puntas 0,2–5 mL L, 175 mm	■ lila	Eppendorf Quality™	0030 000.650
epT.I.P.S.®, racks*, 5 × 24 = 120 puntas* € 0,2–5 mL L, 175 mm	■ lila	Biopur®	0030 075.188

* Las puntas de pipetas epT.I.P.S. han sido concebidas y fabricadas en unidades de envasado de tipo reload, box, set, single y rack para la transferencia sin contaminación de líquidos, en particular para muestras del cuerpo humano y reactivos en el marco de la aplicación diagnóstica in vitro para la aplicación del diagnóstico in vitro con el fin de permitir la finalidad de uso. Las epT.I.P.S. anteriormente mencionadas están destinadas al diagnóstico in vitro en el marco de la Directiva 98/79/CE de 27 de octubre de 1998. Están previstas únicamente para un solo uso y para el funcionamiento por medio de personal cualificado.

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Ibérica, S.L.U. · Avenida Tenerife 2 · Edificio 1 · 28703
San Sebastián de los Reyes · Madrid · Spain
eppendorf@eppendorf.es · www.eppendorf.es

www.eppendorf.com/consumables

Schott® is a registered trademark of Schott AG, Germany. Eppendorf®, the Eppendorf logo, Biopur®, ep Dualfilter T.I.P.S.® and epT.I.P.S.® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf Quality™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2015 by Eppendorf AG.
Order No. AQ36 012 040/ES2/PDF/0816/NW/STEFF. Carbon neutrally printed in Germany.