



Tubos para centrífuga cónicos de color negro

Ideales para una protección adicional de muestras y reactivos donde se utilizan instalaciones de almacenamiento compartido.

- Los tubos están fabricados especialmente para prevenir la lixiviación
- Los tubos de 1,5 ml tienen las tapas pegadas para uso con una mano. Las tapas son perforables si se requiere
- Los tubos de 15 y 50 ml tienen tapones desmontables que no dañan la rosca si se aprietan de más por accidente
- Todas las tapas y tapones son planos para facilitar el etiquetado. El tubo de 1,5 ml tiene una zona de etiquetado esmerilada en el costado, mientras que los tubos de 15 y 50 ml tienen un espacio lineado blanco
- Paredes fuertes que permiten un alto índice de RCF para una centrifugación sin preocupaciones
- Fabricados con polipropileno 100% virgen y esterilizable en autoclave
- Libres de RNasa, DNasa y pirógenos y con trazabilidad de lote
- Compatibles con todos los rotores de centrifugación estándar y gradillas de almacenaje para tubos cónicos clásicos

Información para pedidos

N.º cat.	Color	Cantidad
Tubo de 1,5 ml con base cónica		
15386548	Negro	500
Tubo de 15 ml con base cónica		
15396548	Negro	500
Tubo de 50 ml con base cónica		
15306558	Negro	500

Más información fishersci.es

En España:

Para pedidos online: fishersci.es

Para tramitar un pedido: pedidos.fisher@thermofisher.com

Para hablar con Atención al Cliente llame al 902 239 303