




Désignation :	Sur chaussures antidérapantes, bleue, universelles
Référence :	15421952 (17-100-913)
Composition :	106.86g/m ² PE
Taille :	42 x 16.5cm
Conditionnement :	300 pièces/sachet/carton
Dimensions Carton :	38 x 22 x 26 cm



Couture à ultrasons



Couture à ultrasons

Item	Longueur	Tolérance	Remarque
A	42cm	+/- 2cm	
B	16.5cm	+/- 1cm	
C	14/30cm	+/- 2cm	