


Désignation :	Sur chaussures antidérapantes, bleue, XL
Référence :	15431952 (17-100-914)
Composition :	106.86g/m ² Polyuréthane
Taille :	45 x 18cm
Conditionnement :	300 pièces/sachet/carton
Dimensions Carton :	38 x 22 x 26 cm



Couture à ultrasons



Couture à ultrasons

Item	Longueur	Tolérance	Remarque
A	45cm	+/- 2cm	
B	18cm	+/- 1cm	
C	15.5/30cm	+/- 2cm	