



Einweg-Sicherheitskleidung

Einweg-Laborkittel aus Polypropylen

Latexfreie Laborkleidung aus Polypropylenvlies

- Elastische Bündchen halten die Ärmel fest
- Fünf Druckknöpfe für sicheren Verschluss
- Standardkragen
- Ohne Taschen
- Stoffgewicht: 50g/m²

Cat. No	Farbe	Größe	Packmenge
15431922	Weiß	Small	25
15441922	Weiß	Medium	25
15451922	Weiß	Large	25
15461922	Weiß	X-Large	25
15471922	Weiß	XX-Large	25
15481922	Weiß	3X-Large	25



Einweg-Laborkittel aus Polypropylen mit Taschen

Einweg-Laborkittel für ökonomischen, leichten und atmungsaktiven Schutz


- Latexfreies Polypropylenvlies-Gewebe
- Elastische Bündchen halten die Ärmel fest
- Drei Taschen und 5-Druckknopf-Verschluss
- Standardkragen
- Stoffgewicht: 50g/m²

Cat. No	Farbe	Größe	Packmenge
15491922	Weiß	Small	30
15401932	Weiß	Mittel	30
15411932	Weiß	Large	30
15421932	Weiß	X-Large	30
15431932	Weiß	XX-Large	30
15441932	Weiß	3X-Large	30



Laborkittelgröße finden

Größe	Körpergröße	Brust Umfang	Ärmellänge
Small	89cm (35in)	119cm (47in)	52cm (20.5in)
Mittel	97cm (38in)	125cm (49in)	52cm (20.5in)
Large	99cm (39in)	130cm (51in)	52cm (20.5in)
X-Large	104cm (41in)	135cm (53in)	52cm (20.5in)
XX-Large	109cm (43in)	140cm (55in)	53cm (21in)
3X-Large	114cm (45in)	145cm (57in)	53cm (21in)



A: Körpergröße
B: Brustumfang
C: Ärmellänge

Materialart-Kurzübersicht


Material	empfohlen wenn Kunde benötigt:	Atmungsaktivität	Schutzklasse
Vlies	• Ökonomischer, leichter, atmungsaktiver Schutz	Höchster Anspruch an Atmungsaktivität	Basisschutz
Polypropylen	• Niedrigere Materialkosten		

Einweg-Gesichtsmasken aus Polypropylen

Bietet erweiterten Schutz

- Einwegartikel, einmaliger Gebrauch
- Mit elastischen Ohrschlaufen oder Bindebändern
- Außenschicht aus Polypropylenvlies
- Innenschicht aus thermisch gebundenem Polypropylenvlies
- Latexfrei
- In blau oder weiß
- Universalgröße

	Kat. Nr	Beschreibung	Farbe	Stärke	Packmenge
1	15451932	Einweg-Gesichtsmaske mit Ohrschlaufen	Weiß	2-lagig	500
	15461932	Einweg-Gesichtsmaske mit Ohrschlaufen	Blau	3-lagig	500
	15471932	Einweg-Gesichtsmaske mit Ohrschlaufen	Weiß	3-lagig	500
2	15481932	Einweg-Gesichtsmaske mit Bindebändern	Blau	3-lagig	500



Einweg-Baretthauben aus Polypropylen

Einweghaube für Basis-Schutz

- Einweg
- 14gsm Polypropylen
- Umfang 53,3cm oder 60,9cm
- Latexfrei
- In blau oder weiß

	Kat. Nr	Farbe	Größe, cm	Packmenge
1	15491932	Blau	53,3	1.000
2	15401942	Weiß	53,3	1.000
	15411942	Blau	60,9	1.000
	15421942	Weiß	60,9	1.000



Einweghauben gekräuselt aus Polypropylen

Das elastische Kopfband der Haube ist mit weichem Polyband eingefasst für besseren Komfort und Basisschutz

- Einweg
- Gekräuselt
- Polypropylen
- In blau oder weiß

	Kat. Nr	Farbe	Größe	Packmenge
1	15431942	Weiß	Small	1.000
	15441942	Blau	Small	1.000
	15451942	Weiß	Large	1.000
2	15461942	Blau	Large	1.000
	15471942	Weiß	X-Large	1.000





Einweg-Überziehschuhe

Überziehschuhe aus Polypropylenvlies schützen vor Schmutz, Ruß und anderen Trockenpartikeln

- Einweg
- Blau
- Polypropylen
- Latexfrei
- Mit oder ohne Antirutschsohle

Kat. Nr	Beschreibung	Farbe	Größe	Packmenge
15481942	Überziehschuh ohne Antirutsch	Blau	Universal	300
15491942	Überziehschuh ohne Antirutsch	Blau	X-Large	300
15401952	Überziehschuh mit Antirutsch	Blau	Universal	300
15411952	Überziehschuh mit Antirutsch	Blau	X-Large	300



Einweg-Hochleistungsüberziehschuhe

Einweg-Hochleistungsüberziehschuhe bieten erhöhten Schutz

- Einweg
- Polyurethan
- Blau
- Latexfrei
- Hochleistungssohle

Kat. Nr	Beschreibung	Farbe	Größe	Packmenge
15421952	Überziehschuh, Hochleistung	Blau	Universal	300
15431952	Überziehschuh, Hochleistung	Blau	X-Large	300



Antistatische Einweg-Überziehschuhe

Leitfähiger Karbonstreifen hilft statische Aufladung zu verhindern

- Einweg
- Elastisches Knöchelband
- 42gms Polypropylen
- Mit eingenähtem leitfähigem Karbonstreifen
- Latexfrei
- Blau

Kat. Nr	Beschreibung	Farbe	Größe	Packmenge
15441952	Überziehschuh mit leitfähigem Karbonstreifen	Blau	Universal	300





Fisherbrand™
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

Sicherheit

Sortiment Einweg-

Einweg-Überziehschuhe aus Polyethylen

Einweg-Überziehschuhe bieten praktischen Schutz

- Polyethylen
- Blau
- Latexfrei

Kat. Nr	Beschreibung	Farbe	Größe	Packmenge
15451952	Überziehschuh, Polyethylen	Blau	Universal	300
15461952	Überziehschuh, Polyethylen	Blau	X-Large	300



Einweg-Bartschutz

Polypropylen-Bartschutz für Basisschutz

- Einweg
- 10gsm Polypropylenvlies
- Einweg
- Latexfrei
- Weiß

Kat. Nr	Farbe	Größe	Packmenge
15471952	Weiß	Universal	500



Einweg-Ärmelschoner aus Polyethylen

Einweg-Ärmelschoner für generelle Zwecke

- Polyethylen
- Länge: 45,7cm
- Latexfrei
- Blau
- Stärke: 6 mil
- Elastische Bündchen

Kat. Nr	Farbe	Länge	Größe	Packmenge
15481952	Blau	45,7	Universal	200



Austria: (0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500



**Fisher
Scientific**

A Thermo Fisher Scientific Brand